



CREADO POR SDI

**POLA**

SISTEMA AVANZADO DE  
BLANQUEAMIENTO DENTAL

SU  
CATÁLOGO  
DE SONRISAS





PERSONALICE UN  
TRATAMIENTO DE  
BLANQUEAMIENTO  
ADECUADO A LAS  
NECESIDADES DE  
SU PACIENTE

# PARA APLICAR EN LA CONSULTA

Pola Office+	37.5% peróxido de hidrogeno	3 x aplicaciones de 8 minutos
Pola Office	35% peróxido de hidrogeno	30 minutos
Pola Day CP	Peróxido de carbamida al 35%	Con férula en la clínica solo 15 minutos.



# PARA APLICAR EN CASA

## Pola Day

Peróxido de hidrógeno al 6%	1 o 2 x aplicaciones de 30 minutos o 1 x aplicación de 45 minutos al día
-----------------------------	--



## Pola Night

Nota: Peróxido de hidrógeno al 1 % equivale a un 2.77% de peróxido de carbamida

Peróxido de carbamida al 10%	1 x 2 horas a toda la noche
------------------------------	-----------------------------

Peróxido de carbamida al 16%	90 minutos al día a toda la noche
------------------------------	-----------------------------------



## Pola for Aligners

Peróxido de carbamida al 10%	1 x 2 horas a toda la noche
------------------------------	-----------------------------



## Pola Light

6 % de peróxido de hidrógeno	Tratamientos de 2 x10 o 2 x 15 minutos al día.
------------------------------	--



# PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO

## Pola Luminare

Peróxido de hidrógeno al 6%	2 x aplicaciones de 30 minutos al día
-----------------------------	---------------------------------------



# DESENSIBILIZANTE

## Soothe

Aplicación que contiene nitrato de potasio 6% e iones de flúor 0.10%.



# POLA OFFICE+

# POLA OFFICE



Pola Office+ contiene una fórmula única que activa inmediatamente el tratamiento de blanqueamiento.

Mediante la acción de descomposición de los iones de peróxido, el proceso de blanqueamiento Pola se activa. El uso de la luz no es necesario, pero recomendable para acelerar el proceso.

Pola Office+ El blanqueamiento más rápido del mundo, blanquea los dientes con seguridad en treinta minutos con un pH neutro que protege las encías y los dientes de sus pacientes.

**indicaciones:** Blanqueamiento de dientes descolorados vitales y no vitales.

### **Reducir al máximo el tiempo pasado en el sillón dental**

Una fórmula única de peróxido de hidrógeno al 37,5 %, diseñada para blanquear los dientes en tan solo 30 minutos.

Requiere una capa fina aplicada sobre el diente que se retira fácilmente usando el aspirador del sillón.

### **Desensibilizante integrado**

Pola Office+ se ha diseñado para proteger los nervios dentales y terminaciones nerviosas sensibles con la Tecnología Desensibilizante Pola (TDP).

Pola Office+, con pH neutro y TDP, garantiza que el blanqueamiento solo actúa en los dientes, reduciendo al mínimo la irritación, la sensación de ardor, el dolor o los daños a las encías a largo plazo.

## POLA OFFICE+ GUÍA PASO A PASO EN CONSULTA



1. Determine y registre el tono preoperativo empleando la guía de tonos de Pola proporcionada en el envase.
2. Limpie los dientes SOLO con piedra pómez a base de flúor. Realice una profilaxis.
3. Coloque el retractor labial y a continuación proteja los tejidos blandos expuestos con vaselina.
4. Seque los dientes y aplique la barrera gingival en ambas arcadas, cubriendo ligeramente el esmalte y los espacios interproximales.
5. Polimerice la barrera gingival hasta que endurezca (10-20 segundos).
6. Manteniendo una distancia de seguridad con el paciente, coloque la boquilla mezcladora a la jeringa del Pola Office+. Dispense una pequeña cantidad de gel en un bloc de mezclas hasta conseguir un gel uniforme.
7. Utilizando la boquilla como guía, aplique directamente una capa fina de gel a todos los dientes que se someterán al tratamiento. NOTA: Es mejor no levantar la boquilla al desplazarse entre dientes. Haga movimientos continuos..
8. Deje el gel actuar por un período de 8 minutos.
9. Retírelo con succión, usando una punta aspiradora. Nota: Es normal que quede una capa residual de gel en la superficie de los dientes.
10. Repita tres veces los pasos 7 a 9 (de manera opcional 4 veces). Tras la última aplicación, succione y enjuague todo el gel para retirarlo por completo.
11. Registre el tono final .

Nota: Pola Office+ solo puede ser aplicado por dentistas.  
Visite [www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au) para obtener más información.

POLA  
DAY

POLA  
NIGHT

## PARA APLICAR EN CASA

### **Liberación de flúor**

Tanto Pola Day como Pola Night contienen flúor, el cual ayuda a fortalecer el diente para protegerlo contra la sensibilidad.

### **Seguro y cómodo**

Pola Day y Pola Night cuya formulación tiene un alto contenido en agua y pH neutro, protege las encías y los dientes durante el tratamiento.

### **Blanqueamiento eficaz**

El efecto blanqueador deseado puede lograrse en tan solo 30 minutos o puede aplicarse cómodamente durante la noche mientras duerme. Hay una gran variedad de concentraciones de Pola Day y Pola Night que los pacientes pueden utilizar de forma domiciliaria. Utilice el selector de pola para elegir el producto más apropiado para su paciente (visite [www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)).

### **Tecnología Desensibilizante Pola (TDP)**

Pola Day y Pola Night contiene TDP que contribuye a la prevención de la sensibilidad postoperatoria.

### **¿Cuál es la diferencia entre Pola Day y Pola Night?**

Pola Day consiste en una amplia gama de gel a base de peróxido de hidrógeno de aplicación domiciliaria específicamente diseñados para lograr resultados de blanqueamiento en pacientes que dispongan de poco tiempo.

Pola Night es una gama de gel a base de peróxido de carbamida de aplicación domiciliaria que proporcionan resultados de blanqueamiento óptimos en pacientes que tengan dientes más sensibles.

Ambas gamas están disponibles en una variedad de diferentes concentraciones, que se adapta a cada historial de sensibilidad del paciente.



## GUÍA PASO A PASO PARA APLICACIÓN DOMICILIARIA

1. Aplique una pequeña gota de gel en cada compartimento de la férula para los dientes que se someterán al tratamiento.
2. Coloque la férula conteniendo el gel alrededor de sus dientes.
3. Limpie cualquier exceso de gel de la boca con un pañuelo desechable o un cepillo dental suave y seco.
4. Después del tratamiento, retire la férula. Enjuague la férula y la boca con agua tibia.
5. Cepille los dientes.



# POLA LIGHT

## UN NUEVO SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL DE APLICACIÓN DOMICILIARIO CON TECNOLOGÍA LED



### DISFRUTE DE UNA SONRISA MÁS BLANCA Y RADIANTE EN TAN SOLO 5 DÍAS.

Pola Light es un sistema avanzado de blanqueamiento dental que combina la fórmula del blanqueamiento Pola, sistema premiado por la industria, con una férula LED, para un tratamiento de blanqueamiento más rápido.

- El sistema Pola Light se combina con el gel Pola Day.
- De rápida acción, se consiguen dientes más blancos en tan solo 5 días.
- Formulado para eliminar con seguridad las manchas más duraderas.
- Recargable para tratamientos ulteriores.
- Remineralización para fortalecer los dientes.
- Hidratación adicional para minimizar la sensibilidad.



A PARTIR DE TAN SOLO 20 MINUTOS AL DÍA

Tratamientos de 2 x10 o 2 x15 minutos al día.



FÁCIL DE USAR

Portátil, recargable y fácil de utilizar sin cables unidos a la férula.

La férula LED de Pola está formada por un doble arco de tamaño universal.



DIENTES MÁS BLANCOS EN CINCO DÍAS

Tratamiento de 5 días. Sin necesidad de pasar por el sillón dental ni de férulas personalizadas, ahorrando tiempo tanto para el paciente como para el dentista.



PUSADO Y RECOMENDADO POR PROFESIONALES

Pola es un sistema profesional de blanqueamiento dental en el que confían los dentistas, lo recomiendan para lograr una sonrisa más blanca, de forma más rápida y segura.

Los geles de blanqueamiento dental con alta viscosidad y pH neutro garantizan la mayor comodidad del paciente, en un kit de uso domiciliario.

La mezcla única de calmantes, acondicionadores y alto contenido en agua permite reducir la sensibilidad.

# POLA LUMINATE

## SOOTHE



Con un 6 % de peróxido de hidrógeno, Pola luminare es nuestro blanqueador dental mediante cepillado de mayor concentración. Cepille directamente sobre los dientes sin necesidad de férulas. Diseñado para utilizarse durante tan solo 30 minutos, Pola luminare es la herramienta de retoque ideal para mantener brillante y blanca su sonrisa entre sus visitas al dentista. Con más de 60 aplicaciones en un tubo y un sabor a menta de larga duración, puede blanquear sus dientes en cualquier lugar y momento.

### Desensibilizante

Soothe es un gel desensibilizante tópico que contiene nitrato de potasio al 6% con flúor al 0,10%. Está diseñado para aliviar la sensibilidad dental causada por efectos químicos y térmicos.



# POLA FOR ALIGNERS



## ALINEACIÓN Y BLANQUEAMIENTO SIMULTÁNEOS

Presentamos Pola For Aligners, el gel blanqueador Pola especialmente formulado para su uso con alineadores de ortodoncia. Pola For Aligners se puede usar fácilmente como un kit de blanqueamiento domiciliario que garantiza una excelente experiencia para el paciente, ya que le permite lograr una sonrisa más blanca y luminosa sin tiempo de uso adicional.

**Pola For Aligners incorpora los mismos beneficios que la galardonada fórmula blanqueadora de Pola**

- ✓ Máxima comodidad para el paciente en un kit de blanqueamiento
- ✓ Contiene nitrato de potasio y flúor para reducir la sensibilidad durante su uso a largo plazo
- ✓ El gel de alta viscosidad garantiza una aplicación fácil y segura en el alineador, y su permanencia en el lugar de colocación

**Disponible en un práctico kits de 4 jeringas, para uso domiciliario tanto diurno como nocturno**

- ✓ El sistema Pola For Aligners está disponible con el gel de peróxido de carbamida al 10 % Pola Night, que ha sido cuidadosamente seleccionado como el agente blanqueador ideal para adaptarse a cualquier sistema de alineadores. Permite a los pacientes personalizar el tratamiento: desde solo un par de horas al día entre comidas hasta la comodidad de un uso durante toda la noche
- ✓ La investigación clínica ha identificado el peróxido de carbamida al 10 % como el tratamiento de blanqueamiento dental de referencia, ya que brinda unos resultados de blanqueamiento óptimos al mismo tiempo que mantiene la máxima seguridad y comodidad para el paciente\*

\*Fuente: Efficacy of Pola Night on tooth whitening, 24 months post treatment on Japanese 2006 - Tsubura Shuichi



**Dr Linda Greenwall**  
BDS MGDS RCS MSc MRD  
RCS FFGDP FICD BEM  
Prostodonista y Especialista en  
Odontología Restauradora Reino  
Unido



**Pola Night 10% Peróxido de carbamida para Alineadores**

Se ha utilizado Pola Night 10 % Peróxido de carbamida para alineadores durante 6 semanas con alineadores de ortodoncia transparentes



# FAQ

## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿que provoca la descoloración dental?

Los dientes de cada persona son únicos, por tanto, se descolorean y manchan de distintas maneras. La descoloración o las manchas de los dientes de una persona están provocadas habitualmente por el café, el té negro, las infusiones, el vino tinto, las comidas picantes, como por ejemplo el curry, y el tabaco.

### ¿Cómo funciona el blanqueamiento dental?

Cuando se aplica un producto blanqueador al diente se descompone en agua e iones de oxígeno. Los iones de oxígeno penetran en el esmalte y atacan las moléculas largas de las manchas para romperlas eficientemente y hacerlas más cortas e incoloras. Dichas moléculas cortas e incoloras son retiradas del diente de manera natural gracias a la saliva. La intensidad del blanqueamiento está asociada al número de iones disponibles y el tiempo que hayan estado en el diente.



### ¿Cuánto se tarda en blanquear los dientes de un paciente?

Con un blanqueamiento en consulta, los resultados se obtienen en tan solo 30 minutos de tratamiento. Mediante un sistema de blanqueamiento en casa, puede tomar aproximadamente de 5 a 14 días.

### ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de blanqueamiento?

Depende de cada persona y sus hábitos bucodentales. El blanqueamiento debe repetirse cada 6 a 12 meses, tanto para tratamientos en consulta como en casa. Sin un retoque, los dientes de sus pacientes volverán a mancharse por el mismo motivo que provocó que se descolorarán inicialmente.

### ¿Qué sucede si el paciente tiene restauraciones o carillas, cambiará el color de estas?

El blanqueamiento eliminará cualquier mancha existente en la restauración pero no tendrá efecto en el tono original.

### ¿Existe algún efecto secundario?

Siguiendo las instrucciones de uso incluidas con los productos Pola, en la mayoría de los casos no tendrá efectos secundarios. Sin embargo, puede experimentarse una sensibilidad temporal (dolor sordo o agudo, sensibilidad al calor o al frío). Esto disminuirá unas horas después del final del tratamiento y no dejará ningún problema residual. El tiempo de utilización puede acortarse o reducir su frecuencia o los dientes pueden ser tratados con un desensibilizante, Soothe. El paciente deberá abstenerse de tomar bebidas gaseosas, cítricos y bebidas cítricas para evitar la sensibilidad.

### ¿Es seguro el blanqueamiento dental durante el embarazo?

No se recomienda el uso de productos de blanqueamiento durante el embarazo.

# CASOS CLÍNICOS



Dr. Marta Peydro Herrero  
Dr. José Amengual Lorenzo

POLA OFFICE+  
POLA NIGHT

## **Pola Office+ 37.5%** seguido de 5 semanas de **Pola Night 16%**

Los productos blanqueadores que conforman el sistema de blanqueamiento dental Pola me permiten resolver la mayoría de las descoloraciones dentales que podemos encontrar en la práctica clínica diaria de manera sencilla, pero, sobre todo, de una manera segura para el paciente. Ya sea en un tratamiento en consulta, en casa o combinado, logramos una sonrisa blanca, cumpliendo las expectativas de nuestros pacientes.



Prof. Leandro Martins

POLA NIGHT

## **Pola Night 10%**

Uno de los mayores problemas del blanqueamiento dental es la sensibilidad dental. En consecuencia, encontrar productos que aporten mayor seguridad es la clave. Con una baja concentración de peróxido de carbamida, el blanqueamiento Pola Night tiene un mayor contenido de agua, pH neutro, desensibilizantes y alta viscosidad. Estas características responden a la demanda de los pacientes de un resultado eficiente, pero con protección contra la sensibilidad y la irritación gingival. Por tanto, la elección de Pola Night 10 % se debe a sus características como un producto cómodo, seguro y eficiente.



Dr. Michael Chan

POLA OFFICE+

## **Pola Office+ 37.5%**

La familia de productos de blanqueamiento Pola ofrece una gran flexibilidad a los pacientes. Los productos Pola Office+ en consulta tienen una buena coherencia que permite un mayor control clínico. El sistema me ha parecido fácil de usar y con una hipersensibilidad mínima para los pacientes.



Dr. David Carralero Plaza

POLA DAY

## **Pola Day 6%**

Pola Day es un producto que he usado durante más de 10 años, con muy buenos resultados. Para los tratamientos en casa, prefiero utilizar la máxima concentración de peróxido de hidrógeno, porque obtenemos resultados más rápidos y cómodos para nuestros pacientes, ya que el producto puede tenerse en la boca durante menos tiempo.



# POLA EN LA CONSULTA

## Pola Office + Kit de 3 Jeringas

kit de 3 jeringas Pola Office+ de 2,8 mL  
kit de 3 jeringas barrera gingival de 1g  
Accesorios  
7700464 (37.5% HP)  
7700465 (37.5% HP, 3 x retractores de meji



## Pola Office Kit de 3 Pacientes

6 x Pola Office de 0,3g Botes de polvo  
6 x jeringas polaoffice de 2 mL  
3 x gingival de 1g Jeringas de barrera  
Accesorios  
7700218



## Kit de 2 jeringas de Barrera gingival

7750006  
2 x jeringas de barrera gingival de 1g  
Accesorios



## Pola Office + Kit de 1 Jeringa

kit de 1 jeringa Pola Office+ de 2,8 mL  
kit de 1 jeringa barrera gingival de 1g  
Accesorios  
7700461 (37.5% HP)  
7700462 (37.5% HP, 1 x retractor de mejillas)



## Pola Office Kit de 1 paciente

2 x Pola Office de 0,3 g Botes de polvo  
2 x jeringas polaoffice de 2 mL  
1 x jeringa de barrera gingival de 1g  
Accesorios  
7700256



## Pola Day CP

7700329 (35% CP)  
4 x peróxido de carbamida  
al 35% de 1,2ml



**Nota:** cada pack incluye accesorios.

**CP:** Peróxido de carbamida  
**HP:** Peróxido de hidrógeno

# POLA EN CASA

## Pola Day y Pola Night 10 x 1,3g Kits de jeringas

**Pola Day**  
7700359 (6% HP)  
**Pola Night**  
7700371 (10% CP)  
7700377 (16% CP)



## Pola Day y Pola Night 50 x 1,3g Super Kit

**Pola Day**  
7700361 (6% HP)  
**Pola Night**  
7700373 (10% CP)  
7700379 (16% CP)



## Pola Day, Pola Night y Pola CP 4 x 1,3g Mini Kits

**Pola Day**  
7700357 (6% HP)  
**Pola Night**  
7700369 (10% CP)  
7700375 (16% CP)



## Soothe

8150002  
4 X 1.2mL jeringas  
de desensibilizante



## Pola Light

7700985 (6% HP)



## Pola For Aligners

7700556 (10% CP)  
4 x 3g jeringa



## Resina espaciadora Repuesto de 2 jeringas

7700012  
2 x jeringas de 1g de resina espaciador

## Estuche de 5 férulas

7750008  
paquete de 5 estuches  
para férulas

## Material para férulas

7750005  
20 piezas de repuesto

## Bolsillos Cosméticos Pola

7700999  
10 bolsillos



# POLA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO

## Pola Luminare

1 X 5.5mL Pola Luminare  
7700092



# MATERIAL PROMOCIONAL

SOPORTE MARKETING PARA PROMOCIONAR EL TRATAMIENTO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL EN SU CLÍNICA.



PÓSTER POLA DAY  
Pedido M100337



PÓSTER POLA NIGHT  
Pedido M100338



PÓSTER POLA OFFICE+  
Pedido M100339



PORTA FOLLETOS POLA PARA  
PACIENTES  
Pedido M100290



FOLLETOS POLA PARA  
PACIENTES  
Pedido M100343



PANFLETO ANTES Y DESPUÉS  
DE POLA CON SOPORTE  
Pedido M100351



CALCOMANÍA POLA PARA  
VENTANAS  
Pedido M100344



BOLSA POLA  
Pedido M100143



POLA VIDEO USB SALA DE ESPERA  
Pedido M100245



MATERIAL PROMOCIONAL PERSONALIZADO  
Más material promocional personalizado se encuentra  
disponible mediante descargas. Visite: [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

SDI LIMITED ESTÁ  
COMPROMETIDA CON LA  
INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO,  
LA FABRICACIÓN Y LA  
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES  
DENTALES RESTAURADORES  
ESPECIALIZADOS.

LOS PRODUCTOS SDI SON UNA  
COMBINACIÓN DE INNOVACIÓN  
Y EXCELENCIA PARA  
PROPORCIONAR MATERIALES  
DENTALES IDEALES PARA EL  
SECTOR DE LA ODONTOLOGÍA.



---

**MADE IN AUSTRALIA**  
by SDI Limited  
3-15 Brunsdon Street,  
Bayswater, Victoria 3153 Australia  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

---

**AUSTRALIA** 1 800 337 003  
**AUSTRIA** 00800 022 55 734  
**BRAZIL** 0800 770 1735  
**FRANCE** 00800 022 55 734  
**GERMANY** 0800 100 5759  
**IRELAND** 00 353 (83) 806 0228  
**ITALY** 00800 022 55 734  
**SPAIN** 00800 022 55 734  
**UNITED KINGDOM** 00800 022 55 734  
**USA & CANADA** 1 800 228 5166



INSTAGRAM  
@pola\_smile



FACEBOOK  
polasmiletoothwhitening

---

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE  
[polawhite.com.au](http://polawhite.com.au)

07-2022

M100346 E



\*DO38M1003461