

SDI | POINTS

APPLICATORI MONOUSO



APPLICATORI MONOUSO

Gli applicatori monouso sono utilizzati per applicare piccole quantità di prodotto nelle zone difficili da raggiungere e sono resistenti ai solventi presenti nei prodotti dentali.

FIBRE RESISTENTI AI SOLVENTI

Le fibre delle punte sono resistenti ai solventi.

FIBRE NON ASSORBENTI

Le fibre non si sfaldano durante l'utilizzo, trattenendo la soluzione fino all'applicazione.

TRE MISURE

Le tre diverse misure di points, superfine, fine e medium, consentono di prelevare differenti quantità di materiale.



SCELTA DEL COLORE

La varietà dei colori consente di utilizzare punte diverse in ogni passaggio del trattamento.

MATERIALE MORBIDO E FLESSIBILE

Possono essere curvate per un migliore accesso alle zone da trattare.

INDICAZIONI

Applicazione di sigillanti

Applicazione di adesivi

Applicazione di mordenzanti

Applicazione di sottofondi

Soluzioni astringenti e coloranti

Rimozione della resina in eccesso

Condensazione dell'idrossido di calcio nei canali radicolari

ISTRUZIONI

- 1 Possono essere utilizzate sia dritte che piegate



- 2 Immergere l'applicatore nella soluzione ed applicare nella zona da trattare

- 3 Gettare l'applicatore dopo ogni applicazione
Consiglio: Utilizzare applicatori di diversi colori per applicare più prodotti, al fine di evitare errori

CODICI DI RIORDINO

POINTS

Points porpora - superfine	
1 x 400 points viola - superfine	8100122
Points verde scuro - fine	
1 x 400 points verde scuro - fine	8100116
Points blu scuro - medium	
1 x 400 points blu scuro - medium	8100118
Points Dispenser	
	8100131

Assortimento points - tutte le misure

1 x 100 Points viola - superfine	
1 x 100 Points verde scuro - fine	
1 x 100 Points verde chiaro - fine	
1 x 100 Points blu scuro - medium	8100123
Points verde chiaro	
1 x 400 points verde chiaro - fine	8100117
Points blu chiaro - medium	
1 x 400 Points blu chiaro - medium	8100119



YOUR SMILE. OUR VISION.



07-2023

M810307 C



+0036M81030710

MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRASILE 0800 770 1735
FRANCIA 00800 0225 5734
GERMANIA 0800 100 5759

ITALIA 00800 0225 5734
NUOVA ZELANDA 0800 808 855
SPAGNA 00800 0225 5734
REGNO UNITO 00800 0225 5734
STATI UNITI E CANADA 1 800 228 5166