

Accessoires LED Radii Xpert

MODE D'EMPLOI

Accessoire LED standard Accessoire d'orthodontie LED

Accessoire LED pour le blanchiment de l'arcade complète

Nous vous remercions d'avoir choisi la lampe à polymériser LED Radii Xpert. Pour un fonctionnement en toute sécurité de l'actuelle lampe à polymériser LED Radii Xpert, veuillez vous référer au manuel d'instructions joint au kit. Cette notice est identique à la fonction et en toute sécurité de l'accessoire LED Radii Xpert.

COMMENT CHANGER LA LAMP

Pour changer l'accessoire LED, sortir délicatement l'accessoire LED de la pièce à main et insérer un nouvel accessoire LED.

ACCESSOIRE LED STANDARD

Durée du cycle : 2, 10, 20 secondes, au choix la photopolymérisation peut être arrêtée avant la fin du temps impart en appuyant une fois sur **⏏** (bouton du haut). Bips à mi-chemin pour chaque sélection. Le réglage par défaut est de 8 minutes.

Fonctionnement

- Retirer la pièce à main Radii Xpert de la station de charge et mettre une housse de protection hygiénique.

Remarque : vérifier que la housse de protection Radii Xpert s'adapte exactement à la lentille sans former de pli. La couture de la housse doit être rabattue sur les cotés de l'accessoire et de la pièce à main.

1. Faire tourner l'embout jusqu'à la position souhaitée.

2. Appuyer sur **⏏** et maintenir le bouton enfoncé. Une lumière à très faible intensité vous éclairera pour vous permettre de positionner l'embout de traitement dans la cavité buccale du patient. Une fois la position de la bonne position, relâcher le doigt; le traitement commence. L'anneau d'étal s'allume en bleu fixe lorsque l'embout de traitement standard est fixé. L'écran LCD affiche 20 et lance un compte à rebours jusqu'à 0.

4. Un bip sonore long retentit lorsque le traitement est terminé et l'anneau d'étal s'éteint.

5. Appuyer sur **⏏** pour lancer un nouveau traitement de 20 secondes.

6. Modifier le temps de traitement prédefini: régler temporairement l'accessoire sur **⏏** (bouton du bas) et maintenir enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

Les chiffres sur l'écran LCD commencent à clignoter.

7. Appuyer sur **⏏** pour faire défiler les options à partir du dernier réglage utilisé. Les chiffres sur l'écran LCD arrêtent de clignoter. L'anneau d'étal s'allume en vert de manière fixe pendant 2 secondes en émettant un bip court pour confirmer l'enregistrement de la sélection.

8. Jeter la housse de protection après chaque patient.

9. Appuyer sur **⏏** pour désinstaller la pièce à main et se référer à la partie NETTOYAGE DE RADII XPERT du présent mode d'emploi.

Comment définir un temps de traitement prédefini

- Appuyer sur **⏏** et maintenir enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Les chiffres sur l'écran LCD commencent à clignoter.

2. Appuyer sur **⏏** pour faire défiler les options à partir du dernier réglage utilisé. Les chiffres sur **⏏** et maintenir enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour enregistrer. Les chiffres sur l'écran LCD arrêtent de clignoter. L'anneau d'étal s'allume en vert de manière fixe pendant 2 secondes en émettant un bip court pour confirmer l'enregistrement de la sélection.

4. Une étoile apparaît en bas à gauche de l'écran LCD. L'appareil est prêt à être utilisé.

Comment annuler le réglage favori et rétablir le réglage par défaut.

Placer la pièce à main sur la station de charge. Appuyer sur **⏏** (boutons du haut et du bas) en même temps pendant 1 à 2 secondes. L'anneau d'étal s'allume en jaune fixe pendant 4 secondes et le réglage par défaut est rétabli.

ACCESSOIRE DE DIAGNOSTIC LED

L'accessoire Radii Xpert Diagnostic LED délivre une transillumination comme aide diagnostique clinique. La transillumination permet de détecter les caries, ce qui des fractures, des caries, des caries interproximales, des calculs sous-gingivaux, des caries au canal radiculaire, des fuites de restaurations, des dents dévitalisées.

Anneau indicateur d'état : blanc

Durée du cycle : 5 minutes la transillumination peut être arrêtée avant la fin du temps impart en appuyant une fois sur **⏏** (bouton du haut).

Fonctionnement

- Retirer la pièce à main Radii Xpert de la station de charge et insérer l'accessoire de diagnostic LED. Mettre une housse de protection hygiénique.

Remarque : vérifier que la housse de protection Radii Xpert s'adapte exactement à la lentille sans former de pli. La couture de la housse doit être rabattue sur les cotés de l'accessoire et de la pièce à main.

1. Faire tourner l'embout jusqu'à la position souhaitée.

2. Appuyer sur **⏏** pour lancer la transillumination. L'écran LCD affiche 5 et lance un compte à rebours jusqu'à 0.

4. Un bip sonore long retentit lorsque la trans-illumination est terminée et l'anneau d'étal s'éteint.

Intensité lumineuse

L'intensité lumineuse peut être ajustée au niveau désiré. Les choix d'intensité faible, moyenne ou élevée sont disponibles. La trans-illumination produite par l'accessoire de diagnostic LED est réglée par deux boutons.

5. Appuyer sur **⏏** (bouton du bas) et maintenir enfoncé pendant 1 à 2 secondes. **■** (la barre d'intensité) sur l'écran LCD commence à clignoter.

6. Appuyer sur **⏏** pour faire défiler jusqu'à la position souhaitée.

7. Appuyer sur **⏏** une fois pour procéder à la sélection. **■** sur l'écran LCD arrête de clignoter.

8. Appuyer sur **⏏** pour lancer la transillumination.

Une fois en position sur le chargeur, l'intensité lumineuse par défaut (moyenne) est rétablie.

Comment définir un réglage préféré

- Appuyer sur **⏏** et maintenir enfoncé pendant 1 à 2 secondes. **■** sur l'écran LCD commencent à clignoter.

2. Appuyer sur **⏏** pour faire défiler les options à partir du dernier réglage utilisé. Les chiffres sur **⏏** et maintenir enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour enregistrer. Les chiffres sur l'écran LCD arrêtent de clignoter. L'anneau d'étal s'allume en vert de manière fixe pendant 2 secondes en émettant un bip court pour confirmer l'enregistrement de la sélection.

4. Une étoile apparaît en bas à gauche de l'écran LCD. L'appareil est prêt à être utilisé.

Comment annuler le réglage favori et rétablir le réglage par défaut.

Placer la pièce à main sur la station de charge. Appuyer sur **⏏** (boutons du haut et du bas) en même temps pendant 1 à 2 secondes. L'anneau d'étal s'allume en jaune fixe pendant 4 secondes et le réglage par défaut est rétabli.

ACCESSOIRE D'ORTHODONTIE LED

L'accessoire d'orthodontie LED destiné à une utilisation par les orthodontistes et en ce sens, répond au mieux à leurs besoins en termes d'application, par ex. l'action éclairant les bagues.

Anneau indicateur d'état : bleu

Durée du cycle : 5 minutes ou 10 secondes, en fonction de la sélection la lampe peut être arrêtée avant la fin du temps impart en appuyant une fois sur **⏏** (bouton du haut) Bips à la fin du cycle. Le réglage par défaut est de 5 minutes.

Fonctionnement

- Retirer la pièce à main Radii Xpert de la station de charge et insérer l'accessoire d'orthodontie LED. Mettre une housse de protection hygiénique.

Remarque : vérifier que la housse de protection Radii Xpert s'adapte exactement à la lentille sans former de pli. La couture de la housse doit être rabattue sur les cotés de l'accessoire et de la pièce à main.

1. Faire tourner l'embout jusqu'à la position souhaitée.

2. Appuyer sur **⏏** pour activer le cycle de traitement. L'écran LCD affiche 5 minutes et lance un compte à rebours jusqu'à 0.

4. Un bip sonore long retentit lorsque le traitement est terminé et l'anneau d'étal s'éteint.

Modifier la sélection de la durée de cycle

- Appuyer sur **⏏** (boutons du bas) et maintenir enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Les chiffres sur l'écran LCD commencent à clignoter.

2. Appuyer sur **⏏** pour faire défiler les options à partir du dernier réglage utilisé. Les chiffres sur **⏏** et maintenir enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour enregistrer. Les chiffres sur l'écran LCD arrêtent de clignoter. L'anneau d'étal s'allume en vert de manière fixe pendant 2 secondes en émettant un bip court pour confirmer l'enregistrement de la sélection.

4. Une étoile apparaît en bas à gauche de l'écran LCD. L'appareil est prêt à être utilisé.

Comment annuler le réglage favori et rétablir le réglage par défaut.

Placer la pièce à main sur la station de charge. Appuyer sur **⏏** (boutons du haut et du bas) en même temps pendant 1 à 2 secondes. L'anneau d'étal s'allume en jaune fixe pendant 4 secondes et le réglage par défaut est rétabli.

ACCESSOIRE LED POUR LE BLANCHIMENT DE L'ARCADE COMPLETE

L'accessoire LED pour le blanchiment de l'arcade complète est conçu pour accélérer le processus de blanchiment des matériaux utilisés en cabinet, tels que Pola Office ou Pola Office+.

Anneau indicateur d'état : cyan

Durée du cycle : 8, 10, 15 minutes, au choix La lampe peut être arrêtée avant la fin du temps impart en appuyant une fois sur **⏏** (bouton du haut). Bips à mi-chemin pour chaque sélection. Le réglage par défaut est de 8 minutes.

Consignes de fonctionnement

Avant toute utilisation de Radii Xpert avec cet accessoire LED, s'assurer que la batterie est totalement chargée.

1. Insérer l'accessoire LED dans la section de contrôle de Radii Xpert.

2. Recouvrir l'unité à l'aide d'une housse de protection.

3. Placer le pare-lumière sur l'arcade gâchée.

4. Une fois assemblée, l'unité peut fonctionner manuellement du haut du pied de la lampe de blanchiment Radii Xpert.

REMARQUE : des housses de protection sont nécessaires pour éviter toute contamination croisée et protéger la lampe.

5. Appliquer un système de blanchiment à utiliser en cabinet tel que Polacolor ou Polacolor+ conformément aux instructions du fabricant.

6. Positionner la lampe de blanchiment Radii Xpert à 5 mm maximum au-dessus des dents préparées en vue d'un blanchiment. En cas d'utilisation du pied de blanchiment de Radii Xpert, régler les différents boutons pour un positionnement conforme aux instructions.

7. Appuyer sur **⏏** pour activer la lampe de blanchiment. L'écran LCD affiche 8 minutes et lance un compte à rebours jusqu'à 0.

8. Un bip sonore long retentit et l'anneau d'étal s'éteint.

REMARQUE : la température élevée par la lampe de blanchiment atteint 37 °C ± 0,75 °C (98,76°F ± 3,5°F).

9. Recharger la batterie après la fin de chaque traitement.

REMARQUE : en charge totale, Radii Xpert classe à sept cycles de 8 minutes avant de devoir recharger la batterie.

Modifier la sélection de la durée de cycle

- Appuyer sur **⏏** (boutons du bas) et maintenir enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Les chiffres sur l'écran LCD commencent à clignoter.

2. Appuyer sur **⏏** pour faire défiler les options à partir du dernier réglage utilisé. Les chiffres sur l'écran LCD arrêtent de clignoter. L'anneau d'étal s'allume en vert de manière fixe pendant 2 secondes en émettant un bip court pour confirmer l'enregistrement de la sélection.

4. Une étoile apparaît en bas à gauche de l'écran LCD. L'appareil est prêt à être utilisé.

Comment annuler le réglage favori et rétablir le réglage par défaut.

Placer la pièce à main sur la station de charge. Appuyer sur **⏏** (boutons du haut et du bas) en même temps pendant 1 à 2 secondes. L'anneau d'étal s'allume en jaune fixe pendant 4 secondes et le réglage par défaut est rétabli.

NETTOYAGE DE RADII XPERT

La meilleure façon de protéger les patients des infections croisées consiste à utiliser les housses de protection Radii Xpert. Les housses de protection sont disponibles pour les accessoires pour le blanchiment de l'arcade complète, le nettoyeur de la pièce à main Radii Xpert, s'assurer que le accordement du capot à l'embut, du bloc-batterie, de la section de contrôle et de l'accessoire à la station de charge.

• LA PRÉSENCE DE LIQUIDE SUR LES BORNIERIS DE LA PIÈCE À MAIN ET DU CHARGEUR PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES ET RENDRE CADUCUE LA GARANTIE.

• LES LIQUIDES NON DANGEREUX PEUVENT FAIRE PÉNÉTRER DANS LA PIÈCE À MAIN ET DU CHARGEUR.

• NE PAS PULVÉRISER DE LIQUIDES DIRECTEMENT SUR RADII XPERT ET NE PAS L'ASPIRER GÉNÉREUSEMENT.

• NE PAS SOUMETTRE LA RADII XPERT À L'AUTOCLAVE.

Nettoyage général des surfaces

Le nettoyage général des surfaces peut être effectué à l'aide d'un désinfectant anti-microbien tel que du glutaraldéhyde, du glutamate de chlorhexidine et de l'alcool isopropylque à 70 %. Pour les surfaces de la housse de protection, il est recommandé de vaporiser le désinfectant sur un chiffon et de passer ce chiffon sur les parties extérieures à nettoyer.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Le bon fonctionnement de cet appareil dépend du strict respect des instructions d'utilisation contenues dans ce manuel. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'utilisation de cette unité à toute autre fin que la poliomérisation de matériaux dentaires composites.

Fonction arrêt automatique

Si l'accessoire LED devait surchauffer en raison d'une utilisation excessive, l'anneau indicateur d'étal émettra un clignotement rouge, avant de s'éteindre temporairement. Il sera alors inutilisable durant une minute environ, le temps de refroidir.

MISE EN GARDE!

L'irradiation oculaire présente un risque inhérent pour la santé. La lampe ne doit pas être dirigée vers les yeux. L'exposition doit être limitée à la cavité buccale à laquelle est destinée le traitement. Il convient d'utiliser des lunettes de sécurité adaptées, filtrant la lumière bleue. La lampe Radii Xpert émet une lumière à haute intensité, il convient d'éviter de regarder la lumière directement sur soi.

La lampe Radii Xpert ne doit pas être utilisée sur des patients ou par des utilisateurs :

- portant un stimulateur cardiaque chez qui une certaine prudence par rapport à l'exposition à de petits appareils électriques est de mise.
- présentant des antécédents de réactions photosensibles (notamment les personnes souffrant d'urticaire solaire ou de photoprosyphie érythémateuse) ou qui suivent actuellement un traitement photosensibilisant (par ex. 8-méthoxypsoralène ou diméthylchlortétracycline).
- ayant des antécédents d'intervention chirurgicale de cataracte. Ces personnes peuvent être particulièrement sensibles à une exposition à la lumière et il est recommandé de les décourager de recourir à un traitement de blanchiment, sauf si les mesures de sécurité adéquates, telles que l'utilisation de lunettes de protection pour prévenir d'occulter la lumière, sont prises.
- présentant des antécédents de maladie de la rétine. Il convient que ces sujets consultent leur ophtalmologue avant d'utiliser la lampe. Lors de l'utilisation de l'unité Radii Xpert, ce groupe de patients doit être extrêmement vigilant et doit se conformer aux précautions de sécurité (incluant l'utilisation des lunettes de sécurité adaptées filtrant la lumière).

PÉRIODE DE GARANTIE

SDI Ltd., le fabricant, propose les extensions de garantie suivantes :

- garantie de trois (3) ans pour les accessoires Radii Xpert standard, de diagnostic et d'orthodontie;
- garantie de deux (2) ans pour l'accessoire de blanchiment de l'arcade complète Radii Xpert.

La garantie couvre l'acheteur d'origine contre les défauts de matériaux ou de fabrication du produit. Le fabricant accepte de remédier aux défauts apparaissant durant la période de garantie, à sa discrétion, soit en procédant à la réparation soit en remplaçant le produit. Cette garantie est valide sous réserve que l'inspection en ligne indique que ce défaut est apparu dans des conditions d'utilisation normales et appropriées.

Conditions de garantie - à lire attentivement

- Compléter la carte de garantie fournie dans le kit et la renvoyer à SDI Ltd accompagnée du justificatif d'achat. L'absence d'enregistrement rend la garantie caduque.

- Aller aussi sur www.sdi.com.au/warranty pour enregistrer votre garantie.

- Il convient que les réclamations concernant les dommages survenus durant l'expédition soient adressées rapidement auprès de la station de transport.

- Toutes les expéditions réputées défectueuses ne peuvent être retournées au fabricant qu'avec son consentement écrit. Tous les produits retournés doivent être accompagnés d'une description complète du problème ou du dysfonctionnement.

- Seul le personnel de service autorisé de SDI Ltd peut procéder à des réparations sur le Radii Xpert. Le fabricant se dégage de toutes les obligations découlant de cette garantie si des réparations ou des modifications sont effectuées par des personnes autres que le personnel de service du fabricant.

- Le fabricant ne sera en aucun cas responsable des dommages consécutifs à une utilisation abusive du produit.

- Seule la garantie mentionnée ci-dessus est applicable. Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, sont exclues ou limitées.

Toute correspondance concernant le produit doit spécifier le modèle et le numéro de série.

Comment annuler le réglage favori et rétablir le réglage par défaut.

Placer la pièce à main sur la station de charge. Appuyer sur **⏏** (boutons du haut et du bas) en même temps pendant 1 à 2 secondes. L'anneau d'étal s'allume en jaune fixe pendant 4 secondes et le réglage par défaut est rétabli.

Końcówki LED Radii Xpert

INSTRUKCJA UŻYCIA

Standardowa końcówka LED

Diagnostyczna końcówka LED Ortodontyczna końcówka LED Końcówka LED do wybielania pełnego łuku zębowego

Serdusiemu dziękujemy za zakup tej końcówki LED do lampy Radii Xpert. Aby zapewnić wygodną i bezpieczestwo pracy nową lampą Radii Xpert LED, prosimy o zapoznanie się z instrukcją zawartą w zestawie. Instrukcja odnosi się jedynie do bezpieczestwa pracy z zakupioną końcówką LED.

WYMAGANIA KOŃCÓWKI LED

Aby zmienić końcówkę LED, należy ostrożnie zdjąć obecną końcówkę z lampy i zainstalować nową.

STANDARDOWA KOŃCÓWKĄ LED

Standardowa końcówka LED umożliwia polimeryzację pod wieloma kątami.

Pierścien trybu polimeryzacji: Niebieski

Czas działania: 2, 10, 20 sekund, zgodnie z wyborem. Światło może zostać wyłączone przez użycie lampy co czasu poprzez wciśnięcie górnego przycisku **⏏**. Dźwięk po zakończeniu.

Użycie

1. Zdjąć lampę Radii Xpert z ładowarki i użyć higienicznego rekawa ochronnego.

Uwaga: Upewnij się, że rekaw ochronny Radii Xpert dobrze przylega do końcówki i nie posiada żadnych zagnieceń. Szew rekawa powinien być wzdłuż boków końcówki i lampy.

2. Obrócić końcówkę polimeryzacyjną do pożądaney pozycji.

3. Wcisnąć / przytrzymać górny przycisk **⏏**. Zostanie wyemitowane bardzo jasne światło. Wcisnąć / przytrzymać przez 1-2 sekundy dolny przycisk **⏏**. Cyfry na ekranie LCD zaczną pulsować.

4. Po zakończeniu polimeryzacji zostanie wyemitowany jeden długi dźwięk, a pierścien trybu polimeryzacji zgaśnie.

5. Wcisnąć **⏏**, aby rozpocząć cykl kolejnej 20-sekundowej polimeryzacji.

6. Można wycisnąć przycisk wyłączenia czas polimeryzacji (wyłączenie tymczasowe). Wcisnąć / przytrzymać przez 1-2 sekundy dolny przycisk **⏏**. Cyfry na ekranie LCD zaczną pulsować.

7. Wcisnąć **⏏**, aby przełączyć opcję w menu. Dostępne ustawienie: 2, 10 i 20 sekund. Wcisnąć **⏏**, aby wybrać. Cyfry na ekranie LCD przestaną pulsować.

8. Po każdym pacjencie zutylizować rekaw ochronny.

9. Wycofać i zdezynfekować lampę. Przejdź do sekcji „CZYSZCZENIE RADII XPERT” tej instrukcji.

Jak ustawić własny czas polimeryzacji

1. Wcisnąć / przytrzymać przez 1-2 sekundy przycisk **⏏**. Cyfry na ekranie LCD zaczynają pulsować.

2. Wcisnąć **⏏**, aby przełączyć opcję w menu.

3. Wcisnąć / przytrzymać przez 1-2 sekundy przycisk **⏏**, aby zapisać. Cyfry na ekranie LCD przestają pulsować. Pierścien trybu polimeryzacji powstanie na zieleono na 2 sekundy i wyda jeden krótki dźwięk, co potwierdzi zapis wyboru.

4. W wewnętrznej części ekranu LCD pojawi się gwiazdka. Jednostka jest gotowa do użycia.

Jak usunąć ulubione ustawienie i powrócić do ustawień fabrycznych

Umieścić lampę na ładowarce. Wcisnąć równocześnie górny i dolny przycisk **⏏** na 1-2 sekundy, co spowoduje powdiesienie pierścienia trybu polimeryzacji na zielono na 4 sekundy, a następnie przywrócenie ustawień fabrycznych.

DIAGNOSTYCZNA KOŃCÓWKĄ LED

Diagnostyczna końcówka LED do Radii Xpert zapewnia transiluminację wspomagającą diagnostykę kliniczną. Transiluminacja jest bardzo skutecznym, niedroгим i prostym sposobem na wykrywanie niektórych uszkodzeń zębanych, takich jak nekrotyczna pulpa, problemy z tkanką interdentalną, kamień podziąsłowy, otwory kanałów korzeniowych, przebiegi uzupełnień i nietypiczne zęby.

Czas działania: 5 minut. Światło może zostać wyłączone przez użycie lampy co czasu poprzez wciśnięcie górnego przycisku **⏏**. Dźwięk po zakończeniu.

Użycie

1. Usunąć lampę Radii Xpert z ładowarki i zainolzyć końcówkę diagnostyczną LED. Zainolzyć rekaw ochronny.

Uwaga: Upewnij się, że rekaw ochronny Radii Xpert dobrze przylega na końcówki i nie posiada żadnych zagnieceń. Szew rekawa powinien być wzdłuż boków końcówki i lampy.

2. Odwrócić końcówkę do pożądaney pozycji.

3. Wcisnąć **⏏** w celu uruchomienia iluminacji. Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona wartość 5 i rozpocznie się licznik czasu.

4. Po zakończeniu iluminacji zostanie wyemitowany jeden długi dźwięk, a pierścien trybu polimeryzacji zgaśnie.

Jasność światła

Jasność światła może zostać wyregulowana do pożądanego poziomu. Wcisnąć / przytrzymać górny przycisk **⏏** i wybrać. Wyświetlacz diagnostyczna końcówka LED posiada siedem ustawienie jasności.

1. Wcisnąć / przytrzymać przez 1-2 sekundy dolny przycisk **⏏** **■** (pasek jasności) na ekranie LCD zaczynają pulsować.

2. Ponownie wcisnąć przycisk **⏏**, aby zmienić ustawienie jasności. Wcisnąć raz **⏏**, aby wybrać. **■** przestanie pulsować.

3. Wcisnąć przycisk **⏏** w celu rozpocząć transiluminację.

Po ponownym umieszczeniu na ładowarce jasność światła powróci do ustawienia fabrycznego (średnia).

Jak usunąć ulubione ustawienia

1. Wcisnąć / przytrzymać przez 1-2 sekundy przycisk **⏏** **■** na ekranie LCD zaczynają pulsować.

2. Wcisnąć **⏏**, aby przełączyć opcję w menu.

3. Wcisnąć / przytrzymać przez 1-2 sekundy przycisk **⏏**, aby zapisać. **■** na ekranie LCD przestają pulsować. Pierścien trybu polimeryzacji powstanie na zieleono na 2 sekundy i wyda jeden krótki dźwięk, co potwierdzi zapis wyboru.

4. W wewnętrznej części ekranu LCD pojawi się gwiazdka. Jednostka jest gotowa do użycia.

Jak usunąć ulubione ustawienie i powrócić do ustawień fabrycznych

Umieścić lampę na ładowarce. Wcisnąć równocześnie górny i dolny przycisk **⏏** na 1-2 sekundy, co spowoduje powdiesienie pierścienia trybu polimeryzacji na zielono na 4 sekundy,