



## INSTRUCCIONES DE USO

### DESCRIPCION:

Alloybond es un adhesivo para amalgama de alta resistencia que libera flúor. Alloybond es una resina única de dimetacrilato que entrega grupos de enlaces cruzados dobles y una resistencia superior. Alloybond no contiene BIS-GMA es NO BISFENOL A.

### INSTRUCCIONES:

Aísle el diente. Prepare la cavidad. NOTA: la banda de matriz debe ser encerada antes de usar. Nunca aplique barniz cavitario. Liners de CaOH2 no son necesarios.

1. Grabe con ácido fosfórico al 37% por 20 segundos la superficie del diente y cualquier base de cemento de vidrioionómero.
2. Lave minuciosamente.
3. Remueva los excesos de agua, mantenga ligeramente húmedo.
4. Aplique Alloybond primer saturando todas las superficies internas.
5. Sople gentilmente con aire seco y libre de aceite por 2 segundos para evaporar el solvente. Mantenga una superficie brillante.
6. Polimerice con luz por 10 segundos.
7. Mezcle una gota de Alloybond base y una gota de Alloybond catalizador.
8. Aplique la mezcla a todas las superficies internas.
9. Comience la trituración de la amalgama.
10. Condense y talle la amalgama dentro de 60 segundos a la aplicación de la mezcla base-catalizador Alloybond, o aplique composite 60 segundos después a la aplicación de la mezcla base-catalizador Alloybond.

### PRECAUCIONES:

1. Evite el contacto del ácido con los tejidos orales, ojos y piel. Si ocurre un contacto accidental, lave minuciosamente con agua. En caso de contacto con los ojos busque atención médica.
2. Evite el contacto prolongado de Alloybond con la piel o tejidos orales esto puede causar inflamación de los tejidos orales o sensibilidad en la piel.
3. El uso de Alloybond debe ser inmediatamente suspendido en personas que tengan alergias a las resinas.
4. **Mantenga lejos del alcance de los niños.**

ADVERTENCIA: Las leyes federales restringen la venta de este producto por o en la orden de un dentista.

### CONDICIONES DE ALMACENAJE:

1. Almacene Alloybond a temperaturas entre 10°C - 20°C (50°F - 68°F).
2. Permita que Alloybond llegue a temperatura ambiente antes de usar.
3. Mantenga fuera de la luz solar directa.
4. Tape las botellas de Alloybond inmediatamente después de usarlas.

### CONTENIDO:

#### **Kit Alloybond**

Código N° 5544001

- 1 x 5ml Alloybond Primer
- 1 x 5ml Alloybond Base
- 1 x 5ml Alloybond Catalizador
- 1 x 2ml Jeringas de Super Grabador
- Pinceles, porta pinceles, taco de mezcla
- 25 puntas desechables para Super Grabador.

### Reposición:

#### **Alloybond Primer**

Código N° 5544011

- 1 x 5ml Alloybond Primer

#### **Alloybond Base**

Código N° 5544010

- 1 x 5ml Alloybond Base

#### **Alloybond Catalizador**

Código N° 5544012

- 1 x 5ml Alloybond Catalizador

---

 Hecho en Australia por SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brasil 0800 770 1735  
Francia 00800 022 55 734  
Alemania 0800 100 5759  
Irlanda 01 886 9577  
Italia 800 780625  
Nueva Zelanda 0800 734 034  
España 00800 022 55 734  
Reino Unido 00800 022 55 734  
EUA & Canadá 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

EC REP

SDI Dental Limited  
Block 8, St Johns Court  
Swords Road, Santry  
Dublin 9, Irlanda  
Tel +353 1 886 9577