



polishing paste

E
S
P
A
Ñ
O
L

INSTRUCCIONES DE USO

La pasta para pulir Polishing Paste de SDI da la apariencia de un microrelleno a los composites híbrido para anteriores / posteriores, con el fin de ofrecer alta resistencia al desgaste. Contiene aglomeración de partículas de cristales primarios de óxido de aluminio que permite un suave y luminoso acabado en todas las superficies de las resinas.

COMPOSICIÓN:

Glicerina
Óxido de aluminio

INSTRUCCIONES:

Ideal para restauraciones de composites, compómeros y amalgamas; así como de porcelana, cerámica y oro.

INSTRUCTIONS:

1. Ponga la pasta para pulir SDI en una copa o disco de goma
2. Desde la copa o disco de goma, distribuya una delgada capa de pasta sobre la restauración.
4. Pula por 30 segundos a baja velocidad y ligera presión. La pasta para pulir SDI se puede usar interproximalmente con hilo dental.
5. Enjuague y seque.

ADVERTENCIA: Aplique la pasta para pulir a temperatura ambiente normal (23°C/74°F).

PRECAUCIONES:

Úselo únicamente como un pulido final.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

No ingerir

Almacénelo a temperaturas entre 10° y 25°C (50°-77°F).

Cuando no lo utilice, coloque firmemente la tapa.

No lo utilice después de la fecha de caducidad.

Advertencia: Las Leyes Federales restringen la venta de este dispositivo por orden directa de un dentista.

Fecha de emisión de la última revisión: Febrero, 2010.

Polishing Paste

Código de pedido: 8100150

Jeringa de 4g

 Hecho en Australia por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brasil 0800 770 1735
Francia 00800 022 55 734
Alemania 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Italia 800 780625
Nueva Zelanda 0800 734 034
España 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
EUA & Canadá 1 800 228 5166

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Irlanda
Tel +353 1 886 9577
www.sdi.com.au

