

涂牙漂白系统

(含8% carbamide peroxide)

使用说明书

Pola Paint(漂白涂剂)是一种容易使用的涂牙漂白系统，是一种具有香味的胶体，其低粘度保证容易涂到牙齿表面。在使用Pola Paint前，医生会对您的健康情况进行评估是否符合漂白并解释使用步骤。

使用适应症:

- 活牙的色渍漂白
- 死牙的色渍漂白

组成成分:

过氧化脲 (carbamide peroxide)

乙醇 (ethanol)

甘油 (glycerol)

添加剂

水

香料

净重: 5.1g

过氧化氢与过氧化脲的等效关系: Pola Paint 8% 过氧化脲 = 2.7%过氧化氢

使用说明:

- 1, 像往常一样刷牙。
- 2, 抹干牙齿前表面。
- 3, 缩紧嘴唇, 涂薄薄一层Pola Paint涂剂到牙齿前表面, 依要求涂刷。
- 4, 涂刷后, 30秒内不要让嘴唇碰到牙齿。
- 5, 让Pola Paint留在牙齿上30分钟。为了取得最佳效果, 此时不要吃喝东西。
- 6, 涂30分钟之后, 通过用牙刷将Pola Paint胶刷去。
- 7, 每天用Pola Paint两次, 14天一个疗程。

为了达到最佳效果, 在每天上床睡觉之前应该做一次, 允许保留Pola Paint过夜, 不使用时, 盖紧盖子, 防止涂剂变干。

注意:

在医生监督下使用。

过期产品不要使用。

室温下使用。

过敏性患者或对过氧化物、甘油等敏感的患者不要使用Pola paint。

在美白过程中或美白后不要立即吸烟。

该产品要远离热源和明火, 因为该产品可燃。

放在小孩和宠物接触不到的地方。

孕妇、哺乳期妇女及14岁以下儿童不宜使用该产品。

美白治疗完成后可以抛弃Pola Paint。

MSDS(材料安全信息资料)可从公司网页www.sdi.com.au上获得或向当地

厂商代表索取。

贮存:

存放在阴凉和阳光照不到的地方, 贮存温度为4°C-20°C/39-68°F之间。

不要存放在衣服口袋中。

急救:

皮肤 (接触): Pola Paint可能会刺激皮肤, 如果接触了就用流动水冲洗。

如果口腔软组织出现刺激, 则清除漂白胶, 用盐水或碳酸钠水溶液漱口和喝

牛奶。如果对美白胶依然有刺激或反应, 就停止美白治疗并咨询您的牙医。

眼睛 (接触): 张开眼睛用水冲洗15分钟, 寻求治疗。

Made in Australia by SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia 1 800 337 003
 Austria 00800 022 55 734
 Brazil 0800 770 1735
 France 00800 022 55 734
 Germany 0800 100 5759
 Ireland 01 886 9577
 Italy 800 780625
 New Zealand 0800 734 034
 Spain 00800 022 55 734
 United Kingdom 00800 022 55 734
 USA & Canada 1 800 228 5166
 www.sdi.com.au
 www.polawhite.com.au

