



# polapaint

E  
S  
P  
A  
Ñ  
O  
L

Sistema de blanqueamiento para pincelar sobre los dientes. (Peróxido de carbamida al 8%)

## INSTRUCCIONES DE USO

Pola Paint es un blanqueamiento dental en gel, fácil de utilizar, para pincelarlo sobre los dientes. Tiene un agradable sabor menta y su viscosidad es baja, por lo que fácilmente se aplica sobre la superficie dental. Antes de utilizar Pola Paint, su dentista debe de valorar si es candidato para la aplicación del producto, realizando su historia médica y explicándole el procedimiento de aplicación.

### INDICACIONES:

- Blanqueamiento de dientes vitales manchados.
- Blanqueamiento de dientes no vitales manchados.

### COMPOSICION:

peróxido de carbamida, etanol, glicerol, aditivos, agua, saborizantes

**PESO NETO:** 5.1g

### EQUIVALENCIA A PEROXIDO DE HIDROGENO:

Pola Paint 8% Peróxido de Carbamida = 2.7% Peróxido de Hidrógeno

### INSTRUCCIONES:

1. Utilice hilo y cepillo dental de manera normal.
2. Seque la superficie frontal del diente.
3. Mientras retrae los labios, aplique una capa delgada del gel Pola Paint en las superficies frontales de los dientes, repitiendo la aplicación si se requiere.
4. Después de la aplicación evite el contacto de los labios con los dientes durante 30 segundos.
5. Deje Pola Paint en sus dientes durante 30 minutos. El no comer ni beber durante este tiempo aumentará los resultados.
6. Al finalizar los 30 minutos, remueva el gel de Pola Paint con un cepillo dental normal.
7. Use Pola Paint 2 veces al día durante 14 días.

Para mejores resultados, uno de los dos tratamientos diarios debe ser aplicado antes de dormir, permitiendo a Pola Paint permanecer en los dientes durante toda la noche. Cuando no lo esté utilizando, coloque **firmente** la tapa para prevenir que el gel se seque.

### PRECAUCIONES:

- Debe ser utilizado bajo la supervisión de un dentista.
- No utilizarlo después de la fecha de caducidad.
- Utilizarlo a temperatura ambiente.
- Pola Paint no debe ser utilizado en pacientes con alergias o sensibilidad a peróxidos, glicerol, etc.
- No fume ni durante, ni inmediatamente después del proceso de blanqueamiento.
- Mantenga el producto lejos del calor o flama, ya que es inflamable.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No se utilice en pacientes embarazadas, en periodo de lactancia o en menores de 14 años.
- Deseche Pola Paint después de que el tratamiento haya sido completado.
- La hoja de datos de seguridad del material está disponible en [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) o contacte a su representante regional.

### ALMACENAMIENTO:

- Guarde en un lugar fresco y fuera de la luz directa del sol a temperaturas entre 4°C y 20°C / 39°F y 68 °F.
- NO SE ALMACENE EN LOS BOLSILLOS DE LA ROPA.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Piel (contacto): Pola paint puede ser irritante para la piel. Si el contacto ocurre enjuague con agua corriente. Si ocurre cualquier irritación de tejidos bucales, remueva el gel, enjuague la boca con agua salada o con una solución de bicarbonato de sodio y beba leche. Si persiste la sensibilidad o cualquier reacción al gel, interrumpa el tratamiento y consulte a su dentista.
- Ojos (contacto): Abra el ojo y enjuague abundantemente con agua durante 15 minutos. Busque atención médica.

Made in Australia by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 022 55 734  
Germany 0800 100 5759  
Ireland 01 886 9577  
Italy 800 780625  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 022 55 734  
United Kingdom 00800 022 55 734  
USA & Canada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
[www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)

