



# polapaint

F  
R  
A  
N  
Ç  
A  
I  
S

Système de blanchiment des dents applicable au pinceau  
(8% peroxyde de carbamide)

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pola Paint est un gel de blanchiment des dents au pinceau, facile d'utilisation. Il est agréablement parfumé, avec une basse viscosité qui est facile d'application sur la surface des dents.

Avant d'utiliser Pola Paint, votre dentiste doit évaluer votre tolérance pour ce produit en l'adaptant à votre historique médical et vous expliquer la procédure d'application.

### INDICATION:

- Eclaircissement sur dents vivantes
- Eclaircissement sur dents dévitalisées

### COMPOSITION:

peroxyde de carbamide, éthanol, glycérol, additives, eau, parfum

**PODS NET:** 5.1g

### ÉQUIVALENCE AVEC LE PEROXYDE D'HYDROGENE:

Pola Paint 8% de Peroxyde de Carbamide = 2.7% de Peroxyde d'Hydrogène

### INSTRUCTIONS:

1. Brosser vos dents et utiliser un fil dentaire comme d'habitude.
2. Sécher le devant de la surface des dents.
3. Pendant que vous rétractez vos lèvres, appliquez une fine couche du gel Pola Paint sur le devant de la surface des dents, ré-impregnier le pinceau si nécessaire.
4. Pendant les 30 secondes suivant l'application, éviter que les lèvres et les dents n'entrent en contact direct.
5. Laisser le gel Pola Paint gel sur les dents pendant 30 minutes. Ne pas manger ou ni boire pendant ce temps pour optimiser les résultats.
6. Après les 30 minutes, enlever le gel Pola Paint en brossant vos dents.
7. Utiliser Pola Paint deux fois par jour pendant 14 jours.

Pour de meilleurs résultats, une des deux applications journalière doit être appliquée avant le coucher, permettant au Pola Paint de rester toute la nuit. Quand vous ne l'utiliser pas, veiller à refermer **fermement** le capuchon pour éviter que le gel ne sèche.

### PRECAUTIONS:

- A n'utiliser que sous surveillance médicale (dentiste).
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Utiliser à température ambiante.
- Pola paint ne doit pas être utiliser par des patients ayant des allergies connues ou des sensibilités au produits tel les peroxydes, glycérol etc.
- Ne pas fumer pendant ou immédiatement après le processus de blanchiment.
- Garder le produit éloigné des flammes et de la chaleur, car ce produit est inflammable.
- Garder hors de portée des enfants et animaux.
- Ne pas utiliser chez des femmes enceintes ou allaitant ou sur des enfants au-dessous de 14 ans.
- Jeter Pola Paint après la fin du traitement.
- Instructions de sécurité disponible dans notre site [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ou contactez votre représentant régional.

### CONSERVATION:

- Conserver au frais et à l'abri de la lumière du soleil à une température comprise entre 4°C - 20°C / 39°F - 68°F
- NE PAS GARDER DANS DES POCHE DE VETEMENTS.

### PREMIERS SECOURS

- Peau (contact): Pola paint peut irriter la peau. Laver avec de l'eau courante en cas de contact. En cas d'irritation des tissus souples, enlever le gel, rincer la bouche avec de l'eau salée ou une solution de bicarbonate de soude et boire du lait. Arrêter le traitement et consulter votre dentiste si la sensibilité persiste ou si réaction au gel.
- Yeux (contact): Ouvrir l'œil et rincer abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes. Demander un avis médical.

 Made in Australia by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 022 55 734  
Germany 0800 100 5759  
Ireland 01 886 9577  
Italy 800 780625  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 022 55 734  
United Kingdom 00800 022 55 734  
USA & Canada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
[www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)

