



# polapaint

I  
T  
A  
L  
I  
A  
N  
O

Sistema di sbiancamento paint-on  
(perossido di carbamide all'8%)

## ISTRUZIONI

Pola Paint è un gel sbiancante a bassa viscosità, di facile utilizzo e dal gusto gradevole, che viene facilmente applicato sulla superficie dei denti. Prima di utilizzare Pola Paint il vostro dentista dovrebbe verificare la vostra idoneità a questo trattamento, tenendo conto delle vostre condizioni generali di salute. Il vostro dentista dovrebbe inoltre spiegarvi la procedura.

### INDICAZIONI:

- Sbiancamento di denti discromici vitali
- Sbiancamento di denti discromici devitalizzati

### COMPOSIZIONE:

perossido di carbamide, etanolo, glicerina, additivi, acqua, aroma

**PESO NETTO:** 5.1g

### PEROSSIDO DI IDROGENO EQUIVALENTE:

Pola Paint 8% Perossido di carbamide = 2.7% Perossido di idrogeno

### ISTRUZIONI:

1. Spazzolare i denti e passare il filo interdentale, come di consueto.
2. Asciugare la superficie frontale dei denti.
3. Evitando il contatto tra labbra e denti, applicare uno strato sottile di gel Pola Paint sulla superficie frontale dei denti, intingendo più volte l'applicatore nel gel se necessario.
4. Dopo l'applicazione, evitare il contatto tra le labbra e i denti per 30 secondi.
5. Lasciare il gel Pola Paint sui denti per 30 minuti. Non bere durante l'applicazione per ottenere migliori risultati.
6. Dopo 30 minuti, lavare i denti con lo spazzolino.
7. Utilizzare Pola Paint due volte al giorno per 14 giorni.

Per ottenere risultati migliori, si consiglia di fare una delle applicazioni prima di andare a dormire, in modo da lasciare agire il gel durante tutta la notte. Dopo l'utilizzo riavvitare il tappo **accuratamente**, per evitare che il gel si asciughi.

### PRECAUZIONI:

- Da utilizzare sotto la supervisione di un dentista.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Utilizzare a temperatura ambiente.
- Pola Paint non dovrebbe essere utilizzato da pazienti affetti da allergie o sensibili ai perossidi, alla glicerina, ecc.
- Non fumare durante o subito dopo il processo di sbiancamento.
- Tenere il prodotto lontano dal calore e dalle fiamme, in quanto è infiammabile.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Non adatto a donne in stato di gravidanza, durante l'allattamento e a bambini di età inferiore ai 14 anni.
- Gettare Pola Paint al termine del trattamento completo.
- Le schede di sicurezza sono disponibili su [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au), oppure potete contattare il responsabile nazionale.

### STOCCAGGIO:

- Conservare in ambiente fresco, al riparo dalla luce diretta, ad una temperatura compresa tra 4°C e 20°C.
- **NON CONSERVARE NELLE TASCHE DEGLI INDUMENTI.**

### PRONTO SOCCORSO:

- Pelle (contatto): Pola Paint potrebbe causare irritazioni della pelle. In caso di contatto lavare con acqua corrente. In caso di irritazione del tessuto orale, rimuovere il gel, sciacquare la bocca con acqua salata o con una soluzione a base di bicarbonato di sodio e bere latte. In caso di sensibilità protratta o di qualsiasi reazione al gel, interrompere il trattamento e consultare il dentista.
- Occhi (contatto): Aprire gli occhi e lavare abbondantemente con acqua per 15 minuti. Consultare un medico.

Made in Australia by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 022 55 734  
Germany 0800 100 5759  
Ireland 01 886 9577  
Italy 800 780625  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 022 55 734  
United Kingdom 00800 022 55 734  
USA & Canada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
[www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)

