



polapaint

P
O
R
T
U
G
U
Ê
S

Sistema de clareamento dental com pincel (peróxido de carbamida a 8%)

INSTRUÇÕES PARA USO

Pola Paint é um gel clareador dental de fácil manuseio e com pincel. É um gel de sabor agradável e a sua baixa viscosidade facilita a aplicação na superfície do dente. Antes de usar Pola Paint, o seu dentista deve fazer um teste, uma anamnese e explicar o procedimento de aplicação.

INDICAÇÃO:

- Clareamento de dentes vitais escuros.
- Clareamento de dentes desvitalizados escuros.

COMPOSIÇÃO:

Peróxido de carbamida, Álcool etílico, Glicerol, Aditivos, Água, Aromatizante

CONTEÚDO: 5.1g

EQUIVALÊNCIA DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO:

Pola Paint 8% de peróxido de carbamida = 2.7% de peróxido de hidrogênio

INSTRUÇÕES:

1. Escovar os dentes e passar o fio dental normalmente.
2. Secar com gaze a superfície vestibular dos dentes.
3. Com o retrator de lábios posicionado, aplicar uma camada fina do gel Pola Paint na superfície vestibular dos dentes, recarregando o pincel sempre que for necessário.
4. Após aplicação, não deixe os lábios tocarem seus dentes por 30 segundos.
5. Deixar o gel Pola Paint nos dentes por 30 minutos. Não beber ou comer durante este período para obter melhores resultados.
6. Depois de 30 minutos, remover o gel Pola Paint escovando os dentes com uma escova dental.
7. Aplicar o Pola Paint duas vezes ao dia durante 14 dias.

Para conseguir melhores resultados, uma das aplicações deve ser feita antes de ir para a cama para que o Pola Paint possa agir durante a noite inteira. Quando não estiver em uso, **tampar bem a tampa** para evitar o ressecamento do gel.

Precauções:

- Usar sob a supervisão de um dentista.
- Não usar a pós a data de validade.
- Usar sob temperatura ambiente.
- Pola Paint não deve ser usado por pacientes com alergia ou com sensibilidade química à peróxidos, glicerol etc.
- Não fumar durante ou logo após o processo de tratamento.
- Manter o produto longe do calor e chama porque o produto é inflamável.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Não deve ser usado por gestantes ou lactantes ou por crianças abaixo de 14 anos.
- Descartar o Pola Paint após o término do tratamento.
- Para maiores informações, consultar o site www.sdi.com.au ou entrar em contato com um representante.

ARMAZENAGEM:

- Guardar em local fresco sem contato direto com sol entre 4°C - 20°C / 39°F - 68°F.
- NÃO GUARDAR DENTRO DE BOLSOS DE ROUPAS.

PRIMEIROS-SOCORROS

- Contato com a pele: Pola Paint pode causar irritação a pele. Em caso de contato, lavar com água corrente. Se aparecer alguma irritação na mucosa, remover o gel, lavar a boca com soro fisiológico ou solução de bicarbonato de sódio e tomar leite. Se a sensibilidade persistir ou houver qualquer reação com o gel, interromper o tratamento e consultar o seu dentista.
- Contato com os olhos: Abrir o olho e lavar com água por 15 minutos. Procurar orientação médica.



Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

