

SDI**riva coat****中
文****玻璃离子产品光固化
覆盖材料
使用说明书**

Riva Coat (玻璃离子覆盖剂) 设计用于玻璃离子水门汀固化后防止其暴露出的表面在最初的24小时内被唾液口水污染。

适应症:

玻璃离子水门汀修复体在充填后要求覆盖。

禁忌症:

产品可能对某些人的皮肤有刺激, 这种情况下, 停止使用并寻求医治。

使用说明:

1. 根据厂家说明充填玻璃离子水门汀。
2. 当修复体变硬后, 涂Riva Coat到暴露的修复体表面。
3. 光照20秒固化。
4. 使用后立即盖好瓶子。

贮存与搬运:

材料对光敏感, 直到准备好时才将材料取出涂饰。贮存于阴暗的地方, 温度为10到25°C (50-77°F)。在室温下使用, 温度为20到25°C (68-77°F)。

有效期: 3年

警告:

仅供专业人士使用。

放在儿童不易拿到之处。

不可内服。

过了有效期不要使用。

注意: 联邦法律规定本材料只售给牙医或凭牙医处方购买。

材料安全信息(MSDS)可从公司网站www.sdi.com.au获得或向当地销售代表索取。

急救:

眼睛(接触): 用清水冲洗, 并寻求医治。

皮肤(接触): 用浸有酒精/丙酮的布或海绵抹去, 用清水冲洗。

摄入: 喝大量水。如果症状依旧则寻求医治。

吸入: 没有预期症状。

包装:

5mL瓶装

最近修订日期: 2010年4月

由澳大利亚SDI Limited(南方牙科工业有限公司)制造

地址: Bayswater, Victoria 3153

澳大利亚: 1 800 337 003

奥地利: 00800 022 55734

巴西: 0800 770 1735

法国: 00800 022 55 734

德国: 0800 100 5759

爱尔兰: 01 886 9570

意大利: 800 780625

新西兰: 0800 134 034

西班牙: 00800 022 55 734

英国: 00800 022 55 734

美国与加拿大: 1 800 228 5166

公司网址: www.sdi.com.au

EC REP

欧盟代表处: SDI Dental Limited
Block 8, St. Johns Court
Swords Road, Santry.
Dublin 9, Ireland
Tel: +353 1 886 9577

CE
0297
10°-25°C
50°-77°F