

SDI**riva coat****E
S
P
A
Ñ
O
L****RECUBRIMIENTO FOTOCURABLE
PARA PRODUCTOS DE
IONOMERO DE VIDRIO
INSTRUCCIONES DE USO**

Riva Coat está diseñado para prevenir la contaminación por saliva y agua de las superficies expuestas de los cementos de ionómero de vidrio durante las primeras 24 horas inmediatamente después de su colocación.

INDICACIONES:

Para los cementos de ionómero de vidrio que requieren un recubrimiento después de su colocación.

CONTRAINDICACIONES:

El producto puede causar irritaciones en la piel de algunas personas. En esos casos, suspenda el uso y busque atención médica.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Coloque el cemento de ionómero de vidrio de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
2. Cuando la restauración haya endurecido, aplique Riva Coat a todas las superficies expuestas de la restauración.
3. Fotocure durante 20 segundos.
4. Recoloque la tapa inmediatamente después de utilizarlo.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

El material es sensible a la luz. No dispense Riva Conditioner hasta que usted esté listo para usarlo. Almacénelo en un lugar oscuro y a temperaturas entre 10° y 25°C (50°-77°F).

Utilícelo a temperatura ambiente entre 20° y 25°C (68-77°F).

Tiempo de caducidad: 3 años.

PRECAUCIONES:

Sólo para uso profesional.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No lo ingiera.

No lo utilice después de su fecha de expiración.

Precaución: La Ley Federal restringe la venta de este producto sólo a dentistas.

La Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) está disponible en www.sdi.com.au o contacte a su representante regional.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos (contacto): Enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

Piel (contacto): Remueva utilizando un paño o esponja empapada en alcohol o acetona. Lave abundantemente con agua.

Ingestión: Beba cantidades abundantes de agua o leche. Busque atención médica si los síntomas persisten.

Inhalación: No se esperan síntomas.

Fecha de emisión de la última revisión: Abril, 2010

PRESENTACION:

Bote repuesto de 5 ml.



Hecho en Australia por SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

Francia 00800 022 55 734

Alemania 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Italia 800 780625

Nueva Zelanda 0800 734 034

España 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Irlanda
Tel +353 1 886 9577

