

SDI**riva coat****F
R
A
N
Ç
A
I
S****VERNIS DE PROTECTION
PHOTOPOLYMÉRISABLE
POUR VERRE IONOMÈRE
MODE D'EMPLOI**

Riva Coat a été conçu pour protéger la surface des ciments verres ionomères exposée à la contamination de la salive et de l'eau au cours des 24 heures suivant la pose.

INDICATIONS :

Restaurations au ciment verre ionomère requérant un vernis de protection après la pose.

CONTRE-INDICATIONS :

Chez certains sujets, le produit peut entraîner des irritations de la peau. Dans ce cas, suspendre l'utilisation et demander l'avis d'un médecin.

MODE D'EMPLOI :

1. Appliquer le ciment verre ionomère conformément aux instructions du fabricant.
2. Une fois la restauration durcie, appliquer Riva Coat sur toutes les surfaces de la restauration exposées.
3. Photopolymériser pendant 20 secondes.
4. Remettre le bouchon en place immédiatement après utilisation.

STOCKAGE ET MANIPULATION

Ce matériau réagit à la lumière. Ne pas doser Riva Coat avant d'être prêt à utiliser.

Stocker dans un endroit sombre à des températures comprises entre 10 et 25 °C (50 - 77 °F). Utiliser à température ambiante entre 20 et 25 °C (68 - 77 °F).

Durée de stockage : 3 ans

PRÉCAUTIONS :

Destiné à l'usage professionnel uniquement.

Maintenir hors de portée des enfants.

Ne pas avaler.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Attention : selon la législation, la vente ou la commande de ce produit est réservée aux dentistes.

Vous pouvez vous procurer la FDS sur le site www.sdi.com.au ou auprès de votre représentant régional.

PREMIERS SOINS

Yeux (contact) : laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Peau (contact) : éliminer à l'aide d'un linge ou d'une éponge propres imbibé(e) d'alcool ou d'acétone. Laver abondamment à l'eau.

Ingestion : boire de l'eau en grande quantité. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Inhalation : aucun symptôme prévu.

Date de la dernière modification : Avril 2010

CONDITIONNEMENT

Flacon-recharge de 5 ml



Fabriqué en Australie par SDI Limitée

Bayswater, Victoria 3153

Australie 1 800 337 003

Autriche 00800 022 55 734

Brésil 0800 770 1735

France 00800 022 55 734

Allemagne 0800 100 5759

Irlande 01 886 9577

Italie 800 780625

Nouvelle Zélande 0800 734 034

Espagne 00800 022 55 734

Royaume-Uni 00800 022 55 734

États-Unis et Canada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC	REP
----	-----

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Irlande
Tél +353 1 886 9577

CE
0297

10°-25°C
50°-77°F