

**SDI****riva coat****I  
T  
A  
L  
I  
A  
N  
O****LACCA FOTOPOLIMERIZZABILE  
PER LA PROTEZIONE DEI  
MATERIALI VETRO-IONOMERICI  
ISTRUZIONI**

Riva Coat è stato concepito per prevenire la contaminazione delle superfici esposte dei materiali vetro-ionomerici con la saliva e l'acqua, nelle prime 24 ore successive all'applicazione.

**INDICAZIONI:**

Restauri con cementi vetro-ionomerici che richiedono un materiale coprente dopo l'applicazione.

**CONTROINDICAZIONI:**

Il prodotto potrebbe causare irritazione della pelle in alcuni soggetti. In tal caso, interrompere l'utilizzo e consultare un medico.

**ISTRUZIONI**

1. Applicare il cemento vetroionomero seguendo le istruzioni del produttore.
2. Dopo l'indurimento del materiale, applicare Riva Coat su tutte le superfici esposte del restauro.
3. Fotopolimerizzare per 20 secondi.
4. Richiudere il contenitore subito dopo l'utilizzo.

**MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

Il materiale è fotosensibile. Non applicare Riva Coat finché non sarà pronto per l'utilizzo.  
Conservare al riparo dalla luce ad una temperatura compresa tra 10° e 25°C (50° - 77°F). Utilizzare a temperatura ambiente, tra 20° e 25°C (68° - 77°F).  
Scadenza: 3 anni.

**PRECAUZIONI**

Prodotto per esclusivo uso professionale.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Non ingerire.  
Non utilizzare dopo la data di scadenza.  
Attenzione: La legge consente la vendita di questo dispositivo solo al dentista.  
Le Schede di Sicurezza sono disponibili su [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) oppure potete contattare il responsabile di zona.

**PRIMO SOCCORSO**

Occhi (contatto): lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.  
Pelle (contatto): rimuovere utilizzando un panno o una spugna imbevuti di alcool/acetone. Lavare abbondantemente con acqua.  
Ingestione: Bere molta acqua. Se i sintomi persistono, consultare un medico.  
Inalazione: Sintomi non previsti.  
Data dell'ultima revisione: Aprile 2010

**CONFEZIONAMENTO**

Ricambio flacone 5ml



Prodotto in Australia da SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brasile 0800 770 1735  
Francia 00800 022 55 734  
Germania 0800 100 5759  
Irlanda 01 886 9577  
Italia 800 780625  
Nuova Zelanda 0800 734 034  
Spagna 00800 022 55 734  
Gran Bretagna 00800 022 55 734  
USA e Canada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**EC REP**

SDI Dental Limited  
Block 8, St Johns Court  
Swords Road, Santry  
Dublino 9, Irlanda  
Tel +353 1 886 9577

**CE**  
**0297**  
**10°-25°C**  
**50°-77°F**