

SDI**riva coat****P
O
R
T
U
G
U
Ê
S**

**MATERIAL PARA SELAMENTO,
FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA
APLICAÇÃO SOBRE PRODUTOS A BASE
DE IONÔMERO DE VIDRO
INSTRUÇÕES PARA USO**

Riva Coat é usado para a prevenção contra a contaminação de saliva e água nas superfícies de cimento de ionômero de vidro após as primeiras 24 horas depois do tratamento.

INDICAÇÕES PARA USO:

Restaurações de ionômero de vidro que precisam de um selamento após a aplicação.

CONTRA-INDICAÇÕES:

O produto pode causar irritação à pele para algumas pessoas. Neste caso, interromper o tratamento e procurar orientação médica.

INSTRUÇÕES PARA USO

1. Aplicar o cimento de ionômero de vidro de acordo com as instruções do fabricante.
2. Após a cura do material, aplicar Riva Coat em todas as superfícies expostas da restauração.
3. Fotopolimerizar por 20 segundos.
4. Tampar o material imediatamente após o uso.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO

O material é sensível à luz. Não dispensar Riva Coat antes de estar pronto para aplicá-lo.

Armazenar em local escuro em temperaturas entre 10°C e 25°C.

Usar em temperatura ambiente entre 20°C e 25°C.

Vida útil: 3 anos.

PRECAUÇÕES

Somente para uso profissional.

Manter fora do alcance de crianças.

Não ingerir.

Não usar após a data de validade.

Atenção: Lei Federal restringe a venda deste produto somente para dentistas.

Para mais informações, consultar o site www.sdi.com.au ou entrar em contato com um representante.

PRIMEIROS-SOCORROS

Em caso de contato com os olhos, lavar bem com água e procurar orientação médica.

Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano ou esponja embebido em álcool ou acetona. Lavar bem com água.

Em caso de ingestão, beber bastante água. Procurar orientação médica se os sintomas persistirem.

Em caso de inalação do pó, ainda não há nenhum sintoma relatado.

Data da última revisão: Abril de 2010.

EMBALAGEM

Reposição de frasco com líquido com 5ml.



Fabricado na Austrália pela SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Áustria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

França 00800 022 55 734

Alemanha 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Itália 800 780625

Nova Zelândia 0800 734 034

Espanha 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St. Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Ireland
Tel + 353 1 886 9577

