

**SDI****riva conditioner****中  
文****聚羧酸处理剂  
使用说明书**

Riva Conditioner(聚羧酸处理剂)是聚羧酸弱酸溶液,用于清除牙本质和牙釉质的疏松层,这样可以提高玻璃离子水门汀与牙齿结构的粘结。

**适应症:**

适用于玻璃离子水门汀修复前的牙齿表面处理。

**禁忌症:**

产品可能对某些人的皮肤有刺激,这种情况下,停止使用并寻求医治。

**使用说明:**

1. 在牙齿准备好后,涂Riva Conditioner到准备好的牙表面上。
  2. 保留10秒钟。
  3. 用水完全清洗。
  4. 除去多余水分,保持湿润,避免污染。
- 注意:小心不要完全吹干表面。
5. 根据厂家说明使用玻璃离子水门汀。
  6. 使用后立即盖好瓶子。

**贮存与搬运:**

直到准备好时才将材料取出涂饰。贮存于阴暗的地方,温度为10到25°C (50-77°F)。

在室温下使用,温度为20到25°C (68-77°F)。

有效期:3年

**敬告:**

仅供专业人士使用。

放在儿童不易拿到之处。

不可内服。

过了有效期不要使用。

注意:联邦法律规定本材料只售给牙医或凭牙医处方购买。

材料安全信息(MSDS)可从公司网站www.sdi.com.au获得或向当地销售代表索取。

**急救:**

眼睛(接触):用清水冲洗,并寻求医治。

皮肤(接触):用清水冲洗。

摄入:喝大量水/牛奶。如果症状依旧则寻求医治。

吸入:没有预期症状。

**包装:**

10mL瓶装

最近修订日期:2010年5月

由澳大利亚SDI Limited(南方牙科工业有限公司)制造

地址: Bayswater, Victoria 3153

澳大利亚: 1 800 337 003

奥地利: 00800 022 55734

巴西: 0800 770 1735

法国: 00800 022 55 734

德国: 0800 100 5759

爱尔兰: 01 886 9570

意大利: 800 780625

新西兰: 0800 134 034

西班牙: 00800 022 55 734

英国: 00800 022 55 734

美国与加拿大: 1 800 228 5166

公司网址: www.sdi.com.au

EC REP

欧盟代表处: SDI Dental Limited  
Block 8, St. Johns Court  
Swords Road, Santry.  
Dublin 9, Ireland  
Tel: +353 1 886 9577

CE  
0297

  
10°-25°C  
50°-77°F