

SDI**riva conditioner****E
S
P
A
Ñ
O
L****ACONDICIONADOR DE ACIDO
POLIACRILICO
INSTRUCCIONES DE USO**

Riva Conditioner es una solución ligera de ácido poliacrílico; desarrollado para remover parcialmente, del esmalte y dentina, la capa de barro dentinario. Esto mejora la adhesión del cemento de ionómero de vidrio a la estructura dental.

INDICACIONES:

Para las cavidades que requieren un material acondicionador antes de la colocación de una restauración con ionómero de vidrio.

CONTRAINDICACIONES:

El producto puede causar irritaciones en la piel de algunas personas. En esos casos, suspenda el uso y busque atención médica.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Después de preparar el diente, aplique Riva Conditioner a las superficies preparadas.
2. Déjelo ahí durante 10 segundos.
3. Enjuague abundantemente con agua.
4. Remueva el exceso de agua. Mantenga la humedad. Evite la contaminación.
5. Aplique el ionómero de vidrio de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
6. Recolecte la tapa inmediatamente después de utilizarlo.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

No dispense Riva Conditioner hasta que usted esté listo para usarlo. Almacénelo en un lugar oscuro y a temperaturas entre 10° y 25°C (50°-77°F).

Utilícelo a temperatura ambiente entre 20° y 25°C (68-77°F).

Tiempo de caducidad: 3 años.

PRECAUCIONES:

Sólo para uso profesional.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No lo ingiera.

No lo utilice después de su fecha de expiración.

Precaución: La Ley Federal restringe la venta de este producto sólo a dentistas.

La Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) está disponible en www.sdi.com.au o contacte a su representante regional.

Fecha de emisión de la última revisión: Mayo, 2010

PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos (contacto): Enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

Piel (contacto): Lave abundantemente con agua.

Ingestión: Beba cantidades abundantes de agua o leche. Busque atención médica si los síntomas persisten.

Inhalación: No se esperan síntomas.

PRESENTACION:

Bote repuesto de 10 ml



Hecho en Australia por SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

Francia 00800 022 55 734

Alemania 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Italia 800 780625

Nueva Zelanda 0800 734 034

España 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Irlanda
Tel +353 1 886 9577

CE
0297

10°-25°C
50°-77°F