

SDI**riva conditioner****F
R
A
N
Ç
A
I
S****CONDITIONNEUR À BASE
D'ACIDE POLYACRYLIQUE
MODE D'EMPLOI**

Riva Conditioner est une solution d'acide polyacrylique diluée, élaborée pour éliminer partiellement la couche de boue dentinaire et d'émail. Il permet d'optimiser l'adhésion du ciment verre ionomère à la structure de la dent.

INDICATIONS :

Restaurations ciment verre ionomère pour lesquelles un conditionneur est requis avant application.

CONTRE-INDICATIONS :

Chez certains sujets, le produit peut entraîner des irritations de la peau. Dans ce cas, suspendre l'utilisation et demander l'avis d'un médecin.

MODE D'EMPLOI :

1. Après avoir préparé la dent, appliquer Riva Conditioner sur les surfaces correspondantes.
2. Laisser agir 10 secondes.
3. Rincer abondamment à l'eau.
4. Éliminer l'excès d'eau. Préserver une certaine humidité. Éviter toute contamination.
IMPORTANT : faire attention à ne pas sécher complètement la surface.
5. Appliquer le verre ionomère conformément aux instructions du fabricant.
6. Remettre le bouchon en place immédiatement après utilisation.

STOCKAGE ET MANIPULATION

Ne pas doser Riva Conditioner avant d'être prêt à utiliser.

Stocker dans un endroit sombre à des températures comprises entre 10 et 25 °C (50 - 77 °F).

Utiliser à température ambiante entre 20 et 25 °C (68 - 77 °F).

Durée de stockage : 3 ans

PRÉCAUTIONS :

Destiné à l'usage professionnel uniquement.

Maintenir hors de portée des enfants.

Ne pas avaler.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Attention : selon la législation, la vente ou la commande de ce produit est réservée aux dentistes.

Vous pouvez vous procurer la FDS sur le site www.sdi.com.au ou auprès de votre représentant régional.

Date de parution de la dernière révision : Mai 2010

PREMIERS SOINS

Yeux (contact) : laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Peau (contact) : laver abondamment à l'eau.

Ingestion : boire de l'eau ou du lait en grande quantité. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Inhalation : aucun symptôme prévu.

CONDITIONNEMENT

Flacon-recharge de 10 ml



Fabriqué en Australie par SDI Limitée

Bayswater, Victoria 3153

Australie 1 800 337 003

Autriche 00800 022 55 734

Brésil 0800 770 1735

France 00800 022 55 734

Allemagne 0800 100 5759

Irlande 01 886 9577

Italie 800 780625

Nouvelle Zélande 0800 734 034

Espagne 00800 022 55 734

Royaume-Uni 00800 022 55 734

États-Unis et Canada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Irlande
Tél +353 1 886 9577

CE
0297
10°-25°C
50°-77°F