

SDI**riva conditioner****I
T
A
L
I
A
N
O****CONDIZIONATORE A BASE DI
ACIDO POLIACRILICO
ISTRUZIONI**

Riva Conditioner è una soluzione leggera di acido poliacrilico, sviluppata per rimuovere parzialmente il fango dentinale dallo smalto e dalla dentina, ottimizzando l'adesione del cemento vetroionomero alla struttura del dente.

INDICAZIONI:

Restauri con cementi vetro-ionomerici che richiedono un materiale condizionatore prima dell'applicazione.

CONTROINDICAZIONI:

Il prodotto potrebbe causare irritazione della pelle in alcuni soggetti. In tal caso, interrompere l'utilizzo e consultare un medico.

ISTRUZIONI

1. Dopo la preparazione del dente applicare Riva Conditioner.
2. Lasciare agire per 10 secondi.
3. Sciacquare abbondantemente con acqua.
4. Rimuovere l'acqua in eccesso. Mantenere umido. Evitare la contaminazione.
IMPORTANTE: Non disidratare la superficie completamente.
5. Applicare il cemento vetroionomero seguendo le istruzioni del produttore.
6. Richiudere il contenitore subito dopo l'utilizzo.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Non applicare Riva Conditioner finché non sarà pronto per l'utilizzo. Conservare al riparo dalla luce ad una temperatura compresa tra 10° e 25°C (50° - 77°F). Utilizzare a temperatura ambiente, tra 20° e 25°C (68° - 77°F).

Scadenza: 3 anni.

PRECAUZIONI

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non ingerire.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Attenzione: La legge consente la vendita di questo dispositivo solo al dentista.

Le Schede di Sicurezza sono disponibili su www.sdi.com.au oppure potete contattare il responsabile di zona.

Data dell'ultima revisione: Maggio 2010

PRIMO SOCCORSO

Occhi (contatto): lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Pelle (contatto): Lavare abbondantemente con acqua.

Ingestione: Bere molta acqua/latte. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Inalazione: Sintomi non previsti.

CONFEZIONAMENTO

Ricambio flacone 10ml



Prodotto in Australia da SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brasile 0800 770 1735

Francia 00800 022 55 734

Germania 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Italia 800 780625

Nuova Zelanda 0800 734 034

Spagna 00800 022 55 734

Gran Bretagna 00800 022 55 734

USA e Canada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublino 9, Irlanda
Tel +353 1 886 9577

CE
0297

10°-25°C
50°-77°F