

SDI**riva conditioner****P
O
R
T
U
G
U
Ê
S****CONDICIONADOR ÁCIDO
POLIACRÍLICO.
INSTRUÇÕES PARA USO**

Riva Conditioner é uma solução amena de ácido poliacrílico desenvolvida para remover parcialmente a "smear layer" de dentina e esmalte. Este processo aumenta a adesão do cimento de ionômero de vidro a estrutura do dente.

INDICAÇÕES PARA USO:

Restaurações de ionômero de vidro que precisam de condicionamento antes da aplicação.

CONTRA-INDICAÇÕES:

O produto pode causar irritação à pele para algumas pessoas. Neste caso, interromper o tratamento e procurar orientação médica.

INSTRUÇÕES PARA USO

1. Aplicar Riva Conditioner no preparo cavitário.
2. Deixar por 10 segundos.
3. Lavar bem com água.
4. Remover o excesso de água. Manter úmido. Evitar contaminação. **IMPORTANTE:** Tomar cuidado para não secar a superfície completamente.
5. Aplicar o ionômero de vidro de acordo com as instruções do fabricante.
6. Tampar o material imediatamente após o uso.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Não dispensar Riva Conditioner antes de estar pronto para aplicá-lo. Armazenar em local escuro em temperaturas entre 10°C e 25°C. Usar em temperatura ambiente entre 20°C e 25°C. Vida útil: 3 anos.

PRECAUÇÕES

Somente para uso profissional.

Manter fora do alcance de crianças.

Não ingerir.

Não usar após a data de validade.

Atenção: Lei Federal restringe a venda deste produto somente para dentistas.

Para mais informações, consultar o site www.sdi.com.au ou entrar em contato com um representante.

Data da última revisão: Maio de 2010

PRIMEIROS-SOCORROS

Em caso de contato com os olhos, lavar bem com água e procurar orientação médica.

Em caso de contato com a pele, lavar bem com água.

Em caso de ingestão, beber bastante água ou leite. Procurar orientação médica se os sintomas persistirem.

Em caso de inalação do pó, ainda não há nenhum sintoma relatado.

EMBALAGEM

- Reposição de frasco com 10ml.



Fabricado na Austrália pela SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Áustria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

França 00800 022 55 734

Alemanha 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Itália 800 780625

Nova Zelândia 0800 734 034

Espanha 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St. Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Ireland
Tel + 353 1 886 9577

CE
0297
10°-25°C
50°-77°F