

玻璃离子粘接水门汀
使用说明书

Riva Luting (玻璃离子粘接水门汀) 是一种理想的、具有X线阻射的自凝玻璃离子水门汀粘接材料, 具有极佳的牙齿粘结性、高释氟性和流动性。临床使用范围广。Riva Luting 色泽为通用的浅黄色, 粉/液套装。

适应症

金属或烤瓷熔附金属嵌体的粘接

不锈钢冠的粘接

金属桩和螺钉的粘接

金属正畸件的粘接

使用说明——粉末/液体盒装

| | |
|-------------------------------|---------|
| 粉末/液体比例 (克/克) (1匙粉末到2滴液体中) | 1.8/1.0 |
| 混合时间 (分, 秒) | 20秒钟 |
| 工作时间 (分, 秒) | 2分00秒 |
| 净凝固时间 (分, 秒) | 2分20秒 |
| 条件: 温度(23±1°C), 相对湿度(50±10%). | |
| 符合标准: ISO9917-1 (牙科水基水门汀) | |

准备

隔离、清洁和干燥牙齿。

注意: 不要使牙齿脱水。不要除去疏松层, 对于需要保护牙髓的地方, 使用氢氧化钙衬底。

粉-液配比和混合

1. 轻轻打开瓶盖, 用提供的塑料匙, 取出一平匙的粉末到混料垫/片上。

混料垫类型: 非吸收纸或玻璃片。

注意: 使用冷的玻璃片会延长工作时间。

2. 小心地滴加两滴液体到取出的粉末的旁边, 用后拧紧盖。

3. 用塑料刀将粉末铲到液体中, 用20秒时间快速混合成均匀的糊剂。

注意: 对于较大的剂量, 将粉末分成两等分, 用5秒钟将其中一份与液体混合, 然后用15秒钟将另一部分加进来混合均匀(总共20秒钟)。

粘固过程

1. 确保要固定的修复体表面清洁和干燥。

2. 涂1毫米厚的粘接水门汀到粘接表面。

3. 在完全混合后30秒内固定修复体。

注意: 避免冠套装填过量。室温高于23°C/73°F时会减少工作时间。

4. 在第一次胶状形成阶段, 去除多余的粘接水门汀。

注意: 材料操作超过工作时间将会降低材料粘结性能。

注意:

仅供专业人士使用。

放在儿童不易拿到之处。

不可内服。

不可用于注射。

保质期内使用。

勿和其它品牌的粘接水门汀粉液混用。

对丙烯酸过敏的患者请勿用。

急救:

眼睛 (接触): 睁开眼用清水冲洗15分钟, 并迅速医治。

皮肤 (接触): 用浸有酒精的棉花或海绵抹去, 用清水冲洗, 根据需要医治。

摄入: 冲洗口腔, 喝水或牛奶。根据需要医治。

注意: 联邦法律规定本材料只售给牙医或凭牙医处方购买。

包装:

贮存和搬运

贮存温度为4到20°C (39°-68°F)。

室温下使用, 即20到25°C (68°-77°F)。

有效期: 粉末36个月; 液体24个月

Riva Luting 粉液套装

25g (24.3mL) Riva Luting 瓶装液体

35g Riva Luting 瓶装粉末

附件

订货号: 8650508

Riva Luting 粉液三套装

3x25g (24.3mL) Riva Luting 瓶装液体

3x35g Riva Luting 瓶装粉末

附件

订货号: 8650510

Riva Luting 粉末补充装

35g Riva Luting 瓶装粉末

附件

订货号: 8650108

Riva Luting 液体补充装

25g (24.3mL) Riva Luting 瓶装液体

订货号: 8650900

产品标准编号: YZB/AUL 0841-2013

《玻璃离子粘接水门汀》

注册证书编号: 国食药监械(进)字2013第3631124号

生产企业名称: SDI Limited

注册/生产地址: 3-13 Brunsdon Street, Bayswater,

Victoria 3153, Australia

售后服务单位: 深圳市赛诺商贸有限公司

经销商: 上海汉瑞祥贸易有限公司

地址: 上海市长宁区延安西路1358号4B-1室

邮编: 200052

热线电话: 400-696-1599

由澳大利亚SDI Limited(南方牙科工业有限公司)制造

地址: Bayswater, Victoria 3153

澳大利亚: 1 800 337 003

奥地利: 00800 022 55734

巴西: 0800 770 1735

法国: 00800 022 55 734

德国: 0800 100 5759

爱尔兰: 01 886 9570

意大利: 800 780625

新西兰: 0800 134 034

西班牙: 00800 022 55 734

英国: 00800 022 55 734

美国与加拿大: 1 800 228 5166

公司网址: www.sdi.com.au



欧盟代表处: SDI Dental Limited
Block 8, St. Johns Court
Swords Road, Santry,
Dublin 9, Ireland
Tel: +353 1 886 9577

