

玻璃离子隙裂封闭牙齿保护剂 使用说明书

Riva Protect是高氟离子释放的玻璃离子水门汀，设计用于牙齿表面保护、封闭、新龋齿的稳定和控制。其稠度和操作性能使得其使用和放置变得容易，而其直接粘结构确保长久。Riva Protect产品有白色和粉红色。粉红色色泽深(L*=65)容易识别。

适应症：

窝沟和隙裂封闭。
牙根/牙齿表面保护和防止过敏。
非受力地方的临时修复。
牙髓临时封闭。

禁忌症：

盖髓。
产品可能对某些人的皮肤有刺激，这种情况下，停止使用并寻求医治。

使用说明

准备
隔离和清洁牙齿。轻轻吹，但不要使牙齿表面脱水。

激活胶囊

固化	常规	快速
塞环色	和白色：和白色 粉红色：粉红色	和白色：蓝色 粉红色：橙色

粉末/液体比例(克/克) 0.34/0.19 0.34/0.19

混合时间(分,秒) 10秒钟 10秒钟

工作时间(分,秒) 1分40秒 1分05秒

开始凝固时间(分,秒) 4分10秒 2分00秒

37°C下自混合开始最后 5分00秒 3分00秒

固化时间(分,秒)

最少输出量/胶囊: 0.13毫升

测试条件: 温度(23±1°C), 相对湿度(50±10%). 符合标

准: ISO9917: 2003 (牙科水基水门汀), 高温将缩短工作时间。

1. 用手稳妥地压入活塞，直到与胶囊体部齐平。

重要提示:混合前不要扣材料输送枪扳机

2. 随后立即将胶囊放入Ultramat2银汞调拌机或其它高速混合器中(4000-4800rpm)，调拌10秒钟，振荡调拌一旦完成，立即取下胶囊装到Riva材料输送枪上，注意：充填前扣动扳机直到胶囊透明嘴部看到材料。

或

粉末-液体提取和混合

粉末-液体剂量: 2平匙粉3滴液体

粉末/液体比例(g/g) 2:1

建议混合时间(秒) 30秒

工作时间(分,秒) 2分00秒 (大约)

37°C下自混合开始

最后固化时间(分,秒) 5分00秒 (大约)

混合垫类型: 非吸收纸或玻璃片

注意: 使用冷玻璃片会延长工作时间

测试条件: 温度(23±1°C), 相对湿度(50±10%). 符合标

准: ISO9917: 2003 (牙科水基水门汀),

1. 轻轻在手上拍瓶子，用提供的塑料匙，取出两平匙的粉末到混料垫上。

2. 小心地滴加三滴液体到取出的粉末的旁边，用后拧紧瓶盖。

3. 用塑料棒将粉末分成两等分，

4. 用10秒钟将其中一份与液体混合，然后用15到20秒钟将另一部分加进来混合均匀。

窝沟隙裂封闭和牙根/牙齿表面保护

1. 使用诸如Riva Conditioner(SDI Ltd)这样的聚羧酸处理剂处理牙齿表面10秒。

2. 清洗和用空气吹干，让表面湿润。

3. 直接挤出Riva Protect到处理的牙齿表面上。

4. 用小刷，例如Points(SDI Limited)将材料铺到牙齿表面或窝沟隙裂中去。

5. 当材料表面失去光泽时，涂一层薄薄的光固化无填料树脂，例如Riva Coat(SDI Ltd)。

6. 光照20秒固化。

7. 通知患者至少1小时内不要吃东西。

临时修复

1. 使用诸如Riva Conditioner(SDI Ltd)这样的聚羧酸处理剂处理牙齿表面10秒。

2. 清洗和用空气吹干，让表面湿润。

3. 挤出Riva Protect到龋洞中。小心避免在修复体下引入空气。

4. 塑形。

5. 当材料表面失去光泽时，涂一层薄薄的光固化无填料树脂，例如Riva Coat(SDI Ltd)。

6. 光照20秒固化。

7. 通知患者至少1小时内不要吃东西。

牙髓临时封闭

1. 依据要求对髓腔进行准备和处理。

2. 清洁和用空气轻轻吹干髓腔。

3. 用棉花填髓腔。

4. 将Riva Protect涂加到棉花上面。

5. 当材料表面失去光泽时，涂一层薄薄的光固化无填料树脂，例如Riva Coat(SDI Ltd)。

6. 光照20秒固化。

贮存与搬运：

直到要准备用时才可打开Riva Protect胶囊铝膜。

贮存温度在4°到20°C (39°到 68°F) 之间。

在室温下使用，温度20到25°C (68到77°F)

警告：

仅供专业人士使用。

放在儿童不易拿到之处。

不可内服。

过了有效期不要使用。

勿和其它品牌的玻璃离子粉末或液体混用。

注意：联邦法律规定本材料只售给牙医或凭牙医处方购买。

材料安全信息(MSDS)可从公司网站www.sdi.com.au获得或向当地销售代表索取。

急救：

眼睛(接触)：用清水冲洗，并寻求医治。

皮肤(接触)：用浸有酒精的棉布或海绵抹去，用清水冲洗。

摄入：喝大量水/牛奶。如果症状依旧则寻求医治。

吸入：(粉末)移到新鲜空气处。如果呼吸困难，寻求医治。

包装：

— 50粒胶囊盒装 (粉红色Pink和白色 White) (常规或快速)

— 粉末液体套装 (粉红色Pink和白色 White)

10g (9.1mL) 瓶装液体, 15g罐装粉末, 10mL 瓶装Riva Conditioner, 附件

— 10g (9.1mL) 瓶装液体 补充装

— 15g罐装粉末 补充装

由澳大利亚SDI Limited(南方牙科工业有限公司)制造

地址: Bayswater, Victoria 3153

澳大利亚: 1 800 337 003

奥地利: 00800 022 55734

巴西: 0800 770 1735

法国: 00800 022 55 734

德国: 0800 100 5759

爱尔兰: 01 886 9570

意大利: 800 780625

新西兰: 0800 134 034

西班牙: 00800 022 55 734

英国: 00800 022 55 734

美国与加拿大: 1 800 228 5166

公司网址: www.sdi.com.au

EC REP

欧盟代表处: SDI Dental Limited

Block 8, St. Johns Court

Swords Road, Santry.

Dublin 9, Ireland

Tel: +353 1 886 9577



4°-20°C
39°-68°F

CE
0297