

IONÔMERO DE VIDRO
RESTAURADOR COM ALTA
VISCOSIDADE
INSTRUÇÕES DE USO

Riva Self Cure HV (Alta viscosidade) é um ionômero de vidro restaurador, autopolimerizável e radiopaco. Com excelente adesão ao dente, liberação de flúor e alta resistência a compressão, Riva Self Cure HV é o material restaurador ideal em diversas aplicações clínicas.

INDICAÇÕES DE USO:

1. Restaurações pequenas de Classes I
2. Restaurações Classe II não-funcionais
3. Restaurações posteriores de Classe V
4. Restaurações de dentes decíduos
5. Restaurações geriátricas
6. Construção de Núcleos
7. Restaurações de superfícies de raiz
8. Como base na técnica de sanduíche
9. Restaurações provisórias
10. Substituição de dentina

CONTRA INDICAÇÕES:

1. Capeamento pulpar
2. Este produto pode causar irritação na pele em algumas pessoas. Nestes casos, descontinue o uso e procure orientação médica.

INSTRUÇÕES DE USO:PREPARAÇÃO:

1. Limpar e isolar o dente.
Nota: No caso de cavidades conservadoras, o preparo deve ser feito seguindo a técnica e materiais padrões. Reentrâncias não são necessárias.
2. Nos casos onde a proteção da polpa se faz necessária, use uma camada de hidróxido de cálcio.

CONDICIONAMENTO ÁCIDO:

1. Aplicar Riva Conditioner nas superfícies por 10 segundos
OU
Aplique Super Etch, ácido fosfórico a 37% nas superfícies a serem preparadas por 5 segundos
2. Lave com bastante água
3. Remova o excesso de água. Mantenha úmido e evite contaminação.
IMPORTANTE: Cuidado para não secar completamente a superfície a ser restaurada. Ela deve permanecer brilhante.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO:

1. Ative a cápsula empurrando o êmbolo até que esteja rente ao corpo da cápsula.
Importante: Não clique com aplicador antes de misturar.
2. Em seguida, coloque a cápsula no amalgamador Ultramat, ou outro amalgamador compatível (4000-4800rpm) e triture por 10 segundos.
3. Remova imediatamente a cápsula e coloque-a no Riva Aplicador.
4. Aperte o gatilho do aplicador até que o material chegue a ponta da cápsula.
5. Aplique o Riva Self Cure HV diretamente na cavidade tomando cuidado para evitar bolhas de ar.
Nota: O tempo de trabalho a 23°C/74°F será em cerca de 90 segundos (1'30'') a partir do início da mistura. Em temperaturas acima desta, o tempo de trabalho será menor. A resistência e adesão podem ser comprometidas caso o material seja aplicado após este período.
6. Ao final dos 90 segundos, aplique Riva Coat em todas as superfícies das restaurações.
7. Fotopolimerize por 20 segundos.

Proporção pó/líquido (g/g)	0,50 / 0,13
Tempo de manipulação (seg.)	10"
Tempo de trabalho (min., seg.)	1'30"
Tempo de polimerização (seg.)	3'00"
Tempo para o acabamento @ 37°C do início do procedimento (min.,sec.)	5'00"
Extrusão mínima por cápsula	0,12mL

- Condições de teste: temperatura (23 ± 1°C), umidade relativa (50 ± 10%).

- ISO 9917-1: Cimento dental a base de água.

ACABAMENTO:

1. Finalize a restauração com as técnicas de acabamento padrão, pelo menos 5 minutos após o início da mistura.
2. Aplicar outra camada do Riva Coat.
3. Fotopolimerizável por 20 segundos.
4. Oriente o paciente a não comer por no mínimo 1 hora após o procedimento.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Remover a cápsula de Riva Self Cure HV do envelope metálico somente quando for utilizá-las.

Armazenar em temperaturas entre 4 e 20°C.

Para uma maior vida-útil, pode ser armazenado sob refrigeração.

Usar sob temperatura ambiente (entre 20° - 25°C).

PRECAUÇÕES

Somente para uso profissional.

Manter fora do alcance de crianças.

Não usar após a data de validade.

Atenção: Lei Federal restringe a venda deste produto somente para dentistas.

Para maiores informações, consultar o site www.sdi.com.au ou entrar em contato com um representante.

PRIMEIROS-SOCORROS

Olhos (contato): Lavar bem com água e procurar orientação médica.

Pele (contato): Remover o produto com um pano ou esponja embebido em álcool. Lavar com bastante água.

Ingestão: Beba bastante água / leite. Procure um médico se os sintomas persistirem.

Inalação: Não há sintomas esperados.

EMBALAGEM

- Disponíveis em cápsulas: A1, A2, A3 e A3,5

Números das cores de acordo com a escala Vita®. Vita® é uma marca registrada da VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Alemanha.

- Caixas com 50 cápsulas.

- Caixa com cápsulas sortidas.

- Refil do Riva Conditioner em frasco de 10 mL

- Refil de Riva Coat em frasco de 5mL

- Riva Aplicador 2 para cápsulas

Fabricado na Austrália pela SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Áustria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

França 00800 022 55 734

Alemanha 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Itália 800 780625

Nova Zelândia 0800 734 034

Espanha 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited

Block 8, St. Johns Court

Swords Road, Santry

Dublin 9, Ireland

Tel + 353 1 886 9577

