

SELBSTÄTZENDER,
SELBSTHAFTENDER
KUNSTSTOFF ZEMENT
GEBRAUCHSANWEISUNG

'seT PP' ist ein Fluoride freisetzender, selbstätzender, selbsthaftender, dual aushärtender Kunststoffzement als Paste / Paste System. 'seT' PP wurde entwickelt zum Zementieren von indirekten Restaurationen mit Keramik, Metall oder Komposit, für Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Stifte, Schrauben sowie Veneers.

ZUSAMMENSETZUNG:

35% Gew. Metacrylatester
65% Gew. Anorganische Füllstoffe

INDIKATIONEN:

Keramik, Metall oder Komposit Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Stifte, Schrauben und Veneers.

KONTRAINDIKATIONEN:

Dieses Produkt kann bei einigen Personen Hautirritationen hervorrufen. In diesem Fall sollte die Anwendung abgebrochen und ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:VORBEREITUNG DES ZAHNS:

1. Die richtige Farbe für 'seT PP' aussuchen.
2. Das Provisorium entfernen und die Präparation gründlich von jeglichem Befestigungszement des Provisoriums reinigen. (BEMERKUNG: das Provisorium sollte ausschließlich mit einem Zement befestigt werden, der kein Eugenol enthält).
3. Den Sitz der Restauration probieren.
4. Nochmals mit Wasser reinigen und trocknen, aber NICHT AUSTROCKNEN.

WARNUNG: In Fällen, bei denen die Pulpa geschützt werden muss, einen festhärtenden Kalziumhydroxid Liner vor dem Einsetzen benutzen. Wasserstoffperoxid, Desensibilisierer, Desinfektionsmittel, Blutstiller, Versiegler oder ähnliche Stoffe, sollten nicht verwendet werden, weil deren Rückstände die Haftung und die Aushärtung behindern können.

VORBEREITUNG DER RESTAURATION:

Gründlich reinigen und gemäß den Angaben des Herstellers vorbereiten.

VORBEREITUNG DER SPRITZE:

Verschlusskappe entfernen. Etwa 2-3mm des Materials auf ein Mischpad auftragen und entsorgen (damit ein genaues Mischverhältnis erreicht wird). Einen Mischaufsatz an der Spritze befestigen.

ANMISCHEN VON HAND:

Ohne Mischaufsatz eine gleichmäßige Menge des Materials auf ein Mischpad auftragen. Mit einem geeigneten Spatel die beiden Pasten für 30 Sekunden mischen.

APPLIKATION von 'seT' PP

1. Die bearbeiteten Flächen vor Kontamination mit oralen Flüssigkeiten schützen.
2. 'seT PP' gleichmäßig auf alle zu klebenden Oberflächen der Restauration und des Zahns auftragen. BEMERKUNG: Keine Lentulo-Spiralen zur Eingabe des Zements in Wurzelkanäle benutzen, da diese die Aushärtung stark beschleunigen können. Um Luftblasen zu vermeiden sollten die Stifte leicht vibriert werden, während sie in den Wurzelkanal eingeführt werden. BEMERKUNG: Im Falle von Veneers empfiehlt sich die Nutzung eines Adhäsivs (Go!, Stae, o.ä., gemäß den Angaben des Herstellers, auch mit eventuellem Ätzen) bevor seT PP angewendet wird, so dass die Haftkraft gesteigert wird. Es sollten nur 1-2 Veneers auf einmal zementiert werden, wegen der begrenzten Bearbeitungszeit der Paste vor dem Aushärten.

Arbeitszeit bei Raumtemperatur 2 Minuten

Net Aushärtezeit bei Körpertemperatur 5 Minuten

Zeit zum Lichthärten 20 Sekunden

Bemerkung: die hier angegebenen Zeiten sind lediglich Schätzungen und variieren je nach Aufbewahrungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit, Frische des Materials und Raumtemperatur.

3. Die Restauration einsetzen und 30 Sekunden abwarten bevor mit der Härtelampe bestrahlt wird.
4. Überschüssiges Material nach 2 Sekunden Lichthärten oder 2 Minuten nach dem Beginn des Anmischens abnehmen. BEMERKUNG: Wenn der überschüssige Zement mit einem Schwammpelett oder ähnlichem entfernt wird, sollte eine geringe Menge überschüssiges Material übrig gelassen werden, nachdem die Restauration eingesetzt wurde. Sofort danach das überschüssige Material entweder kurz lichthärten, oder zum selbsthärten mit Glyzeringel versiegeln.
5. Gründlich lichthärten um die Aushärtung zu beschleunigen (mindestens 20 Sekunden pro Oberfläche). Bei Komposit und Keramik kann 'seT' PP durch die Restauration lichtgehärtet werden.
6. Die Ränder polieren.

AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT:

Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Für eine optimale Performance wird eine kühle Lagerung empfohlen.

Bei Temperaturen zwischen 2°C und 25°C (35°F - 77°F) lagern.

Für optimale Frische kann das Material im Kühlschrank gelagert werden.

Bei Zimmertemperatur zwischen 20°C und 25°C (68°F - 77°F) benutzen.

WARNHINWEISE:

Ausschließlich für den zahnärztlichen Gebrauch.

Von Kindern fernhalten.

Nur zur äußeren Anwendung.

Nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit nicht mehr verwenden.

Beachten: Dieses Produkt darf nur von Zahnärzten verwendet werden.

Sicherheitsdatenblätter unter www.sdi.com.au oder bei Ihrem Dental-Depot.

ERSTE HILFE:

AUGEN (Kontakt): Augen gründlich mit Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen.

HAUT (Kontakt): Mit einem in Alkohol getränktem Schwamm oder Tuch abwaschen. Gründlich mit Wasser abspülen.

Verschlucken: Viel Milch oder Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen.

Inhalation: Es werden keine Symptome erwartet.

PACKUNGSEINHEITEN:

- 7g Spritzen
- Erhältlich in den Farben: A1, A2, OA3, transluzent, weiß opak.
- Sortimentspackung mit jeweils 1 Spritze in A1, A2, OA3, weiß opak & transparent sowie 70 Mixaufsätze
- Mixaufsätze 50 Stück

Letzte Überarbeitung: 2012-06.

Hergestellt in Australien von SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australien 1 800 337 003

Österreich 00800 022 55 734

Brasilien 0800 770 1735

Frankreich 00800 022 55 734

Deutschland 0800 100 5759

Irland 01 886 9577

Italien 800 780625

Neuseeland 0800 734 034

Spanien 00800 022 55 734

UK 00800 022 55 734

USA & Kanada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited

Block 8, St Johns Court

Swords Road, Santry

Dublin 9, Irland

Tel +353 1 886 9577

