

自酸蚀、自粘结树脂粘结剂 使用说明书

“seT”是自酸蚀、自粘结双固化树脂粘结剂（树脂水门汀）。“seT”设计用于非直接烤瓷、金属或树脂嵌体、高嵌体、牙冠、牙桥、桩钉的粘固。当使用“seT”时，就不要粘结剂和酸蚀剂了。“seT”释放氟。

使用适应症:

烤瓷、金属或树脂嵌体、高嵌体、牙冠、牙桥、桩钉。

禁忌症:

1. 饰面（贴面）。
2. 产品可能对某些患者皮肤造成刺激，这种情况下停止使用并寻求治疗。

使用说明:

牙齿预备:

1. 选择接近色调的“seT”。
2. 除去临时修复体和用无油浮石粉除去残留临时水门汀、彻底清洁预备体（注意：临时修复体只能用无丁香酚的水门汀粘固）
3. 试戴。
4. 再一次用水清洁和吹干，但不要干燥。警告：在牙髓需要保护的地方，在取最终模前使用氢氧化钙垫底材料固化封闭。象过氧化氢、脱敏剂、消毒剂、收敛剂和牙本质封闭剂等这类材料不可以用，因其残留物会影响粘结强度和固化反应。

修复体预备:

根据生产厂商说明完全清洁和预备修复体。

胶囊的激活:

1. 在硬表面上压入胶囊活塞，直到与胶囊体部齐平。
重要提示:混合前不要扣材料输送枪扳机
2. 随后立即将胶囊放入Ultramat2银汞调拌机或其它高速胶囊混合器的胶囊夹上(4000-4800转/分钟)。
3. 振荡调拌10秒钟。
4. 立即取下胶囊, 装到胶囊材料输送枪上。
5. 扣动胶囊材料输送枪扳机, 直到糊状材料出现在透明的胶囊尖嘴处。

涂用“seT”:

1. 保护工作面不受口腔内液体的污染。
2. 均匀挤出“seT”到所有修复体和牙齿的粘固面。注意：不要使用Lentulo-Spirals来塞粘固剂到根管中，因为它能大大加快固化速度。也要避免导入空气以及在塞入牙根管时震动。

工作时间(23楊 / 73纜) 2分钟 (最少)

开始混合起算固化时间 5分钟 (口腔温度)

光固化时间 20秒

每个胶囊至少提供材料量 0.14mL

注意：高温度和工作灯光会缩短工作和固化时间。

3. 固定修复体，放置30秒后才进行光照固化。
4. 在光照2秒钟或从开始混合2分钟后开始修剪去多余材料。
注意：如果用海棉球或类似器具在修复体固定后拭去多余的粘固剂，要保留一定的余量。立即简单用光照固化多余材料或者用甘油胶覆盖多余材料防止氧阻聚让其自己固化。
5. (a) 复合树脂和全瓷材料的情况下，透过修复体光照seT每个表面20秒钟。
(b) 在非透明修复体材料情况下，让seT自己凝固则从开始混合起至少要5分钟。
6. 抛光边缘处。

贮存和操作:

冷藏直到用时才取出。

直到要准备用时才可打开“seT”胶囊铝膜。

贮存温度在2°C到8°C (35°F到45°F) 之间。

在20°C到25°C (68°F到77°F) 的室温下使用。

注意:

仅供专业人士使用。

放在儿童不易拿到之处。

不可内服。

过了有效期不要使用。

注意：联邦法律规定本材料只售给牙医或凭牙医处方购买。

材料安全信息(MSDS)可从公司网站www.sdi.com.au获得或与您当地销售代表索取。

急救:

眼睛（接触）：用清水冲洗，并寻求医治。

皮肤（接触）：用浸有酒精的棉花或海绵抹去，用清水冲洗。

摄入：喝大量水/牛奶。如果症状依旧则寻求医治。

吸入：没有预期症状。

包装:

— 50粒胶囊盒装

— 供应的色调有：A1, A2, OA3, 透明色(Translucent), 不透明白色(White Opaque)。

由澳大利亚SDI Limited(南方牙科工业有限公司)制造

地址: Bayswater, Victoria 3153

澳大利亚: 1 800 337 003

奥地利: 00800 022 55734

巴西: 0800 770 1735

法国: 00800 022 55 734

德国: 0800 100 5759

爱尔兰: 01 886 9570

意大利: 800 780625

新西兰: 0800 134 034

西班牙: 00800 022 55 734

英国: 00800 022 55 734

美国与加拿大: 1 800 228 5166

公司网址: www.sdi.com.au

EC REP

欧盟代表处: SDI Dental Limited
Block 8, St. Johns Court
Swords Road, Santry,
Dublin 9, Ireland
Tel: +353 1 886 9577

