

SELBSTÄTZENDER, SELBSTKLEBENDER KUNSTSTOFF-ZEMENT GEBRAUCHSANWEISUNG

'seT' ist ein selbstätzender, selbstklebender, dual härtender Kunststoffzement. 'seT' wurde entwickelt zum Zementieren von indirekten Restaurationen mit Keramik, Metall oder Komposit, für Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Stifte und Schrauben. Separates Bonding und Ätzen sind beim Gebrauch von 'seT' nicht notwendig. 'seT' ist Fluoride freisetzend.

INDIKATIONEN:

Keramik, Metall oder Komposit Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Stifte und Schrauben.

KONTRAINDIKATIONEN:

1. Veneers.
2. Dieses Produkt kann bei einigen Personen Hautirritationen hervorrufen. In diesem Fall sollte die Anwendung abgebrochen und ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

VORBEREITUNG DES ZAHNS:

1. Die richtige Farbe für 'seT' aussuchen.
2. Das Provisorium entfernen und die Präparation gründlich von jeglichem Befestigungszement des Provisoriums reinigen. (BEMERKUNG: das Provisorium sollte ausschließlich mit einem Zement befestigt werden, der kein Eugenol enthält).
3. Den Sitz der Restauration probieren.
4. Nochmals mit Wasser reinigen und trocknen, aber NICHT AUSTROCKNEN. WARNUNG: In Fällen, bei denen die Pulpa geschützt werden muss, einen festhärtenden Kalziumhydroxid Liner vor dem Einsetzen benutzen. Wasserstoffperoxid, Desensibilisierer, Desinfektionsmittel, Blutstiller, Versiegler oder ähnliche Stoffe, sollten nicht verwendet werden, weil deren Rückstände die Haftung und die Aushärtung behindern können.

VORBEREITUNG DER RESTAURATION:

Gründlich reinigen und gemäß den Angaben des Herstellers vorbereiten.

AKTIVIEREN DER KAPSEL:

1. Den Kolben der Kapsel auf einer harten Oberfläche komplett eindrücken, so dass bündig mit der Kapsel ist. **WICHTIG: Die Kapsel vor dem Anmischen NICHT mit dem Applikator aktivieren!**
2. Die Kapsel sofort nach dem Aktivieren in den Ultramat 2 Kapselmischer, oder einen anderen Hochfrequenz-Kapselmischer (4000 – 4800 rpm) einsetzen.
3. Für 10 Sekunden anmischen.
4. Die Kapsel sofort entfernen und in den Applikator einsetzen.
5. Den Applikator so lange drücken bis das Material in der durchsichtigen Kapselspitze sichtbar wird.

APPLIKATION von 'seT'

1. Die bearbeiteten Flächen vor Kontamination mit oralen Flüssigkeiten schützen.
2. 'seT' gleichmäßig auf alle zu klebenden Oberflächen der Restauration und des Zahns auftragen. BEMERKUNG: Keine Lentulo-Spiralen zur Eingabe des Zements in Wurzelkanäle benutzen, da diese die Aushärtung stark beschleunigen können. Um Luftblasen zu vermeiden sollten die Stifte leicht vibriert werden, während sie in den Wurzelkanal eingeführt werden.

Arbeitszeit (23°C)	2 Minuten (Minimum)
Abbindezeit ab Anmischen (Mundtemperatur)	5 Minuten
Zeit zum Lichthärten	20 Sekunden
Minimum an Material pro Kapsel	0.14mL

Bemerkung: hohe Raumtemperatur und Operationslicht verkürzen sowohl die Arbeitszeit, als auch die Aushärtezeit.

3. Die Restauration einsetzen und 30 Sekunden abwarten bevor mit der Härtelampe bestrahlt wird.
4. Überschüssiges Material nach 2 Sekunden Lichthärten oder 2 Minuten nach dem Beginn des Anmischens abnehmen. BEMERKUNG: Wenn der überschüssige Zement mit einem Schwammpelett oder ähnlichem entfernt wird, sollte eine geringe Menge überschüssiges Material übrig gelassen werden, nachdem die Restauration eingesetzt wurde. Sofort danach das überschüssige Material entweder kurz lichthärten, oder zum selbsthärten mit Glyzeringel versiegeln.
5. (a) Bei Restaurationen aus Kunststoff oder Keramischen Materialien je Fläche mindestens 20 Sekunden lichthärten.
(b) Bei Restaurationen aus lichtundurchlässigen Materialien lassen Sie seT mindestens 5 Minuten ab Anmischen selbsthärten.
6. Die Ränder polieren.

AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT:

Bis zum Gebrauch gekühlt lagern.

Die 'seT' Kapseln erst kurz vor Gebrauch aus der Plastikfolie nehmen, nicht vorher.

Bei Temperaturen zwischen 2°C und 8°C (35°F - 45°F) lagern.

Bei Zimmertemperatur zwischen 20°C und 25°C (68°F - 77°F) benutzen.

WARNHINWEISE:

Ausschließlich für den zahnärztlichen Gebrauch.

Von Kindern fernhalten.

Nur zur äußeren Anwendung.

Nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit nicht mehr verwenden.

Beachten: Dieses Produkt darf nur von Zahnärzten verwendet werden.

Sicherheitsdatenblätter unter www.sdi.com.au oder bei Ihrem Dental-Depot.

ERSTE HILFE:

AUGEN (Kontakt): Augen gründlich mit Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen.

HAUT (Kontakt): Mit einem in Alkohol getränktem Schwamm oder Tuch abwaschen. Gründlich mit Wasser abspülen.

Verschlucken: Viel Milch oder Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen.

Inhalation: Es werden keine Symptome erwartet.

PACKUNGSEINHEITEN:

- Packung zu 50 Kapseln
- Erhältlich in den Farben: A1, A2, OA3, transluzent, weiß opak.

Hergestellt in Australien von SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australien 1 800 337 003

Österreich 00800 022 55 734

Brasilien 0800 770 1735

Frankreich 00800 022 55 734

Deutschland 0800 100 5759

Irland 01 886 9577

Italien 800 780625

Neuseeland 0800 734 034

Spanien 00800 022 55 734

UK 00800 022 55 734

USA & Kanada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Irland
Tel +353 1 886 9577

