

CEMENTO DE RESINA, AUTOGRABANTE Y AUTOADHESIVO INSTRUCCIONES DE USO

“seT” es un cemento de resina auto adhesivo de doble cura. “seT” está indicado para la cementación de cerámica indirecta, inlays de metal o composite, onlays, coronas, puentes, postes y tornillos. Unión y grabado no son precisos cuando se usa “seT”. “seT” es liberador de flúor.

INDICACIONES DE USO

Cerámica, inlays de metal o composite, onlays, coronas, puentes, postes y tornillos.

CONTRAINDICACIONES

1. Fundas.
2. El producto podría causar irritación en ciertas personas. En dichos casos, parar el tratamiento y recibir atención médica.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACION DEL DIENTE:

1. Seleccionar el color apropiado de “seT”.
2. Retirar la restauración temporal y limpiar cuidadosamente la preparación usando piedra pómez libre de aceite para retirar cualquier resto de cemento temporal (NOTA: la restauración temporal solo debe de asentarse con cemento libre de eugenol).
3. Preparar la restauración.
4. Limpiar una vez mas con agua y secar, pero sin resecar.
ADVERTENCIA: En casos en los cuales la protección pulpar sea necesaria, usar una barrera con alto contenido en hidróxido de calcio antes de realizar la impresión final. Sustancias como peróxido de hidrogeno, desensibilizantes, desinfectantes, astringentes, sellantes de dentina, etc. no deberían de usarse ya que sus residuos podrían interferir con la fuerza de la unión y reacciones del asentado.

PREPARACION DE LA RESTAURACION

Limpiar cuidadosamente y preparar la restauración acorde a las instrucciones del fabricante.

ACTIVACION DE LA CAPSULA

1. Oprimir el émbolo sobre una superficie dura hasta que se junte con el cuerpo de la cápsula.
Importante: No oprima el gatillo del aplicador antes de mezclar.
2. Poner inmediatamente la cápsula activada en un amalgamador “Ultramat 2” o cualquier mezclador de capsulas de alta velocidad (4000-4800 rpm).
3. Mezclar durante 10 segundos.
4. Retirar la cápsula y ponerla en el aplicador.
5. Apretar repetidamente el gatillo del aplicador hasta que la pasta se vea a través del inyector.

APLICACION DE “seT”

1. Proteger la zona de trabajo contra fluidos intra-orales.
2. Aplicar “seT” de manera regular sobre todas las superficies de unión de la restauración y diente. NOTA: no usar léntulo espiral para insertar el cemento en las raíces de canal, ya que ello puede acelerar excesivamente el asentamiento. Asimismo para evitar el atrapamiento de aire, agitar los postes mientras se inserta en la raíz de canal.

Tiempo de trabajo(23°C/73°F)	2 minutos(mínimo)
Tiempo de fraguado desde la mezcla (temperatura oral)	5 minutos
Tiempo de fotocurado:	20 segundos
Volumen mínimo por cápsula:	0.14mL

Nota: La alta temperatura y las luces del consultorio acortan los tiempos de trabajo y asentamiento.

3. Asentar la restauración, y dejar durante 30 segundos antes de fotocurar.
4. Retirar el exceso de material después de fotocurar durante 2 segundos o después de 2 minutos desde el comienzo de la mezcla
NOTA: Si el exceso de cemento se retira con una esponjilla o similar, dejar una mínima cantidad de sobra después de que la restauración se haya asentado.
Inmediatamente después, se puede o bien fotocurar el exceso rápidamente o, en caso de optar por el autocurado, cubrir el exceso con gel de glicerina para prevenir la inhibición de oxígeno.
5. (a) en el caso de composite y todo tipo de cerámicas, fotoactive seT a través de la restauración un mínimo de 20 segundos.
(b) en caso de materiales sin traslucidez, deje Set en modo auto al menos 5 minutos desde el principio de la mezcla.
6. Pulir el área marginal.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION:

Mantener refrigerado hasta el momento de usar.

No retirar el envoltorio de las cápsulas hasta el momento de usarlas.

Almacenar a temperaturas de entre 2 y 8° C (35° - 45° F).

Usar a temperatura ambiente, entre 20° y 25° C (68° - 77° F).

PRECAUCIONES:

Exclusivamente para uso profesional.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

No usar después de la fecha de caducidad.

Precaución: las Leyes Federales restringen este artículo para ser vendido por o bajo la prescripción de un dentista. MSDS disponible en www.sdi.com.au, o contacte a su representante regional

PRIMEROS AUXILIOS:

Ojo (contacto): Lavar toda el área con agua y buscar atención médica.

Piel (contacto): Lavar usando un trapo o esponja humedecido con alcohol. Lavar cuidadosamente con agua.

Ingestión: Beber abundante leche o agua. Buscar atención médica si los síntomas persisten.

EMPAQUETADO

- Cajas de 50 capsulas

- Colores disponibles: A1, A2, OA3, translúcido, blanco opaco

Hecho en Australia por SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

Francia 00800 022 55 734

Alemania 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Italia 800 780625

Nueva Zelanda 0800 734 034

España 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited

Block 8, St Johns Court

Swords Road, Santry

Dublin 9, Irlanda

Tel +353 1 886 9577

