

CIMENTO RESINOSO AUTOCONDICIONANTE E AUTO ADESIVO INSTRUÇÕES DE USO

'seT' é um cimento resinoso autocondicionante, auto adesivo de cura dupla. O seT foi desenvolvido para cimentação indireta de cerâmica, metal ou resina, inlays, onlays, coroas, pontes, pinos e parafusos. Tanto o condicionamento quanto a adesão não são necessários quando se usa o 'seT'. O 'seT' libera flúor.

INDICAÇÕES DE USO:

Inlays, onlays, coroas, pontes, posts e parafusos de cerâmica, metal ou compósito

CONTRAINDICAÇÕES:

1. Veneers
2. O produto pode causar irritações na pele de algumas pessoas. Nestes casos, descontinue o uso e procure orientação médica.

INSTRUÇÕES DE USO:

PREPARAÇÃO DO DENTE:

1. Escolha a cor apropriada do 'seT'.
2. Remova a restauração temporária e limpe bem a preparação utilizando pedra-pomes livre de óleo para remover qualquer cimento temporário remanescente (NOTA: a restauração temporária deve ser fixada apenas com um cimento sem eugenol).
3. Aplique na restauração.
4. Mais uma vez, limpe com água e seque, mas NÃO RESSEQUE.
AVISO: Nos casos onde a proteção da polpa seja necessária, utilize hidróxido de cálcio antes que a aplicação final seja feita. Substâncias como peróxido de hidrogênio, dessensibilizantes, desinfetantes, adstringentes e selantes de dentina, etc não devem ser utilizadas pois os resíduos podem interferir na força de adesão e nas reações de cristalização.

PREPARAÇÃO DA RESTAURAÇÃO:

Limpe muito bem a área e prepare a restauração de acordo com as instruções do fabricante.

ATIVACÃO DA CÁPSULA:

1. Empurre o êmbolo numa superfície dura até que seja coberto pelo corpo da cápsula.
Importante: Não clique com aplicador antes de misturar.
2. Coloque a cápsula ativada IMEDIATAMENTE no amalgamador Ultramat 2 ou qualquer misturador de cápsulas de alta velocidade (4000 – 4800 rpm).
3. Misture por 10 segundos.
4. Remova imediatamente a cápsula e a coloque no aplicador.
5. Aperte o gatilho do aplicador até que a pasta seja vista no bocal.

APLICAÇÃO do 'seT'

1. Proteja a área a ser trabalhada contra contaminação de fluídos intra-orais.
2. Aplique o 'seT' igualmente nas superfícies de adesão da restauração e no dente. NOTA: Não utilize espirais de Lentulo para inserir cimento dentro de canais, pois isto pode acelerar excessivamente a cristalização. Evite também a entrada de ar, vibração dos posts enquanto os insere no canal da raiz.

Tempo de trabalho (23°C – 73°F)	2 minutos (mínimo)
Tempo de presa (na cavidade oral) (em temperatura oral)	5 minutos
Tempo de fotopolimerização	20 segundos
Volume mínimo extruído por cápsula	0.14mL

Nota: altas temperaturas e a utilização de luzes podem encurtar os tempos de trabalho e cristalização.

3. Acomode a restauração e deixe-a por 30 segundos antes de utilizar qualquer luz.
4. Retire o excesso de material após a polimerização por 2 segundos ou após 2 minutos do início da mistura.
NOTA: Se o excesso de cimento for removido com uma esponja ou material similar, deixe uma quantidade mínima de excesso após a restauração ter sido colocada. Imediatamente após, ou fotopolimerize rapidamente o excesso ou, se estiver deixando autopolimerizar, cubra o excesso com gel de glicerina para prevenir a inibição do oxigênio.
5. (a) Em caso de compósito e todos os materiais cerâmicos, fotopolimerize o seT por no mínimo 20 segundos em cada superfície da restauração.
(b) Em caso de restaurações opacas, permita que o seT se autopolimerize por no mínimo 5 minutos a partir do início da mistura.
6. Faça o polimento da área marginal.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO:

Mantenha refrigerado até o uso.

Não remova as cápsulas de 'seT' de suas embalagens de alumínio até o uso.

Armazene em temperaturas entre 2° e 8° C (35° - 45° F).

Utilize em temperatura ambiente entre 20° e 25° C (68° - 77° F).

PRECAUÇÕES:

Apenas para uso profissional.

Mantenha longe do alcance das crianças.

Não ingerir.

Não utilizar após o vencimento.

CUIDADO: A Lei Federal restringe este produto para venda para dentistas ou sob a prescrição de um dentista.

MSDS disponível em www.sdi.com.au ou entre em contato com o seu representante regional.

PRIMEIROS SOCORROS:

Olhos (contato): Lave abundantemente com água e procure orientação médica.

Pele (contato): Remova utilizando uma esponja embebida em álcool. Lave abundantemente com água.

Ingestão: Beba muita água/leite. Procure orientação médica se os sintomas persistirem.

Inalação: Nenhum sintoma é esperado.

EMBALAGEM:

- Caixas de 50 cápsulas
- Disponível nas cores: A1, A2, OA3, Translúcido, Branco Opaco.

Fabricado na Austrália pela SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Áustria 00800 022 55 734
Brasil 0800 770 1735
França 00800 022 55 734
Alemanha 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Itália 800 780625
Nova Zelândia 0800 734 034
Espanha 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
EUA & Canadá 1800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St. Johns Court
Sworbs Road, Santry
Dublin 9, Ireland
Tel + 353 1 886 9577

