

使用说明

Soothe是局部用脱敏凝胶，含有6%硝酸钾和0.10%氟离子，用于缓解化学和温度引起的牙齿敏感。

组成

硝酸钾	6.0%
氟离子	0.10%
水	89.60%
增稠剂	4.20%
苯甲酸钠	0.10%

说明

- 敏感区域反复涂擦2分钟
- 十分钟内不能吃东西或喝水
- 每2~3小时重复一次，直到症状缓解

注意事项

在口腔专业人士的指导下使用
已知对上述成分过敏者禁用
避热避光保存
室温保存
牙齿发育过程的儿童避免过量药物的误吞
放在儿童不易拿到处

提醒

联邦法律规定本药只可由牙医出售或凭牙医处方购买。

最近修订日期：2010年3月



由澳大利亚SDI Limited(南方牙科工业有限公司)制造

地址: Bayswater, Victoria 3153

澳大利亚: 1 800 337 003

奥地利: 00800 022 55734

巴西: 0800 770 1735

法国: 00800 022 55 734

德国: 0800 100 5759

爱尔兰: 01 886 9570

意大利: 800 780625

新西兰: 0800 134 034

西班牙: 00800 022 55 734

英国: 00800 022 55 734

美国与加拿大: 1 800 228 5166

公司网址: www.sdi.com.au

EC REP

欧盟代表处: SDI Dental Limited
Block 8, St. Johns Court
Swords Road, Santry.
Dublin 9, Ireland
Tel: +353 1 886 9577

