



# soothe

E  
S  
P  
A  
Ñ  
O  
L

## INSTRUCCIONES DE USO

Soothe es gel desensibilizante tópico que contiene nitrato de potasio 6% e iones de flúor 0.10%. Está diseñado para aliviar sensibilidad dental causada por químicos y cambios térmicos.

### COMPOSICION:

Nitrato de Potasio	6.0%
Iones de Flúor	0.10%
Agua	89.60%
Espezantes	4.20%
Benzoato de Sodio	0.10%

### INSTRUCCIONES:

- Frotar sobre el área afectada por 2 minutos.
- No comer o beber a lo menos por 10 minutos después de aplicar.
- Repetir cada 2 - 3 horas hasta que los síntomas hayan descendido.

### PRECAUCION:

Debe ser usado bajo la supervisión de un profesional dental.  
No usar si es alérgico a los elementos mencionados en el listado de composición.  
Mantener el producto fuera de la luz solar y calor.  
Almacenar a temperatura ambiente.  
Cantidades excesivas no deberían ser ingeridas por niños con dientes en desarrollo.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

### ADVERTENCIA:

Leyes Federales restringen la venta de este artículo por o bajo la orden de un dentista.  
Fecha de emisión de la última revisión: Marzo, 2010



Hecho en Australia por SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

Francia 00800 022 55 734

Alemania 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Italia 800 780625

Nueva Zelanda 0800 734 034

España 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1 800 228 5166

[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

EC REP

SDI Dental Limited  
Block 8, St Johns Court  
Swords Road, Santry  
Dublin 9, Irlanda  
Tel +353 1 886 9577

