



soothe

F
R
A
N
Ç
A
I
S

MODE D'EMPLOI

Soothe est un gel désensibilisant en topique contenant 6 % de nitrate de potassium et 0,10 % d'ions fluorure. Il sert à soulager les sensibilités des dents, causée par des variations chimiques et thermiques.

COMPOSITION:

Nitrate de potassium	6,0 %
Ions fluorure	0,10 %
Eau	89,60 %
Épaississant	4,20 %
Benzoate de sodium	0,10 %

INSTRUCTIONS :

- Frotter la zone affectée avec le gel pendant 2 minutes.
- Ne rien boire ni manger pendant au moins 10 minutes.
- Répéter toutes les 2-3 heures jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.

PRÉCAUTION :

À utiliser sous contrôle d'un praticien.

Ne pas utiliser si vous êtes allergique aux substances qui entrent dans la composition du gel.

Tenir le produit à l'abri de la chaleur et du soleil.

Conserver à la température ambiante.

Les enfants dont les dents se développent doivent éviter d'avaler des quantités excessives de gel.

Tenir hors de portée des enfants

ATTENTION :

Les lois fédérales n'autorisent ce dispositif à être vendu que par un dentiste ou sur la prescription d'un dentiste.

Date de parution de la dernière révision : Mars 2010



Fabriqué en Australie par SDI Limitée

Bayswater, Victoria 3153

Australie 1 800 337 003

Autriche 00800 022 55 734

Brésil 0800 770 1735

France 00800 022 55 734

Allemagne 0800 100 5759

Irlande 01 886 9577

Italie 800 780625

Nouvelle Zélande 0800 734 034

Espagne 00800 022 55 734

Royaume-Uni 00800 022 55 734

États-Unis et Canada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Irlande
Tél +353 1 886 9577

