



soothe

I
T
A
L
I
A
N
O

ISTRUZIONI PER L'USO

Soothe è un gel desensibilizzante per uso topico, contenente il 6% di nitrato di potassio e lo 0,10% di ioni fluoruro. Soothe contrasta la sensibilità dentale causata da agenti chimici e da cambiamenti termici.

COMPOSIZIONE:

Nitrato di potassio	6,0%
Ioni fluoruro	0,10%
Acqua	89,60%
Addensanti	4,20%
Benzoato di sodio	0,10%

ISTRUZIONI:

- Massaggiare il prodotto sulla zona interessata per 2 minuti.
- Non consumare cibo e bevande per almeno 10 minuti.
- Ripetere ogni 2-3 ore, fino alla scomparsa dei sintomi.

AVVERTENZE:

- Da utilizzare sotto il controllo del dentista.
- Non utilizzare in caso di allergie accertate verso uno o più componenti.
- Conservare al riparo dalla luce e dal calore.
- Conservare a temperatura ambiente.
- Non fare ingerire il prodotto ai bambini che stanno sviluppando la dentizione definitiva.
- Tenere fuori della portata dei bambini.

ATTENZIONE:

La legge Federale limita l'uso di questo dispositivo ai dentisti o dietro prescrizione di un dentista.

Data dell'ultima revisione: Marzo 2010



Prodotto in Australia da SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brasile 0800 770 1735
Francia 00800 022 55 734
Germania 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Italia 800 780625
Nuova Zelanda 0800 734 034
Spagna 00800 022 55 734
Gran Bretagna 00800 022 55 734
USA e Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublino 9, Irlanda
Tel +353 1 886 9577

