



# soothe

P  
O  
R  
T  
U  
G  
U  
Ê  
S

## INSTRUÇÕES PARA USO

Soothe é um gel dessensibilizante tópico, que contém 6% de nitrato de potássio e 0,10% de íons de flúor. Foi desenvolvido para aliviar sensibilidade dental desencadeada por agentes térmicos e químicos.

### COMPOSIÇÃO:

Nitrato de potássio	6,0%
Íons de flúor	0,10%
Água	89,60%
Espessante	4,20%
Benzoato de sódio	0,10%

### INSTRUÇÕES

- Aplicar sobre os dentes por 2 minutos.
- Evitar comer ou beber por pelo menos 10 minutos.
- Repetir o processo a cada 2 ou 3 horas até aliviar os sintomas.

### PRECAUÇÕES:

O produto deve ser usado com a supervisão de um profissional em odontologia.

Não usar em pessoas com histórico de alergia aos componentes da fórmula.

Mantenha o produto ao abrigo do calor e luz do sol.

Armazene em temperatura ambiente.

Evitar que o produto seja engolido por crianças com dentes em formação.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças.

**ATENÇÃO:** A lei federal restringe a venda deste produto a dentistas ou à sua ordem.

Data da última revisão: Março de 2010



Fabricado na Austrália pela SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Áustria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

França 00800 022 55 734

Alemanha 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Itália 800 780625

Nova Zelândia 0800 734 034

Espanha 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1800 228 5166

[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

EC REP

SDI Dental Limited

Block 8, St. Johns Court

Swords Road, Santry

Dublin 9, Ireland

Tel + 353 1 886 9577

