



super etch super etch LV

E
S
P
A
Ñ
O
L

INSTRUCCIONES DE USO

Super etch y Super Etch LV (Baja viscosidad)

Acido fosfórico al 37% para grabado de esmalte y dentina. Super Etch en jeringas facilita la extrusión directa y controlada, para procedimientos rápidos y da fácil acceso dentro de áreas difíciles de alcanzar. Las partículas del relleno inorgánico SDI son arrastradas por el agua sin dejar ningún residuo.

Super Etch LV está especialmente diseñado para sellantes. La gran fluidez de Super Etch LV está formulada para el grabado ácido de puntos y fisuras. Super Etch LV logra una gran superficie de contacto, penetrando dentro de puntos y fisuras para un profundo grabado ácido. El diámetro de la apertura de los tips de Super Etch LV es solamente de 0.41mm, aumentando la penetración dentro de pequeños puntos y fisuras profundos que no permitían el ancho de los tips de aplicación de otros grabadores.

INSTRUCCIONES:

Aísle el diente. Prepare la cavidad. Limpie la superficie que será grabada al ácido usando una pasta profiláctica no fluorada y libre de aceites o una lechada de pómez y agua. Lave minuciosamente con agua.

1. Grabado al ácido

Seque minuciosamente la superficie que será grabada con aire libre de aceite.

ADVERTENCIA: asegúrese que el tips de aplicación esté **firmemente** unido a la jeringa, girando el tips en el cubo de seguridad dentro de la jeringa. Los tips de Super Etch pueden ser curvados en cualquier ángulo deseado; los tips de Super Etch LV son pre angulados. Ponga el tips en frente a la superficie que será cubierta y aplique lentamente el gel.

NOTA: en el primer uso, o después de un almacenaje prolongado aplique una pequeña cantidad en el taco de mezcla para familiarizarse con la viscosidad y velocidad de extrusión del gel grabador.

Grabe el esmalte por 30 segundos como mínimo.

Grabe la dentina expuesta y cemento de vidrio-ionómero por 20 segundos como mínimo.

2. Lave bien con agua por 5 a 10 segundos.

3. Remueva los excesos de agua.

4. Aplique agente de adhesivo, como STAE, o sellante de puntos y fisuras, como Conseal f, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN:

Evite contacto con los tejidos orales, ojos y piel. Si accidentalmente el contacto ocurre lave copiosamente con agua. En caso de contacto con los ojos, lave el ojo por 15 minutos y busque atención médica.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No tome internamente.

Tape la botella o jeringa cuando no use.

Use a temperatura ambiente.

No use después de la fecha de vencimiento.

Advertencia: Las leyes federales restringen la venta de este producto por o en la orden de un dentista.



Hecho en Australia por SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

Francia 00800 022 55 734

Alemania 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Italia 800 780625

Nueva Zelanda 0800 734 034

España 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited

Block 8, St Johns Court

Swords Road, Santry

Dublin 9, Irlanda

Tel +353 1 886 9577

Ultima Revisión: 12-2011

Kit Super Etch

Nº de Pedido 8100040

3 jeringas 2mL

25 tips desechables

Kit Super Etch Bulk

Nº de Pedido 8100045

10 jeringas 2mL

50 tips desechables

Jeringa Super Etch 6mL

Nº de Pedido 8100047

1 jeringa 6mL

Super Etch LV

Nº de Pedido 8100044

10 jeringas 1mL

40 tips LV

Tips desechables para

Jeringas de Super Etch

Nº de Pedido 8100050

25 tips (calibre 23, azul)

Tips desechables para

Jeringas de Super Etch LV

Nº de Pedido 8100061

20 tips LV (calibre 27, negro)

Acido Grabador Gel, azul

Nº de Pedido 8100020

1 Botella 15mL

Grabador Liquido, claro

Nº de Pedido 8100025

1 Botella 15mL



Precauciones