

SDI RIVA STAR AQUA FINNISH

ΚΑΥΤΤΟΟΗJE (PULLO)

Riva Star Aqua ei sisällä ammoniakkiä, se on vesipitoinen suuhygienoiva herkkyttä vähentävä aine, jossa on suojakäsitellyt tuote, joka lievitää valtimöstä hampaiden herkkyyttä.

ΚΑΥΤΤΟΙΝΔΙΚΑΙΟΤ:

- Hampaan kervikaalialueen hypersensitiivisyyden lievittäminen.

KONTRAINDIKAIOT:

- Älä käytä potilaita, jotka saavat lääkettä kilpirauhassairauksen hoitoon, tai joiden on havaittu olevan allergia kemikaaleille, kuten esimerkiksi hopealle, fluorille, kalsiumille, jodille, ammoniakille tai metakrylaateille. **Huom:** Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai allergian hoitoon erikoistuneen henkilön kanssa ennen käyttöä.

TOIMENNÄKÄISYYS:

- 1. Puhdistaa hoidettava hammas / hoidettava hampaat ja valtimöstä niiden vieressä olevat hampaat fluoritoimalla profylaktisapastalla jakumukipilla.
- 2. Arvioi hampaiden kunto. Vain hampaat, joissa dentiniä ja kiille ovat ehjiä, voidaan käsitellä.
- 3. Eristä käsiteltävä alue pumpullirullalla.
- 4. Suojaa alttiina oleva ienkuusia ja huulet vaseliinilla/kaakaovoilla. Ole varovainen, ettei näitä pääse käsiteltäville alueille.
- 5. **Riva Star Aqua Step 1:** Annoeste yksi (1) tippa liuosta (sininen etiketti) nestettä imemättömästi sekoitustyynyllä.
- 6. Levitä liuosta varovasti vain hoidettavalle alueelle, suositellaan keskiokosta mikroharjaa, kuten Points (SDI Limited).
- 7. **Riva Star Aqua Step 1:** Annoeste yksi (1) tippa liuosta (sininen etiketti) nestettä imemättömästi sekoitustyynyllä.
- 8. Levitä runsas määrä liuosta käsitelyalueelle, suositellaan keskiokosta mikroharjaa, kuten Points (SDI Limited). Levitä samaa liuosta kaikille muille hammassuomille, jotka saattavat olla joutuneet kosketuksiin harmaasta pullosta tulevan liuoksen kanssa. **Huomautus:** Käsiteltävä alue näyttää ensin kermavalkoiselta, jatkva Riva Star Step 2-liuoksen (**vihreä** tarra) levittämisä, kunnes se muuttuu kirkkkaaksi.
- 9. Inventa ylimääräin neste.
- 10. Poista kaikki suussa käytetyt suoja-/eristysmateriaalit.

TÄRKEÄT VARMISTA, että sekä vaiheen 1 että vaiheen 2 pullon pinnat (esim. kärki, kaula, kier-re ja korkin sisäpuoli) pyyhkiään huolellisesti imukykyisellä paperiyyhkeellä ylimääräisen liuoksen poistamiseksi ja kiuuneen materiaalin kertymisen estämiseksi.

11. Puhdistaa anostelualtaan ja hävitä käytetyt se-koitustyynyt ja mikroharjat paikallisten määräys-ten mukaisesti.

ANNOSTUS:

- Yksi (1) tippa Riva Star Aqua vaihe 1 ja kaksi (2) tippaa Riva Star Aqua vaihe 2 voi hoitaa korkeintaan 5 hammasta potilasta kohti.
- Yksi (1) tippa Riva Star Aqua vaihe 1 ja kaksi (2) tippaa Riva Star Aqua vaihe 2 käyntä yhden kullutta Riva Star Aqua toinen annos voidaan tarvitessa antaa yhden viikon kuluessa.

VAROITUKSET:

- Vain ammatillisten käyttöön.
- Älä toista käsiteltyä raskaana oleville tai imettäville naisille.
- Ei suositella etuhampaiden käsitelyyn mahdollisen värjäytymisen vuoksi.
- Mahdollisen värjäytymisen vuoksi on suositeltavaa, että etuhampaita ei hoideta.
- Vältä Riva Star Aqua Step 1 -liuoksen (**sininen** etiketti) joutumista suun pehmytkudoksiin, silmiin, iholle ja vaatteille. Jos liuosta kuitenkin pääsee näille alueille, noudata ensiapuohjeita (alla).
- Vältä Riva Star Step 2 -liuoksen (vihreä etiketti) joutumista silmiin.
- Älä käsittele hampaita, joissa dentini on pehmeä, sillä se saattaa vaurjautya. **Huom.** Jos näin tapahtuu, värjäytymä suodaa väliaikaisesti oikeankäsitellyä kiiltävää pinnasta. Jossa käytetään fosforihapolla kyllästettyä hohkakiviäyhettä ja kemiallisuotteista lasti-ionomeerimenttia (kuten Riva Self-Cure, SDI Limited).
- Pidä lasten ulottumatommassa.
- Älä niele.
- Riva Star Aqua Step 1 -liuos (**sininen** etiketti) värjää (ks. värjäytymisen käsittely).
- Käytä suojakäsineitä ja silmsuojia.
- Kertakäyttöinen.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Aseta pullon korkki takaisin paikalleen ja sulje pullo tiiviisti heti käytön jälkeen.
- Riva Star Aqua Step 1 -liuos (**sininen** etiketti) sisältää 0,06 g/ml fluoridi-ioneja.
- Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla osoitteessa www.sdi.com. Käyttöturvallisuustiedotteen saat myös SDI:n paikalliselta edustajalta.

VARASTOINTI JA KÄSITELY:

- Säilytä pullot juoksevanossa mukana toimitte-tussa pakkausksessa.
- Säilytetään 20–25 °C (68–77 °F) ja käytetään huoneenlämmössä.
- Älä jäähdytä tuotteita.
- Älä annoeste liuosta **sinisillä** tai **vihreillä** etti-ketileillä merkityistä pulloista ennen käyttöä-miutta.
- Aseta pullon korkki takaisin paikalleen ja sulje pullo tiiviisti heti käytön jälkeen.

TÄRKEÄT VARMISTA, että sekä vaiheen 1 että vaiheen 2 pullon pinnat (esim. kärki, kaula, kier-re ja korkin sisäpuoli) pyyhkiään huolellisesti imukykyisellä paperiyyhkeellä ylimääräisen liuoksen poistamiseksi ja kiuuneen materiaalin kertymisen estämiseksi.

ENSIDIAPUOHJEET:

- ESilimat (kosketus):** Pidä iuosta, iholle ja huuhtele silmää jatkuvasti juoksevalta vedellä. Jotta huoltomista vähintään 15 minuutin ajan, kunnes saat lääkäritä tai Mykystytietokeskuksesta luvan lopettaa.
- Iho-suun pehmytkudokset (kosketus):** Riisi likaantunut vaateus, huuhtele aluetta juoksevalta vedellä (jos kudoksen pintaan muodostuu ruti, sein pitäisi hävittää 24–48 tunnin kuluessa).
- Aseta pullon korkki takaisin paikalleen.** Anna lasi maista tai vettä. Kysy neuvoita Mykystytietokeskuksesta tai lääkäritä.
- Hengittäminen:** Siirry pois kontaminoituneista tiloista.

VÄRJÄYTYMIEN KÄSITELY:

- Iho:** Jos Riva Star Aqua Step 1 -liuosta (**sininen** etiketti) joutuu iholle, levitä Riva Star Step 2 -liuosta (**vihreä** etiketti) kevyesti hieromalla. Värjäytymä häviää vähitellen. Muussa tapauksessa, jos olet käyttä Riva Star Step 2 -liuosta, värjäytymän pitäisi hävitä itsestään pian kuluessa.
- Vaatteet:** Riisi likaantuneet vaatteet ja liota niitä Napisan[®] -nesteessä (tai muussa tarhanpoistoliuoksessa) yön yli ja pese sitten tavalliseen tapaan.
- Kovat pinnat:** Levitä heti suuhygienassa käytettävää natriumhypokloriittia sisältävää, pyyhkiä vettä. Jos pinnat on ioseptitainen, kasta paperiyyhke natriumhypokloriittin ja aseta se likaantuneelle alueelle. Jätä paikkoilleen yön ajaksi ja pese vedellä.

Napisan[®] ei ole SDI Limited -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Kulkin reagensipakkaus sisältää:

- 1 x Riva Star Aqua Step 1 (**sininen** etiketti) pullo 1,5 ml
- 1 x Riva Star Step 2 (**vihreä** etiketti) pullo 3 ml

SDI RIVA STAR AQUA GREEK

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΑΛΙΔΙΟ)

To Riva Star Aqua είναι ένα υδατικό παράγοντα σε υδατοδιαλυτή μορφή, χωρίς αμμωνία, για την ανακούφιση της οδοντικής ευαισθησίας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

- Απειαισθητοποίηση της αυχενικής ευαισθησίας των δοντιών.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπεία του θρομβοκυτθ, αδένια και σε όσους έχουν ιστορικό αλλεργιών σε χημικές ουσίες όπως ο άρνιου, το φθορίο, το κάλιο και το ιώδιο. **Σημειώσεις:** Αν έχετε αμφοβίους, συμβουλευτείτε γιατρό ή αλλεργιολόγο πριν τη χρήση.

ΔΙΑΙΑΣΙΑ:

- Χρησιμοποιώντας μια μη φθοριογό πάστα προφύλαξης σε ένα ελαστικό κυπελλοειδές, καθαρίστε το δόντι ή δόντια στα όρια θα ερραμοστεί τη θεραπεία και τα γειτονικά δόντια.
- Υπενδύστε την επιφάνεια των δοντιών. Η θεραπεία ενδύνεται μόνο για δόντια με γερή οδοντική και οδονταίνη.
- Απομονώστε την περιοχή εφαρμογής της θεραπείας χρησιμοποιώντας ένα ρολό βουρτσώσεως.
- Προστατεύστε τους εκτεθειμένους ιστούς των ούλων και τα χείλια με βαζελίνη/βούτυρο κακάο προσεχόντας να μη λερώνετε το σημείο της θεραπείας.
- Riva Star Aqua - Το βήμα:** Ρίξτε μία (1) σταγόνα διαλύματος (μπλε ετικέτα) σε μη απορροφητικό δίσκο ανάμικτης.
- Εφαρμόστε προσεκτικά το διάλυμα μόνο στο σημείο της θεραπείας. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια μικροβούρστα μεσοίου μεγέθους, π.χ. το προϊόν Points (της εταιρείας SDI Limited).
- Riva Star Step 2:** Αμέσως μετά, ρίξτε δύο (2) σταγόνες του διαλύματος (με την πράσινη ετικέτα) σε μια καθαρή μη απορροφητική επιφάνεια ανάμικτης.
- Εφαρμόστε άφρονή ποσότητα του διαλύματος στο σημείο της θεραπείας. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια μικροβούρστα μεσοίου μεγέθους, π.χ. το προϊόν Points (της εταιρείας SDI Limited). Εφαρμόστε το ίδιο διάλυμα σε όσες άλλες οδοντικές επιφάνειες ισούψ ή κατώτερα από το σημείο της θεραπείας Riva Star Aqua Step 1 (με την **μπλε** ετικέτα). **Σημείωση:** Η επιφάνεια εφαρμογής της θεραπείας ογκοειδώς φαίνεται να έχει κρέμ χρώμα. Συνεχίστε να εφαρμόζετε το διάλυμα από το φιαλίδιο Riva Star Step 2 (με την πράσινη ετικέτα) ώσπου η επιφάνεια να γίνει διαφανή.
- Στεγνώστε καλά την περιοχή.
- Απορρίψτε όλα τα προστατευτικά/απομονωτικά υλικά που χρησιμοποιήσατε στο στάδιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες του φιαλιδίου, τόσο κατά το **1ο βήμα όσο και στο 2ο (ή, άρρο, άρροια, άρροια και εσωτερικά) έχουν καθαριστεί σχολαστικά με απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να απομακρυνθεί τυχόν περιεσία διαλύματος και να αποφευχθεί η συσσωρεύση αποξηραμένου υλικού.**

11. Καθαρίστε τα γυάλινα δοχεία ανάμικτης και απορρίψτε τους διαόκους ανάμικτης και τα μικροβούρστια που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

- En (1) σταγόνα του Riva Star Aqua Step 1 και δύο (2) σταγόνες του Riva Star Step 2 αρκούν για τη θεραπεία έως και 5 δοντιών ανά ασθενή.
- Εάν έχετε όμοιο μέγεθ (1) σταγόνες του Riva Star Aqua Step 1 και δύο (2) σταγόνες του Riva Star Step 2 ανά επισκέψη. Αν κρίνει απαραίτητη μια δεύτερη εφαρμογή του Riva Star Aqua, μπορεί να χορηγηθεί ύστερα από 1 εβδομάδα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- To πρoόν προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Δεν πρέπει να ανακαταμεινεται η θεραπεία σε εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες.
- Ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία να πρέπει δόντια.
- Ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί για την ενδεχόμενη χρώση προτού υποβληθεί στη θεραπεία.
- Κατά τη διάρκεια του διαλύματος από το φιαλίδιο Riva Star Aqua Step 1 (με την **μπλε** ετικέτα) με τους μελακόκινους ιστούς του στόματος, το μάτι, το δέρμα και τα ρούχα. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ανατρέξτε στην ενότητα «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» παρακάτω.
- Απομονώστε κάθε επαφή του διαλύματος από φιαλίδιο Riva Star Step 2 (με την πράσινη ετικέτα) με το μάτι.
- Δεν πρέπει να απευθύνονται δόντια με μελακή οδοντική επείδη ή απομυελινωσία με «σημείωση στην επιφάνεια» του δόντι. Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία με προσοχή, ώστε να μην επηρεαστεί η υγεία του δόντι, μπορείτε να μειώσετε τα σημεία με τη χρώση χρησιμοποιώντας μια ουσική διαδικασία στήριξης με σκόνη ελαφροπύρεας.
- Απομυελινωσία με «σημείωση στην επιφάνεια» του δόντι μπορεί να είναι αυτοπυρηνωζόμενη υδατοίονομη) κονία (όπως το προϊόν Riva Self-Cure της εταιρείας SDI Limited).
- Προσοχή: Το προϊόν μαρκιά από σημεία όπου μπορούν να το βρουν τα παιδιά.
- Απογορεύεται η κατάσωση του προϊόντος.
- Το διάλυμα από το φιαλίδιο Riva Star Aqua Step 1 (με την **μπλε** ετικέτα) θα δημιουργήσει χρώση (ανταρξή) στην ενότητα «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΩΣΕΩΝ» παρακάτω.
- Πρέπει να φοράτε γάντια και προστατευτικά γυαλιά κατά τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης του.
- Προσοχή: Με βάση την Ομοσπονδιακή Νομοθεσία από το προϊόν επιτρέπεται να πωλείται μόνο από οδοντίατρον ή με εντολή οδοντίατρον.
- Το διάλυμα από το φιαλίδιο Riva Star Aqua Step 1 (με την **μπλε** ετικέτα) περιέχει 0,06 g/ml ιόντων φθορίου.
- Η διάταξη SDS διατίθεται μέσω του ιστότοπου www.sdi.com.au ή κατόπιν επικοινωνίας με τον αντιπρόσωπο της εταιρείας SDI στην περιοχή σας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ:

- Το φιαλίδιο να τηρείται ψυδασμένο σε όρθια θέση στη συσκευασία μέσα στην οποία διατίθεται.
- Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 20° και 25°C και η χρήση να είναι άμεσα μετά την ημερομηνία λήξης.
- Να μην διαρρέεται στο φυτόιο.
- Να μην χρησιμοποιείται από φίλας, με ή/και πράσινη ετικέτα θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο εφόσον είναι έτοιμο για χρήση.
- Τοποθετήστε γανά το καπάκι στο φιαλίδιο και σφραγίστε το καλά αμέσως μετά τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες του φιαλιδίου, τόσο κατά το **1ο βήμα όσο και στο 2ο (ή, άρρο, άρροια, άρροια και εσωτερικά) έχουν καθαριστεί σχολαστικά με απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να απομακρυνθεί τυχόν περιεσία διαλύματος και να αποφευχθεί η συσσωρεύση αποξηραμένου υλικού.**

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- Μάτι (επαφή):** Κρατήστε ανοχτά τα βλέφαρα και ξεπλύνετε το προϊόν ριχνόντας συνεχώς τρεχούμενο νερό στο μάτι. Συνεχίστε ώσπου να σας δοθεί οδηγία να σταματήσετε από κάποιο Κέντρο Δηλητηριώσεων ή από γιατρό ή επί τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν, καλέστε γιατρό.
- Δέρμα/Μελακόκινος ιστός στόματος (επαφή):** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και ξεπλύνετε το προϊόν από την περιοχή με τρεχούμενο νερό 48 ώρες (ή τον όμοιο δημηουργηθεί έλκος, λογικά θα εξαφανιστεί εντός 24-48 ωρών).
- Κατάσωση:** ΜΗΝ προκαλέστε εμετό. Δώστε στον ασθενή ένα ποτήρι νερό ή νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.
- Σημείωση:** Αν έχει επηρεαστεί ο ασθενής, απομακρύνετε τον από τη μολυσμένη περιοχή.
- Στα πόδια:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα, αφήστε τα να μολυσθούν σε Napisan[®] (ή κάποιο άλλο ασφαρισκό λεκέων υφασμάτων) όλη τη νύχτα και πλύνετε τα με τον συνήθημόν τρόπο.
- Σε οδοντικές επιφάνειες:** Ρίξτε αμέσως ουσική υγυαίνη (πολυμερωμένος νάτριο) και ύστερα ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό. Για επιμόυους λεκέδες, μουσκεύτε μια χαρτοπετσέτα με οικιακή χλωρίνη και τοποθετήστε την στο λεκέδομένο σημείο. Αφήστε την εκεί όλη τη νύχτα και καθαρίστε το σημείο με νερό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΩΣΕΩΝ:

- Στο δέρμα:** Σε περίπτωση που το διάλυμα Riva Star Aqua Step 1 (με την **μπλε** ετικέτα) έρθει σε επαφή με το δέρμα, εφαρμόστε το διάλυμα Riva Star Step 2 (με την **πράσινη** ετικέτα) τριβόντας απαλά το δέρμα. Η χρώση θα εξαφανιστεί από-σινά. Αλλά, αν δεν εφαρμόσετε το διάλυμα Riva Star Step 2, η χρώση θα εξαφανιστεί (απομυελινωθέν) όλη τη νύχτα και πλύνετε τα με τον συνήθημόν τρόπο.
- Σε οδοντικές επιφάνειες:** Ρίξτε αμέσως ουσική υγυαίνη (πολυμερωμένος νάτριο) και ύστερα ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό. Για επιμόυους λεκέδες, μουσκεύτε μια χαρτοπετσέτα με οικιακή χλωρίνη και τοποθετήστε την στο λεκέδομένο σημείο. Αφήστε την εκεί όλη τη νύχτα και καθαρίστε το σημείο με νερό.

Η ονομασία Napisan[®] δεν είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας SDI Limited.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

- Κάθε κιτ περιέχει:
- 1 x φιαλίδιο Riva Star Aqua Step 1 (με **μπλε** ετικέτα) 1,5 ml
- 1 x φιαλίδιο Riva Star Step 2 (με **πράσινη** ετικέτα) 3,0 ml

SDI RIVA STAR AQUA NORWEGIAN

INSTRUKSJONER FOR BRUK (FLASKE)

Riva Star Aqua er et ammoniakfritt, neste generasjons desensibiliserende middel som umiddelbart avlaster tannfølsomhet.

INDIKASJONER FOR BRUK:

- Desensibilisering cervical overfølsomhetet.

KONTRAINDIKASJONER

- Skal ikke brukes på pasienter som gjennomgår skilddruskjirtelbehandling, som tidligere har hatt kjemiske allergier mot sølv, fluor, kalcium og jod. **Merk:** Hvis du er i tvil, kontakt lege eller allergispesialist før bruk.

FRAMGANGSMÅTE:

- Bruk en gummiopp til å rengjøre aktuelle tann/tenner samt nabotenner med en profylaktisepasta uten fluor.
- Vurdere tennene. Bare tennar med frisk dentin og emaljé skal behandles.
- Isoler behandlingsområdet ved hjelp av bomullsullar.
- Beskytt eksponert gingiva og lepper med vaseline.
- Ikke appliseres på området som skal behandles.
- Riva Star Aqua trinn 1:** Tilsett en (1) dråpe løsning (blå etikett) på en ikke-absorberende bløtt overflate.
- Appliser forsiktig væsken på behandlingsstedet ved hjelp av en medium mikroborste, for eksempel Points (SDI Limited).
- Riva Star, trinn 2:** Legg straks to (2) dråper væske (**grønn** etikett) på en ny bløtdelokk.
- Appliser en rikelig mengde av væsken på behandlingsstedet uten hjelp av medium mikroborste, for eksempel Points (SDI Limited). Appliser den samme væsken på andre tannoverflater som kan ha kommet i kontakt med løsningen fra Riva Star Aqua, trinn 1 (**blå** etikett). **Merk:** Behandlingsoverflaten ser først kremhvitt ut, forsett å applisere væsken Riva Star, trinn 2 (**grønn** etikett) til overflaten blir klar.
- Ørk tørket vaselin.
- Tørk bort vaselin.

VIKTIG: Sørg for at både trinn 1 og trinn 2 flaskeoverflater (f.eks: tupp, hals, gjenger på innsiden av hetten) er tørket skikkelig med en absorberende papirserviett for å fjerne eventuelt overflødig løsning, og for å forhindre at tørt materiale bygger seg opp.

11. Rengjør dappen-glass og kast brukte bland-eputer og mikroborster i henhold til lokale forskrifter.

DOSERING:

- En (1) dråpe Riva Star Aqua trinn 1 og to (2) dråper Riva Star trinn 2 kan behandle opptil 5 tenner pr. pasient.
- Bruk bare en (1) dråpe Riva Star Aqua trinn 1 og to (2) dråper Riva Star trinn 2 dråper pr. besøk. Om nødvendig kan Riva Star Aqua appliseres igjen etter 1 uke.

FORHOLDREGELER:

- Kun til profesjonell bruk.
- Ikke gjenta behandlingen på gravide eller ammende kvinner.
- På grunn av potensiell flekker anbefales det at fortenner ikke behandles.
- Pasienten må informeres om mulig misfarging før behandling.
- Sørg for at væsken fra Riva Star Aqua trinn 1 (**blå** etikett) ikke kommer i kontakt med oralt bløttvev, øyne, hud og klær. Hvis det oppstår utilsiktel kontakt, se «FORSTJEHLPE» nedenfor.
- Sørg for at væsken fra Riva Star Aqua trinn 2 (**grønn** etikett) ikke kommer i kontakt med øyne.
- Ikke bruk i desensibilisering på tenner med mykt dentin, da misfarging kan oppstå. **Merk:** Hvis det oppstår misfarging, kan den reduseres ved bruk av en forsvartlig prosedyre med fosforsyre og pimpsteinpulver og deretter dekke med en selvhærdende glasjonomerement (f.eks. Riva Self-Cure, SDI Limited).
- Oppbevarers utlignegelig for barn.
- Ikke svelg.
- Væsken fra Riva Star Aqua trinn 1 (**blå** etikett) vil misfarge (se «HÅNTERING AV FLEKKER» nedenfor).
- Riva Star Aqua 1. Adim (**mavi** etiket) lekeleme için çözüm (aşğıdaki "LEKELERIN GIDERILMESİ" bölümüne bakın).
- Kullanım esnasında eldiven ve göz koruma ekipmanları takın. Son kullandıma tarhiinden sonra kullanmayın.
- Uyarı: Federal yasalar bu eldivan bir diş hekimini tarafından veya siparişi üzerine satılmamasını zorunlu kılar.
- Riva Star Aqua 1. Adim (**mavi** etiket) 0,06 g/ml florür iyonları içermektedir.
- SDS (Güvenlik Veri Bilgisi) www.sdi.com.au adresinden veya bölgesel temsilcilerinden elde edilebilir.

LARING OG HÅNTERING:

- Oppbevar flasker skikkelig i den medfølgende emballasjen.
- Oppbevarers mellom 20° og 25°C (68° - 77°F) og brukes ved rom-temperatur.
- Ikke kjøp produkter.
- Ikke dispenser løsninger fra flasker med **blå** etikett eller **grønn** etikett før de er klare til bruk.
- Sett hetten på flasken og forsegle tett umiddelbart etter bruk.

VIKTIG: Sørg for at både trinn 1 og trinn 2 flaskeoverflater (f.eks: tupp, hals, gjenger på innsiden av hetten) er tørket skikkelig med en absorberende papirserviett for å fjerne eventuelt overflødig løsning, og for å forh-in-dre at tørt materiale bygger seg opp.

FORSTJEHLPE:

- Øyne (kontakt):** Hold øyelokkene fra hverandre og skylt øyet kontinuerlig med rennende vann. Fortsett å skylte til du blir bedt om å stoppe av et giftnformasjonssenter eller en lege, eller i minst 15 minutter. Oppsøk lege hvis symptomene vedvarer.
- Hud/oralt bløttvev (kontakt):** Fjern kontaminerte klær, skylt området med rennende vann (i tilfelle det dannes en skorpe, vil denne forsvinne innen 24-48 timer).
- Svelging:** Ikke fremkall brekninger. Gi et glass melk eller vann. Oppsøk øyeblikkelig legehjelp.
- Inndåning:** Hvis pasienten påvirkes bør han/hun fjernes fra forurenset område.

HÅNTERING AV FLEKKER:

- Hud:** Ved hudkontakt med Riva Star Aqua trinn 1-løsning (**blå** etikett), påfør Riva Star trinn 2-væsken (**grønn** etikett) og gni skikksomt. Flekken vil sakte forsvinne. Ellers, hvis Riva Star trinn 2 oppløsningen ikke påføres, bør flekken gradvis forsvinne etter noen dager.
- Klær:** Fjern kontaminerte klær og bløttleg i Napisan[®] (eller en annen flekkfjerner) over natten og vask som vanlig.
- Harde overflater:** Påfør umiddelbart husholdningsblekemiddel (natrium hypokloritt) og tørk deretter av med vann. For vanskelige flekker, sett en papirserviett med husholdningsblekemiddel og plasser den over det berørte området. La det ligge over natten og mopp opp med vann.

Napisan[®] er ikke et registrerte varemærke for SDI Limited.

EMBALLAGE:

Hvert kit inneholder:

- 1 x Riva Star Aqua trinn 1 (**blå** etikett) flaske 1,5 ml
- 1 x Riva Star trinn 2 (**grønn** etikett) flaske 3,0 ml

SDI RIVA STAR AQUA TÜRK

KULLANIM TALİMATI (ŞİŞE)

Riva Star Aqua, amonyak içermeyen, diş hassasiyetini rahatlatan yeni nesil sivn diş hassasiyeti gidericidir.

KULLANIM YERİ:

- Servikal diş hiper hassasiyetini giderme.

KONTRA-ENĐİKASİYONLAR

- Tiroid bezii tedavisi olan, gümüş, florür, potasyum ve iyot gibi kimyasal azeri geymiş olan hastalarda kullanmayın. **Not:** Şişheniz varsa kullanım öncesinde bir hekime veya bir alerji uzmanına.

PROSEDÜR:

- Politur lastığı yardımıyla florür içermeyen bir profilaksi pastası kullanarak, tedavi edilceği dişleri ve yanlarındaki dişleri temizleyin.
- Diş durumunu değerlendirin. Sadece uygun dentin ve diş minesine sahip dişleri tedavi edilmelidir.
- Tedavi yapılabca alanı rulo pamuk ile izole edin.
- Tedavi alanına buluşturmamaya dikkatli ederek açtıkta kalan diş eti dokularını ve dudakları vazelin veya kakao yağı sürerek koruyun.
- Riva Star Aqua trinn 1:** Adım: Bir (1) damla solüsyonu (mavi etiket) emici olmayan bir kağıtla emici üzerine damlatın.
- Solüsyonu sadece tedavi edilceak alan üzerine orta boy mikro fırça ile dikkatli bir şekilde uygulayın; Points (SDI Limited) marka fırçalar önerilmektedir.
- Riva Star Aqua 2:** Adım: Hemen ardından emici olmayan kağıtirma pedini izele edin (2) damla solüsyonu (**yeşil** etiket) damlatın.
- Tedavi edilceak alanı üzerine blot miktarda solüsyonu orta boy mikro fırça ile dikkatli bir şekilde uygulayın; Points (SDI Limited) marka fırçalar önerilmektedir. Aynı solüsyonu, Riva Star Aqua, trinn 1 (**blå** etikett). **Merk:** Behandlingsoverflaten ser først kremhvitt ut, forsett å applisere væsken Riva Star, trinn 2 (**grønn** etikett) til overflaten blir klar.
- Tørk bort vaselin.
- Tørk bort vaselin.
- Agzda kullanılan tüm koruyucu/izole edici matzemeleri çıkartın.

ÖNEMLİ: 1. ve 2. adında kullanılan şişe yüzeye-rini (ör. şişenin ucu, boyun kısmı, kapak dişleri ve kapagın iç kısmı) emici bir kağıt havlu ile ta-mamen silerek yüzeye kalan fazla solüsyonun temizlendigiinden emin olun ve kurulum malze-menin birlesimesine engel olun.

11. Godeleri temizleyin ve kağıtirma çubukları ve mikro fırçaları yerel yönetmeliker doğrultusunda elden çıkartın.

DOZ:

- Bir (1) damla Riva Star Aqua 1. Adım ve iki (2) damla Riva Star 2. Adım ile hasta başına 5 dişke kadar tedavi gerçekleştirilebilir.
- Her ziyareti bir (1) damla Riva Star Aqua 1. Adım ve iki (2) damla Riva Star 2. Adım ile sınırlayın. Riva Star Aqua'nın ikinci kez uygulanması gerekirse uygulamayı bir hafta sonra yapılabılır.

ÖNEMLER:

- Sadece profesyonel kullanım için.
- Hamile veya emziren kadımlara tedavii tekrarlamayın