



# SDI seT ITALIANO

‘seT’ è un cemento resinoso automordenzante e autoadesivo duale. ‘seT’ è indicato nella cementazione di restauri indiretti in ceramica, inlay in metallo o composito, onlay, corone, ponti, perni e viti. Quando si utilizza ‘seT’, non è necessario mordenzare e utilizzare un adesivo. ‘seT’ è un materiale a rilascio di fluoro.

**INDICAZIONI PER L’UO:** Ceramica, inlay in metallo o composito, onlay, corone, ponti, perni e viti.

**CONTROINDICAZIONI:**

- Vener.
- In alcune persone il prodotto può causare irritazioni della pelle. In questi casi, interrompere l’utilizzo e rivolgersi a uno specialista.

**ISTRUZIONI PER L’UO:**
**PREPARAZIONE DEL DENTE:**

- Selezionare la tonalità appropriata di ‘seT’.
- Rimuovere il restauro provvisorio e pulire bene la preparazione utilizzando pomiche non oleosa per eliminare eventuali tracce di cemento provvisorio (N.B. il restauro provvisorio dovrebbe essere cementato solo con cementi non contenenti eugenolo).
- Provare il restauro in sede.
- Risciacquare di nuovo con acqua e asciugare, ma **NON** ESSICCARE. **ATTENZIONE:** nei casi in cui sia necessaria la protezione pulpare, utilizzare un liner all’idrossido di calcio a consistenza rigida prima di prendere l’impronta finale. Materiali come perossido di idrogeno, desensibilizzanti, disinfettanti, astringenti, sigillanti dentalini, ecc. non dovrebbero essere utilizzati poiché eventuali residui potrebbero interferire con la stabilità di adesione e con le reazioni di presa.

**PREPARAZIONE DEL RESTAUORO:** Pulire bene e preparare il restauro seguendo le indicazioni del produttore.

**ATTVAZIONE DELLA CAPSULA:**

- Premere il pistone su una superficie dura finché si trova a filo con il corpo della capsula.
**Importante: Non premere la capsula con l’applicatore prima di vibrarla.**
- Posizionare immediatamente la capsula attivata in un vibratore per amalgama Ultramat 2 o in un qualsiasi amalgamatore ad alta velocità (4000 – 4800 giri/m).
- Miscelare per 10 secondi.
- Rimuovere immediatamente la capsula e posizionarla nell’applicatore.
- Azionare l’applicatore della capsula finché la pasta non diventa visibile attraverso il puntale trasparente.

**APPLICAZIONE di ‘seT’**

- Proteggere l’area di lavoro dalla contaminazione dei fluidi intra-orali.
- Estrudere ‘seT’ regolarmente su tutte le superfici di adesione del restauro e del dente. N.B. Non utilizzare i lentuli per inserire il cemento nei canali radicolari, per evitare di accelerare troppo le reazioni di presa. Per evitare che rimanga aria intrappolata, vibrare i perni mentre vengono inseriti nel canale radicolare.

<b>Tempo di lavorazione (23°C / 73°F)</b>	<b>2 minuti (minimo)</b>
<b>Tempo di indurimento dall’inizio della miscelazione (temperatura orale)</b>	<b>5 minuti</b>
<b>Tempo di fotopolimerizzazione:</b>	<b>20 secondi.</b>
<b>Volume minimo estruso per capsula:</b>	<b>0.14mL</b>
<b>N.B. Le alte temperature e le luci operative diminuiranno il tempo di lavoro e di presa.</b>	

- Alloggiare il restauro, e lasciarlo in posa per 30 secondi prima di fotopolimerizzare.
- Fresare via il materiale in eccesso dopo avere fotopolimerizzato per 2 secondi o dopo 2 minuti dall’inizio della miscelazione. N.B. Se il cemento in eccesso viene rimosso con un pellet di spugna o uno strumento simile, lasciare una minima quantità di materiale in eccesso dopo avere posizionato il restauro. Subito dopo, fotopolimerizzare brevemente il cemento in eccesso oppure, in caso di auto-polimerizzazione, coprire il cemento in eccesso con gel di glicerina per prevenire l’inibizione da ossigeno.
- (a) Nel caso dei compositi e dei materiali in ceramica integrale, fotopolimerizzare “seT” attraverso il restauro per almeno 20 secondi per ogni superficie. (b) Nel caso di restauri non traslucidi, lasciare autopolimerizzare “seT” per almeno 5 minuti dall’inizio della miscelazione.
- Lucidare l’area marginale.

**CONSERVAZIONE E UTILIZZO:**

- Conservare in frigorifero fino al momento dell’utilizzo.
- Non rimuovere le capsule ‘seT’ dall’involucro di metallo fino al momento dell’utilizzo.
- Conservare a temperature comprese fra 2 e 8 °C.
- Utilizzare a temperatura ambiente compresa fra 20 e 25 °C.

**PRECAUZIONI:**

- Solo per uso professionale.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Attenzione: in base alla normativa di legge in vigore, questo prodotto è vendibile solo ed esclusivamente a medici dentisti o su ordine di medici dentisti.
- Le Schede di Sicurezza (SDS) sono disponibili sul sito www.sdi.com.au oppure contattando il rappresentante SDI locale.

**PRIMO SOCCORSO:**

- Occhi (contatto):** Lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- Cute (contatto):** Rimuovere utilizzando un panno o una spugna imbevuti in alcol. Lavare abbondantemente con acqua.
- Ingestione:** Sciacquare la bocca abbondantemente. Bere molta acqua / latte. Se i sintomi persistono consultare un medico.
- Inalazione:** Non sono previsti sintomi.

**CONFEZIONI:**

- Scatole da 50 capsule
- Tonalità disponibili: A1, A2, OA3, traslucido, bianco opaco.

# SDI seT POLSK I

‘seT’ to samowytrawiający cement adhezyjny o podwójnym mechanizmie wiązania. ‘seT’ jest przeznaczony do osadzania uzupelnień wykonanych metodą pośrednią z ceramiki, metalu lub materiału kompozytowego: wkładów, nakładów, koron, mostów, wkładów koronowo-korzeniowych. Stosując ‘seT’ nie musisz używać wytrawiacza ani systemu wiążącego. ‘seT’ uwalnia fluor.

**WSKAZANIA:** Wkłady, nakłady, korony, mosty, wkłady koronowo-korzeniowe wykonane z ceramiki, metalu lub materiału kompozytowego.

**PRZECIWWSKAZANIA:**

- Lićówki
- Przymięk może spowodować u niektórych pacjentów podrażnienie skóry. Zrezygnuj wówczas z dalszego stosowania materiału i wezwij pomoc medyczną.

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:**
**PRZYKOTOWANIE ZĘBA:**

- Wybierz odpowiedni odcień ‘seT’.
- Usuń uzupelnienie tymczasowe i dokładnie wyczyść opracowane powierzchnie z cementu tymczasowego przy użyciu beztluszczowego pumeksu (UWAGA: do osadzenia uzupelnienia tymczasowego nie używaj cementów zawierających eugenol).
- Przymięk uzupelnienie.
- Onownie wypłucz wodą i wysusz. NIE PRZESUSZAJ. **OSTRZEŻENIE:** Jeśli konieczna jest dodatkowa ochrona miazióg zęba, przed pobraniem wycisku użyj twardejacego wyścielacza na baze wodoroetlenku wapnia. Substancje takie jak: woda utleniona, środki znoszące nadwrażliwość zębiny, środki dezynfekujące, środki obkurczające naczyńia, środki do impregnacji zębiny itp. mogą spowodować zaburzenie reakcji polimeryzacji i oslabienie siły wiązania cementu.

**PRZYGOTOWANIE UZUPEŁNIENIA:** Dokładnie wyczyść przygotuj uzupelnienie zgodnie z zaleceniami producenta.

**AKTYWACJA KAPSULKI:**

- Przyżnij tłoczek tak, aby zagłębił się do wnętrza kapsułki. **WAŻNE! Nie umieszczaj kapsułki w aplikatorze, dopóki zawarty w niej materiał nie zostanie zmieszany.**
- Natychmiast umieść uaktywnioną kapsułkę w mieszalniku Ultramat 2 lub dowolnym wysokoobrotowym mieszalniku (4000 – 4800 obr./min)
- Mieszaj przez 10 sekund.
- Szybko usuń kapsułkę z mieszalnika i umieść ją w aplikatorze.
- Przed rozpoczęciem aplikacji cementu naciśnij spust aplikatora do momentu, aż w jego końcówce pojawi się materiał.

**APLIKACJA CEMENTU ‘seT’:**

- Pamiętaj o ochronie pola zabiegowego przed zanieczyszczeniem śliną.
- Równó rozprowadź ‘seT’ po odpowiednich powierzchniach uzupelnienia i zęba. UWAGA: Gdy aplikujesz cement do kanału korzeniowego, nie używaj igły Lentulo, ponieważ takie postępowanie znacząco przyspieszy wiązanie cementu. Podczas osadzania wkładu koronowo-korzeniowego wykonaj kilka wibrujących ruchów aby uwolnić pozostające w kanale pęcherzyki powietrza.

<b>Czas pracy (23°C / 73°F)</b>	<b>2 minuty (minimum)</b>
<b>Czas wiązania od chwili rozpoczęcia mieszania 5 minut (w temperaturze jamy ustnej)</b>	
<b>Czas polimeryzacji światłem</b>	<b>20 sekund</b>
<b>Minimalna porcja/kapsulka</b>	<b>0.14mL</b>
<b>Uwaga: Wysoka temperatura i światło lampy zabiegowej skraca czas pracy i czas wiązania materiału.</b>	

- Osadź uzupelnienie i przed przystąpieniem do polimeryzacji odczekaj 30 sekund.
- Usuń nadmiarj materiału w czasie 2 sekund po polimeryzacji światłem lub po 2 minutach od rozpoczęcia mieszania. UWAGA: Jeśli nadmiarj cementu są usuwane z wykorzystaniem kulek z waty lub podobnych przyborów należy starać się, by przy osadzaniu uzupelnienia pozostawić jak najmniejszą ilość nadmiarów. Niezwłocznie po rozpoczęciu polimeryzacji lub chemicznym wiązaniu materiału należy, w celu zapobiegania inhibicji tlenowej, pokryć nadmiarj żelem glicerynowym.
- (a) Podczas cementowania uzupelnień pełnoceramicznych lub kompozytowych polimeryzuj ‘seT’ światłem przez 20 sekund umieszczając końcówkę lampy na powierzchni uzupelnienia. (b) Podczas cementowania nieprzeziernych uzupelnień poczekaj aż ‘seT’ zwiąże samoistnie w czasie przynajmniej 5 minut od rozpoczęcia mieszania.
- Wypoleruj obrzeża uzupelnienia.

**PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE:**

- Przed użyciem przechowuj w chłodziarce.
- Nie wydobrywaj kapsulek ‘seT’ z foliowych opakowań zanim nie będą potrzebne do użycia.
- Przechowuj w temperaturze w zakresie 2°- 8°C (35°- 45°F)
- Używaj w temperaturze pokojowej w zakresie 20°- 25°C (68°- 77°F)

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Do zastosowań zewnętrznych.
- Nie używaj po upływie okresu trwałości.
- UWAGA: Pod rygiorem prawa zaleca się sprzedaż wyłącznie na potrzeby dentystów.
- Certyfikaty bezpieczeństwa dostępne na: www.sdi.com.au lub u przedstawiciela regionalnego.

**PIERWSZA POMOC:**

- Oczy (kontakt):** Przemyj obficie wodą i zapewnij pomoc medyczną
- Skóra (kontakt):** Usuń z powierzchni skóry za pomocą materiału lub gąbki zanurzonych w alkoholu. Przemyj obficie wodą.
- Półknięcie:** Złć wypicie dużej ilości wody/mleka. Zapewnij pomoc medyczną w razie utrzymywania się objawów zatrucia.
- Wchłonięcie:** Brak objawów w przypadku kapsulek/Użycie kapsulek nie powoduje żadnego niebezpieczstwa.

**ASORTYMENT:**

- Opakowania zawierające 50 kapsulek
- Dostępne odcienie: A1, A2, OA3, Transparentny, Biały kryjący.

# SDI seT TÜRK

‘Set’, kendinden adhesivli dual-cure rezin simanıdır.Set, seramik ve metal yapıstırım veya komposit inlay, onley, kron, köprü, fiber post ve metal vidalar için tasarlanmıştır. Set kullanıldığında bonding ve asit gereklî değildir. ‘set’ florid salınımı yapar.

**KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLARI:**

Seramik restorasyonlar,alimünyum, silikat cam (IPS,E-maxpress) metal veya kompozit dişlerin, inlay,onley, kron, köprü, post ve kor simantasyonu,metal vidalar.

**KONTRENDİKASYONLARI:**

- Kaplamarlar.
- Ürün bazı insanlar için ,cildi tahrişine neden olabilir. Bu gibi durumlarda, kullanımını durdurunuz ve tıbbi yardım isteyiniz.

**KULLANIM KILAVUZU:**

**DIŞ HAZIRLANMASI:**

- Uygun renk tonunu seçiniz.
- Geçici restorasyonu kaldırınız ve kalan geçici simanı kaldırmak için bir yağsız sünger taşı kullanarak temizleyiniz (NOT: Geçici restorasyonu sadece opnotoluz siman ile yapıstırılmalıdır).
- Restorasyonu oturtup deneyiniz.
- Yine, su ile yıkayıp temizleyin ve kurulayın, ama AŞIRI KURUTMA YAPMAYIN UYARI: İşlem sırasında pulpaıy korumak için kalsiyum hidroksiti astar olarak kullanınız . Hidrojen peroksit, desensitizers gibi maddeler, dezenfektanlar, astringents ve dentin koruyucu vb kullanılmamalıdır aksi halde bağılanmayı engeller.

**RESTORASYON HAZIRLIK:** Üreticinin talimatlarına göre iyice temizleyin ve restorasyon hazırlayın.

**KAPSÜLÜ AKTİVE ETMEK:**

- Sabit yuz üzerinde piston kapsülün gövdesine oturana kadar itin.
- Hemen kapsülü bir Ultramat 2 amalgamator veya yüksek hızlı kapsül karıştırıcı (4.000-4.800 RMP) içine yerleştirin.
- 10 saniye karıştırın.
- Hemen kapsülü kaldırip aplikatöre yerleştirin.
- Pastanın aplikatör ucundan net şekilde çıktığını görene kadar bastırın.

**‘UYGULAMA’**

- Çalışma alanını, ağız içinde oluşan sıvıların korunuyun.
- Set i dişin tüm yüzeyine sürünüz. NOT: Simanı kanal içine yerleştirirken Lentulo kullanmayın, bu işlemi aşırı hızlandırabilir. Hava kabarcıklarını önlemek için postları kök kanal içine yerleştirirken, titreşim uygulayın.

<b>Çalışma zamanı (23 °C / 73 °F)</b>	<b>2 dakika (en az)</b>
<b>Karıştırımaya başlandıktan sonraki çalışma süresi (ađızıcı sıcaklık)</b>	<b>5 dakika</b>
<b>İsınlama süresi</b>	<b>20 saniye</b>
<b>Minimum her kapsül değeri</b>	<b>0,14 ml</b>
<b>Not: Yüksek sıcaklık ve ışıklar çalışma süresini kısaltır.</b>	

- Resorasyonu yerleştirin ve ışıkla yapmadan once 30 saniye boyunca bırakın.
- Fazla malzemeyi, 2 saniye ışınlama yaptıktan sonra veya karıştırma başından itibaren 2 dakika sonra temizleyin. NOT: Eğer restorasyondan sonra kalmış fazlalık görürseniz, sünger palet veya benzeri birşeyle kaldıdn, Hemen sonra ya ışıkla yada oksijen inhibasyonu için gılsinerli jel ile kaldıdn.
- (a) Kompozit ve ve seramik malzemelerin, ışıklamayı /yüzey başına en az 20 saniye tutun (b)- saydam restorasyonlar olmadıgı ,durumda karıştırma başından itibaren en az 5 dakika kendi kendine donması için bekleyin.
- Çalışma alanını cilalayın.

**SAKLAMA VE KULLANMA:**

- Kullanıma kadar buzdolabında saklayınız.
- Kullanıma hazır olana kadar SeT kapsülünü kaldırmayınız.
- 2° - 8°C (35° - 45°F) sıcaklıkta muhafaza ediniz.
- 20° - 25°C (68° - 77°F) oda sıcaklığında kullanınız.
- Raf Ömrü:18 ay

**ÖNLEMLER:**

- Sadece profesyonel kullanım.
- Çocukların erişemeyeceđi yerlerde saklayın
- Dahili kullanılmıaz.
- Son kullanıma tarihinden sonra kullanmayın.
- Diğkkat: Federal Kamun bu ürünün satışını diğ hekimleri ile kısıtlar.
- Ürün güvenlik formuñal(SDS) www.sdi.com.au adresinden veya ürün da ticsından ula bilirsiniz.

**İLK YARDIM:**

- Göz Teması:** Gözü bol su ile yıkayıp doktora başvurunuz.
- Ten Teması:** Alkollü su veya bir bezle temizleyiniz. Bol su ile yıkayınız.
- Yutma:** Bol su gargara yapınız. Bol su veya süt içiniz. Semptomlar gözükürse doktora başvurunuz.
- Soluma:** Kapsüller için semptom yoktur.

**AMBALAJ:**

- 50 lik kasül kutu
- Mevcut reklar: A1, A2, OA3, Transparan, Beyaz Opak.

# SDI seT LITHUANIAN

‘seT’ yra savaimio ęsdinimo, savaiminio surišimo, dvigubo kietėjimo dervinis cementas. ‘seT’ skirtas netiesioginių keramikinių, metalinių arba kompozicinių įklotų, užklotų, vainikėlių, tiltų, šakninių kaištinių ir sraiginių įklotų cementavimui. Surišimo ir ęsdinimo sistemos nebūtinus naudojamų ‘seT’. ‘seT’ išskiria fluoro jonus.

**NAUDOJIMO INDIKACIJOS:**
Keramikiniai, metaliniai arba kompoziciniai įklotai, užklotai, vainikėliai, tiltai, šakniniai kaištiniai ir sraigtiniai įklotai.

**KONTRAINDIKACIJOS:**

- Keramikiniai laminatai.
- Kai kuriems žmonėms medžiaga gali dirginti odą. Tokiu atveju iš karto nutraukite medžiagos vartojimą ir kreipkitės pagalbos į gydytoją.

**NAUDOJIMO INTRUKCIJA: DANTIES PARUOŠIMAS:**

- Parinkite tinkamą ‘seT’ spalvą.
- Nuimkite laikiną restauraciją ir kruopščiai nuvalykite paruoštus danties paviršius, laikino cemento likučių pašalinimui naudokite riebalų neturinčią pemzą (PASTABA: laikiną restauraciją galima cementuoti tik eugenolio neturinčiu cementu).
- Pamatuokite ir pritaikykite restauraciją.
- Vėl nuplaukite vandeniu ir nudžiovinkite, bet NEPERDŽIOVINKITE. ĮSPĖJIMAS: Jeigu reikia apsaugoti danties pulpa, prieš nuimdami galutinį atspaudą, naudokite kietėjantį kalcio hidroksido pamušalą. Nepatariama naudoti vandenilio peroksido, jautrumą mažinančių ir dezinfekuojančių, kraujavimą stabdančių medžiagų bei dentinio silantų ir panašių medžiagų, nes jų likučiai gali sutrikinti cemento surišimo su danties audiniais stiprumą bei sumąžinti kietėjimo reakcijas.

**RESTAURACIJOS PARUOŠIMAS:**
Kruopščiai nuvalykite ir paruoškite restauraciją laikydamiesi gamintojo rekomendacijų.

**KAPSULĖS AKTYVAVIMAS:**

- Ant kieto paviršiaus stumkite stumoklį žemyn, kol jis pasieks kapsulės korpusą
- Nedelsiant įdėkite aktyvuotą kapsulę į Ultramat 2 amalgamatorių arba bet kokį didelio greičio kapsulių maišytuvą (4000 – 4800 rpm).
- Maišykite 10 sekundžių.
- Nedelsiant išimkite kapsulę ir įdėkite į kapsulių aplikatorių.
- Spauskite kapsulės aplikatoriaus spragtką, kol cementas pasirodys per permatomą antgalį.

**‘seT’ APLIKAVIMAS**

- Izoliuokite darbo vietą nuo drėgmės ir seilių.
- Vienodai padenkite ‘seT’ cementu visus kontaktuojančius danties ir restauracijos paviršius. PASTABA: Nenaudokite Lentulo spiralių cemento įvadinimui į šaknies kanalą, nes tai gali labai pagreitinti jo kietėjimą. Be to, cementuodami šakninius įklotus juos vibruokite, taip kanale neliks oro tarpų.

<b>Darbo laikas (23°C / 73°F)</b>	<b>2 minutės (mažiausiai)</b>
<b>Kietėjimo laikas nuo maišymo pradžios (Burnos temperatūra)</b>	<b>5 minutės</b>
<b>Kietinimo šviesa laikas</b>	<b>20 sekundžių</b>
<b>Minimali dozė kapsulėje</b>	<b>0.14mL</b>
<b>Note: aukšta temperatūra ir ryški šviesa sutrumpins darbo ir kietėjimo laiką.</b>	

- Uždėkite restauraciją, palikite 30 sekundžių prieš pradėdami kietinti šviesa.
- Cemento perteklių pašalinkite po trumpos ekspozicijos šviesa (2 sekundes) arba praėjus 2 minutėms nuo maišymo pradžios. PASTABA: Jeigu cemento pertekliū pašalinate su kempinės rutiuliuku arba panašia priemone, uždėję restauraciją į vietą palikite nedidelį cemento perteklių. Nedelsiant iš karto po trumpos ekspozicijos šviesa arba jeigu leidžiате cementui kietėti cheminio kietėjimo būdu, cemento perteklių uždenkite glicerino geliu, kad sumažėtų deguonies inhibicija.
- (a) Jeigu cementuojate keramikines ir kompozicines restauracijas, kiekvieną ‘seT’ cementu padengtą paviršų kietinkite šviesa per restauraciją bent 20 sekundžių. (b) Jeigu cementuojate neskaidrias restauracijas, leiskite ‘seT’ cementui kietėti cheminio kietėjimo būdu bent 2 minutes nuo maišymo pradžios.
- Nupoliuokite restauracijos kraštus.

**SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS:**

- Laikykite šaltoje vietoje, kol nenaudojate.
- Neišimkite ‘seT’ kapsulių iš folijos įpakavimų, jeigu nesate pasiroošę naudojimui.
- Saugokite tamsioje vietoje, kurios temperatūra yra tarp 2° ir 8°C (35° - 45°F).
- Naudokite kambario temperatūroje tarp 20° ir 25°C (68° - 77°F).

**ATSARGUMO PRIEMONĖS:**

- Skirta darbu ti specialistams.
- Saugokite nuo vaikų.
- Neskirta vadiniam vartojimui.
- Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.
- Įspėjimas: Valstybės įstatymai leidžia parduoti šią medžiagą tik gydytojui odontologui.
- SDS (saugos duomen ) dokument galima rasti interneto tinklapyje www.sdi.com.au arba susisiekus su atstovais į s šalyje.

**PIRMA PAGALBA:**

- Akyš (kontaktas):** Gausiai plaukrite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Oda (kontaktas):** Nuvalykite ausiniu arba kempine, suvilgęta alkoholiu. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.
- Nurijus:** Kruopščiai išskalaukite burną vandeniu. Gerkite daug vandens arba pieno. Jeigu atsiranda klinikiniai simptomai, kreipkitės į gydytoją.
- Įkvėpus:** Neturėtų būti jokių simptomų.

**ĮPAKAVIMAS:**

- Dėžutės su 50 kapsuliu
- Galimos spalvos: A1, A2, OA3, permatoma, balta matinė.

# SDI seT ZELFETSEND EN ZELFHECHTEND HARSCEMENT GEBRUIKSAANWIJZING

seT is een zelfetsend en zelfhechtend harscement met dubbele uitharding. seT is bedoeld voor het cementeren van indirecte inlays, onlays, kronen, bruggen, posten en schroeven van keramiek, metaal en composiet. Hechten en etsen is niet vereist. seT’ geeft fluoride af.

**GEBRUIKSINDICATIES:**
Inlays, onlays, kronen, bruggen, posten, schroeven en oplegfels van keramiek, metaal en composiet.

**CONTRA-INDICATIES:**

- Oplegfels
- Dit product kan bij sommige personen huidirritatie veroorzaken. Stop in dat geval de behandeling en raadpleeg een arts.

**GEBRUIKSAANWIJZING:**
**VOORBEREIDING VAN DE TAND:**

- Selecteer de juiste seT-tint.
- Verwijder de tijdelijke restauratie en reinig de holte met een olievrje puimsteen, zodat er geen tijdelijk cement meer aanwezig is. Let op: de tijdelijke restauratie mag alleen zijn aangebracht met cement zonder eugenol.
- Pas de restauratie.
- Reinig de tand opnieuw met water en droog de tand zonder dat hij te droog wordt.
**WAARSCHUWING:** Wanneer de pulpa moet worden beschermd, kunt u een moeilijk uithardende onderlaag van calciumhydroxide aanbrengen voor u de definitieve impressie maakt. Gebruik geen stoffen zoals waterstofperoxide, desensibilisatoren, desinfectiemiddelen, middelen die samentrekken en afdichtmiddelen: de resten kunnen van invloed zijn op de hechtsterkte en uitharding.

**VOORBEREIDING VAN DE RESTAURATIE:**
Reinig de restauratie grondig en bereid hem voor overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

**DE CAPSULE ACTIVEREN:**

- Duw de plunjer tegen een hard oppervlak tot hij gelijk is aan de romp van de capsule.
**Belangrijk: klik niet met een applicator voor u de inhoud van de capsule mengt.**
- Plaats de geactiveerde capsule direct in de Ultramat 2-algalgaamschudder of in een soortgelijke capsulesmenger met hoog vermogen (4000 tot 4800 toeren/min.).
- Meng het geheel 10 seconden.
- Verwijder de capsule direct en plaats hem in de applicator.
- Klik op de trekker van de applicator tot de pasta zichtbaar is in de transparante tuit.

**seT AANBRENGEN:**

- Bescherm het gebied waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd tegen vervuiling van intraorale vloeiostoffen.
  - Breng seT gelijkmatig aan op alle hechtoppervlakken van de restauratie en van de tand.
- NB: Gebruik geen Lentulo-spiralen om de cement in de wortelkanalen aan te brengen: het product kan daardoor snel uitharden. Schud met de posten wanneer u ze in het wortelkanaal plaatst, zodat er geen lucht onder de restauratie blijft zitten.

<b>Bewerkingstijd (bij 23 °C)</b>	<b>2 minuten (minimaal)</b>
<b>Uithardingstijd vanaf het begin van het mengen (mondtemperatuur)</b>	<b>5 minuten</b>
<b>Lichtuithardingstijd</b>	<b>20 seconden</b>
<b>Minimale toe te dienen hoeveelheid per capsule</b>	<b>0,14 ml</b>
<b>NB: De bewerkingstijd en uithardingstijd neemt af naarmate de temperatuur hoger is.</b>	

- Plaats de restauratie en laat hem 30 seconden zitten voor u hem uithardt met licht.
- Verwijder overtollig materiaal nadat u het 2 minuten hebt uitgehard of nadat u 2 minuten hebt gemengd.
- NB: Gebruik u overmatig cement verwijrd met een sponsje of een soortgelijke accessoire, dient u een minimale hoeveelheid te laten zitten nadat u de restauratie hebt aangebracht. Hard het resterende materiaal direct daarna uit met licht of dek het af met glycerinegel wanneer u het laat uitharden. Zo voorkomt u dat er zuurstof wordt opgenomen.
- (a) Wanneer u composiet en keramiek gebruikt, dient u seT PP tijdens het restauratieproces met licht uit te harden gedurende minimaal 20 seconden per oppervlak. (b) Wanneer de restauraties niet doorschijnend zijn, kunt u seT ten minste 5 minuten vanaf het begin van het mengen zelfstandig laten uitharden.
- Polijsht de randen.

**OPSLAG EN GEBRUIK:**

- Bewaar dit product gekoeld tot u het gebruikt.
- Verwijder seT-capsules niet uit het folie tot u ze moet gebruiken.
- Bewaar het product bij een temperatuur van 2 tot 8°C.
- Gebruik het product bij kamertemperatuur (20 tot 25 °C).

**VOORZORGSMAATREGELEN:**

- Uitsluitend voor professioneel gebruik.
- Bewaar het product buiten bereik van kinderen.
- Dit product mag niet worden ingenomen.
- Gebruik het product niet wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- Let op: dit product mag op grond van federale wetgeving uitsluitend worden verkocht door of in opdracht van een tandarts.
- VIB is beschikbaar op www.sdi.com.au of neem contact op uw SDI vertegenwoordiger.