



POLISHING PASTE

PASTA PER LUCIDARE DI COMPOSITO



INDICAZIONI

Restaurazioni con composito

Restaurazioni con amalgama

Restaurazioni con compomero

Finiture di porcellana, ceramica e oro

PASTA PER LUCIDARE DI COMPOSITO

La pasta per lucidare SDI Polishing Paste da ai compositi, i compomeri, gli amalgami, nonché alle restaurazioni di porcellana, ceramica e oro, una superficie lucida come uno specchio

Le particelle agglomerate di cristallo primario e biossido di alluminio producono una finitura lustrata e smagliante per le superfici delle restaurazioni.

- Le minute particelle lucidanti migliorano la lucentezza della restaurazione per dare dei risultati realistici.
- Il prodotto potenzia la finitura estetica di qualsiasi restaurazione con composito e compomero.
- Dona una lucidatura vivida senza riduzione anatomica
- Elimina detriti di gomma da attrezzi di lucidatura
- La lucidità della resina aumenta la resistenza all'usura e la longevità della restaurazione
- Al sapore di menta piacevole al paziente
- Ideale per le regolari cure dell'igienista nonché la rilucidatura di restaurazioni composite
- Ideale per l'uso interprossimale con floss per lucidare senza intaccare i punti di contatto
- Facile da applicare ed usare per risultati sempre conformi
- Lucidatura efficiente e rapida, minimizzando la durata della seduta
- Si sciacqua senza lasciare detriti

CODICI DI RIORDINO

Siringa di Pasta da Lucidatura

Siringa di pasta per lucidatura da 4 g

8100150



YOUR SMILE. OUR VISION.

CE
0297

11-2021

M810507 B



+036M810507 12

PRODOTTO IN AUSTRALIA
da SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRASILE 0800 770 1735
FRANCIA 00800 0225 5734
GERMANIA 0800 100 5759

ITALIA 00800 0225 5734
NUOVA ZELANDA 0800 734 034
SPAGNA 00800 0225 5734
REGNO UNITO 00800 0225 5734
USA e CANADA 1 800 228 5166

ISTRUZIONI

- 1 Incidere la superficie del dente con Super Etch contenente acido fosforico al 37% per 20 secondi
- 2 Sciacquare abbondantemente con acqua
- 3 Togliere acqua in eccesso. Tenere umido
- 4 Applicare Zipbond Universal inzuppando tutte le superfici interne, o altro agente adesivo secondo le istruzioni del produttore instructions



- 5 Soffiare delicatamente per 2 secondi con aria secca priva di olio per far evaporare il solvente. Lasciare lucida la superficie
- 6 Fotopolimerizzare per 20 secondi ad incrementi di 2 mm
- 7 Place Luna Universal composito ibrido non adesivo, Wave, il composito ibrido scorrevole e fluoro-emittente nelle restaurazioni anteriori / posteriori



- 8 Polimerizzare per 20 secondi ad incrementi di 2 mm
- 9 Se necessario utilizzare attrezzi da lucidatura per rifinire e formare la superficie della restaurazione
- 10 Applicare la pasta per lucidare SDI in una coppetta di gomma o su un disco. Spalmare dalla coppetta o dal disco uno strato sottile della pasta sulla restaurazione



- 11 Aggiungere una piccola quantità di acqua sia al dente che alla coppetta o al disco. Lucidare per 30 secondi a bassa velocità facendo leggermente pressione. Il dentifricio sbiancante SDI può essere usato negli spazi interprossimali con filo interdentale
- 12 Sciacquare ed asciugare