

Rimuovere tutti i materiali protettivi/solanti utilizzati nella bocca.

11. Pulire i dappen e smaltire i tam-ponti di miscelazione e le micro-spazzole usati in conformità alla normativa locale.

DOSAGGIO:

- Una goccia di Riva Star Step 1 e due gocce di Riva Star Step 2 trattano fino a 5 denti per paziente.
- Limitarsi a una (1) goccia di Riva Star Step 1 e a due (2) gocce di Riva Star Step 2 per seduta. Se necessario, è possibile effettuare una seconda applicazione di Riva Star dopo una settimana.

PRECAUZIONI:

- Solo per uso professionale.
- Non ripetere il trattamento su donne in gravidanza o in allattamento.
- Prima dell'utilizzo il paziente deve essere informato che il pro-dotto può macchiare.
- Si consiglia di non trattare i denti anteriori a causa del possibile effetto macchiante.
- Evitare il contatto tra la soluzione Riva Star Step 1 (etichetta **grigia**) e i tessuti molli del cavo orale, gli occhi, la pelle e i vestiti. In caso di contatto accidentale, fare riferimento alla sezione “PRIMO SOCCORSO” di seguito.
- Evitare il contatto tra la soluzione del flacone verde Riva Star Step 2 (etichetta verde) e gli occhi.
- Non desensibilizzare i denti con dentina morbida, in quanto potrebbero formarsi macchie. **Nota:** se ciò dovesse accadere, le aree macchiate possono essere ridotte utilizzando un'acorta procedura di lucidatura con polvere di pomice impregnata di acido fosforico e poi coprendo tali aree con un cemento vetroionomero autopolimerizzante (come Riva Self-Cure, SDI Limited).
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- La soluzione di Riva Star Step 1 (etichetta **grigia**) macchia (si veda la sezione “GESTIONE DELLE MACCHIE”).
- Indossare guanti e occhiali protettivi quando si maneggia il prodotto.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo unicamente a o su ordine di un dentista.
- La soluzione di Riva Star Step 1 (etichetta **grigia**) contiene 0,06 g / ml di ioni fluoro.
- Per le schede su dati e sicurezza visitare il sito www.sdi.com.
- o a contattarle il rappresentante SDI di zona.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE:

- Conservare le bottiglie in verticale nella confezione fornita.
- Conservare tra 2° e 25°C (35°- 77°F).
- Non utilizzare il prodotto appena uscito dal frigorifero e utilizzarlo a temperatura ambiente compresa tra 20°e 25°C (68°- 77°F).
- Non erogare la soluzione dal flacone **grigio a verde** fino al momento dell'uso.
- Richiudere il tappo del flacone e sigillare bene subito dopo l'uso.

IMPORTANTE: Assicursarsi che la superficie di entrambi i flaconi step 1 e step 2 (ossia punta, collo, filetto e interno del tappo) sia stata pulita accuratamente con carta assorbente per rimuovere la soluzione in eccesso e prevenire l'accumulo di sedimenti.

PRIMO SOCCORSO:

- Occhi (contatto):** sollevare le palpebre e sciacquare gli occhi continuamente con acqua corrente. Continuare a sciacquare per il tempo consigliato da un Centro Antiveneni o da un medico, o per almeno 15 minuti. Rivolgersi a un medico.
- Pelle (contatto):** togliere gli indumenti contaminati, sciacquare l'area con acqua corrente (in caso di formazione di un'escara, questa dovrebbe scomparire entro 24-48 ore).
- Ingestione:** in caso di ingestione, NON indurre il vomito. Somministrare un bicchiere di latte o acqua, per al meno 15 minuti.
- Infezioni:** in caso di ingestione, NON indurre il vomito. Somministrare un bicchiere di latte o acqua. Per ulteriori informazioni contattate un Centro Antiveneni o un medico.
- Inalazione:** in caso di inalazione, allontanarsi dalla zona contaminata.

GESTIONE DELLE MACCHIE:

- Pelle:** in caso di contatto di Riva Star Step 1 con la pelle (etichetta grigia), applicare Riva Star Step 2 (etichetta verde) sfregando delicatamente. La macchia scomparirà lentamente. In caso contrario, se non viene applicato Step 2 la macchia scomparirà gradualmente dopo pochi giorni.
- Indumenti:** immergere gli indumenti contaminati in uno smacchiatore per tessuti diluito e lavarli normalmente.
- Superfici dure:** applicare immediatamente candeggina (ipoclorito di sodio), poi pulire con acqua. In caso di macchie resistenti, imbevere un tovagliolo di carta con candeggina e applicarlo sull'area interessata. Lasciare agire per tutta la notte e pulire con acqua.

KOR 사용 지침

Riva Star는 지각과민을 즉각적으로 완화해주는 새로운 세대의 지각과민치료제입니다.

용도: 상아질 지각과민증 치료

사용금지:

은, 불소, 요오드, 칼륨, 암모니아 등에 알러지를 가진 갑상선 치료를 받는 환자들에게 사용하지 않습니다. **참고:** 의심스러운 경우, 사용 전에 의사와 알러지 전문의와 상의하십시오.

사용방법:

- 라버킵에 불소가 함유되어 있지 않은 연마제를 사용하여 치료할 치아를 깨끗이 닦아내십시오.
- 치아 상태를 확인하여 건강한 덴틴과 에나멜만 치료해야 합니다.
- 치료할 부위를 건조시키고, 라버메이나 러버트쿠어용 치은 보호제 Gingival Barrier(SDI Limited) 등을 이용하여 격리해 주십시오.
- 시술 부위가 오염되지 않도록 바세린이나 코코아 버터 등으로 노출된 치은 조직이나 입술을 보호합니다. 라버메를 사용하지 않을 경우, 코튼를 등으로 격리해 주십시오.
- Riva Star Step 1:** 비흡수성 믹싱 패드나 덴탈용 유리 보올에 용액 1방울(회색 라벨)을 떨어뜨립니다.
- 미디움 사이즈의 마이크로 브러쉬(Points, SDI)로 시술 부위에만 조심스럽게 용액을 도포하십시오.
- Riva Star Step 2:** 3 후 즉시, 세 비흡수성 믹싱 패드에 용액 2 방울을 떨어뜨립니다.
- 시술 부위에 미디움 사이즈의 마이크로 브러쉬(Points, SDI)로 넉넉한 양의 용액을 도포하십시오. Riva Star Step 1의 용액이 도포된 모든 치아 표면에 동일하게 도포하십시오. **참고:** 치료한 표면은 처음에 Creamy White색으로 나타나며, 투명해질 때까지 Riva Star Step 2 용액을 계속 도포합니다.
- Blot Dry하십시오.
- 구강 내 치은보호제 (SDI-Gingival Barrier)를 제거하십시오.

중요: STEP 1 및 STEP 2 보물 표면 (예: 보물의 입구, 보물 낙 부분, 뚜껑 안쪽)을 폐기해 타월로 완전히 닦아 여분의 용액을 제거하고 건조된 물집이 쌓이지 않도록 하십시오.

11. 덴탈용 유리 보올은 세척하고 사용한 믹싱 패드와 마이크로 브러쉬는 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

투여량:

- Riva Star Step 1한 방울과 Riva Star Step 2두 방울로 환자 당 5개 정도의 치아를 치료할 수 있습니다.
- 한 번의 진료 시 환자 당 Riva Star Step 1 한 방울과 Riva Star Step 2 두 방울로 투여량이 제한됩니다. 만약 재처음이 필요하다고 판단되는 경우, 1주일 이후에 사용할 수 있습니다.

주의사항:

- 전문가만 사용하십시오.
- 임산부나 수유 중인 여성에게 치료를 반복하지 마십시오.
- 시술 전 환자에게 잠재적으로 스테이닝이 생길 수 있다는 사실을 인지시켜야 합니다.
- 잠재적으로 스테이닝의 발생 가능성이 있으므로 전체에 치료하는 것을 추천하지 않습니다.
- 치료 전 환자에게 얼룩이 생기는 부분에 대해 알려주십시오.
- 구강 내 조직, 눈과 피부, 옷 등에 Riva Star Step 1 (그레이 보물) 의 용액이 접촉되지 않게 하십시오. 만약 우발적으로 접촉하였다면, 아래 “응급 처치”를 참조하십시오.
- Riva Star Step 2 (그린 보물) 의 용액이 눈과 접촉하지 않게 하십시오.
- 얼룩이 생길 수 있으므로 Soft Dentin에 지각 과민 처치하지 마십시오.
- 참고: 만약 얼룩이 생겼을 경우, 인산이 함유된 피미스 파우더로 적절하게 폴리싱하고 셀프큐어 크리스탈 아이오노머 시멘트 (Riva Self Cure, SDI Limited) 로 수복함으로써 얼룩을 줄일 수 있습니다.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 섭취하지 마십시오.
- Riva Star Step 1(그레이 보물)은 얼룩을 생성합니다. (아래 “얼룩 처리”를 참조하십시오.)
- 사용 시 클러브와 보호안경을 착용하십시오.
- 유용기간이 지난 상품은 사용하지 마십시오.
- 경고: 연방법에 따라 치과의사의 주문에 의해서만 판매할 수 있도록 제한됩니다.
- Riva Star Step 1(그레이 보물) 은 불소 이온 0.06g/ml 를 함유하고 있습니다.
- SDS는 www.sdi.com.au 또는 SDI를 통해 제공 가능합니다.

저장과 핸들링:

- 보통을 제공된 포장 내에 잘 세워진 상태에서 보관하십시오.
- 2° - 25°C(35°- 77°F)에서 보관하고 20°- 25°C(68°- 77°F) 의 실온에서 사용하세요.
- 제품을 냉장보관하지 마십시오.
- 사용할 준비를 마치기 전까지 그레이 보물이나 그린 보물의 용액을 꺼내지 마십시오.
- 사용 후에는 보물 뚜껑을 꼭 닫아 밀봉하십시오.

응급처치:

- 눈(접촉):** 흐르는 물로 눈을 계속 씻으십시오. 의사가 중단을 지시할 때까지 또는 최소 15 분 이상 흐르는 물로 닦아내고 의사의 진찰을 받으십시오.
- 피부/구강(접촉):** 오염된 옷을 벗고 흐르는 물로 씻어내십시오. (땀자가 생기는 경우, 24-48 시간 내에 사라져야 합니다.)
- 섭취:** 섭취하였을 경우, 구토를 유도하지 마십시오. 우유 또는 물 한잔을 제공하십시오. 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 흡입:** 흡입하였을 경우, 오염지역에서 벗어나십시오.

얼룩 처리:

- 피부:** Riva Star Step 1(그레이 보물)의 피부 접촉 시, Riva Star Step 2(그린 보물)를 부드럽게 문지르며 도포하면 얼룩은 천천히 사라질 것입니다. 만약 Riva Star Step 2를 도포하지 않으면 몇 일이 지난 후에 얼룩은 점차적으로 사라질 것입니다.

웃-오염된 옷을 제거하고 직물 얼룩 제거제 등을 이용하여 하루 당 두두다가 평상시처럼 세탁하십시오.

- 단단한 면:** 즉시 가정용 표백제 (sodium hypochlorite)로 표백한 후 물로 씻어내십시오. 지우기 필은 얼룩의 경우, 종이 냅킨에 가정용 표백제를 충분히 적신 다음 해당 부위를 닦아내십시오. 하루가 지난 이후 물로 닦아내십시오.

NOR BRUKSANVISNING (FLASKEN)

Riva Star er en ny generasjons desensibilisator som umiddelbart lindrer tannfølsomhet.

BRUKSANVISNING: Desensibiliserende overfløisomhet i cervikal tann.

KONTRAINDIKASJONER: Må ikke brukes på pasienter som gjennomgår behandling av skjoldbruskkjertelen, som har en historikk med kjemiske allergier som sølv, fluor, kalium, jod og ammoniak.
Merk: Hvis du er i tvil, kontakt lege eller allergispesialist før bruk.

PROSEDYRE:

- Ved å bruke en ikke-fluorid profylaksepasta i en gummi kopp, rengjør tannen/ tennene som skal behandles og tilstøtende tenner.
- Vurder tilstanden til tennene. Kun tenner med lydentin og emaljé bør behandles.
- Tørk området som skal behandles og isoler det ved hjelp av gummidam eller en lett herbar gingivalbarriere (SDI Limited)
- Beskytt alle eksponerte tannkjøttvev med vaselin/ kakaosmør, pass på å ikke forurense behandlingsstedet. Når du ikke bruker gummidam, må du isolere området med bomullsuller.
- Riva Star Trinn 1:** Dispenser én (1) dråpe av løsningen (grønn etikett) på en ikke-absorberende blandepute eller dappenskål.
- Påfør løsningen forsiktig på behandlingsstedet. Det anbefales en mellomstor mikroborste, for eksempel Points (SDI Limited).
- Riva Star steg 2:** Umiddelbart etter, dispenser to (2) dråper av løsningen (**grønn** etikett) på en ny ikke-absorberende blandepute.
- Påfør en sjeners mengde av løsningen på behandlingsstedet, en mellomstor mikroborste, slik som Points (SDI Limited) er anbefalt. Påfør samme løsning på andre tannflater som kan ha kommet i kontakt med løsningen fra den grå flasken. **Merk:** Behandlingsoverflaten fremstår i utgangspunktet kremhvít, forsett å påfør Riva Star steg 2-løsning (**grønn** etikett) til den blir klar.
- Tørk torr.
- Fjern all beskyttelses-/ isolasjonsmateriale som brukes i munnen.
- Rengjør dappen oppvask og kast brukte blandeputer og mikroborster inn i samsvar med lokale forskrifter.

DOSERING:

- En (1) dråpe Riva Star Step 1 og to (2) dråper Riva Star Step 2 kan behandle opptil 5 tenner per pasient.
- Begrensning på én (1) dråpe Riva Star Step 1 og to (2) dråper Riva Star Step 2 dråper per besok. Om nødvendig en ny påføring av Riva Star kan gis etter 1 uke.

FORHOLDSREGLER:

- Kun for profesjonell bruk.
- Må ikke brukes av gravide eller ammende kvinner.
- Pasienten må informeres om mulig farging for behandling.
- På grunn av potensiell flekker anbefales det at fortenner ikke behandles.
- Ungå kontakt av losning fra Riva Star Step 1 (**grå** etikett) med oral bløtvev, øyne, hud og klær. Hvis utslisket kontakt oppstår, se “FORSTEHJELP” nedenfor.
- Ungå kontakt med løsningen fra Riva Star trinn 2 flasken (**grønn** etikett) med øyne.
- Ikke desensibilisere tenner med myk dentin, da det kan oppstå flekker. **Merk:** Hvis det oppstår, kan fargede steder reduseres ved å bruke en fornuftig poleringsprosedyre med fosforsyreimpregnet pimpsteinspulver og deretter dekket med en selvherdende glassionomersement (som Riva Self-Cure, SDI Limited).
- Oppbevares utenfor rekkevidde for barn. Må ikke svelges.
- Riva Star trinn 1 løsning (grå etikett) vil lage flekker (se “HÅNTERING AV FLEKKER”).
- Bruk hanske og øyebeskyttelse ved håndtering.
- Må ikke brukes etter utlopsdatoen.
- Obs: Federal lov begrenser denne enheten til salg av eller på ordre fra en tannlege.
- Løsning fra Riva Star Step 1 (**grå** etikett) inneholder 0,06 g / mL fluorioner.
- SDS er tilgjengelig på www.sdi.com.au eller du kan kontakte din SDI-representant.

LAGRING OG HÅNTERING:

- Oppbevar flasker stående i den medfølgende emballasjen.
- Oppbevares mellom 2° og 25°C (35°- 77°F).
- Ikke bruk produktet rett ut av kjøleskapet og bruk det i romtemperatur mellom 20° og 25°C (68°- 77°F).
- Ikke påfør løsningen fra flasken med grå eller grønn etikett før den er klar til bruk.

• Sett hetten på flasken og forsegle tett umiddelbart etter bruk.

VIKTIG: Sørg for at både trinn 1 og trinn 2 flaskeflåter (f.eks : **tupp, hals, tråk og insiden av hetten) tørkes grundig med **enabsorberende papirhåndkle for å fjerne overflodig løsning og forhindre oppbygging av tørket materiale.****

FØRSTEHJELP:

- Øyne (kontakt):** Hold øyelokkene fra hverandre og skyll øyet kontinuerlig med rennende vann. Fortsett å skylle til du blir bedt om å stikke innom et giftinformasjonssenter (Australia, 131 126) eller en lege, for i det minste 15 minutter. Oppsøk medisinsk hjelp.
- Hud/munnvev (kontakt):** Fjern forurensete klær, skyll området med rennende vann (i tilfelle det dannes skorpe, dette bør forsvinne innen 24-48 timer).
- Inntak:** Hvis påvirket, må IKKE fremkalle brekninger. Gi et glass melk eller vann. For råd kontakt et Giftinformasjonssenter eller en lege.
- Innånding:** Hvis påvirket, fjern fra forurenset område.

HÅNTERINGSFLEKKER:

- Hud:** Ved hudkontakt med Riva Star Step 1 (**grå** etikett), påfør Riva Star Step 2 (**grønn** etikett) med forsiktig gnidning. Flekker vil sakte bli borte. Ellers, hvis Step 2 ikke brukes, bør flekken forsvinne gradvis etter noen dager.
- Klær:** Bløttlegg forurensete klær i fortynnet flekkfjerner for tekstiler, og vask som vanlig.
- Harde overflater:** Påfør umiddelbart husholdningsblekemiddel (natrium hypokloritt) og tørk deretter av med vann. For krevende flekker, fukt en papirserviett med husholdningsblekemiddel og plasser den over det berørte området. La stå over natten og tørk opp med vann.

POL INSTRUKCJA OBSŁUGI (BUTELECZKA)

Riva Star to środek nowej generacji znoszący nadwrażliwość o natychmiastowym działaniu.

WSKAZANIA: Znoszenie nadwrażliwości szyjek zębowych.

PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować u pacjentów przechodzących leczenie tarczycy oraz pacjentów, u których stwierdzono alergię na takie substancje chemiczne jak srebro, fluorki, potas, jod, amoniak i metakrylan.
ZWAZANIA: Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki zębownych.

STOSOWANIE:

- Wyczyszczyć zęby poddawane zabiegowi oraz zęby przylegające przy pomocy nie zawierającej fluoru pasty profilaktycznej umieszczonej w gumowej wkładce.
- Ocenić kondycję zębów. Zabiegowi można poddawać wyłącznie zęby posiadające zdrową zębiny i szkliwo.
- Opracowywaną powierzchnię należy osuszyć, a następnie odizolować przy pomocy koferdamu tradycyjnego lub światło-utwardzalnego Gingival Barrier (SDI Limited).
- Odsonięte tkanki zębista oraz ust należy zabezpieczyć wazeliną/masłem kakaowym, uważając, aby nie zanieczyścić opracowywanej powierzchni. Zamiast koferdamu możliwe jest odizolowanie opracowywanego obszaru za pomocą bawełnianych walczków stomatologicznych.
- Riva Star Krok 1:** Dozuj jedną (1) kroplę roztworu (szara etykieta) na niechlonnej podkładce do mieszania lub naczyniu dappen.
- Ostrożnie nanieść preparat wyłącznie na leczone miejsce. Zalecane jest użycie średniej grubości pędzelka typu micro brush, takiego jak Points (SDI Limited).
- Krok 2 Riva Star:** Następnie natychmiast nanieść dwie (2) krople preparatu (**zielona**) na świeży nierazniątkowy bloczek do mieszania.
- Nanieść solidną ilość preparatu na leczone miejsce. Zalecane jest użycie średniej grubości pędzelka typu micro brush, takiego jak Points (SDI Limited). Nanieść preparat na wszystkie powierzchnie zębów, które miały kontakt z preparatem ze srebrnej buteleczki. **Uwaga!** powierzchnia poddawana zabiegowi pierwotnie ma kolor kremowo-biały. Preparat z **zielona** buteleczki należy nanosić do czasu, kiedy stanie się ona przejrzysta.
- Osuszyć
- Usunąć wszystkie ochrone/izolacyjne materiały wykorzystane w jamie ustnej.
- Wyczyść szalki i wyrzuc zużyte podkładki do mieszania i mikroszoteczki zgodnie z lokalnymi przepisami.

DAWKOWANIE:

- Każda kropla preparatu z kroku 1 Riva Star oraz dwie krople preparatu z kroku 2 Riva Star wystarczają do leczenia do 5 zębów na każdego pacjenta.

Kurację ograniczyć do kropli preparatu z kroku 1 Riva Star oraz dwóch kropli preparatu z kroku 2 Riva Star na każdą wizytę. W razie konieczności kolejna kuracja Riva Star może zostać przeprowadzona po upływie 1 tygodnia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Wyłącznie do użytku przez specjalistę.
- Nie wykonywać zabiegu ponownie w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących.
- Pacjent musi zostać poinformowany o możliwości wystąpienia przebarwień przed rozpoczęciem leczenia.
- Z uwagi na potencjalną możliwość powstania przebarwień rekomendujemy aby nie stosować produktu na przednich zębach.
- Unikać kontaktu preparatu z kroku pierwszego Riva Star (**szara** etykieta) z tkanką jamy ustnej, oczami, skórą oraz ubraniami. W razie przypadkowego kontaktu należy odnieść się do akapitu „Pierwsza Pomoc” poniżej.
- Unikać kontaktu preparatu z kroku 2 Riva Star (**zielona** etykieta) z oczami.
- Nie stosować w celu zniesienia nadwrażliwości zębów z uwagi na możliwość wystąpienia zabarwień. **Uwaga!** W przypadku wystąpienia zabarwień, mogą one zostać usunięte poprzez zastosowanie delikatniej procedury polerowania z użyciem proszku pumekowego impregnowanego kwasem fosforowym a następnie pokrycie tych miejsc sarm utwardzającym się cementem szkło-ionomerowym (takim jak Riva Self Cure firmy SDI Limited).
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie polycak.
- Preparat z kroku pierwszego Riva Star (**szara** etykieta) barwi zęby (patrz punkt „Postępowanie w przypadku zabarwienia”).
- W czasie stosowania preparatu nosić rękawiczki i środki ochrony oczu.
- Nie stosować po upływie daty ważności.
- Preparat z kroku pierwszego Riva Star zawiera 0,06 g/ml jonów fluorkowych.
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna pod adresem www.sdi.com.au lub prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy SDI.

PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE:

- Buteleczki przechowywać w pozycji pionowej, w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać w temperaturze od 2° do 25°C (35°- 77°F).
- Nie używać produktu bezpośrednio po wyjęciu z lodówki i stosować w temperaturze pokojowej od 20° do 25°C (68°- 77°F).
- Nie dozwazć roztworu z butelek z **szara** lub **zieloną** etykietą aż będzie gotowy do użycia.
- Zalozyc nakrętkę na butelkę i szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu.

WAŻNE: Upewnij się, że powierzchnie butelek zarówno w kroku 1, jak iw kroku 2 (np: końcówka, szyjka, gwint i wnętrze nasadki) dokładnie wytrzeć za pomocą chłonnym ręcznikiem papierowym, aby usunąć nadmiar roztworu i zapobiec gromadzeniu się wysuszonego materiału.

PIERWSZA POMOC:

- Kontakt z oczami:** przytrzymać otwartą powiekę i przemywać oko bieżącą wodą. Przemycać nieprzerwanie przez 15 minut albo do czasu uzyskania odmiennego zalecenia z Ośrodkiem Informacji w sprawie Zatruc lub od lekarza. Zasięgnąć pomocy medycznej.
- Kontakt ze skórą:** Usunąć skazone ubranie, przemywać bieżącą wodą (na tkankach miękkich może utworzyć się strup, który powinien zniknąć po upływie 24 – 48 godzin).
- Spożycie:** Jeżeli dojdzie do spożycia, NIE wywoływać wymiotów. Wypić szklankę wody lub mleka. W celu uzyskania porady skontaktować się z Ośrodkiem Informacji w sprawie Zatruc lub lekarzem
- Wdychanie:** w przypadku narażenia, opuścić skażone miejsce.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZABARWIENIA:

- Skóra:** w przypadku kontaktu z preparatem z kroku 1 Riva Star (**szara** etykieta), nanieść preparat z kroku 2 Riva Star (zielona etykieta) lekko wcierając. Zabarwienie powoli zniknie. W przypadku niezastosowania działania z kroku 2 Riva Star, zabarwienie stopniowo zniknie po kilku dniach).
- Odnieć:** namoczyć zanieczyszczoną odzież w rozcieńczonym środku do usuwania plam z tkanin i prać w zwykły sposób.
- Twarde powierzchnie:** bezzwłocznie zastosować wybielacz domowy (podchloryn sodu), a następnie zetrzeć na mokro. W przypadku uporczywych plam nasączyć chusteczkę domowym wybielaczem i umieścić ją na zabrudzonym miejscu. Pozostawić na noc, a następnie zetrzeć na mokro.

POR INSTRUCIONES DE USO (FRASCO)

Riva Star é um agente desensibilizante dentinário.

INDICAÇÕES DE USO: Desensibilizar a hipersensibilidade dentinária cervical.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não usar em pacientes que estejam sendo submetidos a terapia da glândula tireoide, que têm histórico de alergias a substâncias químicas como prata, flúor, potássio, iodo e amônia.
Nota: em caso de dúvida, consultar um Clínico Geral ou um Alergista antes de usar.

PROCEDIMENTO:

- Avale o estado dos dentes. Só devem ser tratados dentes com dentina e esmalte saudós a menos que se utilize um material de restauroo para cobrir a área tratada.
- Usando uma pasta de profilática não flouretada em uma taça de borracha, limpe o dente a ser tratado e os dentes adjacentes.
- Seque a área a ser tratada e realize o isolamento com lençol de borracha ou Barreira Gingival fotopolimerizável (SDI Limited).
- Proteja qualquer tecido gengival exposto e os lábios com vaselina/ manteiga de cacau, tomando cuidado para não contaminar a área a ser tratada. Se o lençol de borracha não for usado, isole a área com roletes de algodão.
- Riva Star Aqua Passo 1:** Dispensar uma (1) gota da solução (rótilo cinzento) num bloco de mistura não absorvente ou num copo Dappen.
- Aplique cuidadosamente a solução apenas no local de tratamento. Recomenda-se usar um microaplicador médio como o Points (SDI).
- Riva Star Step 2:** Imediatamente depois, coloque duas (2) gotas da solução em um bloco de mistura não absorvente.
- Aplique uma boa quantidade da solução no local do tratamento; recomenda-se usar um microaplicador como o Points (SDI) de tamanho médio. Aplique a mesma solução em outras superfícies dentárias que possam ter entrado em contato com a solução Riva Star Step 1 (rótilo cinza). **Nota:** A superfície em tratamento inicialmente vai ficar branca cremosa; continue aplicando a solução Riva Star Step 2 (rótilo **verde**) até ela ficar clara.
- Secar com papel absorvente.
- Remova qualquer proteção gengival que tenha sido usada.
- Limpar os copos Dappen e descartar os blo-cos de mistura e as mini-escovas usadas de acordo com as regulamentações locais.

DOSAGEM:

- Uma (1) gota de Riva Star, Passo 1 e duas (2) gotas de Riva Star, Passo 2, podem tratar até 5 dentes por paciente.
- Limite de uma (1) gota de Riva Star, Passo 1 e duas (2) gotas de Riva Star, Passo 2, por visita. Se necessário, uma segunda aplicação de Riva Star pode ser administrada após 01 semana.

PRECAUÇÕES:

- Unicamente para uso profissional.
- Não realizar o tratamento em mulheres grávidas ou em lactação.
- O paciente deve ser informado sobre as potenciais manchas antes do tratamento.
- Devido ao risco de ocorrência de mancha, recomenda-se que os dentes anteriores não sejam tratados a menos que seja diagnosticado lesão de cárie.
- Os pacientes devem ser informados sobre o potencial risco de manchas antes do tratamento.
- Evite o contato da solução do frasco Riva Star Step 1 (rótilo **cinza**) com tecido bucal, olhos, pele e roupas. Se acidentes ocorrerem, veja a seção de “PRIMEIROS SOCORROS” abaixo.
- Evite o contato da solução do frasco Riva Star Step 2 (rótilo **verde**) com os olhos.
- Não desensibilize os dentes com dentina cariada, pois pode ocorrer manchas.
- Nota:** Se ocorrer, os locais manchados podem ser reduzidos usando um procedimento de polimento criterioso com pó de pedrapomes impregnado com ácido fosfórico e um depósito coberto com um cimento de ionômero de vidro autopolimerizável, como Riva Self-Cure (SDI Limited).
- Não ingerir.
- A solução do frasco Riva Star Step 1 (rótilo **cinza**) causa manchas (ver “COMO TRATAR MANCHAS”).
- Use luvas e proteção para os olhos ao manusear.
- Não usar após a expiração da data de validade.
- Atenção: A legislação federal limita a venda deste produto para o dentista.
- A solução do frascoRiva Star Step Passo 1 (rótilo **cinza**) contém 0.06g / mL de ions de flúor.
- SDS está disponível pelo site www.sdi.com.au ou entre em contato com seu representante local da SDI.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO:

- Guarde os frascos na posição vertical da embalagem fornecida.
- Armazenar entre 2° e 25°C (35°- 77°F).
- Não utilize o produto direto do frigorífico e utilize em temperatura ambiente entre 20° e 25°C (68°- 77°F).
- Não abra os frascos com o rótulo **cinza** ou **verde** até estarem prontos para serem utili- zados.
- Volta a colocar a tampa e fechar bem, imediatamente após a utilização.

IMPORTANTE: Garantir que tanto no Passo 1 como no Passo 2 as superfícies do frasco (p.ex. ponta, gargalo, tampa e interior da tampa) são limpas cuidadosamente com uma toalha de papel absorvente para remo-ver qualquer excesso de solução e evitar acumulação de material seco.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Olhos (contato):** Mantenha as pálpebras afastadas e lave o olho continuamente com água corrente. Continue lavando por pelo menos 15 minutos. Procure atendimento médico se os sintomas persistirem.
- Pele e tecidos gengivais (contato):** Remova roupas contaminadas, enxague a área com água corrente (no caso de formação de escara, deve desaparecer entre 24-48 horas).
- Ingestão:** NÃO induza o vômito. Dê um copo de leite ou água. Procure atendimento médico.
- Inalação:** Se ocorrer, remover a pessoa da área contaminada.

COMO TRATAR AS MANCHAS:

- Pele:** No caso de contato com o Riva Star Step 1 (rótilo **cinza**), aplique a solução do Riva Star Step 2 (rótilo **verde**) com fricção suave. A mancha desaparecerá lentamente. Se nada for feito, a mancha desaparecerá gradualmente após alguns dias.
- Roupas:** coloque as roupas contaminadas com um removedor de manchas para tecido diluído e depois lave normalmente.
- Superfícies sólidas:** Aplique imediatamente um alvejante doméstico (hipoclorito de sódio) e depois limpe com água. Para manchas difíceis, embeber um guardanapo de papel com água sanitária e colocar sobre a área afetada. Deixar uma noite e esfregar com água.

SPA INSTRUCCIONES DE USO (BOTELLA)

Riva Star es un agente desensibilizante dental, anticaries y detector de caries.

INDICACIONES DE USO: Desensibilización de la hipersensibilidad cervical dental.