

- 접촉하였다면, 아래 “음극처리”를 참조하십시오.**
- Riva Star Step 2(그린 캡슐)의 용액이 눈과 접촉하지 않게 하십시오.
- 얼룩이 생길 수 있으므로 소프트 덴탈이 지극 과민 처리하지 마십시오.
- 참고: 만약 얼룩이 생겼을 경우, 인산이 함유된 피마스 파우더로 적절하게 폴리싱하고 셸프큐어 클레어 아이오머 시멘트(Riva Self Cure, SDI Limited)로 수복함으로써 얼룩을 줄일 수 있습니다.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 섭취하지 마십시오.
- Riva Star Step 1(실버 캡슐)은 얼룩을 생성합니다. (아래 “얼룩 처리”를 참조하십시오.)
- 사용 시 글러브와 보호안경을 착용하십시오.
- 재사용을 금지합니다.
- 유해기간이 지난 상품은 사용하지 마십시오.
- 경고: 연방법에 따라 치과의사의 주문에 의해서만 판매할 수 있도록 제한합니다.
- Riva Star Step 1(실버 캡슐)은 불소 이온 0.06g/ml 를 함유하고 있습니다.
- SDS는 www.sdi.com.au 또는 SDI를 통해 제공 가능합니다.

GESTIONE DELLE MACCHIE:

- Pelle:** Applicare la soluzione della capsula verde con uno sfregamento delicato. La macchia scomparirà lentamente. (Se non si interviene, la macchia scomparirà gradualmente dopo pochi giorni).
- Indumenti:** immergere gli indumenti contaminati in uno smacchiatore per tessuti diluito e lavarli normalmente.
- Superfici dure:** Applicare immediatamente candeggina (ipoclorito di sodio), poi pulire con acqua. In caso di macchie resistenti, saturare un tovagliolo di carta con candeggina e applicarlo sull'area interessata. Lasciare agire per tutta la notte e pulire con acqua.

CONFEZIONAMENTO:

Kit contenenti

- 10 Riva Star Fase 1 (dose singola argento)
- 10 Riva Star Fase 2 (dose singola verde)
- 2 Gingival Barrier
- accessori

KOR 사용설명서 (CAPSULES)

Riva Star는 지각과민을 즉각적으로 완화해주는 새로운 세대의 지각과민처리제입니다.

용도:
성인들 지각과민증 치료

사용금지:

은 불소, 오로이드, 칼륨, 암모니아 등에 알러지를 가진 감성선 치료를 받는 환자들에게 사용하지 마십시오.
참고: 의식스러운 경우, 사용 전에 의사와 알러지 전문의와 상의하십시오.

사용방법:

- 러버컵에 불소가 함유되어 있지 않은 연마제를 사용하여 치료할 치아를 깨끗이 닦아내십시오.
- 치아 상태를 확인하여 건강한 덴틴과 에나멜만 치료해야 합니다.
- 코튼롤을 이용하여 치료할 치아를 격리하십시오.
- 치료할 치아와 인접한 치은 조직을 건조하십시오.
- 치아와 Interproximal 공간을 1mm 이하 정도 살짝 덮도록, 치은 조직에 소량의 Gingival Barrier(SDI Limited)를 도포하십시오. Fanning motion으로 광증할 하십시오.
참고: 한 구역만 집중하여 광증할하지 마십시오. 이는 치은에 버닐을 초래할 수 있습니다. 격리하기 위해 러버댐으로 대체 가능합니다.
- 시술 부위가 오염되지 않도록 바세린이나 코코아 버터 등으로 노출된 치은 조직이나 입술을 보호합니다.

- Riva Star Step 1: 실버 브러쉬를 사용하여 실버 캡슐의 호일을 풀고 용액을 시술부위에만 주의 깊게 도포합니다.
- Riva Star Step 2: 즉시, 그린 브러쉬를 사용하여 그린 캡슐의 호일을 풀고, 용액을 시술부위에만 주의 깊게 도포합니다.

INDICATIES VOOR GEBRUIK:
Desensibiliseren van cervicale tandovergevoeligheid.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiënten die een schildkliertherapie volgen, die een geschiedenis hebben van chemische allergieën zoals zilver, fluoride, kalium, jodium, ammoniak en methacrylaten.
Opmerking: In geval van twijfel, raadpleeg dan een arts of een allergiespecialist vóór gebruik.

PROCEDURE:

- Gebruik van een niet-fluoride profylaxe pasta in een rubberen beker, reinig de te behandelen tand/ tanden en aangrenzende tanden.

- Beoordeel conditie van tanden. Alleen tanden met gezond dentine en glazuur moeten worden behandeld.
- Isoleer te behandelen gebied met wattenrollen.
- Draag te behandelen tanden en aangrenzende tandvleesweefsels .
- Breng een kleine hoeveelheid tandvleesbarrière aan op de weefsels, erigszins de tand (< 1mm) en inter-proximale ruimten overlappend. Als alternatief kan een rubberdam dam worden gebruikt voor isolatie
- Bescherm eventueel blootliggend tandvlees en lippen met vaseline/ cacaoboter en zorg ervoor dat de behandelingsplaats niet wordt verontreinigd.
- Riva Star Step 1:** Met behulp van de meegeleverde zilveren

주의사항:

- 전문가만 사용하십시오.
- 임산부나 수유 중인 여성에게 치료를 반복하지 마십시오.
- 치료 전 환자에게 얼룩이 생기는 부분에 대해 알려주십시오.
- Riva Star Step 1을 적용하기 전에, Gingival Barrier(SDI Limited)를 도포하여 연조직을 보호하십시오.
- 구강 내 연조직, 눈, 피부 등에 Riva Star Step 1(실버 캡슐)의 용액이 접촉되지 않게 하십시오. 만약 우발적으로

- 접촉하였다면, 아래 “음극처리”를 참조하십시오.
- Riva Star Step 2(그린 캡슐)의 용액이 눈과 접촉하지 않게 하십시오.
- 얼룩이 생길 수 있으므로 소프트 덴탈이 지극 과민 처리하지 마십시오.
- 참고: 만약 얼룩이 생겼을 경우, 인산이 함유된 피마스 파우더로 적절하게 폴리싱하고 셸프큐어 클레어 아이오머 시멘트(Riva Self Cure, SDI Limited)로 수복함으로써 얼룩을 줄일 수 있습니다.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 섭취하지 마십시오.
- Riva Star Step 1(실버 캡슐)은 얼룩을 생성합니다. (아래 “얼룩 처리”를 참조하십시오.)
- 사용 시 글러브와 보호안경을 착용하십시오.
- 재사용을 금지합니다.
- 유해기간이 지난 상품은 사용하지 마십시오.
- 경고: 연방법에 따라 치과의사의 주문에 의해서만 판매할 수 있도록 제한합니다.
- Riva Star Step 1(실버 캡슐)은 불소 이온 0.06g/ml 를 함유하고 있습니다.
- SDS는 www.sdi.com.au 또는 SDI를 통해 제공 가능합니다.

지정국 한들링:

- 사용할 준비를 마치기 전까지 Riva Star 실버 캡슐이나 그린 캡슐의 호일을 풀지 마십시오.
- 2-8도 사이의 실온하고 어두운 곳에 보관하십시오.
- 20~25도 사이의 실온에서 사용하십시오.

응급처리:

- 눈(접촉): 흐르는 물로 눈을 계속 씻으십시오. 의사가 충돈을 지시할 때까지 또는 최소 15분 이상 흐르는 물로 닦아내고 의사의 진찰을 받으십시오.
- 피부/구강(접촉): 오염된 옷을 벗고 흐르는 물로 씻어내십시오. (딱지가 생기는 경우, 24~48시간 내에 사라져야 합니다.)
- 섭취: 복용량에 따라 다르기에 예상할 수 없습니다. 만약 섭취하였다면, 구토를 유도하지 마십시오. 우유 또는 녹차 한잔을 제공하십시오. 즉시 의사의 진찰을 받으도록 하십시오.
- 흡입: 복용량에 따라 다르기에 예상할 수 없습니다. 흡입하였을 경우, 오염지역에서 벗어나십시오.

얼룩 처리:

- 피부: Riva Star Step 1(실버 캡슐)의 피부 접촉 시, Riva Star Step 2(그린 캡슐)을 부드럽게 문지르며 도포하면 얼룩은 천천히 사라질 것입니다. 만약 Riva Star Step 2를 도포하지 않으면 몇 일이 지난 후에 얼룩은 점차적으로 사라져야 합니다.
- 옷: 오염된 옷을 제거하고 직물 얼룩 제거제 등을 이용하여 하루 당가 두번다가 평상시처럼 세탁하십시오.
- 단단한 면: 즉시 가정용 표백제 (sodium hypochlorite)로 표백한 후 물로 씻어내십시오. 지우기 힘든 얼룩의 경우, 종이 냅킨에 가정용 표백제를 충분히 적신 다음 해당 부위를 닦아내십시오. 하루가 지난 이후 물로 닦아내십시오.

포장:

키트

- 10 x Riva Star Step 1 (Silver single dose)
- 10 x Riva Star Step 2 (Green single dose)
- 10 x Micro brush (Silver)
- 10 x Micro brush (Green)
- Accessories

NLD GEBRUIKSAANWIJZING (CAPSULES)

Riva Star is een nieuwe generatie desensibilisator die onmiddellijk gevoelige tanden verlicht.

INDICATIES VOOR GEBRUIK:
Desensibiliseren van cervicale tandovergevoeligheid.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiënten die een schildkliertherapie volgen, die een geschiedenis hebben van chemische allergieën zoals zilver, fluoride, kalium, jodium, ammoniak en methacrylaten.
Opmerking: In geval van twijfel, raadpleeg dan een arts of een allergiespecialist vóór gebruik.

OPSLAG EN BEHANDELING:

- Folie van zilver capsule of groene capsule niet doorboren totdat het klaar voor gebruik is.
- Bewaar op een koele, donkere plaats bij temperaturen tussen 2° en 8° C (35°-45° F).
- Gebruik bij kamertemperatuur tussen 20° en 25° C (68° - 77° F).

EERSTE HULP:

- Ogen (contact):** Houd de oogleden uit elkaar en spoel continue met stromend water. Blijf spoelen tot een Vergiftigingsinformatie Centrum (Australië, 131 126) of een arts, het advies geeft te stoppen, of gedurende ten minste 15 minuten.
- Huid / oraal zacht weefsel (contact):** Verwijder besmette kleding, spoel het gebied af met stromend water (in het geval dat een korst gevormd wordt, zou dit binnen 24-48 uur moeten verdwijnen).
- Bescherm eventueel blootliggend tandvlees en lippen met vaseline/ cacaooter en zorg ervoor dat de behandelingsplaats niet wordt verontreinigd.
- Riva Star Step 1:** Met behulp van de meegeleverde zilveren

advies contact op met een vergiftigingencentrum of een arts.

- Inademing:** Niet verwacht door dosissvolume. Indien last hiervan, verwijderen uit verontreinigde omgeving.

BEHANDELEN VAN VLEKKEN:

- Huid:** Breng de oplossing uit groene capsule aan met zacht wrijven. Vlek zal langzaam verdwijnen. (Als er niets wordt gedaan zal de vlek geleidelijk aan verdwijnen na een paar dagen).
- Kleding:** Week besmette kleding in een verdund textielvlekkenverwijderaar en was vervolgens zoals gewoonlijk.
- Harde oppervlakken:** Breng onmiddellijk bleekwater (natriumhypochloriet) daarna afvegen met water. Voor hardnekkige vlekken, verzadig een papier servet met bleekwater en plaats over getroffen gebied. Een nacht laten staan en dwelen met water.

VERPAKKING:

- Kits met
 - 10 x Riva Star Step 1 (Silver enkele dosis)
 - 10 x Riva Star Step 2 (Groen enkele dosis)
- Limiet van één (1) Stap 1 en één (1) Stap 2 capsule per bezoek. Indien nodig kan een tweede toediening worden toegeediend

NOR BRUKSANVISNING (KAPSLER)

Riva Star er en ny generasjons desensibilisator som umiddelbart lindrer tannfølsomhet.

BRUKSANVISNING:

Desensibiliserende overfølsomhet i cervikal tann.

KONTRAINDIKASJONER

Må ikke brukes på pasienter som gjennomgår behandling av skjoldbruskkjertelen, som har en historie med kjemiske allergier som sølv, fluor, kalium, jod, ammoniak og metakrylater.
Merk: Hvis du er i tvil, kontakt lege eller allergispesialist for bruk.

PROSEDYRE:

1. Ved å bruke en ikke-fluorid profylaksepasta i en gummikopp, rengjør tannen/tennene som skal behandles og tilstøtende tenner.
2. Vurder tilstanden til tennene. Kun tenner med lyddent og emalje bør behandles.
3. Isoler området som skal behandles med bomullsuller.
4. Tørk tenner som skal behandles og tilstøtende vedvarer.
5. Påfør en liten mengde Gingival Barrier på vevet, med delvis overlappende tann (<1 mm) og interproximale mellomrom. Lysbehandle i en vittebevegelse. Merk: Ikke flekkbehandle Gingival Barrier da dette kan forårsake svie i bløtvevet. Alternativt kan en gummidam brukes til isolering.
6. Beskytt alle eksponerte tannkjøttvev og lepper med vaselin/kakaosmar, pass på å ikke forrense behandlingsstedet.
7. **Riva Star step 1:** Bruk sølvbørsten som følger med, stikk gjennom folien på sølvkapselen og påfør forsiktig løsningen på den grønne kapselen og påfør en sjenerøs mengde av løsningen til behandlingsstedet til det kremhvite bunnfallet blir klart (hvis dette bunnfallet ikke blir klart, kan flekker oppstå).
8. **Riva Star step 2:** Umiddelbart husholdningsblekemiddel (natrium hypokloritt) og tork deretter av med vann. For krevede flekker, fukt en papirserviett med husholdningsblekemiddel og plasser den over det berørte området. La stå over natten og tork opp med vann.

HÅNTERINGSFLEKKER:

- Hud:** Påfør løsningen fra grønn kapsel og forsiktig skyll den inn. Flekken vil sakte forsvinne. (Hvis ingenting gjøres, vil flekken gradvis forsvinne etter noen dager).
- Klær:** Blotlegg forurensete klær i fortynnet flekkfjerner for tekstiler, og vask som vanlig.
- Harde overflater:** Påfør umiddelbart husholdningsblekemiddel (natrium hypokloritt) og tork deretter av med vann. For krevede flekker, fukt en papirserviett med husholdningsblekemiddel og plasser den over det berørte området. La stå over natten og tork opp med vann.

PAKNING:

- Hvert sett inneholder
 - 10 x Riva Star trinn 1 (én sølvdose)
 - 10 x Riva Star trinn 2 (én grønn dose)
 - 2 x Gingivalbarrierer
 - tilbehør

POL INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA (KAPSLKI)

Riva Star to nowej generacji środek znoszący nadwrażliwość o natychmiastowym działaniu.

WSKAZANIA:
Znoszenie nadwrażliwości zryjek zębowych.

PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować u pacjentów przechodzących leczenie tarczycy oraz pacjentów, u których stwierdzono alergię na takie substancje chemiczne jak srebro, fluorki, potas, jod, amoniak i metakrylany.
Uwaga: w razie wątpliwości przed użyciem skonsultować się z lekarzem lub specjalistą alergologiem.

FORHOLDSREGLER:

- Kun tor profesjonell bruk.
- Må ikke brukes av gravide eller ammende kvinner.
- Pasienten må informeres om mulig farging for behandling.

STOSOWANIE:

- Stosując pastę profilaktyczną umieszczoną w gumowej wkładce, wyczyścić zęby poddawane

zabiegowi oraz zęby przylegające.

- Ocznić kondycję zębów. Zabiegowi można poddawać wyłącznie zęby posiadające zdrową zębinę i szkliwo.
- Odzalować właściwy obszar za pomocą białychywnych waleczków stomatologicznych.
- Osuszyć zęby podlegające zabiegowi oraz przyległe tkanki dziąsł.
- Nanieść na tkanki niewielką ilość preparatu Gingival Barrier, czściowo pokrywając ząb (<1 mm) i przestrzając międzyzębowe. Alternatywnie, do izolacji można użyć koferdamu.
- Zabezpieczyć odsłonięte tkanki i wargi dziąsłowe wazeliną / masłem kakaowym, uważając, aby nie zanieczyścić miejsca zabiegu.
- Riva Star Krok 1:** Za pomocą znajdującego się w komplecie srebrnego pędzelka wykonać otwór w powłoce srebrnej kapsułki i ostrożnie nanieść preparat wyłącznie na miejsce poddawane zabiegowi.
- Riva Star Krok 2:** Bezporednio po wykonaniu tej czynności za pomocą znajdującego się w komplecie zielonego pędzelka wykonać otwór w powłoce zielonej kapsułki i nanieść większą ilość preparatu na miejsce poddawane zabiegowi. Nanieść preparat na wszystkie powierzchnie zębów, aż kremowo-biały osad stanie się klarowny (jeśli ten osad nie zmieni koloru zabarwienia). Uwaga: powierzchnia poddawana zabiegowi pierwotnie ma kolor kremowo-biały. Preparat z zielonej kapsułki należy nanosić do czasu, kiedy stanie się ona przejrzysta.
- Osuszyć zęby wacikiem i usunąć żel do ochrony dziąsł.
- Usuń wszystkie materiały ochronne / izolacyjne używane w ustach.
- Wy rzucić zużyte kapsułki i pędzelki zgodnie z lokalnymi przepisami.

FORSTEHJELP:

- Øyne (kontakt):** Hold øyelokkene fra hverandre og skylt øyet kontinuerlig med rennende vann. Fortsett å skylle til du blir bedt om å stikke innom et giftinformasjonssenter (Australia, 131 126) eller en lege, eller i minst 15 minutter.
- Hud/munnev (kontakt):** Fjern forurensete klær, skylt området med rennende vann (i tilfelle det dannes skorpe, dette bør forsvinne innen 24-48 timer). Oppsk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.
- Svelging:** Ikke forventet på grunn av dosevolum. Hvis påvirket, IKKE overlappende tann (<1 mm) og interproximale mellomrom. Lysbehandle i en vittebevegelse. Merk: Ikke flekkbehandle Gingival Barrier da dette kan forårsake svie i bløtvevet. Alternativt kan en gummidam brukes til isolering.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Wyłącznie do użytku przez specjalistę.
- Ze względu na możliwość zabarwienia nie zaleca się stosowania na zębach przednich.
- W przypadku niewłaściwego stosowania wyrób ten może powodować zabarwienie zębów. O fakcie tym należy poinformować pacjenta przed zastosowaniem preparatu.
- W przypadku stosowania wyrobu jako środka znoszącego nadwrażliwość, przed wykonaniem kroku 1 należy zastosować preparat Gingival Barrier w celu ochrony tkanek miękkich przed zastosowaniem preparatu.
- Unikać kontaktu preparatu ze srebrnej kapsułki (krok 1) z tkanką jamy ustnej, oczami i skórą. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, patrz Pierwsza pomoc ponizej.
- Unikać kontaktu z oczami preparatu z zielonej kapsułki (krok 2).
- Nie stosować w celu zniesienia nadwrażliwości zębów próchnicznych, jeżeli miejsce poddawane zabiegowi nie zostanie pokryte cementem szkło-ionomerowym.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pokaż preparatu.
- Preparat ze srebrnej kapsułki (krok 1) barwi zęby (patrz punkt „Postępowanie w przypadku zabarwienia”).
- W czasie stosowania preparatu nosić rękawiczki i środki ochrony oczu.
- Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku.
- Nie stosować po upływie daty ważności.
- Uwaga: przepisy lokalne zezwalają na sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez dystrybte lub na jego zlececie.
- Preparat w srebrnej kapsulce (krok 1) zawiera 0,06 g/ml jonów fluorowych.
- Wyrób nie jest przeznaczony do kompozycyjnymi materiałami do uzupełnień na bazie żywic.
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna pod adresem www.sdi.com.au lub u przedstawiciela SDI.

CONTRA-INDICAÇÕES
Não usar em doentes submetidos à terapia da glândula tireóide, que tenham uma história de alergias químicas à prata, fluoreto de potássio, iodo, amoníaco e aos metacrilatos.
Nota: Em caso de dúvida, consulte um médico ou um especialista em alergia antes de usar

PROCEDIMENTO:

- Usando uma pasta de profilaxia sem flúor numa taça de borracha, limpe o dente /os dentes a ser(em) tratado(s) e o(s) que a ele(s) confinam(ão).
- Avalie o estado dos dentes. Somente dentes com dentina saudável e esmalte devem ser tratados.
- Isolar a área a ser tratada com rolos de algodão.
- Seque os dentes a serem tratados e os tecidos gengivais adjacentes.
- Aplique uma pequena quantidade de Barreira Gengival nos tecidos que estão ligeiramente sobrepostos ao dente (< 1 mm) e nos espaços interproximais. Fotopolimerize em movimentos circulares. Nota: Não secar a Barreira Gengival, pois pode provocar queimaduras nos tecidos moles. Em alternativa, pode usar-se um isolamento absoluto.
- Proteja o tecido gengival e os lábios com vaselina/ manteiga de cacau, tomando cuidado para não contaminar o local a ser tratado.
- Riva Star Passo 1:** Usando o pincel prata tratado(s) e o(s) que a ele(s) confinam(ão), aplique a solução de proteção / isolamento utilizados em sua boca.
- Deseche las cápsulas y los cepillos usados de acuerdo con las regulaciones locales
- PRECAUCIONES:**
 - Solo para uso profesional.
 - Debido a la posibilidad de que aparezcan manchas, se recomienda que no se traten los dientes anteriores.
 - Este material podría manchar los dientes si se utiliza de forma incorrecta. Debe informarse al paciente sobre esta posibilidad antes de su uso.
 - Cuando se utiliza como desensibilizador, aplicar

PREZEWYKAZANIA
Nie stosować u pacjentów przechodzących leczenie tarczycy oraz pacjentów, u których stwierdzono alergię na takie substancje chemiczne jak srebro, fluorki, potas, jod, amoniak i metakrylany.
Uwaga: w razie wątpliwości przed użyciem skonsultować się z lekarzem lub specjalistą alergologiem.

STOSOWANIE:

- Stosując pastę profilaktyczną umieszczoną w gumowej wkładce, wyczyścić zęby poddawane zabiegowi oraz zęby przylegające.

- Stosować w temperaturze pokojowej od 20°C do 25°C.
- PIERWSZA POMOC:**
 - Kontakt z oczami:** przytrzymać otwartą powiekę i przemywać oko bieżącą wodą. Przemywać nieprzerwanie przez 15 minut albo do czasu uzyskania odmiennego zalecenia z Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej lub od lekarza.
 - Skóra / tkanka miękka w jamie ustnej (kontakt):** Złóż zanieczyszczoną odzież, spłukaj obszar bieżącą wodą. W przypadku uformowania strupa, powinno to zniknąć w ciągu 24-48 godzin). Skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się.
 - Spóżyicie:** mało prawdopodobne ze względu na objętość kapsułki. Jeżeli dojdzie do spożycia, NIE wywoływać wymiotów. Wypić szklankę wody lub mleka. W celu uzyskania porady skontaktuj się z Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej o Truciznach lub lekarzem.
 - Wdychanie:** mało prawdopodobne ze względu na objętość kapsułki. Jeżeli do niego dojdzie, opuścić skążone miejsce.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZABARWIENIA:

- Skóra:** lekko wcierając, nanieść preparat z zielonej kapsułki. Zabarwienie powoli zniknie (jeżeli nie zostanie podjęte żadne działanie, namoczyć na noc w odplamiaczu i wyprać.).
- Odzież:** namoczyć zanieczyszczoną odzież w rozcieńczonym środku do usuwania plam z tkanin i prać w zwykły sposób.
- Twarde powierzchnie:** bezzwłocznie zastosować wybielacz domowy (podchloryn sodu), a następnie zetrzeć na mokro. W przypadku uporczywych plam naszyć chusteczkę domowym wybielaczem i umieścić ją na zabrudzonym miejscu. Pozostawić na noc, a następnie zetrzeć na mokro.

OPAKOWANIE:
Zestaw zawiera

- 10 x Riva Star (pojedyncza dawka w srebrnej kapsulce) — krok 1
- 10 x Riva Star (pojedyncza dawka w zielonej kapsulce) — krok 2
- 2 x preparat Gingival Barrier - akcesoria

ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO:

O Riva Star é uma nova geração de desensibilizantes que alivia imediatamente a sensibilidade dentária.

INDICAÇÕES DE USO:

Desensibilização da hipersensibilidade dentária cervical.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não usar em doentes submetidos à terapia da glândula tireóide, que tenham uma história de alergias químicas à prata, fluoreto de potássio, iodo, amoníaco e aos metacrilatos.
Nota: Em caso de dúvida, consulte um médico ou um especialista em alergia antes de usar

PROCEDIMENTO:

- Usando uma pasta de profilaxia sem flúor numa taça de borracha, limpe o dente /os dentes a ser(em) tratado(s) e o(s) que a ele(s) confinam(ão).
- Avalie o estado dos dentes. Somente dentes com dentina saudável e esmalte devem ser tratados.
- Isolar a área a ser tratada com rolos de algodão.
- Seque os dentes a serem tratados e os tecidos gengivais adjacentes.
- Aplique uma pequena quantidade de Barreira Gengival nos tecidos que estão ligeiramente sobrepostos ao dente (< 1 mm) e nos espaços interproximais. Fotopolimerize em movimentos circulares. Nota: Não secar a Barreira Gengival, pois pode provocar queimaduras nos tecidos moles. Em alternativa, pode usar-se um isolamento absoluto.
- Proteja o tecido gengival e os lábios com vaselina/ manteiga de cacau, tomando cuidado para não contaminar o local a ser tratado.
- Riva Star Passo 1:** Usando o pincel prata tratado(s) e o(s) que a ele(s) confinam(ão), aplique a solução de proteção / isolamento utilizados em sua boca.
- Deseche las cápsulas y los cepillos usados de acuerdo con las regulaciones locales

PRIMEIROS SOCORROS:

Olhos (contato):

Mantenha as pálpebras abertas e lave os olhos continuamente com água corrente. Continue a lavar até ser aconselhado a parar por um Centro de Informação Antivenenos ou por um médico, ou, lave pelo menos durante 15 minutos.

Pele e tecidos gengivais (contato): Remova a roupa contaminada, lave a área com água corrente (no caso de uma escara formada, esta deve desaparecer dentro de 24-48 horas). Procure atendimento médico se os sintomas persistirem.

Ingestão: Não é esperada devido ao volume da dose. Se afetado/a, NÃO provoque o vômito. Beba um copo de leite ou água. Para orientação, entre em contato imediatamente com um médico.

Inalação:

Não é esperada devido ao volume da dose. Se afetado/a, retire da área afetada. Dejar toda a noite y limpiar con agua.

MANIPULAR MANCHAS:

Pele: Aplique a solução da cápsula verde através de uma fricção suave. A mancha irá desaparecer. (Se nada for feito a mancha desaparecerá gradualmente passados alguns dias).

- Roupas:** coloque as roupas contaminadas com um removedor de manchas para tecido diluído e depois lave normalmente.
- Superfícies rjas:** Aplique imediatamente água corrente (hipoclorito de sódio), em seguida, limpe com água. Para remover manchas difíceis, sature um guardanapo de papel com água corrente e coloque sobre a área afetada. Deixe atuar durante a noite e limpe com água.

EMBALAGENS:

- Kits que contém
 - 10 x Riva Star Passo 1 (Silver, dose única)
 - 10 x Riva Star Passo 2 (Green dose única)
 - 2 x barreira Gengival - acessórios

SPA INSTRUCCIONES DE USO (CAPSULAS)

Riva Star es un desensibilizador de nueva generación que alivia inmediatamente la sensibilidad dental.

INDICACIONES DE USO:

Desensibilización de la hipersensibilidad en la zona cervical del diente.

CONTRA INDICACIONES

No debe utilizarse en pacientes que estén en tratamiento por afecciones tiroideas o con antecedentes de alergias a componentes químicos, tales como plata, fluoruro, potasio, yodo, amoníaco y metacrilatos.
Nota: en caso de duda, consulte con un médico o alergólogo antes de utilizar el producto

PROCEDIMIENTO:

- Con una pasta profiláctica sin fluoruro en una copa de caucho, limpiar el diente/los dientes a tratar y los adyacentes.
- Examinar el estado de los dientes. Únicamente deben tratarse los dientes cuya dentina y esmalte estén en buen estado.
- Aislar la zona a tratar con rollos de algodón.
- Secar los dientes a tratar y los tejidos gingivales contiguos.
- Aplicar una pequeña cantidad de protector gingival en los tejidos blandos y ligeramente por encima del diente (< 1 mm) y los espacios interproximales. Alternativamente, se puede utilizar un aislamiento absoluto
- Proteja los tejidos y labios gingivales expuestos con vaselina/Manteca de cacao cuidando de no contaminar el sitio de tratamiento.
- Riva Star Paso 1:** Con el cepillo plateado provisto, perforar el protector de la cápsula plateada y aplicar cuidadosamente la solución únicamente en la zona a tratar.
- Riva Star Paso 2:** Inmediatamente después, utilizar el