

SELF ETCHING,  
SELF ADHESIVE RESIN CEMENT  
INSTRUCTIONS FOR USE

SELBSTÄTZENDER,  
SELBSTHAFTENDER  
KUNSTSTOFF ZEMENT  
GEBRAUCHSANWEISUNG

'seT PP' is a fluoride releasing self etching, self adhesive dual-cure resin cement in a paste/paste system. 'seT PP' is designed for the cementation of indirect ceramic, metal or composite inlays, onlays, crowns, bridges, posts and screws.

**COMPOSITION:**  
35% by weight methacrylate ester.  
65% by weight inorganic filler.

**INDICATIONS FOR USE:**  
Ceramic, metal or composite inlays, onlays, crowns, bridges, posts, and screws.

**CONTRA-INDICATIONS:**  
Product may cause skin irritations to some people. In such cases, discontinue use and seek medical attention.

#### INSTRUCTIONS FOR USE: TOOTH PREPARATION:

- Select the appropriate shade of 'seT PP'.
- Remove the temporary restoration and clean the preparation thoroughly using an oil free pumice to remove any remaining temporary cement (NOTE: temporary restoration should only be seated with eugenol-free cement).
- Try in the restoration.
- Again, clean with water and dry, but DO NOT DESICCATE.

**WARNING:** In cases where pulp protection is necessary, use a hard setting calcium hydroxide liner before the final impression is made. Substances such as hydrogels, peroxides, desensitizers, desinfectants, astringents and sealants etc should not be used as residues may interfere with bond strength and setting reactions.

**RESTORATION PREPARATION:**  
Clean thoroughly and prepare the restoration according to manufacturer's instructions.

#### PREPARATION OF SYRINGE:

- Remove Cap. For first use only, bleed the syringe so that both catalyst and base pastes are flush with the opening of the autopolymerizing sprayer.
- To ensure an even mix of catalyst and base, dispense material onto pad until a uniform colour is observed and discard this material.

**MIXING BY HAND:**  
Without mixing tip attached, extrude even amount of material onto mixing pad. With a suitable spatula mix the two pastes together for 30 seconds.

#### APPLICATION of 'seT PP':

- Protect the work area against contamination from intra-oral fluids.
- Place the excess 'seT PP' evenly onto all bonding surfaces of the restorative and tooth. NOTE: Do not use Lentulo-Spirals to insert the cement into root canals, as this can excessively accelerate setting. Also to avoid entrapping air, vibrate posts while inserting into root canal.
- NOTE: In the case of veneers, use an adhesive (Gol, Stae, etc according to manufacturer's instructions including any etching procedure) prior to seT PP to improve the retentive strength. Cement only 1-2 veneers at a time due to limitation of the paste's working time.

Working time at room temperature 2 minutes

Net setting time at oral temperature 5 minutes

20 seconds

Note: These times are approximate only, and may vary based on storage conditions, humidity, age of product and temperature.

3. Seat restoration, and leave for 30 seconds before any light curing is carried out.

4. Trim excess material away after light curing for 2 seconds or after 2 minutes from start of mixing.

NOTE: If excess cement is removed with a sponge pellet or a similar implement leave a minimal amount of excess after restoration is seated. Immediately after, either briefly light-cure the excess or if allowing to self-cure cover the excess with glycerine gel to prevent oxygen inhibition.

5. Light cure thoroughly to speed up setting process (minimum 20 seconds per surface). In the case of composite and all ceramic materials, light cure 'seT PP' through the restoration.

6. Polish marginal area.

**STORAGE AND HANDLING:**  
Avoid excess heat. For optimum performance, refrigeration of the product is recommended.

Store at temperatures between 2°C and 25°C (35°F - 77°F). For optimum freshness, refrigeration is recommended.

Use at room temperature between 20° and 25°C (68° - 77°F).

#### PRECAUTIONS:

For professional use only.  
Keep out of reach of children.  
Do not take internally.

Do not use after expiry date.

Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

SDI available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

**FIRST AID:**  
Eye (contact): Wash thoroughly with water and seek medical attention.

Skin (contact): Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol. Wash thoroughly with water.

Ingestion: Drink plenty of water/milk. Seek medical attention if symptoms persist.

Inhalation: No symptoms expected.

#### PACKAGING:

- Available shades: A1, A2, OA3, Translucent, White Opaque.
- Assorted Kit, containing one syringe each of shades A1, A2, OA3, Translucent, White Opaque shades, 70 mixing tips.
- Mixing tips - 50 pack

Last Revised: 06-2021

Made in Australia by SDI Limited

3-15 Brundis Street

Bayswater, Victoria 3153, Australia

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 0225 5734

Brazil 0800 770 1735

France 00800 0225 5734

Germany 0800 100579

Italy 0800 0225 5734

Spain 0800 0225 5734

United Kingdom 08000 0225 5734

USA & Canada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Germany GmbH

Hänselstrasse 85

51149 Cologne

Germany

T+49 2203 925 00

www.sdi.com.au

SDI

25°C

35°F

PAK4192 K

CE 0297

25°C

35°F

PAK4192 K

25°C

35°F

PA

SAMOLEPTACÍ, SAMOFIXAČNÍ  
PRYSKYŘÍCNÝ CEMENT  
NÁVOD K POUŽITÍ

seT PP je fluorid uvolňující, samoleptací, samofixační, duálně tuhnoucí pryskyřičný cement ve stříkače. seT PP byl vytvořen pro cementování neprůměrných dostaček s keramikou, kovem nebo kompozitom, inleje, onleje, korunky, můstky, pilíře, šrouby a fazety.

**SLOŽENÍ:**  
35 % homotrostních methakryátového esteru.  
65 % homotrostních anorganického plniva.

**INDIKACE:**  
Keramika, metalové nebo kompozitní inleje, onleje, korunky, můstky, pilíře, šrouby a fazety.

**KONTRAINDIKACE:**  
Výrobek může v některých lidí způsobit podráždění kůže. V takových případech, prestante produkt používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Návod k použití:

1. Vyberte správný barevný odstín seT PP.
2. Odstraňte dočasnou výplň a preparování misto očistěte od všech zbytků cementu. Poznámka: Pro umístění provizoria má být použit pouze cement bez obsahu eugenolu.
3. Vyzkoušejte dostavbu.
4. Ještě jednou opločňte vedou výplň a řezníky kavitaci grundig. Bruk el offjer pimpest for å fjerne alle gjenværende midlertidig cement. (Merk at midlertidig restaurering kun må være festet med eugenol-fri cement).
5. Rengjør inn restaureringen.
6. Rengjør med vann, fjern overskytende vann, uten å løse det tørke het ut.
7. Oppozon til det nedvendig med beskyttelse av pulpa, bruk et kaliumhydroksid-baser produtt. Bruk ikke produkter som inneholder hydrogen peroksid eller desensitizer, desinfeksjonsmidler og lignende, siden disse inneholder stoffer som kan påvirke effekten av bonding og herding.

**PŘÍPRAVA DOSTAVBY:**  
Důkladně očistit a připravit podle instrukcí výrobcie.

**PŘÍPRAVA STŘÍKAČKY:**  
1. Odstraněte krycí čipku.  
2. Vytáčete 2-3 mm materiálu na podložku a odložte (kvíli získání správného odstínu). Nasadte kanylou na stříkačku.

**MICHÁŇ RUCNÍ:**  
Materiál je možné namíchat i ručně, bez ohledu na dodávané kanyly. Vytáčete požadované množství rovnou ze stříkačky na podložku a míchejte obě pasty odpovídající špatlou po dobu 30 sekund.

**Aplikace seT PP:**  
1. Zamezte kontaminaci pracovního místa silnici.  
2. Rovněžné naneste seT na povrch zuba a dostavbu. Poznámka: nepřežvýkejte Lentulo spirálou, mohou nadměrně uspišit tuhnu.

V případě, že se ještě zvýšila retenční síla seT PP. Cementujte vždy 1-2 fazety kvůli limitovanému pracovnímu času.

Pracovní čas 2 minuty  
Čistý čas tuhnutí 5 minuty  
Cas světlém polymerace 20 sekund

Poznámka: Při vysílání teplota a operačním světle se pracovní čas a časy zkracují.

3. Nasadte dostavbu a počkejte 30 sekund než začnete osvěcovat. Odstraněte přebytečný materiál bud po 2 sekundách polymerace.

Poznámka: Poliakrylátový materiál odstraňuje pěnovou peletou, mělo by být méně množství přebytečného materiálu po umístění dostavby poněkud. Ihned poté polymerovat nebo překrýt glycerinovým gellem, aby se zabránilo inhibici kyslikem.

Důkladná polymerace užších procesů tuhnutí (minimálně 20 sekund každý povrch). V případě kompozitních nebo celokeramických materiálů používejte skrz dostavbu.

4. Okrajové výleště.

**SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE:**  
Vyuvarujte se nadměrného tepla. Pro optimální výkon, doporučuje se uchovávat produkt v chladu.

Skladovat na teplotě 2–25 °C, optimálně je skladování v chladničce. Pro optimální čerstvost je chlazení volitelné. Používat při pokojové teplotě mezi 20–25 °C.

5. Nasadte dostavbu a počkejte 30 sekund než začnete osvěcovat. Hedenheit i oral temperatur: 5 minuter  
Lysherdet: 20 sekunder  
Vi gjor oppmerksomhet på at disse tidsangivelsene er omtentrigge og at de kan variere ut fra lagringsforhold, fuktighet, temperatur og produkets alder.

6. Legg inn restaureringen. Vent 30 sekunder med lysherde.

7. Fjern overskytende materiale etter 2 sekunders lysherdning eller 2 minutter etter at produktet ble blandet.

OBS! Vis ikke skykrytet når du skal farge inn restaureringen med en terliggingsværmelapp. Det er ikke god teknik til vibrer stifter en smule, når man sætter dem i rotkanaler for at unngå luftflammer.

BEMERK: Når man cementerer facader, bruger man først en adhesiv (f.eks. Göl, Stae etc.), etter produsentens instrukser, inkludert eventuell etsing) for bruk av seT PP – dette gir forbedret bindningsstyrke. Sementer kun 1-2 fasetter av gangen på grunn av segementens korte hedenhet.

8. Sæt restaureringen på plads og lad den sidde i 30 sekunder før lysherdning begynner.

9. Fjern overskytende materiale etter 2 sekunders lysherdning eller 2 minutter fra start av mix.

BEMERK: Hvis overskytende cement fiermes med en væssel eller lignende, så ørfæld et minimalt overskud efter restaureringen er sat på plads. Lige efter kan der kort lysherde, og ellers er det en god teknik at dække det tynde lag af overflodigt materiale med glycerin gel (selvforvare) for at forhindre oxygentilsifser (som kan hindre hedenhet).

10. Lysherd restaureringen gründig (minimum 20 sekunder per overflate). Ved bruk av kompositell eller porcelænsrestaurering, anbefales lysherdning av seT PP gjennom hele behandlingen.

11. Poler det marginale område.

**OPBEVARING OG HÅNDTERING:**

Unngå sterk varme. For optimal effekt anbefales opbevaring i koleskab.

Oppbevar i temperaturer mellom 2 og 25 grader C.

Kan eventuelt oppbevares i kjøleskap for optimal bevaring av produkets kvalitet.

Brudtemperatur: Romtemperatur (mellom 20 og 25 grader C).

FORHOLDSSREGLER:

Kun for profesjonell bruk.

Må oppbevares utkjølligelig for barn.

Må ikke brukes etter utløpsdato.

HMS datablad på engelsk er tilgjengelig på www.sdi.com.au

Advarsel: Loven påbyr at dette produktet kun kan selges til tannleger.

**PREVENTÉN:**

Pouze pro použití ve stomatologii. Chraňte z dosahu dětí.

Nepoužívat mítink. Nepoužívat po skončení data expirace.

**PRVNÍ POMOC:**

Od (kontakt): Důkladně vyplachnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

Kůže (kontakt): Ofrít alkoholem a důkladně opločňovat vodou.

Požití: Vypít velké množství vody/mléka. Při dalším podráždění vyhledat lékaře nebo na jeho objednávku.

Bezpečnostní list je k dispozici na www.sdi.com.au nebo se obrátte na svého regionálního zástupce.

Pouze pro použití ve stomatologii. Chraňte z dosahu dětí.

Nepoužívat mítink. Nepoužívat po skončení data expirace.

**SEKUNDNÍ POMOC:**

Od (kontakt): Důkladně vyplachnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

Kůže (kontakt): Důkladně vyplachnout vodou a opločňovat vodou.

Požití: Vypít velké množství vody/mléka. Při dalším podráždění vyhledat lékaře.

Vedechnutí: Symptomy nejsou známy.

**BALENÍ:**

- stříkačka obsahuje 7 g

- odstín A1, A2, OA3, TL bílá opakní

- sortiment balení 5x 7g stříkačka, 70 míchacích kanyl

- běžné balení 5x 7g v jednom odstínu

- doplňkové balení: 50 míchacích kanyl



seT PP

CZECH

SELVETSENDE, SELVKLEBENDE  
RESIN SEMENT  
BRUKSANVISNING



seT PP

NORSK

SELVÆTSENDE, SELVBINDENDE  
RESINEMENT  
BRUGSANVISNING



seT PP

DANSK

ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ,  
ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ  
ΚΟΝΙΑ  
ΟΔΗΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



seT PP

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

SAVAIMIO ÉSDINIMO, SAVAIMINIO  
SURIŠIMO DERVINIS CEMENTAS  
VARTOJIMO INSTRUKCIJA



seT PP

LTIE  
TU  
VI  
Š  
K  
A  
I

KENDİNDEN ASİTLİ, KENDİNDEN  
ADHESİVLİ REZİN SİMAN  
KULLANIM KİLAZUZU



seT PP

TÜRKÇE

ITSE-ETSUTAUVIA, ITSEKIINNITYVÄ  
RESENISEMENTTI  
KÄYTTÖ-OHJE



seT PP

FINNISH

seT PP je fluorid uvolňující, samoleptací, samofixační, duálně tuhnoucí pryskyřičný cement ve stříkačce. seT PP byl vytvořen pro cementování neprůměrných dostaček s keramikou, kovem nebo kompozitem, inleje, onleje, korunky, můstky, pilíře, šrouby a fazety.

**SLOŽENÍ:**  
35 % homotrostních methakryátového esteru.  
65 % homotrostních anorganického plniva.

**INDIKACE:**  
Keramika, metalové nebo kompozitní inleje, onleje, korunky, můstky, pilíře, šrouby a fazety.

**KONTRAINDIKACE:**  
Výrobek může v některých lidí způsobit podráždění kůže. V takových případech, prestante produkt používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

**Návod k použití:**

1. Vyberte správný barevný odstín seT PP.
2. Odstraňte dočasnou výplň a preparování misto očistěte od všech zbytků cementu. Poznámka: Pro umístění provizoria má být použit pouze cement bez obsahu eugenolu.
3. Vyzkoušejte dostavbu.
4. Ještě jednou opločňte vedou výplň a řezníky.
5. Rengjør inn restaureringen. I slike tilfeller, avbryt behandlingen og kontak lege umiddelbart.

**BRUKSANVISNING:**

PRÄPARATION AV TANNEN:

1. Velj ritig farvenyans av seT PP (A1, A2, OA3, translusent eller hvit opak).
2. Fjern den midlertidige restaureringen og rengjør kaviteten grundig. Bruk en offjer pimpest for å fjerne alle gjenværende midlertidig cement. (Merk at midlertidig restaurering kun må være festet med eugenol-fri cement).
3. Rengjør inn restaureringen.
4. Rengjør med vann, fjern overskytende vann, uten å løse det tørke het ut.
5. Oppozon til det nedvendig med beskyttelse av pulpa, bruk et kaliumhydroksid-baser produtt. Bruk ikke produkter som inneholder hydrogen peroksid eller desensitizer, desinfeksjonsmidler og lignende, siden disse inneholder stoffer som kan påvirke effekten av bonding og herding.

**KLARGØRING AV RESTAURENINGEN:**

PRÄPARATION AF TANNEN:

Rengjør grundigt og forbered restaureringen ifølge producentens instruktioner.

**KLARGØRING AV SPROYTN MED SET PP:**

Preparer restaureringen i henhold til produsentens instrukser.

**KLARGØRING AF SPROYTN:**

Oppretta en blanding av katalysator og basepar.

2. For å sikre en jævnen blanding av katalysator og base, dispenser materialet på pudehenderen en ensartet farve og kasser dette.

**HÅNDBLANDING:**

Uden at sætte blandespids på trykker man lige store dele af materialet ud i en håndspids.

2. For å sikre en jævnen blanding av katalysator og base, dispenser materialet på pudehenderen en ensartet farve og kasser dette.

**FORBEREDELSE AF SPROYTN:**

1. Fjern kapset. Kun ved første gang bruk, la luft slypne slik at både katalysator og basen er godt blandet.

2. Fjern den midlertidige restaureringen og rengjør kaviteten grundig (minimum 20 sekunder per overflate).