

La fiche de données sécurité MSDS est accessible à l'adresse www.sdi.com.au ou contacter votre délégué dentaire régional

MESURES DE PREMIERS SECOURS :

Traitement en cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Traitement en cas de contact avec la peau : Éliminer en utilisant un chiffon ou une éponge trempée(e) dans de l'alcool. Laver à fond à grande eau.

Traitement en cas d'ingestion : Boire de l'eau/dou lait en abondance. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
Traitement en cas d'inhalation : Aucun symptôme attendu.

CONDITIONNEMENT :

- Seringues de 7 g
- Teintes disponibles : A1, A2, OA3, translucide, blanc opaque
- Coffret d'assortiment contenant une seringue avec chacune des teintes A1, A2, OA3, translucide, blanc opaque, 70 embouts de mélange.
- Embouts de mélange – paquet de 50

ITA ISTRUZIONI PER L'USO

'set PP' è un cemento resinoso automordenzante e autoadesivo duale a filasso di fluoro in un sistema pasta/pasta. 'set PP' è indicato nella cementazione di restauri indiretti in ceramica, inlay in metallo o composito, onlay, corone, ponti, pemi e viti. 'set PP' è un materiale di Classe 3 secondo ISO4049, attivato intraoralmente.

COMPOSIZIONE:
35% di peso: éster metacrilato.
65% del peso: riempitivo inorganico.

INDICAZIONI PER L'USO:

Ceramica, inlay in metallo o composito, onlay, corone, ponti, pemi e viti.

CONTROINDICAZIONI:

In alcune persone il prodotto può causare irritazioni della pelle. In questi casi, interrompere l'utilizzo e rivolgersi a uno specialista.

ISTRUZIONI PER L'USO:

PREPARAZIONE DEL DENTE:

- Selezionare la tonalità adeguata di 'set PP'.
- Rimuovere il restauro provvisorio e pulire bene la preparazione utilizzando pomice non oleosa per eliminare eventuali tracce di cemento provvisorio (N.B. il restauro provvisorio dovrebbe essere cementato solo con cementi non contenenti eugenolo).
- Provere il restauro in sede.
- Sciocquare con acqua e asciugare, ma **NON ESSICCARE**. ATTENZIONE: nei casi in cui sia necessaria la protezione pulpale, utilizzare un liner all'iodossido di calcio a consistenza rigida prima di prendere l'impronta finale. Sostanze come perossido di idrogeno, desensibilizzanti, disinfettanti, astringenti, sigillanti dentali, ecc. non dovrebbero essere utilizzate poiché eventuali resti potrebbero interferire con la stabilità di adesione e con le reazioni di presa.

PREPARAZIONE DEL RESTAURO:

Pulire bene e preparare il restauro seguendo le indicazioni del produttore.

PREPARAZIONE DELLA SIRINGA:

- Rimuovere il tappo. Per il primo utilizzo, espellere l'aria dalla siringa affinché sia il catalizzatore che la pasta base siano allineati con il LED ad alta potenza (lunghezza d'onda 440-480 nm con un'intensità luminosa minima di 1.000 mW/cm2) come Radii Xpert LED (SDI Ltd).
- Per ottenere una miscelazione omogenea del catalizzatore e della base, distribuire il materiale su un blocchetto fino a quando non si osserva un colore uniforme, quindi eliminare questo materiale.

MISCELAZIONE A MANO:

Senza applicare il puntale per miscelazione, estrarre una quantità regolare di materiale sul blocchetto da impasto. Utilizzando una spatola adatta, miscelare insieme le due paste per 30 secondi.

APPLICAZIONE DI 'set PP'

- Proteggere l'area di lavoro dalla contaminazione dei fluidi introrali.
- Posizionare o estrarre 'set PP' in maniera uniforme su tutte le superfici di adesione del restauro e del dente. N.B. Non utilizzare l'intelli per inserire il cemento nei canali radiculari, per evitare di accelerare troppo le reazioni di presa. Per evitare che rimanga aria intrappolata, vibrare i pemi mentre vengono inseriti nel canale radicolare.
NOTA: in caso di veneer, utilizzare zra adesivo (Gol, Stae, ecc.), seguendo le istruzioni del produttore incluse eventuali procedure di mordenzatura) prima di applicare seT PP per aumentare la ritenzione. A causa del tempo di lavorazione limitato della pasta, cementare solamente 1-2 veneer alla volta.

Tempo di lavorazione a temperatura ambiente	2 minuti
Tempo netto di presa a temperatura orale	5 minuti
Tempo di fotopolimerizzazione	20 secondi

Nota: i tempi indicati sono solo approssimativi e possono variare a seconda dell'umidità, della temperatura, della data di produzione e delle condizioni di conservazione del prodotto.

- Allargare il restauro, e lasciarlo in posa per 30 secondi prima di fotopolimerizzare. Utilizzare una lampada fotopolimerizzante a LED ad alta potenza (lunghezza d'onda 440-480 nm con un'intensità luminosa minima di 1.000 mW/cm2) come Radii Xpert LED (SDI Ltd).
- Fresare via il materiale in eccesso dopo avere fotopolimerizzato per 2 secondi o dopo 2 minuti dall'inizio della miscelazione. N.B. Se il cemento in eccesso viene rimosso con un pellet di spugna o uno strumento simile, lasciare una minima quantità di materiale in eccesso dopo avere posizionato il restauro. Subito dopo, fotopolimerizzare brevemente il cemento in eccesso oppure, in caso di autopolimerizzazione, coprire il cemento in eccesso con gel di glicerina per prevenire l'inibizione da ossigeno.
- Fotopolimerizzare accuratamente per accelerare i meccanismi di presa (minimo 20 secondi per ogni superficie). In caso di composito e ceramica integrale, fotopolimerizzare 'set PP' attraverso il restauro.
- Lucidare l'area marginale.

CONSERVAZIONE E UTILIZZO:

Evitare il calore eccessivo. Per prestazioni ottimali si consiglia la refrigerazione del prodotto. Conservare a temperature comprese fra 2 e 25 °C. Per una freschezza ottimale, la conservazione in frigorifero è opzionale.

Utilizzare a temperatura ambiente compresa fra 20 e 25 °C.

PRECAUZIONI:

Solo per uso professionale.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non ingerire.
Non utilizzare dopo la data di scadenza.
Attenzione: in base alla normativa di legge in vigore, questo prodotto è vendibile solo ed esclusivamente a medici dentisti o su ordine di medici dentisti.
Le schede di sicurezza dei materiali sono disponibili sul sito www.sdi.com.au o contattando il vostro agente di zona.

PRONTO SOCCORSO:

Contatto con gli occhi: Sciocquare abbondantemente con acqua e consultare uno specialista.

Contatto con la pelle: rimuovere utilizzando un panno o una spugna imbevuti d'alcol. Sciocquare abbondantemente con acqua.

Ingestione: bere acqua o latte in abbondante quantità. Se si sintom persistento, consultare uno specialista.

Inalazione: non è attesa alcuna reazione avversa.

CONFEZIONI:

- Siringhe da 7 g
- Tonalità disponibili: A1, A2, OA3, traslucido, bianco opaco.
- Kit assortito contenente 70 puntali da miscelazione e una siringa per ogni tonalità: A1, A2, OA3, traslucido e bianco opaco.
- Puntali da miscelazione: confezione da 50 pezzi

LIT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

'set PP' yra fluora išskiriantis savaininio esdinimo, savaininio surišimo, dvigubo kietėjimo dervinis cementas dviejų pusių sistemoje. 'set PP' skirtas restoravimui keramikinių, metalinių arba kompozicinių įklotų, užklotų, vainikėlių, titų, šakninių kaštinių ir sraiginių įklotų. 'set PP' yra 3 klasės medžiaga pagal ISO4049 standartą, aktyvuojama burmoje.

SUDĖTIS:
35% svorio sudaro metakrilato užpildas.
65% svorio sudaro neorganinis užpildas.

NAUDOJIMO INDIKACIJOS:

Keramikiniai, metaliniai arba kompoziciniai įklotai, užklotai, vainikėliai, titai, šakniniai kaštiniai ir sraiginiai įklotai bei keramikiniai laminatai.

KONTRAINDIKACIJOS:

Kai kuriems žmonėms medžiaga gali dirginti odą. Tokiu atveju iš karto nutraukite medžiagos vartojimą ir kreipkitės pagalbos į gydytoją.

NAUDOJIMO INTRUKCIJA:

- DANTIES PARUŠIMAS:**
1. Paruoškite tinkamą 'set PP' cemento spąvą.
2. Niumkite laikinį restauraciją ir kruopščiai nuvalykite paruoštus danties paviršius, laikino cemento likučius pašalinimi naudokite riebalų neturinčią pemžą (PASTABA: laikinį restauraciją galima cementuoti tik eugenolio neturinčiu cementu).
- Pamatukokite restauraciją.
- Vėli nuvalykite dantį vandeniu ir nudžiovinkite, bet **NEPERDŽIOVINKITE**.
ISPĖJIMAS: Jeigu reikia apsaugoti danties pulpą, prieš naudmami gatūrij atspaudą naudokite kietėjantį kalcio hidroksido

pamušalą. Nepatariama naudoti vandenilio peroksido, jautruma mažinančių ir dezinfekuojančių, kraujavimą stabdančių medžiagų bei dentinio silento ir panašių medžiagų, nes jų likučiai gali sumažinti cemento surišimo su danties audiniais stiprumą bei sutrikdyti kietėjimo reakcijas.

RESTAURACIJOS PARUŠIMAS:

Kruopščiai nuvalykite ir paruoškite restauraciją laikydami sie gamintojo rekomendacijas.

ŠVIKŠKŲ PARUŠIMAS:

- Niumkite dangtelį. Naudodami tik pirmą kartą, išleiskite orą iš švikršto, kad ir katalizatorius, ir bazinės pastos būtų lygūs su švikršto cilindru anga. Ant automatinio mišinio švikršto uždekkite mašymo antgali.
- Norėdami užtikrinti tolygų katalizatorių ir pagardinės medžiagos mišinį, pasiskirstykite medžiagą ant trinkelės bloko, kad būtų viendua spalvų ir šių medžiagų išmeskite.

MAIŠYMAS RANKA:

Ant švikršto nedėkite mašymo antgaliu, ant mašymo lentelės išpauskite viendua abiejų medžiagų kiekį. Tinkama mentele maišykite abi pastas apie 30 sekundžių.

'set PP' APLIKAVIMAS

- Izoluokite darbo vietą nuo drėgmės ir šelių.
- Viendadi padenkite 'set PP' cemento visus kontaktojančius danties ir restauracijos paviršius. PASTABA: Nenaudokite Lentulo spiralių cemento įvedimui į šaknies kanalą, nes tai gali labai pagreitinoti jo kietėjimą. Be to, cementuodami šakninius įklotus juos vibruokite, taip kanale neliks oro tarpų.
- PASTABA: Jeigu cementuojate keramikinius laminatus, prieš cementavimą 'set PP' medžiaga naudokite surišimo sistemą (Gol, Stae, kt., laikydami gamintojo rekomendacijas; jeigu reikia, dantį esdinkite), kad pagarintumėte cemento surišimą su danties paviršius. Tuo pačiu metu cementuokite tik 1-2 laminatus, nes medžiagos darbo laikys yra ribotas.

Darbo laikas kambario temperatūroje	2 minutės
Galutinio kietėjimo laikas burnos temperatūroje	5 minutės
Kietinmo šviesa laikas	20 sekundžių

Pastaba: Šie laikai nurodyti apytiksliai, jie gali keistis priklausomai nuo sandėlavimo sąlygų, drėgmės, produkto amžiaus ir temperatūros.

- Uždėkite restauraciją, paklitke 30 sekundžių prieš pradėdami kietinti šviesa. Use a high-power LED curing light (440-480nm wavelength with a minimum light intensity of 1,000 mW/cm2) such as Radii Xpert (SDI Ltd).
- Cemento perteklių pašalinkite po trumpos ekspozicijos šviesa (2 sekundes) arba praėjus 2 minutėms nuo mašymo pradžios. PASTABA: Jeigu cemento perteklių pašalinote su kempinėis rutuliuku arba panašia priemone, uždėję restauraciją į vietą paklitke nedideį cemento perteklių. Nedelsiant iš karto po trumpos ekspozicijos šviesa arba jeigu leidžiate cementui kietėti cheminio kietėjimo būdu, cemento perteklių uždenkite glicerino geliu, kad sumažėtų deugonius inhibicija.
- Kad išvengtumėte graūdu sukietėjų, kietinkite šviesa (kiekvieną paviršių bent 20 sekundžių). Jeigu cementuojate keramikines ir kompozicines restauracijas, 'set PP' kietinkite šviesa per restauraciją.
- Nupuoliuokite restauracijos kraštus.

SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS:
Saugokite nuo aukštos temperatūros. Laikant šaldytuve užtikrinamos geriausios medžiagos savybės.

Saugokite vietoje, kurios temperatūra yra tarp 2° ir 25°C (35° - 77°F).

Kad medžiaga nesenujt, ją galima laikyti šaldytuve.

Naudokite kambario temperatūroje tarp 20° ir 25°C (68° - 77°F).

ATSARGUMŲ PRIEMONĖS:

Skirta darbiu tik specialistams.

Saugokite nuo vaiku.

Neskirta vadinami vartojimui.

Neaukškite patalpoje, galiojimo laikui.

ISPĖJIMAS: Valstybės įstatymai leidžia parduoti šią medžiagą tik gydytojui odontologu.

MSDS (sąrašas duomenų) dokumentą galima rasti interneto tinklalapyje www.sdi.com.au arba susisiekus su atstovais jūsų šalyje.

Paskutines dokumento perržiūras data: 2009 metų liepa

PIRMA PAGALBA:

Alysa (kontaktas): Nuvalykite ausinius arba kempine, suriškite alkoholiu. Kruopščiai nuvalykite vandeniu.

Nurijus: Gerkite daug vandens / pieno. Jeigu atsiranda klinikiniai simptomai, kreipkitės į gydytoją.

Įkvėpus: Neturėtų būti jokių simptomų.

IPAKAVIMAS:

- 7g švikršto.
- Tealios spalvos: A1, A2, OA3, permatoa, balta matinė.
- Rinkinys, į kurio sudėtį įeina po viena kiekvienos spalvos švikrštai: A1, A2, OA3, permatoa, balta matinė, 70 mišymo antgalių.
- Mašymo antgaliai - 50 vienetų įpakavimas

NOR BRUKSANVISNING

set PP er en fluoravrigvende selvetsende, selvklæbende, dual-herdende resin sement. set PP er udviklet for sementering af restaureringer i porselen, metall- eller kompositst, inlay/onlay, kroner, broer og stifter. set PP er et klasse 3-materiale i henhold til ISO4049, aktivert intraoralt.

SAMMENSETNING:
35% vekt methakrylat ester
65 % uorganisk filler

BRUKSINDIKASJONER:

Porcelain-, metall- eller kompositst inlay/onlay, kroner, broer og stifter.

FAREIDENTIFIKASJONER:

Produktet kan forårsake hudirritasjon. I slike tilfeller, avbryt behandlingen og kontakt lege umiddelbart.

BRUKSANVISNING:

PREPARASJON AV TANNEN:

1. Velg riktig fargenyanse av set PP (A1, A2, OA3, translucent eller hvit opak).

2. Fjern den midlertidige restaureringen og rengjør kaviteten grundlig. Bruk en oljerfri pimpsten for å fjerne all gjenværende midlertidig sement. (Merk at midlertidig restaurering kun må være festet med eugenol-fri sement.)

- Prøv inn restaureringen.
- Rengjør med vann, fjern overskytende vann, uten å la det tørke helt ut.
OBS: Er det nødvendig med beskyttelse av pulpa, bruk et kalsium hydroksid-basert produkt. Bruk ikke produkter som inneholder hydrogen peroksid eller desensitizere, desinfeksjonsvamp og lignende, siden disse inneholder stoffer som kan påvirke effekten av bonding og herding.

KLARGJØRING AV RESTAURERINGEN:

Preparer restaureringen i henhold til produsentens instruksjer.

KLARGJØRING AV SPROYTEN MED SET PP:

- Ta av hetten. Bare for første gangs bruk, luft sprøyten slik at både katalysator- og basepasta er i flukt med åsprøyten på sprayetilsylene. Plasser en blandespiss på atomix-sprøyten.
- For å sikre en jevn blanding av katalysator og base, dispenser materialet på puteenheten en jevn farge og kast dette materialet.

PRODUKTET KAN OGSÅ Blandes FOR HÅNDLETT BRUK AV Blandespiss:

Trykk ut en liten mengde av innholdet på en blandeblok. Bruk en blandespatel til å blande de to pastaene sammen i 30 sekunder.
APPLISERING AV SET PP:
1. Isoler området som skal restaureres, for å unngå kontaminering fra pasientens spytt.
2. Plasser set PP jevnt over alle bonding-overflater på både restaureringen og tannen. Unngå bruk av lentulo-nål til å sette inn sementen i rotkanaler, siden dette kan trenskynde herdingen. For å unngå luftfommer i materialet ved innsetting i rotkanalen: gjør dette med en lett vibrerende bevegelse.
Ved fasett: Bruk en bonding (for eksempel Gol eller Stae etc., etter produsentens instruksjer, inkludert eventuelt etsing) for bruk av set PP – dette gir forbedret bindingsstyrke. Sementen kun 1-2 fassetter av gangen på grunn av sementens korte herdetid.

Arbeidstid i romtemperatur: 2 minutter
Herdetid i oral temperatur: 5 minutter
Lysherdetid: 20 sekunder
Vi gjør oppmerksom på at disse tidsangivelsene er omtrentlige og at de kan variere utfra lagringsforhold, fuktighet, temperatur og produktets alder.

- Legg inn restaureringen. Vent 30 sekunder med å lysherde. Bruk en kraftig LED-herdelampe (440–480 nm bølglengde med en minimum lysintensitet på 1000 mW/cm2), for eksempel Radii Xpert (SDI Ltd).
- Fjern overskytende materiale etter 2 sekunder lysherdning eller 2 minutter etter at produktet ble blandet.
OBS: Hvis overskytende sement fjernes med en tørrleggingssvamp eller lignende, la det være igjen en minimal mengde med materiale etter at restaureringen er plassert. Rett etter kan man lysherde eller eventuelt dekke til det gjenværende materialet med glyseringele for å forhindre oksygentilførsel (som kan hindre herdingen).
- Lysherd restaureringen grundig (minimum 20 sekunder per overflate). Ved bruk av kompositst eller porselensrestaurering, anbefales lysherdning av set PP gjennom hele behandlingen.
- Poler overflaten lett.

OPPBEVARING OG HÅNTERING:
Ungå sterk varme. For optimal effekt anbefales oppbevaring i kjøleskap.

Oppbevars i temperaturer mellom 2 og 25 grader C.
Kan eventuelt oppbevares i kjøleskap for optimal bevaring av produktets kvalitet.
Bruktemperatur: Romtemperatur (mellom 20 og 25 grader C).

FORHOLDSREGLER:

Kun for profesjonell bruk.
Må oppbevares utlilgjengelig for barn.
Må ikke inntas.
Må ikke brukes etter utlopsdato.
HMS datablad på engelsk er tilgjengelig på www.sdi.com.au
Advarsel: Loven påbyr at dette produkt kun kan selges til tannleger.

FORSTEHJELP:

Ved øyekontakt: Skyll straks grundig med vann og kontakt lege umiddelbart.

Ved hudkontakt: Dypp en klut eller svamp i alkoholholdig væske og rens huden med dette. Skyll grundig med vann etterpå.

Ved svelging: Skyll straks minnen grundig og drikk rikelig med vann. Kontakt lege umiddelbart ved ubehag.

Ved innånding: Ingen spesielle symptomer forventes.

PAKNINGER:

- 7 g sroyte (tilgjengelig i fargenyansene: A1, A2, OA3, translucent, hvit opak).
- Assortert sett, med 1 sroyte av hver fargenyans: A1, A2, OA3, translucent og hvit opak + 70 blandespisser
- Refill blandespisser (50 stk)

POL INSTRUKCJA OBSŁUGI

'set PP' to uwalniający fluor samowytłający cement adhezyjny o podwójnym mechanizmie wiązania. Stosując 'set PP' nie musisz używać systemu wiążącego. 'set PP' jest przeznaczony do osadzania uzupełnień wykonanych metodą pośrednią z ceramiki, metalu lub materiału kompozytowego: wkładów, nakładow, koron, mostów, wkładów koronowo-korzeniowych indywidualnych i standardowych. 'set PP' jest materiałem klasy 3 zgodnie z normą ISO4049, aktywowanym wewnątrzustnie.

SKŁAD:

35% masy – estry metakrylanowe
65% masy – nieorganiczny wypełniacz

WSKAZANIA:

Wkłady, nakłady, korony, mosty, wkłady koronowo-korzeniowe standardowe lub indywidualne i lócowki wykonane z ceramiki lub metalu.

PRZECIWSKAZANIA:

Produkt może spowodować u niektórych pacjentów podrażnienie skóry. Zrezygnuj wówczas z dalszego stosowania materiału i wezwij pomoc medyczną.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA: PRZYGOTOWANIE ZĘBA:

- Wybierz odpowiedni odcień 'set PP'.
- Użyj uzupełnienia tymczasowe i dokładnie wyciszć opracowane powierzchnie zęba z cementu tymczasowego przy użyciu beztluszczowego pumeksu (UWAGA: do osadzenia uzupełnienia tymczasowego nie używaj cementów zawierających eugenol).
- Przymierz uzupełnienie.
- Ponownie wypłucz wodą i wysusz. NIE PRZESUSZAJ. OSTRZEZENIE: Jeśli konieczna jest dodatkowa ochrona mięzi zęba, przed polowaniem wycisnąć użyj twarzągnącego wyścielacza z bazie wodorotlenku wapnia. Substancja takie jak woda utleniona, środki czyszzące nadwrażające zębiny, środki dezynfekujące, środki obkurczające naczyńia, środki do impregnacji zębiny itp. mogą spowodować zaburzenie reakcji polimeryzacji i osłabienie siły wiązania cementu.

PRZYGOTOWANIE UZUPEŁNIENIA:

Dokładnie wyciszć i przygotuj uzupełnienie zgodnie z zaleceniami producenta.

PRZYGOTOWANIE STRZYKAWKI:

- Zdejmij zatyczkę. Wyłącznie w przypadku pierwszego użycia, odpowiedź strzykawkę, aby poziom zarówno katalizatora, jak i past bazowych zrówna się z otworem strzykawką. Załóż końcówkę mieszającą na strzykawkę samomieszającą automix.
- Aby zapewnić równe wymieszanie katalizatora i bazy, wycisnij nieco materiału na podkładkę, by sprawdzić jednolitość koloru, a następnie wyrzucź ten materiał.

MIESZANIE RĘCZNE

Nie mocując uprzednio końcówki mieszającej wycisnij odpowiednią ilość materiału na podłożo do zarabiania. Mieszaj bazę i katalizator szpatułką przez 30 sekund.

APLIKACJA CEMENTU 'set PP':

- Pamiętaj o ochronie pola zabiegowego przed zanieczyszczeniem śluzą.
- Równo rozprowadź 'set PP' po odpowiednich powierzchniach uzupełnienia i zęba. UWAGA: Gdy aplikujesz cement do kanału korzeniowego, nie używaj igły Lentulo, ponieważ takie postępowanie znacząco przyspieszy wiązanie cementu. Podczas osadzania wkładu koronowo-korzeniowego wykonaj kilka wibrujących ruchów aby uwolnić pozostające w kanale pęcherzyki powietrza.
- UWAGA: Jeśli cementujesz lócowki, przed aplikacją set PP użyj systemu wiążącego (jak Gol, Stae itp. zgodnie z instrukcją producenta i z uwzględnieniem procedury wytrawiania kanaek zęba) aby zwiększyć siłę wiązania. Cementuj tylko 1-2 lócowki jednocześnie ponieważ czas pracy materiału jest ograniczony.

Czas pracy w temperaturze pokojowej	2 minuty
Czas wiązania w temperaturze jamy ustnej	5 minut
Czas polimeryzacji światłem	20 sekund

Uwaga: Powyższe wartości są przybliżone i mogą się różnić w zależności od warunków przechowywania materiału, wilgotności, daty produkcji materiału i temperatury.

- Osadz uzupełnienie i przed przystąpieniem do polimeryzacji odczekaj 30 sekund. Użyj lampy polimerizacyjnej LED o dużej mocy (długość fal 440–480 nm i minimalne natężenie światła 1000 mW/cm2), np. Radii Xpert LED (SDI Ltd).
- Użyj nadmiary materiału w czasie 2 sekund po polimerzacji światłem lub po 2 minutach od rozpoczęcia mieszania. UWAGA: Jeśli nadmiary cementu są usuwane z wykorzystaniem kulek z waty lub podobnych przyborów należy starać się, by przy osadzaniu uzupełnienia pozostawić jak najmniejszą ilość nadmiarów. Niezwłocznie po rozpoczęciu polimeryzacji lub chemicznym wiązaniu materiału należy, w celu zapobiegania inhibicji tlenowej, pokryć nadmiary żelem glicerynowym.
- W celu przyspieszenia wiązania przeprowadź dokładną polimeryzację (minimum 20 sekund na każdą powierzchnię). W przypadku odbudów z materiałów kompozytowych lub ceramicznych polimeryzuj 'set PP' poprzez odbudowę.
- Wypoleruj obrzeża uzupełnienia.

PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE:

W celu zachowania odpowiednich właściwości fizyko-chemicznych, zaleca się przechowywanie produktu w lodówce. Nie narażaj produktu na działanie wysokich temperatur. Przechowuj w temperaturze w zakresie 2°-25°C (35°-77°F) Przed użyciem przechowuj w chłodziarce. Używaj w temperaturze pokojowej w zakresie 20°-25°C (68°-77°F)

SRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Do zastosowań zwetnicznych.

Nie używaj po upływie okresu trwałości.

UWAGA: Pod rygorem prawa zaleca się sprzedaż wyłącznie na potrzeby dentystów.

Certyfikaty bezpieczeństwa materiału dostępne na: www.sdi.com.au lub u przedstawiciela regionalnego.