

Universeel vloeibaar composiet

GEbruiksAANwIzING

Vloeibaar Luna Flow /Luna Flow LV-composiet is ideaal voor het repareren van beschadigde materialen op basis van lichtharding. Het composiet wordt rechtstreeks in de hole geïnjecteerd voor maximaal aanpassing aan de voorbereide ruimte.

SAMENSTELLING VAN LUNA FLOW LV:
44% wt (68% vol) multifunctioneel methacrylat 56%wichtsprocent (32% vol) anorganisch vulmiddel (0,2 - 1 micron)

SAMENSTELLING VAN LUNA FLOW LV:
48% wt (72% vol) multifunctioneel methacrylat 52% wt (28% vol) anorganisch vuller (0,2 - 1 micron)

SAMENSTELLING VAN LUNA FLOW LV:
48 gewichtsprocent (28% vol) multifunctioneel methacrylat 52 gewichtsprocent (17% vol) anorganisch vulmiddel (0,2 - 1 micron)

CONTRA-INDICATIES:

- Aftopping;
- De patiënt kan leiden tot huidirritatie bij sommige personen;
- Stap in dergelijke gevallen met het gebruik ervan en raadpleeg een arts;
- Niet gebruiken in combinatie met materialen met eugenol;
- Patiënten met een bekende gevoeligheid voor acryl of allergische reacties op de materialen van dit product mogen het niet gebruiken.

INDICATIES:

- Conservatieve herstellingen uit klasse I - inclusief occlusale Class I, II, III, IV
- Herstellingen uit klasse V (cervicale slijtage, wortelresten, abfraction)
- Uitlokking van defecten in glazuur en porselein
- Aflichtmiddelen (gaatje en fissuur, implantaat)
- Radiopaque liner voor holte ruimten onder directe herstellingen
- Blokkeren van onderzijdigen
- Opbouw van kleine kronen
- Herstellen of afbreiden van tijdelijke kronen
- Restauratie van porselein, keramiek, composietveneer
- Spalken (bewegende tanden, vezelbruggen)
- Afdekken van vlekken.

OPSLAG EN GEbruIK:

- Bewaren bij temperatuur tussen 2 en 25 °C (35,677°F);
- Gebruik na de laatste heropening;
- Systeem met injectiespuit: sluit de dop goed wanneer u de spuit niet gebruikt.

INSTRUCTIES:
Reinig het element en isoleer deze. Er moet een conservatieve ruimte worden gemaakt met behulp van standaardtechnieken en -instrumenten, zodat een licht harde inwendige vorm ontstaat. De marges van de voorbereide holte moeten eindigen in stevig en onderling schuine randen op locaties waar spanning op komt te staan. Als afsluchting geweest is op locaties waar weinig spanning op komt te staan, dient deze niet groter te zijn dan 1,5 mm. Het gebruik van een 45°-graad vork of een laagprofiel, rond of vierkant mes kan helpen om de randen van de holte – met een olievlies, fluoridierijp pasta of een mengsel van puimsteen en water. Spoel goed af met water.

En t niet selecteren

- Beeld van element niet voordat u de kleu bepaalt.
- Selecteer een compositietijp aan de hand van een schoon en vochtig element. Gebruik daarbij de keuring voor compositen van SDI.
- Probeer een lichtere tint te kiezen wanneer de naastgelegen elementen een helderdere kleur hebben;
- Breng kleine hoeveelheden composit aan op een aangrenzend tandoppervlak om de geselecteerde kleur visueel te controleren. Hard het geheel uit met licht voordat u het hardt.

Bescherming van pulpa

- In diepe hollen moet op het diepste punt een geschikte liner of een geschikt cement worden aangebracht;
- Direct bescherming van het diepste punt van de aanbevolen techniek voor het hechtmiddel dat u gebruikt (zoals Ziband Universal, SDI Limited).

Zelftesttechniek

- Gebruik van een flesje: Breng een van de twee druppels (afhankelijk van de omvang van de herstelling) van een zelftestend hechtmiddel, zoals Ziband Universal (SDI Limited) aan op een mengschachtje.
- Sluit de dop dicht.
- Gebruik van een dosering: Open het deorsestysteem en plaats een borstel (zoals SDI Poser) op de punt ervan te drenken. Breng het eerste laagje hechtmiddel toe op de borstel. Verdamper, waardoor sprake is van slijchte hechting.
- Breng het hechtmiddel aan in de holte door 10 seconden met de borstel (zoals SDI Poser) te scrubben.
- Laat het middel 10 seconden op het oppervlak van de holte zitten;
- l) gaag een klein zander water/olie taldat de verbinding niet meer beweegt (minimaal 5 seconden).

NB: Er kan een afzuigingsysteem worden gebruikt om te voorkomen dat de ademhalingswegen worden geïrriteerd.

- Laat het geheel 10 seconden onder licht uitharden (ledialtime met hoog vermogen en golflijntje van 460-480 nm) op een Radii Plus SDI Limited.
- Laat het geheel 10 seconden onder licht uitharden (ledialtime met hoog vermogen en golflijntje van 460-480 nm) op een Radii Plus SDI Limited.

NB: Glazuur dat te maken kreeg met fluoridatie moet 90 tot 120 glazuur worden geëet.
ANMERKING: Zorg dat de dispenserpomp stevig op de injectiespuit is bevestigd door de hub goed op de injectiespuit te draaien als u een injectiespuit voor het etsen gebruikt. Breng het eerste laagje hechtmiddel toe op de borstel op een vlakoppervlak met een mengaad aan, zodat u de viscositeit en extrusieñsnelheid van het etsmiddel weet;

Selectief etsen

- Breng etsgel op basis van fosforzuur (zoals SDI Super Ectch 37%) alleen op het tandglazuur aan en laat deze 10 seconden inwerken;
- Spoel grondig met water en droog met lucht zonder water/olie of met waterpapiertje.

Volledig etsen

- Breng etsgel op basis van 37% fosforzuur (zoals SDI Super Ectch) aan op de tandstructuur (glazuur en dentine) en laat deze 10 seconden zitten;
- Spoel grondig met water en droog met lucht zonder water/olie of met waterpapiertje. Minimaal uitblazen;
- Breng het hechtmiddel aan overeenkomstig Zelftesttechniek.

Injectie het vloeibaar composiet rechtstreeks in
hoeveelheden van maximaal 2 mm in:

- restauraties van klasse V;
- multistaria voor gaatjes en fissuren;
- restauraties van klasse I, II, III en IV;
- andere indicaties, voor zover nodig.

LET OP: Individuele dispenserpomp stevig op de injectiespuit door de hub stevig op de injectiespuit te draaien.

WAARSCHUWING: Breng het restauratiemateriaal aan bij normale temperatuur (23 °C/74 °F).

- Hard het composiet uit met licht. Gebruik daarvoor minimaal 20 seconden een geschikte led-uithardingslamp met hoog vermogen (golflijntje van 460-480 nm) en maak stapes van 2mm.
- Composit polijsten
- Verwijder overtollig composiet en breng de gevenste vorm aan met behulp van een fijne diamant of een geribbelde bardrallen boor, maat 1,2.
- Tips voor het polijsten met behulp van een flexibele schijf:
 - (i) Haanteer een **constante** polijstbeweging in één richting;
 - (ii) Heen-en-weer bewegen over de rand van de composit en het glazuur heen en weer;
 - (iii) Zorg dat het oppervlak en de polijstschijf droog blijven tijdens het polijsten.

Een droog oppervlak leidt tot een gladdere en meer eenduidige afwerking.

- (iv) Gebruik geen handinstrument met een sneelheid van meer dan 35.000 omwentelingen per minuut;
- (v) Raak de composit niet aan met de doorn of het oog van de hand.

(d) Stel de sneelheid van het handinstrument in op ongeveer 10.000 omwentelingen per minuut om grote delen te verwijderen. Gebruik de schijf met de grove korrel en polijst daarna met de fijne korrel.

- (i) Smor et tynt lag met pasta på gjenopprettingen.
- (ii) Tilsett en liten mengde vann til både tannen og kappen. Poler i 30 sekunder ved lav hastighet og med lett tryk.
- (iii) Vask og tørk.

SEMENTERING AV PORSELEN, KERAMIKK, KOMPOSITVEENERER
KOMPOSITVEENERER
Fer sementerung med Luna Flow /Luna Flow LV, må gjenopprettingen fortløpende behandles i henhold til produsentens bruksanvisning.

Luna Flow /Luna Flow LV er kun egnet for sementerung av gjenopprettinger som er translusente og som er i riktig vinkel for å bli polymerisert i tillegg slippe gjennom, for å sikre at lyset når Luna Flow LV, slik at det kan herde fullstendig.

FORHOLDsREGLER:

- Unngå langvarig kontakt mellom det etsende middelet, adhesivt og kompositet kan føre til betennelse i det orale vevet eller hudsensibilisering.
- Kun for profesjonell bruk.
- Oppbeveres i et tett lukket beholder for barn.
- Må ikke inntas.
- Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Ikke utsett materiale for direkte sollys.
- Forsiktig: Fedtall lov begrenser denne enheten til salg av eller på ordre fra en tannlege.

FORSTHjELP

- Øye (kontakt):** Vask grundig med vann og oppsk medisinsk vasje.
- Hud (kontakt):** Fjern ved bruk av en klut eller svamp dykket i alkohol. Skyll grundig med vann.

Inntak: Skyll munnen grundig. Drikk riklig med vann/ melk. Oppsøk medisinsk hjelp om kvalme eller vedvarer.

- Inhalering:** Ingen forventede symptomer.

SDS er tilgjengelig på www.sdi.com.au, eller du kan kontakte din regionale representant.

UITHARDEN VAN PORSELEN-, KERAMIEK- EN COMPOSIT FACINGS
Voorardt centering met Luna Flow/Luna Flow LV plaatsvindt direct de restoratie wordt voorbereid volgens de gebruiks-aanwijzing van de fabrikant.

Luna Flow/Luna Flow LV is alleen geschikt voor het uitharden van restauraties die doorschijnend zijn en dikte voldoende is om polymeriseerend door te laten, zodat het licht Luna Flow LV bereikt en volledige uitharding mogelijk is.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Vermijd langdurig contact van het etsmiddel, het hechtmiddel en de composit met de huid of met orale weefsel in verband met een risico op betennelse of sensibilisatie van de huid.
- Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik;
- Niet inbreuk van kinderen vermeden;
- Niet innemen;
- Niet gebruiken wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken;
- Niet blootstellen aan direct licht;
- Let op: dit product mag op grond van federale wetgeving uitsluitend worden verkocht door of namens een tandarts.

EErST HULP

- Bij contact met de ogen:** spoel de ogen grondig met water en raadpleeg daarna een arts.
- Bij contact met de huid:** verwijder het product met een doek of sponsje, gedrenkt in alcohol. Spoel grondig met water.
- Inslukken: spoel de mond grondig.** Drink voldoende water/ melk. Raadpleeg een arts als de symptomen blijven bestaan.
- Inademing:** geen symptomen verwacht.

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op www.sdi.com.au of via uw regionale vertegenwoordiger;

Universal flytende komposit

BRUKSANVISNING

Luna Flow /Luna Flow LV flytende komposit, er et ideelt allsidig radiopaque flytende, letterende materiale. Kompositet sprøytes direkte inn i kaviteten for å gjøre tilpassningen til klargjøringen så bra som mulig.

SAMMENSTELLING AV LUNA FLOW LV:
44% wt (68% vol) flerfunksjonelt metakrylat ester 56% wt (32% vol) inorganisk fyller (0,2 - 1 micron)

SAMMENSTELLING AV LUNA FLOW LV:
48% wt (72% vol) flerfunksjonelt metakrylat ester 52% wt (28% vol) inorganisk fyller (0,2 - 1 micron)

CONTRAINDIKASJONER:

- Kapsling av masse;
- Produktet kan forårsake hudirritasjon hos enkelte personer;
- Slike tilfeller må du avbryte bruket og oppsøke medisinsk hjelp.
- Må ikke brukes sammen med eugenol-inneholdende materialer;
- Pasienter med kjent overfølsomhet for akryl eller allergiske reaksjoner grunnnet materialene i dette produktet skal ikke bruke det.

INDIKASJONER:

- Konservativ klasse I (inkludert okklusale overflater), II, III, IV gjenoppretteiser
- Klasse V gjenoppretteiser (cervikal abrasjon, rot erosjon, abfraction)
- Reparasjon av defekter i enamel og porselengjenoppretteiser
- Forsorgingsmidler (fjtt og fissur, implantat)
- Reparasjon av defekter i glazuur og direkte gjenopprettinger
- Utløkking av underkuttninger
- Endre kjernepolyppbygginger
- Remontering av porselein, keramikk, kompositveenerer
- Poliering (inkludert tenner, fiberbroer)
- Dekke til flekker.

LAGRING OG HÅNTERING:

- Lagres ved temperatur mellom 2 °a and 25 °C (35,6° - 77°F).
- Brukes ved romtemperatur
- Sprøytesystem: sett hetten godt på plass når det ikke er i bruk.

INSTRUKSJONER:
Rengjør og isolert tannen. En konservativ kavitet skal klammes ved bruk av standard teknikker og instrumenter for å gjøre det sitt arundent internt. Materialer av kavitetens vegger skal ende i frisk og støttet enamel med ingen avfasinger på skråslebende overflate. Hvis avfasing er ønsket på et sted med lav stress, skal den være i en maksimal 45° vinkel på ikke mer enn 45 °. Forhåndsliggende anbefales også for å sikre at den gjenopprettingen tannen vil ha et tilstrekkelig kontaktpunkt.

Profilere alle overflater som skal ettes, inkludert overflater ved siden av kaviteten. Ettsing er ofjelli ikke fluoridholdig pasta eller en masse av puimstein og vann. Skyll grundig med vann.

Nyansvalg

- Velj kompositnyansen ved å matche med en rein og fuktig nyanse på et stykke porvinn eller nyansen som er valgt fra nyanseveilederen, plasser små mengder komposit på en omgivende tannoverflate og her den lett for binding.

Massebelysning

- For tykke kaviteter må en egnet foring eller sement plasseres på den berørte overflaten.
- Direkte adhesiv påføring: Følg teknikken som anbefales på adhesivproduktet som du bruker (f.eks. Ziband Universal, SDI Limited).

Selvetsingsteknikk

- Disperser en eller to dråper (avhengig av gjenopprettingsstørrelse) av selvetingsadhesiv, som f.eks. Ziband Universal (SDI Limited), i en blenderbørst. Sett blenderen på lav hastighet.
- Evnerings-av ettsing: Åpne enhetsen doseenhet og sett inn en børstespjettaker (f.eks. SDI Posits) inn i beholderen for å være trygg.

TEKNIKA SAMMATERIENNA
Materialer i buteleksele.

- a) Bruk adhesiv / kavitetten ved å skrubbe i 10 sekunder med en børste (f.eks. SDI Poser) på ettsing.
- b) La det virke på kavitetsoverflaten i 10 sekunder.
- c) Blås med vann /ofjert luft til du ser at bindingen ikke sveiges seg (minst 10 sekunder).
- NERK:** En vakuumspirator kan brukes for å hindre at adhesiv sveiges spre seg.
- d) Lett herding i 10 sekunder (460-480 nm belgelyndede, høy energi) ved hjelp av et lysdiode apparat (f.eks. Radii Plus SDI Limited).
- MERK:** Enamel utsatt for fluoridering skal ettes: 90 til 120 sekunder.

UWAGA: Hvis du bruker en sprøyte må du sikre at dispensertingspumpen nav festes godt til sprøyten ved å minst trykt på sprøyten. Første gang den brukes, eller etter langvarig inaktivitet, trykker du på et liten mengde på en blandeplate for å gjøre deg kjent med etsmiddelets viskositet og hastigheten ved ekstrusjonen.

Selvetsingsteknikk

- a) Bruk etseglede med fosforsyre (f.eks. SDI Super Ectch 37 %) til å etsen tannen og la den virke i 10 sekunder.
- b) Skyll grundig med vann og tørk med vann-/ofjert luft eller med bomullspletts. Ikke tørk for mye.
- c) Påfør adhesiv, som f.eks. Ziband Universal (SDI Limited) i henhold til tinnene i "Teknikk for selvetising".

Total selvetisingsteknikk

- a) Påfør etsmiddel (for eksempel 37% (f.eks. SDI Super Ectch) til tannstrukturen (enamel og dentin) og la den virke i 10 sekunder.
- b) Skyll grundig med vann og tørk med vann-/ofjert luft eller med bomullspletts. Ikke tørk for mye.
- c) Påfør adhesiv i henhold til "Teknikk for selvetising".

prøyt den flytende kompositen direkte inn med avstander på
minst 2 mm in:

- Klasse V gjenopprettinger,
- Grop- og fissurforseglinger,
- Konservativ klasse I, II, III- og IV-gjenopprettinger
- Andre indikasjonjer etter behov.

FORSKRIFT: kontrollert at dispenseringsoppsett er godt festet til sprøyten ved å minst trykke på sprøyten.
ADVARSEL: Påfør gjenopprettingsmiddel ved normal romtemperatur (23 °C/74 °F).

Herd kompositet lett ved bruk av et kraftig LED-herdeslys (460-480 nm belgelyndede) for minimum 20 sekunder i 20 sekunder i 2 mm.

Polering av komposit

- (a) Fjern overflendig komposit og konturer ønsket form ved bruk av en fin diamant eller 12-rillet karbidbor. Topp for polere ved bruk av et fleksibelt platetsystem.

(i) Poleringsbevegelsen skal være konstant og i én retning

- (i) En frem- og tilbake-bevegelse over kompositen - ensmalrigt i ett område.
- (ii) Hold overflaten og poleringsplatten tørre når du polerer. En tarr overflate vil gi en jevnere og mer lik finish.
- (iii) Ikke bruk håndstykket med større hastighet enn 35 000 opm.

(ii) Unngå å berøre kompositet med mandrelen eller platten sine øyer.

- (b) For stor reduksjon, innstall hastigheten på håndstykket til ca. 10 000 opm. bruk den grovste platten i utvalgt og poler gjenopprettingen ved å starte i glitvinkel og **beveg deg utover** over gjenopprettingen. Skift ut platen hvis kutteffektene begynner å svekkes. Vask og tørk.

(c) For endelig konturerung kan du bruke en medium grov plate ved hastighet på ca. 10 000 opm. Vask og tørk.

- (d) For finishing kan du bruke en medium fin plate og hastighet på ca. 10 000 opm. Vask og tørk.
- (e) Til slutt kan du bruke den fineste platten ved 30 000 opm. Vask og tørk.

MERK: Etter trinr 8, kan poleringspasta (SDI Limited) brukes for å gi kompositet en livlig finish ved bruk av følgende trin:

- (i) Påfør poleringspasta i en gummiokk eller på en plate ved hastighet på 10 000 opm.
- (ii) Smor et tynt lag med pasta på gjenopprettingen.
- (iii) Tilsett en liten mengde vann til både tannen og kappen. Poler i 30 sekunder ved lav hastighet og med lett tryk.
- (iv) Vask og tørk.

SEMENTERING AV PORSELEN, KERAMIKK, KOMPOSITVEENERER
KOMPOSITVEENERER
Fer sementerung med Luna Flow /Luna Flow LV, må gjenopprettingen fortløpende behandles i henhold til produsentens bruksanvisning.

Luna Flow /Luna Flow LV er kun egnet for sementerung av gjenopprettinger som er translusente og som er i riktig vinkel for å bli polymerisert i tillegg slippe gjennom, for å sikre at lyset når Luna Flow LV, slik at det kan herde fullstendig.

FORHOLDsREGLER:

- Unngå langvarig kontakt mellom det etsende middelet, adhesivt og kompositet kan føre til betennelse i det orale vevet eller hudsensibilisering.
- Kun for profesjonell bruk.
- Oppbeveres i et tett lukket beholder for barn.
- Må ikke inntas.
- Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Ikke utsett materiale for direkte sollys.
- Forsiktig: Fedtall lov begrenser denne enheten til salg av eller på ordre fra en tannlege.

FORSTHjELP

- Øye (kontakt):** Vask grundig med vann og oppsk medisinsk vasje.
- Hud (kontakt):** Fjern ved bruk av en klut eller svamp dykket i alkohol. Skyll grundig med vann.

Inntak: Skyll munnen grundig. Drikk riklig med vann/ melk. Oppsøk medisinsk hjelp om kvalme eller vedvarer.

- Inhalering:** Ingen forventede symptomer.

SDS er tilgjengelig på www.sdi.com.au, eller du kan kontakte din regionale representant.

Uniersalny plynny kompozyt

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Luna Flow /Luna Flow LV to plynny, wczestochrony, radiopacalny materiał. Łatwo aplikować, widoczny w RTG. Kompozyt może być stosowany bezpośrednio do ubytku, aby zamaskalizować się w ziazi.

SKŁAD LUNA FLOW LV:
44% wagiwo (68% objętości) wielofunkcyjny ester metakrylowy
56% wago (32% objętości) wypełniacz nieorganiczny (0,2-1 mikron)

SKŁAD LUNA FLOW LV:
48% wagiwo (72% objętości) wielofunkcyjny ester metakrylowy
52% wago (28% vol) estera metakrylowego (0,2 - 1 micron)

PRZECIWKAZANIA:

- choroby skóry;
- Produkt może wywoływać podrażnienia skóry u niektórych osób.
- W takim przypadku należy zaprzestaa stosowania i zwrócić się o pomocdo lekarza.
- Nie wolno używać w połączeniu z materiałami zawierającymi eugenol.
- Pacjenci o znanej wrażliwości na akryle lub reakcje alergiczne na materiały z tworzyw wykonany jest ten produkt, nie powinni go używać.

WSKAZANIA:

- Odbudowa zachowawcza ubytków klasy I (w tym Resinapak karerzki z ubytkami, odbudowa ubytków klasy II, III i IV
- Odbudowa ubytków klasy V (zaburza przyszywka, erozja w obrębie korony, abfraction)
- Naprawa defektów szkliwa oraz porcelany
- Uszczelnianie (bruzdy i szczyliny, implanty)
- Poliering (inkludując tenner, fiberbroer)
- Dekkie tlo flekker.
- Blokowanie podcieni
- niewielkie odbudowy zębny koronowego
- Uszczelnianie tymczasowych koron
- Osadzanie ceramicznych, porcelanowych i kompozytowych nakładek
- Szynowanie (rozwiązanie zębny, mosty na włóknaach włóknałny)
- Pokrywanie preparatów.

ARMAZENOWANIE I MANIPULACJA:

- Armarzen em temperaturas entre 2 e 25°C (35,6° - 77°F).
- Använd vid rumtemperatur
- Sprøytesystem: sett hetten godt på plass når det ikke er i bruk.
- Sistema de seringa. Quando não estiver em uso, reserve a ponta aplicadora e feche a seringa com a tampa.

INSTRUCJES DE USO:

- Limpe e isole o elemento.
- Seleccione a tonalidade da resina composta pela semelhança da cor do dente limpo e úmido com a escala de cor para resinas da SDI.
- Quando o dente adquire é significativamente diferente em tonalidade, tente seleccionar a tonalidade mais clara.
- Para a cavidade profunda, aplique a resina composta na escala de cor, coloque pequenos incrementos de resina em um dente úmido e fotopolimerize sem realizar adesivo.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

- Wyczyszcz i odizoluj ząb. Wypracowuj zachowawczy kształt ubytku, stosując standardowe techniki. Wykonaj jego wywetrtzenie powierzchni by delikatnie zakraglować. Brzozy wypracowanego ubytku powinnj znajdowac się w odległości od zębnej powierzchni nie większej niż 1 mm, szerokość nie większa niż 2 mm. Zaleca się też stosowanie klinów (prewedging), co umożliwia uzyskanie prawidłowego punktu stygnięcia. Należy wykonać w niansej srodkowej, także te graniczące z ubytkiem, pasta nie zawierająca fluoru i substancji szkodliwych lub mukiesmal. Dokładnie wypłucz ubytek wodą.

Seleção de Cor

- 1. Seleccione a tonalidade da resina composta pela semelhança da cor do dente limpo e úmido com a escala de cor para resinas da SDI.
- 2. Quando o dente adquire é significativamente diferente em tonalidade, tente seleccionar a tonalidade mais clara.
- 3. Para a cavidade profunda, aplique a resina composta na escala de cor, coloque pequenos incrementos de resina em um dente úmido e fotopolimerize sem realizar adesivo.

Próteção Pulpa

- 1. Nie przykrzywać zbyt przedrobem odcienia. Odcień kompozytu należy dobierać do czystego i nieprzesuszonego zębego korony.
- 2. Jeżeli odcień sąsiednich zębów jest znacząco różny, należy sprobować dobrać jaśniejszy odcień.
- 3. W celu wyrobekowego powierzchniowego odcienia należy użyć niewielkiej ilości kompozytu na sąsiednim zębie i dokładnie wyciągnąć przed zastosowaniem środka wiążącego.

Pulp Protection

- 1. Podczas leczenia głębokich ubytków w najgłębszych punktach ubytku należy użyć odpowiedni wyciszcacz lub cement uszczelniający (zobacz Ziband Universal, SDI Limited) na podłożu do mieszanina.
- 2. Natychmiast zopolniak butelekcie. Materiał w jednorazowym opakowaniu. Otworzenie opakowania może skutkować zepszczeniem.
- 3. Bezpośrednie zastosowanie systemu łączącego. Należy użyć techniki wiązawców dla systemowego systemu łączącego. (np. Ziband Universal, SDI Limited).

Técnica Sammateriai
Material v buteleksele.

- a) Bruk adhesiv / kavitetten ved å skrubbe i 10 sekunder med en børste (f.eks. SDI Poser) på ettsing.
- b) La det virke på kavitetsoverflaten i 10 sekunder.
- c) Blås med vann /ofjert luft til du ser at bindingen ikke sveiges seg (minst 10 sekunder).
- NERK:** En vakuumspirator kan brukes for å hindre at adhesiv sveiges spre seg.
- d) Lett herding i 10 sekunder (460-480 nm belgelyndede, høy energi) ved hjelp av et lysdiode apparat (f.eks. Radii Plus SDI Limited).
- MERK:** Enamel utsatt for fluoridering skal ettes: 90 til 120 sekunder.

UWAGA: Hvis du bruker en sprøyte må du sikre at dispensertingspumpen nav festes godt til sprøyten ved å minst trykt på sprøyten. Første gang den brukes, eller etter langvarig inaktivitet, trykker du på et liten mengde på en blandeplate for å gjøre deg kjent med etsmiddelets viskositet og hastigheten ved ekstrusjonen.

Técnica Autocondicionante
Técnica: Dispense uma ou duas gotas (dependendo do tamanho da cavidade) de resina composta autocondicionante, como o Ziband Universal (SDI Limited) em um casulo apropriado. Imediatamente após a aplicação, enxagüe a cavidade.
Dose-Única: Abra o recipiente de dose única e insira o pincel aplicador (ex. POINTS SDI) dentro do recipiente e enxagüe a cavidade.

NOTA: Prossiga com os próximos passos rapidamente para evitar que o líquido endureça e enfraqueça a adesão.

- a) Aplique o adesivo na cavidade e enxagüe a cavidade por segundos com uma ponta aplicadora (por exemplo SDI Poser).
- b) Deixe-o na superfície da cavidade por 10 segundos.
- c) Aplique água de ar seco e ilite de óleo até quando não houver movimento da superfície condicionada (mínimo de 5 segundos).

NOTA: Um aspirador à vácuo pode ser usado para prevenir que o líquido endureça e enfraqueça a adesão.

WIKTIG:

- d) Fotopolimeriz por 10 segundos (fotopolimerizator LED med høy energi) ved hjelp av et lysdiode apparat (f.eks. Radii Plus SDI Limited).
- UWAGA:** Można zastosować wcześniej fluorozynki należy wytrząść kompozit na powierzchni wiązawców (zobacz Ziband Universal, SDI Limited) na podłożu do mieszanina.

WAŻNE: W przypadku korzystania ze strzykawki upewnij żeż zawieszka do strzykawki jest czysta i nie jest ona bezpośrednio połączona ze strzykawką, można wycisnąć końcówkę do strzykawki. Przy pierwszym użyciu lub po długim przechowywaniu w opakowaniu należy użyć końcówki "Self-Etch Techniqe" na podłożu do zarabiania aby oswoić się z jego gęstością i tempem wyściskania.

Técnica Selvetyknyego wytrawiania

- a) Nałozyc etssing na szkliwo - wiazawiacz w zelu zwiazywajacy kwas fosforowy (np. SDI Super Ectch 37%) pozostawiac na minimum 10 sekund.
- b) Dokladnie wyplywak wodę i osuszyc powierzchnie wolnym od zanieczyszczen lub kulceczkami z waty. Nie przesuszac.
- c) Zaplokkowac system wiazawcy, tak jak Ziband Universal (SDI Limited) zgodnie z zaleceniami wiazawcy dla "techniki samotrawienia".

Técnica całkowitego trawienia

- a) Nałozyc na strukturę zębą (szkliwo i zębiny) wiazawiacz w zelu zwiazywajacy kwas fosforowy (np. SDI Super Ectch 37%) pozostawiac na minimum 10 sekund.
- b) Dokladnie wyplywak wodę i osuszyc powierzchnie wolnym od zanieczys

LUNA FLOW
LUNA FLOW LV

FIN

Yleiskäyttöinen juokseva yhdistelmämuovi

KÄYTTÖOHJEET

Juokseva yhdistelmämuovi Luna Flow / Luna Flow LV on ihteelliseen monipuolinen röntgenpohkeinen, juokseva, valokoveteinen materiaali. The Yhdistelmämuovi sukuteataan suoraan kaviteetin preparsiointin preparatioiden parasta mahdollista sopeutumista varten.

LUNA FLOW'N KOOSTUMUS:
44 % painosta (68 % tilavuudesta) monitoiminnallinen metakryyliesteri

5% painosta (32 % tilavuudesta) epäorgaaninen täyteaine (0,2–1 mikronia)

LUNA FLOW LV'N KOOSTUMUS:
48 % painosta (72 % tilavuudesta) monitoiminnallinen metakryyliesteri

52 % painosta (28 % tilavuudesta) epäorgaaninen täyteaine (0,2–1 mikronia

KONTRAINDIKAAITTO:

- Hammasytimen kattaminen.
- Valmistus voi aiheuttaa hoarystyötä osalle ihmisistä.
- Näissä tapauksissa käyttö tulee lopettaa ja hakeuttua lääkärin.
- Ei tule käyttää yhdessä eugenolia sisältävien materiaalien kanssa.
- Potilaiden, joilla tiedetään olevan herkkyä akryyleille tai allergeisia reaktioita valmisteem materiaalleille, ei tule käyttää sitä.
- INDIKAAITTO:**
- Konservatiiviset luokan I (sisältään okklusaaliset pinnat), II, III, IV korjaukset
- Luokan V korjaukset (kerivaalinen abraasio, juuren eroosio, abfraktio)
- Almai- ja posliinikorjausten vikojen korjaukset
- Tiivisteineet (fissuura, implantit)
- Röntgenopaakki kaviteetin alustayte suorien korjauksiin
- Allemenojen estäminen
- Pienet tytimen rakentamiset
- Tilapäisten kruunujen korjaaminen tai tiivistäminen
- Posliinisten, keramiesten, yhdistelmämuovisten päällysteiden sementoinnit
- Hampaiden kytkeminen (liikkuvat hampaat, kuituisilat)
- Väryjämien peittäminen.

SÄILYTYS JA KÄSITELTÄ:

- Säilytettävä 2–25 °C lämpötilassa (35,6–77 °F).
- Käytä huoneenlämpössä
- Ruiskujärjestelmä: kun ei käytössä, vaihda kärki uuteen tiukasti.

OHJEET:

Puhdista ja eristä hammas. Konservatiivinen kaviteetti tulee valmistella tavonamaisin tekniikoin ja instrumentein hieman pyöreän sisäisen muodon muodostamiseksi. Kaviteetin valmistelun reunojen tulee päätyä vakaseen ja tuettuun emaliin, ilman että kuormittuvissa kohdissa on särmää. Jos alustavien materiaalien kohtaan tahdotaan särmää, sen ei tule ylittää 1 mm:ä ja 45 ° kulmaa. Korjattavan hampaan riittävän kontaktipinnan varmistamiseksi myös ennalta tehdävä kilausta suostellaan. Puhdista kaikki etsattavat pinnat, kaviteetin vieraiset pinnat mukaan lukien, öljytöntällä ja fluorittomalla tahallalla tai hokkavetillä ja vedellä. Huuhtelee kauttaaltaan vedellä.

Värisävyn valinta

- Älä peitä hammasta ennen sopivan värisävyn etsimistä. Valitse yhdistelmämuovin värisävy etsimällä puhtaan ja kostean hampaan sävyä vastaava sävy SDI:n yhdistelmämuovien värisävyoppaasta.
- Kun vierekäiset hampaat ovat värisävyitään huomattavan erilaisia, yritä löytää vaaalempaa sävyä vastaava sävy. Saadakseen visuaalisen varmistuksen värisävyoppaasta valitusta värisävyä, aseta pieni määrä yhdistelmämuovia ympäröivälle hampaan pinnalle ja valokoveta ennen sidostusta.

Hammasytimen suojaaminen

- Syvien kaviteettien kohdalla kaviteetin svympään kohtaan tulisi asettaa suoveltuva alustayte tai sementti.
- Suora sidosaineen käyttö: Noudata käyttämäsi sidosaineen suositelua tekniikka (esim. Zibpond Universal, SDI Limited).

Itse-estusteknikka

Pullotointimus: Annotte yksi tai kaksi pisaraa (korjauksen kokoa riippuen) itse-estausainaa sidosaineen, kuten Zibpond Universalia (SDI Limited) sekoituskoppiin. Vaihda kansi välittömästi.

Kerta-annostoitimus: Avaa kerta-annoslaite ja aseta applikointiharja (esim. SDI Points) säiliöön.

- Huuhtele kaulttaaltaan vedellä ja kuivaa vedellä öljytöntämällä illamalla tai puuvillapallelein. Älä kuivaa liikaa.
- Applikoi sidosaineen, kuten Zibpond Universalia (SDI Limited) "Itse-estusteknikka"-kohdan mukaisesti.

Itse-estusteknikka
Pullotointimus: Annotte yksi tai kaksi pisaraa (korjauksen kokoa riippuen) itse-estausainaa sidosaineen, kuten Zibpond Universalia (SDI Limited) sekoituskoppiin. Vaihda kansi välittömästi.

Kerta-annostoitimus: Avaa kerta-annoslaite ja aseta applikointiharja (esim. SDI Points) säiliöön.

HUOM: Jatkua seuruin vaiheisin nopeasti, sillä neste voi haihtua ja johtaa huonon sidostukseen.

- Applikoi sidosainetta kaviteetin ylänsäämällä 10 sekunnin ajan harjalla (esim. SDI Points).
- Älä kaviteetin pinnalle 10 sekunniksi.
- Puhalla vedellä / öljytöntämällä illamalla, kunnes sidostuksessa ei enää näy liikettä (vähintään 5 sekuntia).

HUOM: Allipainemulaiteita voidaan käyttää sidosnesteen rakuksien estämiseen.

- Valokoveta 10 sekunnin ajan (aallonpituus 460–480 nm, korkeatehoinen LED-kovetusvalo, kuten Radii Plus - SDI Limited).
- HUOM: Fluoraukselle altistunutta emalia tulee etsata 90–120 sekunnin ajan.

TÄRKEÄÄ: Itse-estausainaa käytettäessä tulee annostelukärjen kiinnittimen kiinnitysruokun varmistaa väntämällä näkökenttään kärjen kiinnitin tukitaksi ruokkuun kiinni. Ensimmäisellä käyttökerralla tai pitkän varastoinnin jälkeen, pursota pieni määrä sekoitusaluslietta saadaksesi tuntuma etsausaineen viskositeettiin ja purustukseen.

Selektiivisen etsauksen tekniikka

- Applikoi fosforihappopohjaista etsausgeeliä (esim. SDI Super Etch 37 %) ainoastaan hampaan emaliin ja odota 10 sekuntia.
- Huuhtele kaulttaaltaan vedellä ja kuivaa vedellä öljytöntämällä illamalla tai puuvillapallelein. Älä kuivaa liikaa.
- Applikoi sidosaineen, kuten Zibpond Universalia (SDI Limited) "Itse-estusteknikka"-kohdan mukaisesti.

Kokonaetsauksen tekniikka

- Applikoi fosforihappopohjaista 37 % etsausgeeliä (esim. SDI Super Etch) hampaan rakenteeseen (emali ja dentini) ja odota 10 sekuntia.
- Huuhtele kaulttaaltaan vedellä ja kuivaa vedellä öljytöntämällä illamalla tai puuvillapallelein. Älä kuivaa liikaa.
- Applikoi sidosaineen "Itse-estusteknikka"-kohdan mukaisesti.

6. Ruiskuta juoksevaa yhdistelmämuovia enintään 2 mm:n kerroksina seuraavissa toimenpiteissä:

- Luokan V korjaukset,
- Fissuuriitvauriukset,
- Konservatiiviset luokan I, II, III ja IV korjaukset
- Muut käyttöaiheet tarpeen mukaan.
- VAROITUS:** varmista, että annostelukärki on kiinteästi kiinni ruukkussa väntämällä kärjen kiinnitin tiukasti kiinni ruokkuun.

VAROITUS: Applikoi korjausainetta normaalissa huoneenlämpössä (23 °C / 74 °F).

7. Valokoveta yhdistelmämuovia käyttämällä soveltuva korkeatehoinen LED-kovetusvaloa (aallonpituus 460–480 nm) vähintään 20 sekuntia 2 mm:n lisäysinä.

8. Yhdistelmämuovin kiilottus

- Poista viimäimmäisen yhdistelmämuovi ja uloin linja haluttuun muotoon hiennolla timantilla tai 120 µm:n karbidiporalla. Vinkkejä kiilottukseen jostavalla kiekkojenkäytännöllä:
 - Kiilottusliikkeen tulee olla jatkuva ja yhdensuuntainen.
 - Edestakasta liikettä yhdistelmämuovi ja emalin rajapinnalla ei suostella.
 - Pidä pinta ja hiomakiekko kuivana kiilottaessasi. Kuivaa pinta tuottata sileämmän ja yhtenäisemmän lopputuloksen.
 - Älä käytä käsikappalletta, jonka pyörimisnopeus on suurempi kuin 35 000 rpm.
 - Vältä yhdistelmämuovin koskettamista käsikapleen varelle tai kiekon kiinnittimelle.
 - Kiilottusliikkeen tulee olla jatkuva ja yhdensuuntainen.
 - Edestakasta liikettä yhdistelmämuovi ja emalin rajapinnalla ei suostella.
 - Pidä pinta ja hiomakiekko kuivana kiilottaessasi. Kuivaa pinta tuottata sileämmän ja yhtenäisemmän lopputuloksen.
 - Älä käytä käsikappalletta, jonka pyörimisnopeus on suurempi kuin 35 000 rpm.
 - Vältä yhdistelmämuovin koskettamista käsikapleen varelle tai kiekon kiinnittimelle.
 - Käytä viimetystäänkin varhaisin hiomakiekkoja noin 30 000 rpm:n nopeudella. Pese ja kuivaa.
 - Käytä lopuksi hienointa hiomakiekkoja nopeudella 30 000 rpm. Pese ja kuivaa.
- Lopullista muotoilta varten, käytä keskikarkeutta noin 10 000 rpm:n nopeudella. Pese ja kuivaa.
- Käytä viimetystäänkin varhaisin hiomakiekkoja noin 30 000 rpm:n nopeudella. Pese ja kuivaa.
- Käytä lopuksi hienointa hiomakiekkoja nopeudella 30 000 rpm. Pese ja kuivaa.

HUOM: Valheen 8 jälkeen, Polishing Paste (SDI Limited) -kiilottusainhaa voidaan käyttää antamaan yhdistelmämuoville kiiltävää viimetysellyä noudattamalla seuraavia vaiheita:

- Applikoi kiilottustahnaa kumiseen koppiin tai kiekolle.
- Peitä korjaus ohuella tahnakerkoksella.
- Lisää pieni määrä vettä sekä hampalle että koppiin. Kiillota 30 sekunnin ajan matalalla nopeudella ja kevyellä painella.
- Pese ja kuivaa.

POSLIINISTEN, KERAMIESTEN JA YHDISTÄLMÄMUOVISTEN PÄÄLLYSTEIDEN SEMENTOINTI

Ennen Luna Flow’n / Luna Flow LV’n käyttöä sementointin, korjaus tulee esikäsitellä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Luna Flow / Luna Flow LV soveltuu vain sellaisten korjausten sementointiin, joissa on läpikuultavuutta ja ovat paksuudeltaan sopivia polymerisaatiovalon läpäisyksiäksi. Näin taataan, että valo yltää Luna Flow LV:hen asti ja se voi parantua täysin.

VAROITIMENPITEET:

- Vältä etsausaineen, sidosaineen ja yhdistelmäineen pitkäkestoista kontaktia ihon tai suun kudosten kanssa. Tämä voi aiheuttaa suun kudosten tulehdusta tai ihon herkistymistä.
- Vain ammattikäytttöön.
- Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Ei sisäiseen käyttöön.
- Ei saa käyttää viimiseen käyttööpäivän jälkeen.
- Materiaalia ei saa altistaa suoralle valolle.
- Varoitus: Littävalten laki rajoittaa tämän laitteen myytäväksi vain hammaslääkärin tilauksesta.

ENSIAPU

- Silmä (kontakti):** Pese kaulttaaltaan vedellä ja hakeudu lääkärin.

- Iho (kontakti):** Poista käyttämällä alkoholilla kasteltua savonia tai sientä. Huuhtele kaulttaaltaan vedellä.

- Nielniemen:** Huuhtele suu kaulttaaltaan. Juo runsaasti vettä/ maitoa. Hakeudu lääkärille, mikäli oireilu jatkuu.

- Hengittäminen:** Ei odotettavia oireita.

LUNA FLOW
LUNA FLOW LV

LTU

Universalisus takusis kompozitas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

„Luna Flow“/„Luna Flow LV“ takusis kompozitas yra ideali universalii rentgenokontrastine, tiki, sviesia kietinama medziaga. Kompozitas yra tiesiogiai švirkiškimas į ermes preparata, kad preparatas tuo geriau pritaikytų.

„LUNA FLOW“ SUDĖTIS:
44 % masės (68 % tūrio) daugiafunkcinis metakriolo esteris

56 % masės (32 % tūrio) neorganinis užpildas (0,2-1 mikrono)

„LUNA FLOW LV“ SUDĖTIS:
48 % masės (72 % tūrio) daugiafunkcinis metakriolo esteris

52 % masės (28 % tūrio) neorganinis užpildas (0,2-1 mikrono)

KONTRAINDIKACIJOS:

- Pulplos padengimas.
- Produktas kai kuriems žmonėms gali sudirginti odą.
- Toksiais atvejais nutraukite preparato naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
- Nenaudokite kartu su medžiagomis, kurių sudėtyje yra eugenolio.
- Pacientai, kuriems nustatytas jutrumas akriliniams tirpalams arba alerginės reakcijos šio preparato medžiagoms, neturėtų ju naudoti.
- INDIKACIJOS:**
- Konservuojamiesiems (įskaitant sąkandžio paviršius), II, III, IV klasės restauracijos
- V klasės restauracijos (kaklielo nurozdinimas, šaknų erozija, abfraktija)
- Emalio ir porceliano restauracijos defektų šalinimas
- Sandariškiai (duobe ir plyšys, implantai)
- Rentgenkontrastinis ermsė įdeklas po tiesiogine restauracija
- Nuomsūmų blokavimas
- Porceliano keramikos remontois arba sandarinimas
- Laukinų karūnelių kaupimas arba sandarinimas
- Porceliano, keramikos, kompozicines laminančių cementavimas
- Skilnelimeis conobliūs dantys, skaiduliniai tilpai)
- Uždėnkite dėmes.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS:

- Laikyti 2 - 25 °C (35,6 - 77 °F) temperatūroje.
- Naudoti kambario temperatūroje
- Švirkiškos sistema: kai nenaudojate, sandariai uždėkite dangtelį.

INSTRUKCIJA:
Švirkite ir izoliuokite dantį. Turi būti paruošta konservavimo ertė, naudojant standartinius metodus ir instrumentus, kad susidarytų šiek tiek suapvalinta vidinė forma. Ermsė paruošimo kraštai turi būti gausiai stipriji ir palaikomu emaliu be nuolužinumu atsiminėsi vietoje. Jei norima nuolužinumu esant mažam taškianiam apgrovimui, jis turi tirste ne daugiau kaip 1 mm ne didesniu kaip 45° kampu. Taip pat rekomenduojama iš anksto parengti tinkama formą, kad atkurtas dantis turėtų tinkamą sąlyčio tašką. Visus esdintimus paviršius, įskaitant greta ermsė esančius paviršius, užtepkite pasta, kurios sudėtyje nėra aliejaus, be fluoridų, arba pėmos ir vandens suspensija. Kruopščiai nusukalukite vandeniu.

Atspalvio pasirikimas

- Neuždėnkite danties, kol nesutampa atspalvis. Pasirinkite sudėtiną spalvą, suderindami su švuriu ir drėgnu dantimi, naudodami SDI sudėtiną atspalvio vadovą.
- Kai gretimi dantys žymiai skiriasi atspalviu, pabandykite prierinti šviesesni atspalvi.
- Norėdami vizualiai patvirtinti atspalvi, pasirinkite iš atspalvių vadovo, prieš kiljuodami uždėkite nedidelį kiekį kompozito ant aplinkinio danties paviršiaus ir lengvai sukietinkite.

Dantenų apsauga

- Gilioms ermsėms gliusiamie ermsė taške turi būti įdėtas atitinkamas įdeklas arba cementas.
- Tiesioginis klirvi naudojimas: laikykites klirvi, kuriuos naudojate, rekomenduojamos technikos (pvz., „Zibpond Universal“, „SDI Limited“)

Savaiminio esdinimo technika

Buteiluko naudojimas: Įlašinkite vieną ar du lašus (prikausomai nuo atitinkamo dydžio) lipniųjų klirvi, pvz., „Zibpond Universal“ („SDI Limited“), į maišymo šilnelę.

Nedėsdami uždėnkite dangtelį.

Vienkartinės dozes tiekimas: Atidarykite vienietinės dozės prietaisą ir įdėkite teptuko aplikatorių (pvz., „SDI Points“) į talpyklę, kad prisotintumėte galuką.

PASTABA: Greitai atidėkite kitus veiksmus, nes skystis gali išgaruoti ir blogai suklijuoti dantis.

- Įleiskite klirvi į 10 sekundžių tepdami šepetėliu (pvz., „SDI Points“).

- Palikite ant ermsė paviršiaus 10 sekundžių.
- Prapūskite vandeniu ir be aliejus, kol pamatysite, kad sugingimas nejuda mažiausiai 5 sekundes.

PASTABA: Kad lipnus skystis neišsiklaidytų, galima naudoti vakuuminį siurbtuvą.

2) Visies kientikle 10 sekundžių (460-480 nm bangos ilgiu, didesnio galios LED kientinio šviesos, pvz., „Radii Plus“ - „SDI Limited“)

PASTABA: Emali, kuris yra fluoriduojamas, reikia esdinti 90-120 sekundžių.

SVARBU: Jei naudojate esdinimo švirkištą, įstikinkite, kad dozavimo antgalio juorė tvirtai pritvirtinta prie švirkišto, arba lozigo imant juorę ant švirkišto. Pirma kartą naudodami arba po ilgo laikymo išpauskite nedidelį kiekį ant maišymo padėklo, kad žinotumėte esdiko klampumą ir išpaudimo greitį.

Pasirikintinio esdinimo technika

- Fosforo rūgšties esdinimo geliu (pvz., „SDI Super Etch 37%“) tepkite tik dantį emali ir porceliano 10 sekundžių.
- Kruopščiai išskalukite vandeniu ir nusausinkite vandeniu/ oru be riebiųjų arba medvilnės tamponais. Neperdiržiovinkite. c) Tepkite klirvi, pvz., „Zibpond Universal“ („SDI Limited“), pagal veiksmus, aprašytus sk. „Savaiminio esdinimo technika“.

Išitsinio esdinimo technika

- Užtepkite 37% fosforo rūgšties esdinimo geliu (pvz., „SDI Super Etch“) ant dantų struktūros (emalio ir dentino) ir palikite 10 sekundžių.
- Kruopščiai išskalukite vandeniu ir nusausinkite vandeniu/ oru be riebiųjų arba medvilnės tamponais. Neperdiržiovinkite. c) Klirjuokite pagal savaiminio esdinimo technika.
- Tiesiogiai švirkiškite tektant kompozitą 2 mm arba mažesniais sluoksniais:
 - V klasės restauracijas,
 - Duobių ir plyšy silantus,
 - Konservuojamas I, II, III ir IV klasių restauracijas
 - Esant kitoms indikacijoms (pagal reikiu).

ATSARGIAI: Tvirtai užsukdami antgalio juorę ant švirkišto, įstikinkite, kad dozavimo antgalis tvirtai pritvirtintas prie švirkišto.

ĮSPĖJIMAS: Tepkite restauracijne esant normaliai kambario temperatūrai (23 °C/74 °F).

7. Nuodominant rakinio dieles galios LED kientinio šviesos (460-480 nm bangos ilgis, kompozitą kientikle mažiausiai 20 sekundžių 2 mm intervalais.

8. Kompozito poliravimas

- Pašalinkite kompozito pertekliu ir kontūruokite norima formą naudodami smulkų deimantį arba 12 dalių karbido gražtą. Patarimai, kaip poliruoti naudojant lankšio diskų sistemą:

- Poliravimo judesys turi būti pastovus ir vienkryptis.
- Nerekomenduojama judėti pirmyn ir atgal viš kompozito- nerekomenduojama palikti ribų iki emalio.

- Poliravimo metu paviršius ir poliravimo diskas turi būti sausi. Sausas paviršius suteiks lygesne, vienesne apdailę.
- Naudokite rakinio instrumentu, kurio greitis didesnis nei 35 000 aps./min.

- Stenkėtis neliesti kompozito įvairias arba disko kilpa.
- Norėdami smarkiai sumažinti greitį, nustatykite maždaug 10 000 aps./min. rakinio instrumento greitį. Naudokite rupiausia šlifavimo diskų ir poliruokite restauraciją, pradėdami nuo dantenį ir judėdami į išorę per restauracijos paviršių. Pakaiskite dantį, jei pojimio efektyvumas sumažėjęs. Nuplaukite ir nusausinkite.

- Nuodominant rakinio formavimui naudokite vidutinio rupumo diską maždaug 10 000 apsikimų per minutę greitiu. Nuplaukite ir nusausinkite.

- Apdailai naudokite vidutinio ar smulkaus rupumo diską maždaug 30 000 aps./min. greitiu. Nuplaukite ir nusausinkite.

- Galiausiai naudokite smulkiausio rupumo diską 30 000 apsikimų per minutę greitiu. Nuplaukite ir nusausinkite.

PASTABA: Po 8 veiksmo galima naudoti poliravimo pastą („SDI Limited“), kad kompozitas įgautų bligy apdailę, atliekiant šiuos veiksmus:

- Ant guminio indelio ar disko užtepkite poliravimo pastą.
- Kenenę egy veikny rėtas pasztat a restauracioria.
- Vizeze be kisėę alogci a depurgimti is. Polirozia 30 mosodergic apgant fordulatisam fordulatisam es enyhe rymsas.
- Ugėly hasznajia a lejarti idon tūl.
- Ne tegye k izovetlen napfėynek.
- Figylem;
- A szovetsigėy torenyek szerint az eszok fogorvso ăltal vagy fogorvsori rendelvenlyertesitheto.

- Ugėly hasznajia a lejarti idon tūl.
- Ne tegye k izovetlen napfėynek.
- Figylem;
- A szovetsigėy torenyek szerint az eszok fogorvso ăltal vagy fogorvsori rendelvenlyertesitheto.

ELSŐSEGÉLY