



# RIVA COAT

<b>ENG</b>	LIGHT CURED COATING MATERIAL
<b>BUL</b>	СВЕТЛИНО ВТВЪРДЕН ПОКРИВЕН МАТЕРИАЛ ЗА СЪКЛЮИОНОМЕРНИ ПРОДУКТИ
<b>DAN</b>	LET HÆRDET BELÆGNINGSMATERIALE TIL GLASIONOMER PRODUKTER
<b>DEU</b>	LICHTHÄRTENDES SCHUTZMATERIAL FÜR GLASIONOMERPRODUKTE
<b>ELL</b>	ΕΛΑΦΡΥ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΙΟΝΟΜΕΡΟΥΣ
<b>FIN</b>	KEVYESTI KOVETETTU PINNOLTEMATERIAALI LASH-IONOMEERITUOTTELLE
<b>FRA</b>	VERNIS DE PROTECTION PHOTOPOLYMERISABLE POUR VERRRE IONOMÈRE
<b>ITA</b>	ACCA FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA PROTEZIONE DEI MATERIALI VETRO-IONOMERICI
<b>LIT</b>	LACCA FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA PROTEZIONE DEI MATERIALI VETRO-IONOMERICI
<b>NLD</b>	LICHTHARDENDE COATING MATERIAAL VOOR GLASIONOMEERPRODUCTEN
<b>POL</b>	SMIATECOUTWARDZALNY LAKIER OCHRONNY DLA CEMENTÓW SZKŁO-IONOMEROVYCH
<b>POR</b>	SELANTE DE SUPERFÍCIE FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA IONÓMERO DE VIDRO
<b>SPA</b>	RECUBRIMIENTO FOTOCURABLE PARA PRODUCTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO

PAK11135 K

Made in Australia by SDI Limited  
3-15 Brunson Street, Bayswater, Victoria 3153, Australia

Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 0225 5734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 0225 5734  
Germany 0800 1005759  
Italy 00800 0225 5734  
Spain 00800 0225 5734  
UK 00800 0225 5734  
USA & Canada 1 800 228 5166

**EU REP**

SDI Germany GmbH  
Hansestrasse 85  
51149 Cologne, Germany  
T: +49 2203 9255 0

Last Revised: 08-2025



## ENG INSTRUCTIONS FOR USE

Riva Coat is designed for the prevention of saliva and water contamination to exposed surfaces of glass ionomer cements during the first 24 hours immediately after placement.

### INDICATIONS

- Glass ionomer cement restorations requiring a coating material after placement.

### CONTRAINDICATIONS

- Product may cause skin irritations to some people. In such cases, discontinue use and seek medical attention.

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. Place the glass ionomer cement according to manufacturer's instructions.
2. When restoration has hardened, apply Riva Coat to all exposed surfaces of restoration.
3. Light cure for 20 seconds.
4. Replace cap immediately after use.

### STORAGE AND HANDLING

- Material is light sensitive. Do not dispense Riva Coat until ready to use.
- Store in a dark place at temperatures between 2° and 25°C (35° - 77°F). Use at room temperature between 20° and 25°C (68° - 77°F).

### PRECAUTIONS

- For professional use only.
- Keep out of reach of children.
- Do not take internally.
- Do not use after expiry date.
- Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
- SDS available at [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) or contact your regional representative.

### FIRST AID

- **Eye (contact):** Wash thoroughly with water and seek medical attention.
- **Skin (contact):** Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol / acetone. Wash thoroughly with water.
- **Ingestion:** Drink plenty of water. Seek medical attention if symptoms persist.
- **Inhalation:** No symptoms expected.

### PRODUCT RANGE

- 5mL bottle refill

## DAN BRUGSANVISNING

Riva Coat er designet til forebyggelse af spyt og vand forurening med eksponerede overflader af glasionomerer i de første 24 timer umiddelbart efter placering.

### INDIKATIONER

- Restaurering af glasionomercement, der kræver et belægningsmateriale efter placering.

### KONTRAIKATIONER

- Produktet kan forårsage hudirritationer hos nogle mennesker. I sådanne tilfælde skal du stoppe brug og søge lægehjælp.

### BRUGSANVISNING

1. Anbring glasionomercementen i henhold til producentens instruktioner.
2. Når restaureringen er hærdet påføres Riva Coat på alle udsatte restaureringsoverflader.
3. Hærdes let i 20 sekunder.
4. Sæt hættten på igen med det samme efter brug.

### OPBEVARING OG HÅNDTERING

- Materiale er lysfølsomt. Brug ikke Riva Coat, før det er klart til brug.
- Opbevares på et mørkt sted ved temperatur mellem 2 °C og 25 °C (35 °F - 77 °F). Anvendes ved stuetemperatur mellem 20 °C og 25 °C (68 °F - 77 °F).

### FORHOLDSREGLER

- Kun til professionel brug.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke indtages.
- Brug ikke efter udløbsdatoen.
- Forsigtig: Forbundsloven begrænser dette udstyr til salg af eller efter ordre fra en tandlæge.
- SDS tilgængelig på [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) eller kontakt din regionale repræsentant.

### FØRSTEHJÆLP

- **Øjne (kontakt):** Skyl grundigt med vand og søg lægehjælp/lægehjælp.
- **Hud (kontakt):** Fjern med en klud eller svamp, som er gennemblødt med alkohol/acetone. Vask grundigt med vand.
- **Indtagelse:** Drik rigeligt med vand. Søg lægehjælp, hvis symptomerne fortsætter.
- **Indånding:** Ingen symptomer forventet.

### PRODUKTSORTIMENT

- 5 ml genopfyldningsflaske

## DEU GEBRAUCHSANWEISUNG

Riva Coat schützt Füllungen mit Glasionomer Zement während der ersten 24 Stunden nach der Behandlung vor Kontamination mit Speichel und Wasser.

### INDIKATIONEN

- Füllungen mit Glasionomer Zement die nach der Behandlung einen Schutzlack benötigen.

### KONTRAIKATIONEN

- In seltenen Fällen kann das Produkt Hautreizungen hervorrufen. In solchen Fällen ist die Anwendung zu beenden und medizinische Hilfe aufzusuchen.

### GEBRAUCHSAN-WEISUNG

1. Den Glasionomer Zement gemäß den Angaben des Herstellers anwenden.
2. Wenn das Material ausgehärtet ist, Riva Coat auf alle Oberflächen der Füllung auftragen.
3. 20 Sekunden lighthärten.
4. Flasche sofort nach Gebrauch wieder verschließen.

### AUFBEWAHRUNG UND VERARBEITUNG

- Dieses Material reagiert auf Licht. Riva Coat erst bei Gebrauch aus der Flasche applizieren, nicht vorher.
- Dunkel lagern, bei Temperaturen zwischen 2° und 25°C (35° - 77°F). Bei Zimmertemperatur zwischen 20° und 25°C (68° - 77°F) benutzen.

### WARNHINWEISE

- Nur für zahnärztlichen Gebrauch.
- Von Kindern fernhalten.
- Nur zur äußeren Anwendung geeignet.
- Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.
- Beachten: Dieses Produkt soll nur von Zahnärzten verwendet werden.
- Sicherheitsdatenblätter unter [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) oder bei Ihrem Dental-Depot.

### ERSTE HILFE

- **Augen (Kontakt):** Gründlich mit Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen.
- **Haut (Kontakt):** Die betroffenen Stellen mit Alkohol abwischen. Mit klarem Wasser waschen.
- **Verschlucken:** Viel Wasser oder Milch trinken. Falls notwendig einen Arzt konsultieren.
- **Einatmen:** Es sind keine Symptome zu erwarten.

### PRODUKTPALETTE

- 5ml Flasche

## FIN KÄYTTÖOHJEET

Riva Coat -pinnoite on suunniteltu estämään syljen ja veden aiheuttama kontaminaatio lasi-ionomeerisementtien alttiille pinnoille ensimmäisten 24 tunnin aikana välittömästi kiinnityksen jälkeen.

### KÄYTTÖAIHEET

- Lasi-ionomeerisementtiset restauraatiot, jotka vaativat pinnoitemateriaalia kiinnityksen jälkeen.

### VASTA-AIHEET

- Valmiste voi aiheuttaa ihoärsytystä joillekin ihmisille. Näissä tapauksissa käyttö tulee lopettaa ja hakeutua lääkäriin.

### KÄYTTÖOHJEET

1. Aseta lasi-ionomeerisementti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
2. Kun restauraatio on kovettunut, levitä Riva Coat -pinnoitetta kaikille restauraation näkyville pinnoille.
3. Valokoveta 20 sekunnin ajan.
4. Aseta korkki takaisin välittömästi käytön jälkeen.

### VARASTOINTI JA KÄSITTELY

- Materiaali on valoherkkää. Annostele Riva Coat vasta käyttövalmiina.
- Säilytä pimeässä paikassa 2–25 °C (35–77 °F) lämpötilassa. Käytä huoneenlämmössä 20–25 °C (68–77 °F).

### VAROTOIMENPITEET

- Vain ammattikäyttöön.
- Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Ei sisäiseen käyttöön.
- Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
- Käyttöturvallisuustiedote on saatavana osoitteessa [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) tai ottamalla yhteys paikalliseen edustajaasi.

### ENSIAPU

- **Silmä (kontakti):** pese kauttaaltaan vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- **Iho (kontakti):** poista alkoholilla/asetonilla kostutetulla liinalla tai sienellä. Huuhtelee kauttaaltaan vedellä.
- **Nieleminen:** juo runsaasti vettä. Hakeudu lääkärille, mikäli oireilu jatkuu.
- **Sisään hengittäminen:** oireita ei odotettavissa.

### TUOTESARJA

- 5 ml pullon täyttö

## FRA MODE D'EMPLOI

Riva Coat a été conçu pour protéger la surface des ciments verres ionomères exposée à la contamination de la salive et de l'eau au cours des 24 heures suivant la pose.

### INDICATIONS

- Restaurations au ciment verre ionomère requérant un vernis de protection après la pose.

### CONTRE-INDICATIONS

- Chez certains sujets, le produit peut entraîner des irritations de la peau. Dans ce cas, suspendre l'utilisation et demander l'avis d'un médecin.

### MODE D'EMPLOI

1. Appliquer le ciment verre ionomère conformément aux instructions du fabricant.
2. Une fois la restauration durcie, appliquer Riva Coat sur toutes les surfaces de la restauration exposées.
3. Photopolymériser pendant 20 secondes.
4. Remettre le bouchon en place immédiatement après utilisation.

### STOCKAGE ET MANIPULATION

- Ce matériau réagit à la lumière. Ne pas doser Riva Coat avant d'être prêt à utiliser.
- Stocker dans un endroit sombre à des températures comprises entre 2 et 25 °C (35 - 77 °F). Utiliser à température ambiante entre 20 et 25 °C (68 - 77 °F).

### PRÉCAUTIONS

- Destiné à l'usage professionnel uniquement.
- Maintenir hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Attention : selon la législation, la vente ou la commande de ce produit est réservée aux dentistes.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ou contacter un représentant SDI.

### PREMIERS SOINS

- **Yeux (contact) :** laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- **Peau (contact) :** éliminer à l'aide d'un linge ou d'une éponge propres imbibé(e) d'alcool ou d'acétone. Laver abondamment à l'eau.
- **Ingestion :** boire de l'eau en grande quantité. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- **Inhalation :** aucun symptôme prévu.

### GAMME DE PRODUITS

- Flacon-recharge de 5 ml

## ITA ISTRUZIONI PER L'USO

Riva Coat è stato concepito per prevenire la contaminazione delle superfici esposte dei materiali vetro-ionomerici con la saliva e l'acqua, nelle prime 24 ore successive all'applicazione.

### INDICAZIONI

- Restauri con cementi vetro-ionomerici che richiedono un materiale coprente dopo l'applicazione.

### CONTROINDICAZIONI

- Il prodotto potrebbe causare irritazione della pelle in alcuni soggetti. In tal caso, interrompere l'utilizzo e consultare un medico.

### ISTRUZIONI

1. Applicare il cemento vetroionomero seguendo le istruzioni del produttore.
2. Dopo l'indurimento del materiale, applicare Riva Coat su tutte le superfici esposte del restauro.
3. Fotopolimerizzare per 20 secondi.
4. Richiudere il contenitore subito dopo l'utilizzo.

### MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

- Il materiale è fotosensibile. Non applicare Riva Coat finché non sarà pronto per l'utilizzo.
- Conservare al riparo dalla luce ad una temperatura compresa tra 2° e 25°C (35° - 77°F). Utilizzare a temperatura ambiente, tra 20° e 25°C (68° - 77°F).

### PRECAUZIONI

- Prodotto per esclusivo uso professionale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Attenzione: La legge consente la vendita di questo dispositivo solo al dentista.
- Le Schede di Sicurezza (SDS) sono disponibili sul sito [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) oppure contattando il rappresentante SDI locale.

### PRIMO SOCCORSO

- **Occhi (contatto):** lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- **Pelle (contatto):** rimuovere utilizzando un panno o una spugna imbevuti di alcool/acetone. Lavare abbondantemente con acqua.
- **Ingestione:** Bere molta acqua. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- **Inalazione:** Sintomi non previsti.

### GAMMA DI PRODOTTI

- Ricambio flacone 5ml

## LIT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Riva Coat skirtas stiklo jonomerinių cemento apsaugai nuo drėgmės ir selių poveikio per pirmąsias 24 valandas po gydymo.

### INDIKACIJOS

- Stiklo jonomerinio cemento restauracijos, kurioms reikalinga apsauga po plombavimo.

### KONTRAIKACIJOS

- Kai kuriems žmonėms medžiaga gali dirginti odą. Tokiu atveju iš karto nutraukite medžiagos vartojimą ir kreipkitės pagalbos į gydytoją.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Laikydami gamintojo rekomendaciją, užpildykite danties ertmę stiklo jonomeriniu cementu.
2. Cementui sukietėjus, užtepkite Riva Coat ant visų restauracijos paviršių.
3. Kietinkite šviesa 20 sekundžių.
4. Nedelsiant užsukite dangtelį.

### SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS

- Medžiagas jautri šviesai. Neatidarykite Riva Coat, jeigu nesate pasiruošę naudoti.
- Saugokite patalpoje, kurios temperatūra yra tarp 2° ir 25°C (35° - 77°F). Naudokite kambario temperatūroje tarp 20° ir 25°C (68° - 77°F).

### ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Skirta darbiui tik specialistams.
- Saugokite nuo vaikų.
- Neskirta vidiniam vartojimui.
- Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.
- Įspėjimas: Valstybės įstatymai leidžia perduoti šią medžiagą tik gydytojui odontologui.
- SDS (saugos duomenų) dokumentą galima rasti interneto tinklapyje [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) arba susisiekus su atstovais jūsų šalyje.

### PIRMA PAGALBA

- **Akys (kontaktas):** Gausiai plaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- **Oda (kontaktas):** Nuvalykite audiniu arba kempine, suvilgyta alkoholiu / acetonu. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.
- **Nurijus:** Gerkite daug vandens. Jeigu atsiranda klinikiniai simptomai, kreipkitės į gydytoją.
- **Įkvėpus:** Neturėtų būti jokių simptomų.

### PRODUKTŲ ASORTIMENTAS

- 5mL buteliuko papildymas

## NLD GEBRUIKSAANWIJZING

Riva Coat is bedoeld om oppervlakken die zijn blootgesteld aan glasionomeercement gedurende de eerste 24 uur na het aanbrengen te beschermen tegen verontreiniging met speeksel en water.

### GEBRUIKSINDICATIES:

- Restauraties met glasionomeercement waarvoor een coating na plaatsing nodig is.

### CONTRA-INDICATIES:

- Dit product kan bij sommige personen huidirritatie veroorzaken. Stop in dat geval de behandeling en raadpleeg een arts.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Breng het glasionomeercement aan overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
2. Breng na het uitharden van de restauratie Riva Coat aan op alle blootliggende oppervlakken.
3. Laat het geheel 20 seconden onder licht uitharden.
4. Plaats de dop direct na gebruik terug.

### OPSLAG EN GEBRUIK:

- Dit materiaal is gevoelig voor licht. Maak geen Riva Coat klaar tot u het wilt gebruiken.
- Bewaar het product op een donkere plaats bij een temperatuur van 2 tot 25 °C. Gebruik het product bij kamertemperatuur (20 tot 25 °C).
- Houdbaarheidsduur: 3 jaar

### VOORZORGSMAATREGELEN:

- Uitsluitend voor professioneel gebruik.
- Bewaar het product buiten bereik van kinderen.
- Dit product mag niet worden ingenomen.
- Gebruik het product niet wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- Let op: dit product mag op grond van federale wetgeving uitsluitend worden verkocht door of in opdracht van een tandarts.
- VIB is beschikbaar op [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) of neem contact op uw SDI vertegenwoordiger.

### EERSTE HULP:

- **Bij aanraking met de ogen:** spoel grondig met water en raadpleeg een arts.
- **Bij aanraking met de huid:** verwijder het product met een doek of spons die is gedrenkt in alcohol/acetone. Spoel grondig met water.
- **Bij inslikken:** drink voldoende water. Raadpleeg een arts wanneer er symptomen optreden.
- **Bij inademing:** geen symptomen verwacht.

### VERPAKKING:

- Navulset van 5 ml

## POL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lakier Riva Coat przeznaczony jest do zabezpieczenia powierzchni cementów szkło-jonomerowych przed zanieczyszczeniem wilgocią lub śliną podczas pierwszych 24 godzin od ich aplikacji.

### WSKAZANIA

- Cementy szkło-jonomerowe wymagające po aplikacji nałożenia na powierzchnię materiału ochronnego.

### PRZECIWSKAZANIA

- Produkt może powodować u niektórych pacjentów podrażnienie skóry. W takich przypadkach zaniechaj dalszego używania i zapewnij pomoc medyczną.

### INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

1. Wykonaj odbudowę cementem szkło-jonomerowym zgodnie ze wskazaniami producenta.
2. Po związaniu wypełnienia aplikuj lakier ochronny Riva Coat na wszystkie dostępne powierzchnie wypełnienia.
3. Polimeryzuj światłem przez 20 sekund.
4. Zamknij butelkę natychmiast po użyciu lakieru.

### PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE

- Nie rozpakowuj lakieru ochronnego Riva Coat dopóki nie będzie potrzebny do użycia.
- Przechowuj w ciemnym miejscu, w temperaturze w zakresie 2 - 25°C (35 - 77°F). Używaj w temperaturze pokojowej w zakresie 20 - 25°C (68 - 77°F).

### OSTRZEŻENIE:

- Przeznaczone dla profesjonalnych zastosowań dentystycznych
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Do zastosowań zewnętrznych.
- Nie stosuj po upływie daty ważności.
- Ostrzeżenie: Pod rygorem prawa zaleca się sprzedaż wyłącznie na potrzeby dentystów.
- Certyfikaty bezpieczeństwa dostępne na: [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) lub u przedstawiciela regionalnego.

### PIERWSZA POMOC

- **Oczy (kontakt):** Przemyj niezwłocznie wodą i zapewnij pomoc medyczną.
- **Skóra (kontakt):** Usuń z powierzchni skóry za pomocą materiału lub gąbki zanurzonych w alkoholu/acetonie. Przemyj niezwłocznie wodą.
- **Przyjęcie doustne:** Nakaz wypicie znacznej ilości wody. Zapewnij pomoc medyczną w razie utrzymywania się objawów zatrucia.
- **Wchłonięcie:** Brak objawów.

### ASORTYMENT

- Butelki 5 ml

## POR INSTRUÇÕES DE USO

Riva Coat é utilizado para a prevenção da contaminação por saliva e água na superfície do cimento de ionômero de vidro nas primeiras 24 horas após a restauração.

### INDICAÇÕES PARA USO

- Selamento de restaurações de ionômero de vidro.

### INSTRUÇÕES PARA USO:

1. Aplicar o cimento de ionômero de vidro de acordo com as instruções do fabricante.
2. Após a cura do material, aplicar Riva Coat em todas as superfícies expostas da restauração.
3. Fotopolimerizar por 20 segundos.
4. Fechar o frasco imediatamente após o uso.

### ARMAZENAGEM E MANUSEIO

- O material é sensível à luz. Não dispensar Riva Coat antes de estar pronto para aplicá-lo.
- Armazenar em local escuro em temperaturas entre 2°C e 25°C. Usar em temperatura ambiente entre 20°C e 25°C.

### PRECAUÇÕES

- Somente para uso profissional.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Não ingerir.
- Não usar após a data de validade.
- Atenção: Lei Federal restringe a venda deste produto somente para dentistas.
- A Ficha de Segurança está disponível em [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ou contate o seu representante SDI.

### PRIMEIROS-SOCORROS

- Em caso de contato com os olhos, lavar bem com água e procurar orientação médica.
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano ou esponja embebido em álcool ou acetona. Lavar bem com água.
- Em caso de ingestão, beber bastante água. Procurar orientação médica se os sintomas persistirem.
- Em caso de Inalação, nenhum sintoma é esperado.

### EMBALAGEM

- Reposição frasco com 5ml.

## SPA INSTRUCCIONES DE USO

Riva Coat está diseñado para prevenir la contaminación por saliva y agua de las superficies expuestas de los cementos de ionómero de vidrio durante las primeras 24 horas inmediatamente después de su colocación.

### INDICACIONES

- Para los cementos de ionómero de vidrio que requieren un recubrimiento después de su colocación.

### CONTRAIKACIONES

- El producto puede causar irritaciones en la piel de algunas personas. En esos casos, suspenda el uso y busque atención médica.

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el cemento de ionómero de vidrio de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
2. Cuando la restauración haya endurecido, aplique Riva Coat a todas las superficies expuestas de la restauración.
3. Fotocure durante 20 segundos.
4. Recoloque la tapa inmediatamente después de utilizarlo.

### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- El material es sensible a la luz. No dispense Riva Conditioner hasta que usted esté listo para usarlo.
- Almacénelo en un lugar oscuro y a temperaturas entre 2° y 25°C (35°-77°F). Utilícelo a temperatura ambiente entre 20° y 25°C (68-77°F).

### PRECAUCIONES

- Sólo para uso profesional.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No lo ingiera.
- No lo utilice después de su fecha de expiración.
- Precaución: La Ley Federal restringe la venta de este producto sólo a dentistas.
- La Hoja de Datos de Seguridad está disponible en [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) o a través de su representante de SDI.

### PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos (contacto):** Enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.
- **Piel (contacto):** Remueva utilizando un paño o esponja empapada en alcohol o acetona. Lave abundantemente con agua.
- **Ingestión:** Beba cantidades abundantes de agua o leche. Busque atención médica si los síntomas persisten.
- **Inhalación:** No se esperan síntomas.

### GAMA DE PRODUCTOS

- Bote repuesto de 5 ml.