

Universal composite

INSTRUCTIONS FOR USE

ANTERIOR / POSTERIOR COMPOSITE

With non-stick handling, the radiopaque light cured, condensable and low-shrinkage composite, LUNA offers polishability and strength for anterior and posterior restorations alike.

COMPOSITION:

24% wt. (42% vol.) multifunctional methacrylic esters
76% wt. (58% vol.) inorganic fillers (40nm - 1.5µm)

INDICATIONS:

Direct anterior/posterior restorations and veneers.
Core build ups. Indirect inlays, onlays and veneers.
Splinting. Composite and porcelain repair. Sandwich technique with glass ionomers.

CONTRAINDICATIONS:

Pulp capping. Product may cause skin irritations to some people. In such cases, discontinue use and seek medical attention. Do not use in conjunction with any eugenol-containing materials.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Clean and isolate tooth. Rubber dam is the preferred mode of isolation.
2. Prepare a conservative cavity, employing standard techniques.
3. Use a calcium hydroxide liner and appropriate glass ionomer cement liner to protect deep cavity preparations in close proximity to the pulp.
4. Select composite shade by matching with a clean and moist tooth using the SDI composite shade guide.
5. Apply bonding system according to manufacturer's instructions or apply ZipBond Universal adhesive (SDI, Limited) or Stae single component dentin/enamel adhesive (SDI Limited).
6. Place composite in increments of 2mm or less.
NOTE: If using the syringe system, after each use, turn the screw plunger anti-clockwise half a turn to release any built up pressure.
7. Light cure each increment for at least 10 seconds for light shades and at least 20 seconds for dark and/or opaque shades using a high powered LED light such as the Radii Plus (SDI Limited).
8. Shape, polish and finish employing standard techniques.

NOTE: Instruct patient not to eat or drink anything for at least one hour after the procedure.

STORAGE AND HANDLING:

- Store at temperatures between 10° and 25°C (50°-77°F).
- Use at room temperature between 20° and 25°C (68°- 77°F).
- Syringe system: when not in use replace the cap tightly.

PRECAUTIONS:

- Avoid prolonged contact of etchant, adhesive and composite with the skin or oral tissue, as it may cause inflammation of the oral tissues or skin sensitization.
- For professional use only.
- Keep out of reach of children.
- Do not take internally.
- Do not use after expiry date.
- Do not expose material to direct light.
- Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
- SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

FIRST AID:

- **Eye (contact):** Wash thoroughly with water and seek medical attention.
- **Skin (contact):** Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol. Wash thoroughly with water.
- **Ingestion:** Drink plenty of water/milk. Seek medical attention if symptoms persist.
- **Inhalation:** No symptoms expected.

PAK41323 E

Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street
Bayswater, Victoria 3153
Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

Rx
only

Resina Universal

INSTRUÇÕES DE USO

RESINA COMPOSTA PARA USO ANTERIOR E POSTERIOR.

LUNA é uma Resina Composta de manipulação não pegajosa, radiopaca, fotopolimerizável, condensável, de baixa tensão de contração, oferecendo polibibilidade e resistência para restaurações anteriores e posteriores.

COMPOSIÇÃO:

24% em peso (42% de volume) ester metacrilato multifuncional.

76% em peso (58% de volume) carga inorgânica (40nm – 1,5 µm).

INDICAÇÕES:

Restaurações diretas anteriores/posteriores. Construções de núcleos. Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas. Esplintagem. Reparo em restaurações de resina e porcelana. Técnica "Sanduíche" com ionômero de vidro.

CONTRAINDICAÇÕES:

Capeamento pulpar. O produto pode causar irritação na pele em algumas pessoas. Nestes casos, descontinue o uso e procure orientação médica. Não use em conjunto com nenhum material que contenha eugenol.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Limpe e isole o dente.
2. Prepare a cavidade utilizando a técnica padrão para restauração com resina composta.
3. Em casos onde é necessário a proteção da polpa, utilize um forramento de hidróxido de cálcio.
4. Escolha a cor da resina comparando o dente limpo e úmido com a escala de cores.
5. Aplique o sistema de acordo com as instruções do fabricante ou aplique o adesivo Zipbond Universal (SDI Limited) ou o adesivo monocomponente para dentina / esmalte Stae (SDI Limited).
6. Insira Luna em incrementos de até 2mm.
NOTA: Se estiver utilizando um sistema com seringa, após cada utilização, gire o êmbolo no sentido anti-horário para liberar a pressão.
7. Fotopolimerize cada incremento por, pelo menos, 10 segundos para cores claras e, pelo menos, 20 segundos para cores escuras ou opacas usando um LED potente como o Raddi Plus (SDI Limited).
8. Finalize a restauração usando a técnica padrão.

OBSERVAÇÃO: Orientar o paciente a não comer ou beber por no mínimo 1 hora após o procedimento.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO:

- Armazene em temperaturas entre 10° e 25° C (50° - 77° F).
- Utilize a uma temperatura ambiente entre 20° e 25° C (68° - 77° F).
- Sistema de seringa: mantenha a tampa bem fechada quando não estiver em uso.

PRECAUÇÕES:

- Evitar o contato prolongado com o tecido oral e com a pele do paciente, pois, pode causar inflamação dos tecidos orais ou sensibilidade na pele.
- Apenas para uso profissional.
- Mantenha longe do alcance das crianças.
- Não ingerir.
- Não usar após data de validade.
- Não expor o material à luz direta.
- As leis federais limitam a venda deste produto apenas para dentistas.
- FISPQ disponível em www.sdi.com.au ou contate o seu representante local.

PRIMEIROS SOCORROS:

- **Olhos (contato):** Lave abundantemente com água e procure orientação médica.
- **Pele (contato):** Remova usando um pano ou esponja umedecidos com álcool. Lave abundantemente com água.
- **Ingestão:** Beba muito leite ou água. Procure orientação médica se os sintomas persistirem.
- **Inalação:** Nenhum sintoma é esperado.

Detentor da Notificação:

SDI Holdings Pty Ltd Do Brasil

CNPJ: 42.649.953/0001-25

Av Doutor Reinaldo Schmithausen, nº 3141,

Cordeiros, Itajaí - SC - CEP: 88310-004

Anvisa nº : Luna - 82375629004