



SUPER ETCH SUPER ETCH LV

E
N
G
L
I
S
H

INSTRUCTIONS FOR USE

Super Etch and Super Etch LV (low viscosity) 37% phosphoric acid etchant for etching enamel and dentin.

The Super Etch syringe facilitates controlled direct extrusion for faster procedures and easier access into difficult to reach areas. SDI's inorganic filler particles wash away without leaving a residue.

Super Etch LV is specialized for sealants. Super Etch LV's greater flowability is formulated for pit and fissure etching. Super Etch LV attains greater surface contact for deeper etchant penetration into the pits and fissures. The Super Etch LV tip's diameter opening of only 0.41mm, enhances penetration into the smallest pits and fissures; crevasses that will not admit the wider dispensing tips of other etchants.

Indications

1. Etching of enamel
2. Etching of dentine

Contraindications

1. Soft tissues.
2. If the treatment site cannot be etched.
3. Patients who are allergic to phosphoric acids and blue dyes.

INSTRUCTIONS:

1. Isolate tooth. Prepare cavity.
2. Clean the surface to be etched using a non-fluoridated, oil-free prophylaxis paste, or a pumice and water slurry.
3. Rinse thoroughly with water.
4. Thoroughly dry the surface to be etched with dry, oil-free air.
5. **CAUTION:** DO NOT dispense Super Etch LV without a dispensing tip on. Only use the pre-bent tips supplied. Before dispensing, slightly pull the plunger backward (~1mm) and then push forward.
Note: on first usage, or after prolonged storage, extrude a small amount onto a mixing pad for familiarity with the etchant's viscosity and rate of extrusion.
6. Leave on:
 - a. enamel for at least 30 seconds.
 - b. dentin and glass ionomer liner for 20 seconds
7. Rinse well with water for 5-10 seconds.
8. Remove excess water.
9. Apply bonding agent, such as **Stae**, or pit and fissure sealant, such as **Conseal f**, according to manufacturer's instructions.

WARNINGS & PRECAUTIONS:

- **CORROSIVE** - Contact can cause pain, redness, burns, and blistering. Avoid contact with oral tissues, eyes and skin.
- For professional use only.
- Keep out of reach of children.
- Do not take internally.
- When not in use replace the bottle cap tightly.
- Use at room temperature.
- Do not use after expiry date.
- When not in use keep the cap tightly sealed.
- Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
- SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

FIRST AID:

- **Eye contact:** Hold eyelids apart and flush the eye continuously with running water. Continue flushing until advised to stop by a Poisons Information Centre (e.g. Australia 13 11 26; New Zealand 0800 764 766) or a doctor, or for at least 15 minutes.
- **Skin contact:** Remove contaminated clothing and flush skin and hair with running water.
- **Ingestion:** Do NOT induce vomiting. Rinse mouth. Drink plenty of water. Seek medical attention.
- **Inhalation:** No symptoms expected unless heated or misted.

Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunson Street,
Bayswater, Victoria 3153
Australia

EC REP

SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne
Germany
T+49 2203 9255 0

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



SUPER ETCH SUPER ETCH LV

P
O
R
T
U
G
U
Ê
S

INSTRUÇÕES DE USO

Super Etch e Super Etch LV (baixa viscosidade) Ácido fosfórico a 37% para condicionamento de esmalte e dentina. A seringa de Super Etch garante o controle da extrusão do material, facilitado o acesso às áreas mais difíceis. As partículas inorgânicas são removidas sem deixar resíduos. Super Etch LV (baixa viscosidade) foi desenvolvido para o condicionamento de cicatrículas e fissuras, apresentando uma viscosidade diferenciada. Super Etch LV (baixa viscosidade) permite um maior contato com a superfície, proporcionando um condicionamento mais profundo em fôssulas e fissuras. O diâmetro da abertura da sua ponta é de apenas 0,41mm, o que intensifica a sua penetração e condicionamento, facilita a penetração em fôssulas e fissuras; espaços que não permitirão dispensadores mais largos de outros condicionadores.

INDICAÇÕES:

1. Condicionamento de esmalte
2. Condicionamento de dentina

CONTRA-INDICAÇÕES:

1. Tecidos moles.
2. Se o local de tratamento não puder ser condicionado.
3. Pacientes alérgicos a ácidos fosfóricos e a corantes azuis.

INSTRUÇÕES:

1. Isole o dente. Prepare a cavidade.
2. Limpe a superfície a ser condicionada usando uma pasta profilática sem flúor e livre de óleo ou com pedra pomes com água.
3. Lave abundantemente com água.
4. Seque a superfície a ser condicionada com jato de ar seco e livre de óleo.
5. **CUIDADO:** NÃO dispense Super Etch LV sem a ponta dispensadora. Use apenas as pontas pré-dobradas fornecidas. Antes de dispensar, puxe levemente o êmbolo para trás (~ 1 mm) e empurre para frente.
Nota: Ao usar o produto pela primeira vez ou após um período prolongado de dispense uma pequena porção em um bloco de espatulação para se familiarizar com a viscosidade do produto e quantidade de extrusão.
6. Condicionar:
 - a. esmalte por 30 segundos no mínimo.
 - b. dentina exposta ou ionômero de vidro por 20 segundos.
7. Lave abundantemente com água por 5 a 10 segundos;
8. Remova o excesso de água;
9. Aplique o sistema adesivo, como o **Stae** ou selamento de fôssulas e fissuras, como o **Conseal F**, de acordo com as orientações do fabricante.

ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES:

- **CORROSIVO** - o contato pode causar dor, vermelhidão, queimaduras e bolhas. Evitar contato com tecidos orais, olhos e pele.
- Somente para uso profissional
- Mantenha fora do alcance das crianças
- Não ingerir
- Quando não estiver em uso, mantenha o frasco ou a seringa completamente fechados.
- Use em temperatura ambiente
- Não usar após a data de validade
- As leis federais limitam a venda deste produto apenas para dentistas.

PRIMEIROS SOCORROS:

- **OLHOS (contato):** mantenha as pálpebras abertas e lave os olhos continuamente com água corrente. Continue a lavagem até receber orientações de um Centro de Informações Anti-Venenos ou de um médico, ou por pelo menos 15 minutos.
- **Pele (contato):** Tire a roupa contaminada e enxágue a pele e cabelo com água corrente.
- **Ingestão:** NÃO tente induzir o vômito. Enxágue a boca. Beba bastante água / leite e procure orientação médica.
- **Inalação:** não são esperados sintomas.

Detentor da Notificação:

SDI Holdings Pty Ltd Do Brasil
CNPJ: 42.649.953/0001-25
Av Doutor Reinaldo Schmithausen, nº 3141,
Cordeiros, Itajaí - SC - CEP: 88310-004

Anvisa nº 82375629024
Anvisa nº: 82375629030

