



RIVA STAR AQUA

使用说明书

产品名称：牙科脱敏剂

型号、规格：

型号	描述
Riva Star Aqua capsule kit	10 x Riva Star Aqua Step 1 capsules 10 x Riva Star Step 2 capsules 10 x silver Points [applicator brush] 10 x green Points [applicator brush]
Riva Star Aqua bottle kit	1 x 1.5ml Riva Star Aqua Step 1 bottle 1 x 3ml Riva Star Step 2 bottle

结构及组成：

本产品为双组份液剂，由氟化银、硝酸、水和碘化钾组成。

适用范围：

用于缓解因牙本质暴露而引起的牙齿敏感症状。

禁忌证：

请勿用于正在接受甲状腺治疗、具有银、氟化物、钾和碘等化学物质过敏史的患者。

注意：

如果存在疑问，请在使用前咨询医生或过敏症专科医生。

bottle 使用说明：

- 在橡胶抛光杯中使用无氟预防膏，清洁需要治疗的牙齿和邻牙。
- 评估牙齿情况。只能治疗牙本质和牙釉质完好的牙齿。
- 用棉卷隔离需要治疗的区域。
- 用凡士林/可可脂保护任何暴露的牙龈组织和唇部，注意不要污染治疗部位。
- Riva Star Aqua Step 1:** 将一滴溶液（蓝色标签）滴到非吸收性调拌垫上。
- 小心地将溶液仅涂抹到治疗部位，建议使用中号微型刷，例如 Points（SDI Limited）。
- Riva Star Step 2:** 随后立即将两滴溶液（绿色标签）滴到新的非吸收性调拌垫上。
- 将大量溶液涂抹到治疗部位，建议使用中号微型刷，例如 Points（SDI Limited）。将相同的溶液涂抹到任何其他可能接触 Riva Star Aqua Step 1 溶液（蓝色标签）的牙齿表面。**注意：**治疗表面最初呈现乳白色，持续涂抹 Riva Star Step 2: 溶液（绿色标签）直到变得透明为止。
- 吸干。
- 取出口腔中使用的所有防护/隔离材料。

重要信息：确保 Step 1 和 Step 2 瓶子表面（例如尖端、颈、螺纹和盖内）用吸收性纸巾彻底擦拭以去除任何多余溶液并防止干燥材料积累。

- 根据当地法规，清洁牙科调药皿并丢弃用过的调拌垫和微型刷。

bottle剂量：

- 一滴 Riva Star Aqua Step 1 溶液和两滴 Riva Star Step 2 溶液可治疗每名患者的5颗牙齿。
- 每次看医生仅限一滴 Riva Star Aqua Step 1 溶液和两滴 Riva Star Step 2 溶液。如果需要，可在1周后按上述使用说明第二次涂抹 Riva Star Aqua。

capsule 使用说明：

- 在橡胶抛光杯中使用无氟预防膏，清洁需要治疗的牙齿和邻牙。
- 评估牙齿情况。只能治疗牙本质和牙釉质完好的牙齿。
- 用棉卷隔离需要治疗的区域。
- 用凡士林/可可脂保护任何暴露的牙龈组织和唇部，注意不要污染治疗部位。
- Riva Star Aqua Step 1:** 用提供的银刷刺穿银蓝色胶囊的箔片，小心地将溶液仅涂抹到治疗部位。
- Riva Star Step 2:** 随后立即用提供的绿色刷子刺穿绿色胶囊的箔片，将大量溶液涂抹到治疗部位，直到乳白色沉淀物变透明（如果该沉淀物未变透明，可能会导致染色）。**注意：**将绿色胶囊中的相同溶液涂抹到任何其他可能接触 Riva Star Aqua Step 1（银蓝色胶囊）溶液的牙齿表面。
- 吸干。
- 取出口腔中使用的所有防护/隔离材料。
- 根据当地法规丢弃用过的胶囊和刷子。

capsule剂量：

- 每个 Riva Star Aqua Step 1 和 Riva Star Step 2 胶囊可治疗每名患者的5颗牙齿。
- 每次看医生仅限一个 Riva Star Aqua Step 1 和一个 Riva Star Step 2 胶囊。如果需要，可在1周后按上述使用说明第二次涂抹 Riva Star Aqua。

图1如何刺穿胶囊



- 使用彩色编码刷刺穿胶囊上的箔片。
- 以圆周运动将箔片推至开口边缘。

注意事项：

- 仅供专业使用。
- 请勿在孕妇或哺乳期妇女身上反复治疗。
- 患者须在治疗前得知潜在染色。
- 由于潜在染色，建议不要用该产品治疗前牙。
- 避免 Riva Star Aqua Step 1 溶液接触口腔软组织、眼部、皮肤和衣物。如果意外接触，参见下面的“急救”。
- 避免 Riva Star Step 2 溶液接触眼部 请勿对牙本质柔软的牙齿进行脱敏，否则可能发生染色。注意：如果发生染色，可使用磷酸浸渍浮石粉进行明智的抛光程序以减少染色部位，然后用自固化玻璃离子水门汀（例如 Riva Self Cure, SDI Limited）进行覆盖。
- 放到儿童够不到的地方。
- 请勿摄入。
- Riva Star Aqua Step 1 溶液会染色（见“处理色渍”）。
- 操作时戴手套和护目用具。
- 胶囊装的产品仅一次性使用。
- 超过使用期限，请勿使用。
- 警告：联邦法律限制本器械只能由牙医销售或凭其处方销售。
- Riva Star Aqua Step 1 的溶液含有 0.06g/mL 氟离子。
- 产品应在专业医师指导下使用。
- 产品开封后建议在6个月内使用完。
- 可登陆 www.sdi.com.au 或联系您的 SDI 代表获取安全数据 (SDS)。

储存：

- 将瓶装的产品竖直放置于提供的包装中，使用后应立即盖上瓶盖并紧紧密封。
- 在 2°C-25°C (35°F-77°F) 下储存
- 不要直接从冰箱中取出使用本产品，并在 20°C-25°C (68 °F-77 °F) 的室温下使用。
- 要用的时候才能打开瓶装产品的瓶盖或刺穿胶囊装产品的箔片。

重要信息：确保瓶装的 Step 1 和 Step 2 的瓶子表面（例如尖端、颈、螺纹和盖内）用吸收性纸巾彻底擦拭以去除任何多余溶液并防止干燥材料积累。

急救：

- 眼部（接触）：**撑开眼睑并用流动水持续冲洗眼部。继续冲洗，直到毒物信息中心或医生建议停止为止，或冲洗至少15分钟。如果症状持续，就医。
- 皮肤/口腔软组织（接触）：**脱掉污染衣物，用流动水冲洗受影响部位（如果形成焦痂，会在24-48小时内消失）。
- 摄入：**如果受到影响，请勿催吐。喝一杯牛奶或水。立即就医。
- 吸入：**如果受到影响，撤离污染区域。

处理色渍：

- 皮肤：**如果皮肤接触 Riva Star Aqua Step 1 溶液，轻轻摩擦地涂抹 Riva Star Step 2 溶液。色渍会缓慢消失。否则，如果不涂 Riva Star Step 2 溶液，色渍会在几天后逐渐消失。
- 衣物：**脱掉污染衣物并在 Napisan*（或其他织物去污剂）中浸泡一夜，然后正常清洗。
- 硬表面：**立即涂抹家用漂白剂（次氯酸钠），然后用水擦掉。对于顽固色渍，用家用漂白剂浸透纸巾，然后放在受影响区域。停留一夜，然后用水擦洗。

Napisan* 不是 SDI Limited 的注册商标。

生产日期：

见包装

使用期限：

24个月

说明书编制/修订日期：

2026年3月

原产地：澳大利亚

医疗器械注册证书编号：国械注进 20262170147

医疗器械技术要求编号：国械注进 20262170147

注册人/生产企业名称：SDI Limited 南方牙科工业有限公司

住所/生产地址：

3-15 Brunson Street, Bayswater, VIC 3153, Australia

电话：+61 3 8727 7111

代理人/售后服务单位/经销商名称：广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司

住所：广州市越秀区八旗二马路 48 号内自编1号主楼 501-506

房、附楼 5 楼全层

邮编：510110

电话：020-83295999

图标解释：

	怕晒
	2°C-25°C/35°F-77°F 储存
	制造商
	过敏和预防措施



Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunson Street, Bayswater, Victoria 3153, Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
UK 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.rivastar.com



PAK41452 A