

# riva luting

GLASS IONOMER LUTING CEMENT

GLAS-IONOMER-BEFESTIGUNGSZEMENT

CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO

VIDRIO IONOMERO DE CEMENTACION

CIMENT DE SCELLEMENT AU VERRE IONOMERE

CEMENTO VETRO-IONOMERICO PER FISSAGGIO

GLASIONOMEER LUTING CEMENT

GLASIONOMER CEMENTERINGSCEMENT

GLASSIONOMER SEMENTERINGSSEMENT

LASI-IONOMEERIN TIIVISTYSSEMENTTI

ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

CEMENT GLASJONOMEROWY

ÜVEGIONOMER RAGASZTÓ CEMENT


KLAASIONOMEERNE TSEMENT

STEKLASTO IONOMERNI CEMENT ZA CEMENTIRANJE

STIKLA JONOMĚRU CEMENTS

合着用グラスアイオノマーセメント

玻璃離子粘接水門汀



SDI

# cemento vetro- ionomerico per fissaggio con ultra rilascio di fluoro



## riva luting



Riva Luting è un cemento vetroionomerico convenzionale per fissaggio, autopolimerizzante, ideale per la cementazione definitiva di restauri con base metallica. Aderisce chimicamente ai substrati metallici e ai tessuti dentali.

### Tecnologia dei riempitivi brevettata ionglass™


Riva Luting Plus utilizza il riempitivo brevettato *ionglass™* SDI, ideato dai nostri esperti di tecnologia dei vetroionomeri. *ionglass™* è un vetro reattivo radiopaco, ad alto rilascio di ioni, utilizzato nei cementi odontoiatrici SDI. Riva Luting Plus rilascia fluoro in quantità considerevolmente aumentate, favorendo la remineralizzazione della dentizione naturale.

### Elevato rilascio di fluoro


La libertà di movimento degli ioni fluoro presenti in Riva Luting Plus apporta numerosi vantaggi alle strutture dentali. Le funzioni del fluoro nella prevenzione della carie sono numerose. Queste includono la formazione di fluoroapatite, che possiede una maggiore resistenza all'azione degli acidi rispetto all'idrossiapatite. La fluoroapatite gioca un ruolo essenziale nella remineralizzazione dentale.

### Bassa solubilità

Riva Luting ha una bassa solubilità nel cavo orale. Tale proprietà aumenta la resistenza del restauro alla disgregazione e all'usura causate dall'acidità orale.



idrosolubilità (7 minuti dopo la miscelazione)\*\*



### Effetto antibatterico documentato


Confrontato con altri materiali come i cementi resinosi a rilascio di fluoro, Riva Luting possiede una documentata attività antibatterica nei confronti di tre ceppi cariogeni: Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus e Lactobacillus.<sup>(2)</sup>



Fotografie per gentile concessione del dott. Shuichi Tsubura D.D.S, Tochigi, Japan


### Tempi di presa

Con Riva Luting la perdita di tempo di lavorazione sarà minima. Grazie al tempo di lavorazione adeguato e alla presa veloce, Riva Luting permetterà di diminuire la durata delle sedute alla poltrona, garantendo una resistenza immediata alle forze della masticazione.




### Elevata resistenza alla flessione

L'elevata resistenza alla flessione migliora la durata di un cemento vetroionomerico per fissaggio contrastando le forze della masticazione. L'elevata resistenza alla flessione di Riva Luting aumenta la durata del restauro nel cavo orale e migliora la ritenzione a lungo termine dei restauri indiretti.



### Film estremamente sottile

Riva Luting fluisce rapidamente all'interno della preparazione. Uno spessore del film estremamente sottile consente il saldo posizionamento di restauri indiretti.



### Un'unica semplice tonalità

Riva Luting è disponibile in un'unica tonalità giallo chiaro universale.

### Indicazioni

- Cementazione di inlay, onlay e corone in metallo o porcellana e metallo
- Cementazione di corone in acciaio inossidabile
- Cementazione di perni e viti
- Adesione di bande ortodontiche in metallo
- Sottofondi

## Istruzioni:

per la cementazione di corone

- 1 Isolare e preparare il moncone




- 2 Lavare con acqua la superficie interna del restauro




- 3 Asciugare bene il restauro




- 4 Miscelare la capsula in un vibratore per amalgama OPPURE miscelare la polvere e il liquido su un blocchetto da impasto



- 5 Applicare circa 1 mm di cemento sulla superficie di adesione



- 6 Posizionare il restauro entro 30 secondi



- 7 Rimuovere il cemento in eccesso alla prima formazione della fase di gelificazione



- 8 Mantenere l'isolamento fino a presa avvenuta (circa 4 minuti e 35 secondi)

# riva luting



\* Fuji I e Ketac Cem non sono marchi registrati SDI Limited.

\*\* Dati pubblicati e dati relativi ai test SDI.

(1) McCabe JF, Al-Naimi OT. Fluoride Release into Water for the Riva GIC Products compared with Competitor Products. University of Newcastle (Regno Unito); Febbraio 2005.

(2) Waldo B, Zhang P, Bennett J, Michalek SM, Katz J, Broome JC. Antimicrobial Activity of Composite-Resin and Glass-Ionomer Cements. University of Alabama at Birmingham, School of Dentistry, USA.

(3) The Dental Advisor. Volume 23, N° 2, marzo 2006



Prodotto in Australia da SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brasile 0800 770 1735

Francia 00800 022 55 734

Germania 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Italia 800 780625

Nuova Zelanda 0800 734 034

Spagna 00800 022 55 734

Regno Unito 00800 022 55 734

USA e Canada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

## Capsule Riva Luting

50 capsule Riva Luting  
Riordino 8650008

## Kit polvere / liquido Riva Luting

Flacone di polvere Riva Luting da 35 g  
Flacone di liquido Riva Luting da 25 g (24,3 ml)  
Accessori  
Riordino 8650508

## Triplo Kit polvere / liquido Riva Luting

3 flaconi di polvere Riva Luting da 35 g  
3 flaconi di liquido Riva Luting da 25 g (24,3 ml)  
Accessori  
Riordino 8650510

## Ricarica di polvere Riva Luting

Flacone di polvere Riva Luting da 35 g  
Accessori  
Riordino 8650108

## Ricarica di liquido Riva Luting

Flacone di liquido Riva Luting da 25 g (24,3 ml)  
Riordino 8650900



**Riva Applicator 2**  
Riordino 5545013

**Riva Applicator**  
Riordino 5545009

CE  
0297

