

DOSAGE:

- Each Step 1 & Step 2 capsules can treat up to 5 teeth per patient.
- Limit of one (1) Step 1 & Step 2 capsule per visit. If needed a second application of Riva Star may be administered after 1 week.

PRECAUTIONS:

- For professional use only.
- Do not repeat treatment on pregnant or lactating women.
- Solution from **silver** capsule will stain any surface if solution from **green** capsule is not applied effectively. (See HANDLING STAINS.)
- Apply Gingival Barrier before applying solution from **silver** capsule to avoid soft tissue burn.
- Avoid contact of solution from **silver** capsule with oral tissue, eyes and skin as it is corrosive.
- Avoid contact of solution from **green** capsule with eyes.
- Keep out of reach of children.
- Do not ingest.
- Wear gloves and eye protection when handling.
- Single use only.
- Do not use after expiry date.
- Solution from **silver** capsule contains 0.06g / mL fluoride ions.
- SDS is available at www.sdi.com.au or contact your SDI representative.

STORAGE AND HANDLING:

- Do not pierce foil of **silver** capsule or **green** capsule until ready to use.
- Store in a cool and dark place at temperatures between 2° and 8°C (35° - 45°F).
- Use at room temperature between 20° and 25°C (68° - 77°F).

FIRST AID:

- Eyes (contact):** Hold eyelids apart and flush the eye continuously with running water. Continue flushing until advised to stop by a Poisons Information Centre or a medical doctor, or for at least 15 minutes. Seek medical attention if symptom persists.
- Skin/oral soft tissue (contact with solution from silver capsule):** Immediately apply a generous amount of solution from **green** capsule until creamy precipitate turns clear. Flush with running water. Seek medical attention if symptom persists.
- Ingestion:** Not expected due to small dose/brush. If affected, do NOT induce vomiting. Give a glass of milk or water. Seek medical attention if symptom persists.
- Inhalation:** Not expected due to small dose/brush. If affected, remove to fresh air.

HANDLING STAINS:

- Skin:** Apply solution from **green** capsule with gentle rubbing until stain disappears. Rinse with water.(If nothing is done, stain will gradually disappear after a few days).
- Clothing:** Soak in Napisan* (or other fabric stain remover) overnight and wash per normal.
- Hard surfaces:** Immediately apply household bleach (sodium hypochlorite) then wipe off with water. For stubborn stains, saturate a paper napkin with household bleach and place over affected area. Leave overnight and mop up with water.


Napisan* is not the registered trademark of SDI Limited.

PACKAGING:

- Kits containing
- 10 x Riva Star Step 1 (Silver single dose)
 - 10 x Riva Star Step 2 (Green single dose)
 - 2 x Gingival barrier
 - accessories

US Patents granted.

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734
Italy 00800 0225 5734
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



PRECAUCIONES:

- Exclusivo para uso profesional.
- La solución de la cápsula **plateada** manchará toda superficie donde no se aplique eficientemente la solución de la cápsula **verde**. (Ver GESTIÓN DE MANCHAS.)
- Aplique la barrera gingival antes de utilizar la solución de la cápsula **plateada** para evitar quemaduras en tejidos blandos.
- Evite el contacto de la solución contenida en la cápsula **plateada** con tejidos orales, ojos y piel, ya que es corrosiva.
- Evite el contacto de la solución contenida en la cápsula **verde** con los ojos.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Utilice guantes y protección ocular durante la manipulación.
- Producto de un solo uso.
- No utilice el producto una vez rebasada la fecha de caducidad.
- La solución de la cápsula **plateada** contiene 0,06 g/mL de iones de fluoruro.
- La MSDS/SDS está disponible en www.sdi.com.au o a través de su representante de SDI.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

- No perfore el precinto de la cápsula **plateada** o **verde** hasta el momento de su aplicación.
 - Guarde el producto en un lugar fresco y oscuro, a una temperatura de entre 2 y 8 °C (de 35 a 45 °F).
 - Utilice el producto a una temperatura ambiente de entre 20 y 25 °C (de 68 a 77 °F).
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Ojos (contacto):** Mantenga los párpados separados y aplique abundante agua corriente de forma continuada hasta que un centro de información toxicológica le aconseje parar o durante al menos 15 minutos. Si los síntomas persisten, busque atención médica.
 - Piel/tejido blando oral (contacto con la solución de la cápsula plateada):** Aplique inmediatamente una abundante cantidad de la solución de la cápsula **verde** hasta que el precipitado cremoso se vuelva transparente. Enjuague con agua corriente. Si los síntomas persisten, busque atención médica.
 - Ingestión:** No se espera debido al pequeño tamaño del cepillo y de la dosis. Si se da el caso, NO provoque el vómito. Ofrezca un vaso de leche o agua. Si los síntomas persisten, busque atención médica.
 - Inhalación:** No se espera debido al pequeño tamaño del cepillo y de la dosis. Si se da el caso, se recomienda retirar el producto y respirar aire fresco.

GESTIÓN DE MANCHAS:

- Piel:** Aplique la solución de la cápsula **verde** con una suave fricción hasta que la mancha desaparezca. Enjuague con agua. (Si no hace nada, la mancha desaparecerá gradualmente en unos días).
- Ropa:** Sumerja la prenda en Napisan* (u otro quitamanchas para ropa) durante la noche y limpie la prenda normalmente.
- Superficies duras:** Aplique inmediatamente lejía común (hipoclorito de sodio) y después aclarar con agua. Para manchas difíciles de eliminar, aplique un pañuelo empapado en lejía sobre la zona afectada durante la noche y frote con agua.


Napisan* no es una marca registrada de SDI Limited.

EMPAQUETADO:

- Envases disponibles
- 10 x Riva Star Step 1 (dosis plateada individual)
 - 10 x Riva Star Step 2 (dosis verde individual)
 - 2 x barrera gingival
 - accesorios

Patentes concedidas en EE. UU.

P&K41310 C



PRECAUÇÕES:

- Apenas para uso profissional.
- A solução da cápsula **prateada** irá manchar qualquer superfície se a solução da cápsula **verde** não for aplicada de forma eficaz. (Ver TRATAR AS MANCHAS.)
- Aplique Barreira Gengival antes de aplicar a solução da cápsula **prateada** para evitar queimaduras dos tecidos moles.
- Evite o contato da solução da cápsula **prateada** com as mucosas, olhos e pele, dado que é corrosiva.
- Evite o contato da solução da cápsula **verde** com os olhos.
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Não ingerir.
- Use luvas e proteção nos olhos quando manusear.
- De utilização única (dose única).
- Não use após a data de validade.
- A solução da cápsula **prateada** contém 0,06g / mL de e íons de fluorreto.
- A MSDS/ISPQ está disponível em www.sdi.com.au ou contate o seu representante da SDI.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO:

- Não perfure a folha da cápsula **prateada** ou da cápsula **verde** até estar pronto a usar.
- Armazene num local fresco e escuro, a temperaturas entre 2° e 8°C (35° - 45°F).
- Use à temperatura ambiente, entre 20° e 25°C (68° - 77°F).

PRIMEIROS SOCORROS:

- Olhos (contato):** Mantenha as pálpebras abertas e lave os olhos continuamente com água corrente, por pelo menos 15 minutos, se persistir , procurar orientação médica ou Centro de toxicologia local.
- Pele/mucosas orais (contato com a solução da cápsula prateada):** Aplique imediatamente uma quantidade generosa da solução da cápsula **verde**, até que o precipitado cremoso se torne transparente. Lave com água corrente. Procurar orientação médica se o sintoma persistir.
- Ingestão:** Não esperado devido a dose/pincelada pequena. Se afetado, NÃO provoque o vômito. Dê um copo de leite ou água. Procurar orientação médica se o sintoma persistir.
- Inalação:** Não esperado devido a dose/pincelada pequena. Se acorrer, saia da área e procure uma zona ao ar livre.

TRATAR AS MANCHAS:

- Pele:** Aplique a solução da cápsula **verde** esfregando levemente até a mancha desaparecer. Enxágue com água. (Se não for feito nada, a mancha irá desaparecer gradualmente após alguns dias).
- Roupa:** Coloque de molho em removedor de manchas de tecido, e lave normalmente.
- Superfícies rígidas:** Aplique imediatamente água sanitária de uso doméstico (hipoclorito de sódio), depois lave com água. Para manchas difíceis, sature um guardanapo de papel com água sanitária de uso doméstico e coloque sobre a área afetada. Deixe agir e enxágue com água.

EMBALAGEM:

- Os kits contêm
- 10 x Riva Star Passo 1 (dose única prateada)
 - 10 x Riva Star Passo 2 (dose única verde)
 - 2 x Barreira gengival
 - acessórios

Patentes dos EUA concedidas.

