

SDI**riva conditioner****P
O
L
S
K
I****KWAS POLIAKRYLOWY
UZDATNIACZ
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA**

Riva Conditioner to łagodny roztwór kwasu poliakrylowego pozwalający na częściowe usunięcie warstwy mazistej z powierzchni szkliwa i zębiny. Dzięki temu możliwe staje się uzyskanie optymalnej adhezji cementu szkło-jonomerowego do twardych tkanek zęba.

WSKAZANIA:

Wypełnienia z cementów szkło-jonomerowych wymagające przed założeniem uzdatnienia tkanek zęba.

PRZECIWWSKAZANIA:

Produkt może spowodować u niektórych pacjentów podrażnienie skóry. Zrezygnuj wówczas z dalszego stosowania materiału i wezwij pomoc medyczną.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

1. Po oczyszczeniu ubytku zaaplikuj Riva Conditioner na opracowane powierzchnie.
2. Pozostaw na 10 sekund.
3. Dokładnie wypłucz uzdatniacz wodą.
4. Usuń nadmiar wody. Zachowaj wilgoć. Unikaj zanieczyszczenia ubytku.
WAŻNE: Nie przesuszaj ubytku.
5. Zaaplikuj cement szkło-jonomerowy zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Natychmiast po użyciu zamknij pojemnik.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE:

Nie rozpakowuj Riva Conditioner dopóki nie będzie potrzebny do użycia. Przechowuj w ciemnym miejscu w temperaturze 10°C - 25°C (50°F - 77°F) Używaj w temperaturze pokojowej 20°C - 25°C (68°F - 77°F) Przydatność do użycia: 3 lata

OSTRZEŻENIE:

Przeznaczone dla profesjonalnych zastosowań dentystycznych
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Do zastosowań zewnętrznych.

Nie stosuj po upływie daty ważności.

Ostrzeżenie: Pod rygorem prawa zaleca się sprzedaż wyłącznie na potrzeby dentystów.

Certyfikaty bezpieczeństwa materiału dostępne na www.sdi.com.au lub.

U przedstawiciela regionalnego.

Data ostatniej aktualizacji: Maj 2010

PIERWSZA POMOC:

Oczy (kontakt): Przemyj niezwłocznie wodą i zapewnij pomoc medyczną.

Skóra (kontakt): Usuń z powierzchni skóry za pomocą materiału lub gąbki zanurzonych w alkoholu. Przemyj niezwłocznie wodą.

Przyjęcie doustne: Nakaż wypicie znacznej ilości wody/mleka. Zapewnij pomoc medyczną w razie utrzymywania się objawów zatrucia.

Wchłonięcie: Brak objawów.

ASORTYMENT

Pojemniki 10ml



Wyprodukowano w Australii przez SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brazylia 0800 770 1735

Francja 00800 022 55 734

Niemcy 0800 100 5759

Irlandia 01 886 9577

Włochy 800 780625

Nowa Zelandia 0800 734 034

Hiszpania 00800 022 55 734

Wielka Brytania 00800 022 55 734

USA i Kanada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC	REP
----	-----

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Irlandia
Tel +353 1 886 9577

