Riva Star

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

Riva Star ist ein Desensibilisierungsmittel der neuen Generation, das empfindliche Zähne sofort beruhigt.

ANWENDUNGSGEBIETE:
Desensibilisierung bei überempfindlichen Zahnhälsen.

GEGENANZEIGEN
- Keine Zähne mit kariösen Läsionen desensibilisieren.
- Nicht an Patienten anwenden, die eine Schilddrüsentherapie erhalten oder die eine Vorgeschichte mit Allergien gegen chemische Stoffe wie Silber, Fluorid, Kalium, Jod, Ammoniak und Methacrylate haben. Hinweis: Wenden Sie sich im Zweifel vor der Anwendung an einen Arzt oder Allergologen.

VERFAHREN:

1. Reinigen Sie den/die zu behandelnden Zahn/Zähne und danebenliegende Zähne mit einer Prophylaxepaste ohne Fluorid in einem Gummi-Poliernapf.
2. Beurteilen Sie den Zustand der Zähne. Nur Zähne mit intaktem Dentin und Zahnschmelz sollten behandelt werden.
3. Zu behandelnde Bereiche mit Watterollen isolieren.
4. Die zu behandelnden Zähne und das anliegende Zahnfleischgewebe trocknen.
5. Eine kleine Menge Zahnfleischbarriere auf die Zwischenräume und das Gewebe auftragen, so dass diese auch leicht bis zum Zahn reicht (< 1 mm).
6. Mit fächelnden Bewegungen lichthärten. Hinweis: Die Zahnfleischbarriere nicht punktuell härten, da sonst Weichgebe verbrennen könnte.
7. **Schritt 1**: Mit dem mitgelieferten silbernen Pinsel die Folie der silbernen Kapsel durchstechen und die Lösung vorsichtig nur auf die zu behandelnde Stelle auftragen.
8. **Schritt 2**: Durchstechen Sie sofort danach mit dem mitgelieferten grünen Pinsel die Folie der grünen Kapsel und tragen Sie die Lösung großzügig auf die zu behandelnde Stelle auf. Tragen Sie dieselbe Lösung auf andere Zahnoberflächen auf, die mit der Lösung aus der silbernen Kapsel in Berührung gekommen sein könnten. Hinweis: Die behandelte Oberfläche erscheint zunächst cremig weiß. Tragen Sie weiter die Lösung aus der grünen Kapsel auf, bis die Oberfläche ganz hell ist.
9. Trockentupfen und Zahnfleischbarriere entfernen.
10. Die gebrauchten Kapseln und Pinsel nach den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

WARNHINWEISE:
- Nur zum professionellen Gebrauch.
- Wegen möglicher Fleckenbildung wird nicht empfohlen, die vorderen Zähne zu behandeln.
- Bei falschem Gebrauch kann dieses Produkt Flecken auf Zähnen verursachen. Der Patient muss vor Gebrauch darüber informiert werden.
- Bei Gebrauch zur Desensibilisierung wird vor Schritt 1 eine Zahnfleischbarriere angebracht, um Verbrennungen am Weichgewebe zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Lösung aus der silbernen Kapsel (Schritt 1) mit Gewebe im Mund, den Augen und der Haut.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Lösung aus der grünen Kapsel (Schritt 2) mit den Augen.
- Keine Zähne mit kariösen Läsionen desensibilisieren, es sei denn es wird ein Glasionomer verwendet, um die behandelte Stelle zu schließen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht verschlucken.
- Die Lösung aus der silbernen Kapsel (Schritt 1) verursacht Flecken (siehe „Fleckenbehandlung“).
- Tragen Sie bei der Handhabung Handschuhe und eine Schutzbrille.
- Nur zum Einmalgebrauch.
- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Achtung: Bundesgesetze beschränken dieses Gerät auf den Verkauf durch oder im Auftrag eines Zahnarztes.
- Die Lösung aus der silbernen Kapsel (Schritt 1) enthält 0,06 g/mL Fluoridionen.
- Nicht geeignet zum Gebrauch mit Verbund-Füllmaterial auf Harzbasis.
- SDB erhältlich unter www.sdi.com.au oder wenden Sie sich an Ihren SDI-Vertreter.

LAGERUNG UND HANDHABUNG:
- Die Folie der silbernen und der grünen Kapsel erst unmittelbar vor Gebrauch durchstechen.
- Kühl und trocken lagern, bei Temperaturen zwischen 2° und 8 °C.
- Bei Raumtemperatur zwischen 20° und 25 °C verwenden.

ERSTE HILFE:
- **Augenkontakt:** Die Augenlider aufhalten und das Auge ununterbrochen mit fließendem Wasser spülen. Weiterspülen, bis ein Giftinformationszentrum oder ein Arzt empfiehlt aufzuhören, mindestens jedoch 15 Minuten.
- **Hautkontakt:** Mit fließendem Wasser abspülen. (Auf Weichgewebe kann sich eine Kruste bilden, die innerhalb von 24-48 Stunden verschwinden sollte.)
- **Verschlucken:** Aufgrund des Dosisvolumens unwahrscheinlich. Nach Verschlucken NICHT versuchen, Erbrechen herbeizuführen. Ein Glas Milch oder Wasser trinken lassen.
- **Einatmen:** Aufgrund des Dosisvolumens unwahrscheinlich. Nach Einatmen aus dem kontaminierten Bereich entfernen.

FLECKENBEHANDLUNG:
- **Haut:** Die Lösung aus der grünen Kapsel unter leichtem Reiben auftragen. Der Fleck verschwindet langsam. (Wird nichts unternommen, verschwindet der Fleck nach und nach im Laufe einiger Tage.)
- **Kleidung:** Übernacht in Napisan* (oder einem anderen Fleckentferner für Textilien) einweichen und dann normal waschen.
- **Harte Oberflächen:** Sofort Haushaltsbleiche (Natriumhypochlorit) anwenden und mit Wasser abwischen. Bei hartnäckigen Flecken wird ein Papiertuch mit Haushaltsbleiche vollgesogen und über die betroffene Stelle gelegt. Übernacht wirken lassen und mit Wasser abwischen.

Napisan* ist keine eingetragene Marke von SDI Limited.

VERPACKUNG:
Sets mit
- 10 x Riva Star Schritt 1 (silberfarben, Einzeldosis)
- 10 x Riva Star Schritt 2 (grün, Einzeldosis)
- 2 x Zahnfleischbarriere
- Zubehör

In den USA patentiert.

CE 0297

ÄTZEND

8°C 45°F

2°C 35°F

Letzte Überarbeitung: 03-2015